

Hydrofilm® Plus

Transparent sårfilm med absorptionspude

Hydrofilm Plus er en selvhæftende filmforbinding med en højabsorberende sårpude, som ikke fæstner i såret. Ekssudat absorberes hurtigt og sikkert således, at såret holdes frit for sårsekret, som kan kontaminere såret. Takket være disse egenskaber sikrer Hydrofilm Plus en effektiv sårpleje samtidig med, at den er hudvenlig og enkel at håndtere.



1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier

2 Åndbar

3 Højabsorberende

Fordele:

- Sikker sårbeskyttelse
- Enkel håndtering
- Kolofoniumfri
- Dermatologisk testet



Egenskaber

Takket være den tynde transparente film kan huden rundt om sårpudden inspiceres, uden at man behøver at skifte forbindingen. Gennem den hvide sårpudd er det også muligt at se, hvordan eksudatet absorberes, og hvornår det er tid til at skifte forbindingen. Disse egenskaber gør, at man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm Plus holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Det lader sig også sagtens gøre at tage bad og brusebad med forbindingen på. Filmen har en mat overflade, som ikke reflekterer lys, hvilket gør at filmen ikke så let bemærkes. Hjørnerne på Hydrofilm Plus er rundede, for at filmen skal blive siddende på plads. Klæberens hæfteevne er kraftig, for at forbindingen skal kunne blive siddende på plads i længere tid. Anvendelsestiden afhænger af sårets type og tilstand.

Materiale

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Absorptionspudd af viskosefibrer dækket med et polyetylenet. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Anvendes som steril postoperativ samt primær forbindelse for at beskytte let væskende sår. Kontraindikationer: Hydrofilm Plus må ikke anvendes på inficerede eller stærkt blødende sår samt på sår med en høj eksudatmængde.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Sårpudd	Varenr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® Plus Steril, pakket enkeltvis	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 775	25 stk	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	685 776	25 stk	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 778	25 stk	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	685 779	25 stk	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	685 780	25 stk	10 Afp
	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 771	50 stk	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 773	50 stk	10 Afp