



HARTMANN



 Risk
Prevention

MediSet®

Стерилни комплекти
за малки процедури



Защо да използваме еднократни комплекти за малки процедури?



Еднократните комплекти предлагат голямо удобство

- Готови за употреба и достъпни за работа 24/7
- Подходящи са за ползване в болници, клиники, кабинети и др.
- Намаляват времето за подготовка, тъй като компонентите вече са подредени и опаковани
- Улесняват инвентаризацията



Еднократните комплекти гарантират сигурността на пациентите и екипа

- Препоръчани са от Световната Здравна Организация (WHO)
- Всеки сет е нов и стерилен
- Минимизират риска от крос-контаминация
- Предотвратяват разпространението на ВБИ



Еднократните комплекти са икономически изгодни

Според проучване на Централната Болница в Тарб, Франция, употребата на еднократните комплекти намалява болничните разходи с 23% спрямо ползването на многократни.



MediSet® ви дава сигурност и удобство и така ви осигурява повече време да се фокусирате върху най-важното - вашите пациенти.



Защо да изберете MediSet®?



В разработването на MediSet®, HARTMANN прилага своя **200-годишен опит**



Всеки компонент преминава през процес от **12 стъпки** на одобрение, за да се осигури качеството и безопасността на сета



MediSet® се произвеждат в два завода в Европа и са носители на **2 Европейски сертификата** (TÜV, ISO 14001)



Повече от **10 000 болници** в Европа се доверяват на MediSet®



С MediSet® се извършват над **60 милиона процедури** годишно

MediSet® предлага лесни решения за голяма част от основните процедури:



Ножици



Ножици объл/объл връх 13 см

Неръждаема стомана и полиамидна дръжка
За рязане на конци, тъкани, компреси от НТТ, адхезивни ленти или други продукти за обработка на рани.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478168	20 бр./кутия; 2 кутии в кашон
Кашон	470177	180 бр./кашон



Ножици остър/остър връх 11 см

Неръждаема стомана и полиамидна дръжка
За рязане на конци, тъкани, компреси от НТТ, адхезивни ленти или други продукти за обработка на рани.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478167	25 бр./кутия; 2 кутии в кашон
Кашон	470178	180 бр./кашон



Ножици остър/остър връх 13 см с протектор за острието

Неръждаема стомана, полистиренова червена дръжка и жълт протектор за острието.
За рязане на плътни материали, например тупфери, съвременни превръзки, както и за по-прецизно рязане.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478166	15 бр./кутия; 2 кутии в кашон



Тънки ножици остър/остър връх, прав 11,5 см

Неръждаема стомана, със силиконов протектор за острието.
За рязане на увредена кожа и меки тъкани.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	478307	34 бр./кашон

Стерилни и готови за употреба инструменти
Без риск от пренос на ВБИ
Без проблеми с износено качество и загуба
Без риск от нережещи ножици
По-добра оптимизация в отделението

Единични стерилни инструменти



Кохер форцепс 14 см - полиамид, усилен с фибростъкло, син

За придържане на компреси и тупфери по време на обработка на рана или на устна кухина или при дезинфекция на кожата.


Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478163	15 бр./кутия; 2 кутии в кашон



Форцепс 12,5 см - полипропилен, усилен с фибростъкло, с двойно назъбване, зелен

За употреба при обработка на рана или устна кухина или при дезинфекция на кожа.


Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478164	20 бр./кутия; 2 кутии в кашон



Форцепс с тънки върхове 12,5 см - полипропилен, усилен с фибростъкло, сив

За прецизна работа при обработка на рана или устна кухина или при дезинфекция на кожа.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	478165	25 бр./кутия; 2 кутии в кашон



Форцепс държач 24 см - полиамид, усилен с фибростъкло, син

За придържане на компреси и тупфери при дезинфекция на кожа на достатъчно разстояние от зоната за дезинфекциране.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	470493	72 бр./кашон



Форцепс държач 24 см - IXEF супер усилен полипропилен с фибростъкло, сив

За придържане на компреси и тупфери при дезинфекция на кожа на достатъчно разстояние от зоната за дезинфекциране.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	478833	72 бр./кашон




Шпатула с гъба 15,5 см - полистирен и полиуретанова гъба, синя

Гъба 4x4x2 см; блистер с 2 отделения за дезинфекционен разтвор. За почистване на здрава кожа и за дезинфекция.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	479156	84 бр./кашон

Обработка на рани




Дерматологична кюрета с протектор - Ø 7 см, дълж. 16 см

Полиамид, усилен с фибростъкло.

За механичен дебридман на фибринови налепи или некротична тъкан от рани. Може да се ползва самостоятелно или в допълнение към автолитично дебридираща превръзка.

Опаковка	Кат. номер	Брой в диспенсър
Диспенсърна кутия	478112	10 броя



Сонда 14 см - полиамид, усилен с фибростъкло

За отваряне на ръбовете на рана, за измерване на дълбочината на рана или за поставяне на превръзки.

Опаковка	Кат. номер	Брой в диспенсър
Диспенсърна кутия	478337	10 броя



Сонда 14 см - неръждаема стомана

За отваряне на ръбовете на рана, за измерване на дълбочината на рана или за поставяне на превръзки.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	478236	60 бр./кашон



Жлебовата сонда 14 см - неръждаема стомана

За почистване на кухини; механичен дебридман и изследване; за поставяне на превръзки.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	470358	10 бр./кутия; 6 кутии в кашон



Анти-стаплер 10 см - неръждаема стомана

За отстраняване на скоби от кожен съшивател.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	470175	80 бр./кашон



Лезвие 6,5 см - карбонова стомана

За сваляне на конци от хирургичен шев.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Диспенсърна кутия	999591	100 бр./кутия; 50 кутии в кашон



Градуирани мерителни купички

Прозрачен полипропилен.

За събиране на всякакви течности (могат да бъдат ползвани и за различни медикаменти и медицински инструменти).

1000 мл купа: за съхранение на глава на феморална кост при ендопротезиране и при вземане на кожна присадка.

Вместимост	Кат. номер	Брой в кашон
60 ml	470158	108 бр./кашон
120 ml	470185	108 бр./кашон
150 ml	470157	72 бр./кашон
250 ml	470226	48 бр./кашон
500 ml	478139	48 бр./кашон
1000 ml	478892	32 бр./кашон



Бъбрековидни легенчета

Прозрачен полипропилен.

За събиране на отпадъци, инструменти и течности по време на процедура.

Вместимост	Размери	Кат. номер	Брой в кашон
300 ml	200 x 100 x 40 mm	479155	48 бр./кашон
800 ml	250 x 130 x 50 mm	470049	30 бр./кашон

Твърдо легенче 265 x 162 x 45 мм

Бял полипропилен.

За събиране на течности и инструменти преди и след процедура.

Опаковка	Кат. номер	Брой в кашон
Кашон	478005	35 бр./кашон

Твърдо легенче 300 x 200 x 48 мм

Бял полипропилен. Вместимост 2 литра.

За събиране на течности и инструменти преди и след процедура.

Опаковка	Кат. номер	Брой в кашон
Кашон	470880	21 бр./кашон


Твърд празен блистер 210 x 140 x 30 мм

РЕТ/РЕ 350 МУ

За събиране на течности и инструменти преди и след процедура.


Опаковка	Кат. номер	Брой в кашон
Кашон	470199	24 бр./кашон


Комплекти за дезинфекция на кожа - в двойна опаковка

Кат. номер	Форцепс държач	Марлен тупфер, размер XL	Купичка, 150 мл	Брой
				
479171	Син 19 см	5	1	15 бр./кашон
479151	Син 24 см	5	1	15 бр./кашон
479154	Сив IXEF 24 см	5	1	15 бр./кашон



Комплекти за дезинфекция на кожа - в единична опаковка

Кат. номер	Кохер форцепс 14 см	Марлен тупфер, размер XL	Блистер, 3 отд-ния	Брой
				
479172	1	5	1	24 бр./кашон

Кат. номер	Форцепс държач	Марлен тупфер, размер XL	Купичка, 150 мл	Брой
				
479173	Син 19 см	5	1	18 бр./кашон
479174	Син 24 см	5	1	18 бр./кашон
479175	Сив IXEF 24 см	5	1	18 бр./кашон



Единични стерилни инструменти за грижа за уста и дентален преглед

Шпатула 15 см



Син полипропилен.
С един широк и един тесен край в зависимост от ширината на устата на пациента.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	478580	50 бр./кашон

Памучен тампон размер L - 150 мм



Полипропиленова дръжка с абсорбиращ памучен тампон с \varnothing 11 мм.
За орална грижа или обработка на рана.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	479191	2 бр./опак; 100 opak/каш.

Памучен тампон размер M - 150 мм



Полипропиленова дръжка с абсорбиращ памучен тампон с \varnothing 5 мм.
За орална грижа или обработка на рана.

Опаковка	Кат. номер	Брой
Кашон	479165	2 бр./опак; 100 opak/каш.

Комплекти за грижа за уста и дентален преглед



Грижа за уста - кат. номер 479 157

1 Кохер форцепс, пластмасов 14 см
5 марлени тупфери, размер 3 (слива)

28 бр./кашон



Грижа за уста - кат. номер 479 158

1 Кохер форцепс, пластмасов, 14 см
5 марлени тупфери, размер 3 (слива)
1 шпатула, пластмасова, 15 см
1 купичка 120 мл

24 бр./кашон














Дентален преглед - кат. номер 470 126

1 форцепс с остри метални върхове 16,3 см
1 дентално огледалце
1 дентална сонда с протектор 15,5 см

96 бр./кашон

Комплекти за обработка на шев

Кат. номер	Чаршаф с адх. отвор 50 x 50 см	Чаршаф 38 x 45 см	Компрес НТТ 7,5 x 7,5 см	Иглодържател	Ножници остър/остър връх 11,6 см	Форцепс 12,5 см	Adson форцепс със зъбци 12 см	Adson форцепс без зъбци 12 см	Брой
470621	1	-	5	 1 x 12cm	 1	 1	 -	 -	36 бр./каш.
470176	1	-	5	 1 x 12cm	 1	-	1	-	36 бр./каш.
479176	1	1	5	 1 x 12cm	 1	-	1	-	36 бр./каш.
478119	1	1	5	 1 x 13cm	 1	-	1 micro Adson	1 micro Adson	28 бр./каш.

Комплекти за махане на шев

С лезвие - кат. номер 991 900

3 марлени компреси 5 x 5 см



1 форцепс с тънки върхове, от полипропилен, усилен с фибростъкло - сив, 12,6 см

1 лезвие от карбонова стомана - 6,5 см, извито, в индивидуална опаковка

30 бр./кашон

С ножници - кат. номер 479 178

5 тупфери от НТТ, размер 2 (Орех)






1 форцепс, пластмасов, 12,5 см

1 тънка ножница с остър/остър връх, метална, права - 11,5 см; със силиконов протектор за острието





1 чаршаф 38x45 см

50 бр./кашон

Комплекти за обработка на рани без чаршаф

Кат. номер	Форцепс 12,5 см	Кожер форцепс 14 см	Марлен компрес	Марлен тулфер	Ножици	Брой
479159			5 x 5 см	размер 3 (слива)		24 бр./кашон
479166	1	1	-	5	-	24 бр./кашон
479160	1	1	5	5	-	24 бр./кашон
479167	1	1	5	5	1	20 бр./кашон

Комплекти за обработка на рани с чаршаф 38x45 см

Кат. номер	Форцепс 12,5 см	Кожер форцепс 14 см	Марлен компрес	Марлен тулфер	Ножици	Adson форцепс 12 см	Брой
479168			5 x 5 см	размер 3 (слива)			24 бр./кашон
479169	2	-	5	-	-	-	24 бр./кашон
479153	1	1	-	5	-	-	24 бр./кашон
479152	1	1	5	5	1	-	20 бр./кашон
470066	2	-	5	5	-	-	84 бр./кашон
479170	-	-	5	5	1	1	20 бр./кашон

Специализирани комплекти



Комплект за суха превръзка - кат. номер 470 632

5 компреси от НТТ 7,5 x 7,5 см
5 тупфери от НТТ
1 форцепс, пластмасов, 12,5 см

75 бр./кашон



Комплект за централна венозна катетеризация - кат. номер 455 272

1 чаршаф 75 x 90 см
1 попиваща кърпа 33 x 33 см
1 кохер пластмасов, син, 14 см
5 тупфери от НТТ, размер 3 (слива)
1 чаршаф с отвор 75 x 90 см
1 игла черна 0,7 x 30 мм
1 игла розова 1,2 x 40 мм
1 спринцовка 20 мл
1 спринцовка 10 мл
1 скалпел №11
1 метална Adson пинсета
1 прозрачна купичка 120 мл
1 ножица с остри върхове
6 компрес от НТТ 7,5 x 7,5 см
2 марлен компрес 5 x 5 см
1 водоустойчива превръзка Hydrofilm 10 x 15 см
1 метален иглодържател Mayo-Hegar 12 см

15 бр./кашон



Комплект за хирургичен шев - кат. номер 475 633

1 чаршаф с отвор 48x48 см
4 тупфери от НТТ, размер 3 (слива)
1 метална ножица, права, с остри върхове
1 метална Adson пинсета
1 метален иглодържател Mayo-Hegar 14 см

66 бр./кашон

Достъпни и готови за употреба по всяко време

Всичко необходимо на едно място

Без проблеми с износено качество

Без риск от загубени инструменти

Специализирани комплекти



Комплект за гръдна пункция - кат. номер 478 551

- 1 чаршаф 50 x 50 см с лепящ отвор
- 5 марлени тупфери, размер 3 (слива)
- 1 игла розова 1,2 x 40 мм
- 1 игла черна 0,7 x 30 мм
- 1 спринцовка 20 мл
- 1 скалпел №11
- 1 метална Adson пинсета
- 1 метална ножица с остър/объл връх
- 1 кохер, метален
- 1 чаршаф 75 x 90 см
- 2 компреси от НТТ 10 x 10 см
- 2 компреси от НТТ, изрязани

36 бр./кашон



Комплект за уретрална катетеризация - кат. номер 475 634

- 1 чаршаф 50 x 55 см
- 1 латексови ръкавици без пудра, размер М
- 1 форцепс 12,5 см
- 2 компреси НТТ, 7,5 x 7,5 см
- 4 тупфери от НТТ, размер Орех

28 бр./кашон



Комплект за уретрална катетеризация - кат. номер 475 388

- 1 чаршаф 50 x 55 см
- 1 латексови ръкавици без пудра, размер М
- 1 форцепс 12,5 см
- 2 компреси НТТ, 5 x 5 см
- 4 тупфери от НТТ, размер Орех
- 1 ампула стерилна вода 10 мл
- 1 спринцовка 10 мл

54 бр./кашон



Комплект за анестезия - кат. номер 470 631

- 1 чаршаф 75x90 см
- 1 абсорбираща кърпа 33x33 см
- 1 чаршаф 50x50 см
- 1 кохер пластмасов, син, 14 см
- 5 тупфери от НТТ, размер 3 (слива)
- 1 игла розова 1,2 x 40 мм
- 1 спринцовка 5 мл
- 4 компреси от НТТ, 7,5 x 7,5 см

28 бр./кашон

ТП Хартманн-Рико

1113 София, кв. Изток
ул. "Майор Юрий Гагарин" 25А
тел: 02/964 18 20

www.hartmann.bg
www.ranite.bg

