



HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute

 Risk
Prevention

Catalogo MediSet®
Empowering better care

Da 200 anni offriamo
partnership, passione
e professionalità ai
professionisti della salute
e ai pazienti.

Indice

Set per medicazione	pag. 5
Set per cateterismo, episiotomia, anestesia	pag. 9
Set per sutura e rimozione	pag. 12
Strumenti singoli sterili	pag. 15



I nostri valori

Come Gruppo fornitore di prodotti medicali e per l'igiene con una storia di 200 anni, siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale e ambientale.

Aiutiamo le persone a gestire la salute più facilmente ed efficacemente, attraverso partnership, professionalità e passione.

Questi valori, insieme alla visione aziendale, sono la forza motrice della nostra strategia di sostenibilità nella gestione aziendale, nei rapporti con i clienti, con i dipendenti, con gli azionisti, con i partner commerciali, con le autorità e i politici, così come nel nostro impegno per l'ambiente e la comunità.

Partnership

Aiutiamo le persone grazie alla nostra veste di partner affidabili.

Professionalità

Aiutiamo le persone attivamente e direttamente.

Passione

Aiutiamo le persone attraverso la lungimiranza.

MediSet®: qualità e sicurezza con sistema



Sicurezza, qualità e ottimizzazione dei processi nella cura del paziente sono diventati temi sempre più importanti in questi ultimi anni e la loro richiesta continuerà a crescere anche nel prossimo futuro.

La sempre maggiore attenzione per l'assistenza a domicilio dei pazienti trasferirà queste richieste anche nel campo delle cure domiciliari.

Per rispondere al meglio a queste necessità **HARTMANN ha sviluppato un innovativo assortimento di set** che soddisfa pienamente queste necessità.

Perchè MediSet®?



Soluzione standardizzata

- MediSet® è sviluppato sulla base di specifici protocolli.
- Soddisfa le esigenze dei suoi utilizzatori.



Sterile e sicuro

- Tutti i prodotti vengono posizionati e ordinati per garantire il mantenimento della sterilità.
- Riduce al minimo il rischio di contaminazione incrociata e previene la diffusione di infezioni nosocomiali.
- Latex-free



Elevata qualità

- Componenti in linea con i più elevati standard nel campo della medicina e della cura delle ferite.
- Prodotti in Europa in sedi certificate.



Risparmio di tempo

- Tutto il necessario è all'interno del set, in composizioni selezionate con la massima attenzione.
- Sensibile riduzione del tempo di preparazione.
- L'etichettatura di MediSet® semplifica il processo di documentazione e rende sicuro il suo utilizzo.



Efficienza nei costi

- I set contengono esattamente i prodotti che servono per ogni specifica attività, niente di più, niente di meno.
- Eliminano gli sprechi dati dalla perdita di strumenti.
- Ottimizzano la migliore gestione delle risorse umane.



Dalle procedure più semplici a quelle più complesse, MediSet® è sempre pronto all'uso

HARTMANN opera da anni al fianco degli operatori di tutto il mondo e questa esperienza ci ha insegnato a rispettare la specificità di ogni singola situazione.

I set MediSet® sono costruiti pensando agli operatori, ai pazienti e ai protocolli operativi esattamente come richiede il personale che quotidianamente li utilizza.

Grazie a questa personalizzazione della risposta, MediSet® è in grado di dare una soluzione sempre precisa, corretta, sicura ed economica a tutti quei trattamenti che oggi occupano una larga parte del lavoro del personale di assistenza.

Pensate solo a come volete effettuare il trattamento, alla sequenza corretta dei vostri gesti, ai materiali che vi occorrono di volta in volta: **MediSet® è la realizzazione concreta della vostra esperienza.**

La preparazione di tutto l'occorrente si ridurrà ad un solo semplice gesto: l'apertura della confezione.



Crea il tempo per le cose realmente importanti.

MediSet® è sicuro, riduce i costi e fa risparmiare tempo per dedicarsi a ciò che è realmente importante: il paziente.

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute

 Risk
Prevention

Set per
medicazione





	codice	descrizione
Set base per medicazione	470 108	 6 Tamponi in TNT misura "prugna"
		 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5
		 Confezionato in blister rigido a tre scomparti




	codice	descrizione
Set medicazione n° 94	470 197	 5 Tamponi in TNT misura "prugna"
		 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5
		 Confezionato in blister rigido a tre scomparti



	codice	descrizione
Set medicazione n° 7	470 156	 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5
		 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14
		 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

Set per medicazione con telo sterile MediSet®



38X45

	codice	descrizione
Set medicazione n° 4		1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5
		1 Pinza anatomica in plastica blu cm. 12,5
	478 605	1 Telo in TNT cm. 38 x 45
		5 Tamponi di garza misura "prugna"
		Confezionato in blister rigido a tre scomparti




38X45

	codice	descrizione
Set medicazione n° 24		1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5
		1 Pinza anatomica in plastica blu cm. 12,5
	470 066	1 Telo in TNT cm. 38 x 45
		5 Tamponi di garza misura "prugna"
		5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
	Confezionato in blister rigido a tre scomparti	



38X45

	codice	descrizione
Set medicazione n° 2		1 Pinza anatomica in plastica verde
		1 Pinza Kocher in plastica
	470 888	1 Telo in TNT cm. 38 x 45
		5 Tamponi di garza misura "prugna"
		5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
	Confezionato in blister rigido a tre scomparti	



38X45

	codice	descrizione
Set medicazione n° 138		1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5
		1 Pinza anatomica a punte sottili, plastica, blu cm. 11
		1 Pinza Kocher in plastica cm. 14
	470 241	1 Forbici con punte in metallo e cappuccio protettivo cm. 13
		5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		1 Telo in TNT cm. 38 x 45
	Confezionato in blister rigido a tre scomparti	

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute


 Risk
Prevention

Set per


- cateterismo
- episiotomia
- anestesia



Set per episiotomia MediSet®




	codice	descrizione
Set per parto episiotomia		1 Ciotola 60 ml in plastica
		10 Garze in cotone cm. 10 x 10
		1 Forbici per episiotomia in metallo, cm. 14,5
		2 Pinza Kocher in metallo, cm. 16
	470 690	1 Forbici a punte smusse in metallo, cm. 17,5
		1 Pinza Kocher in plastica con compressa di garza
		1 Telino per neonato cm. 87 x 90
		1 Telo in TNT cm. 75 x 90 (che avvolge il contenuto)
		1 Vaschetta in plastica da 2 Lt.
		Il set è contenuto in busta peel-pack




	codice	descrizione
Set per sutura episiotomia		1 Ciotola 100 ml in plastica
		20 Garze in cotone cm. 10 x 10
		1 Forbici a punte smusse in metallo, cm. 17,5
		1 Pinza anatomica in metallo, cm. 18
		1 Pinza Kocher in metallo, cm. 16
	470 934	1 Portaghi in metallo, cm. 20
		1 Tampone vaginale Ø 45 mm.
		2 Teli in TNT cm. 75 x 90
		1 Telo in TNT cm. 100 x 100 (che avvolge il contenuto)
		1 Vaschetta in plastica da 2 Lt.
	Il set è contenuto in busta peel-pack	

Set per anestesia MediSet®



	codice	descrizione
Set per anestesia locale n° 1		4 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		4 Tamponi in TNT - misura grande-
		2 Ciotole in plastica
	470 107	1 Pinza Kocher in plastica cm. 14
		1 Telo in TNT con bordo adesivo cm. 75 x 90
		1 Telo in TNT cm. 75 x 90
		Confezionato in blister rigido a due scomparti

Set per cateterismo MediSet®



	codice	descrizione
Set per cateterismo vescicale n° 1		1 Gel lubrificante 5 gr.
		1 Siringa 20 ml
		1 Fiala di acqua distillata 20 ml
	470 058	5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		1 Pinza Kocher in plastica cm. 14
		1 Telo in TNT cm. 75 x 90
		1 Telo in TNT cm. 75 x 90 con foro Ø 10 cm.
		Confezionato in blister rigido a due scomparti

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute




Risk
Prevention


Set per
sutura e
rimozione



Set per sutura e rimozione MediSet®



	codice	descrizione
Set per sutura n° 12	470 176	1 Pinza chirurgica in metallo cm. 12
		1 Forbici con punte sottili in metallo cm. 11,6
		1 Portaghi cm. 12 in metallo
		1 Telo in TNT cm. 50 x 50 con foro adesivo cm. 5 x 10
		5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		Confezionato in blister rigido a tre scomparti



	codice	descrizione
Set per sutura n° 14	470 621	1 Pinza anatomica in metallo cm. 12,5
		1 Forbici punte sottili in metallo cm 11,6
		1 Portaghi cm. 12 in metallo
		1 Telo in TNT cm. 50 x 50 con foro adesivo cm. 5 x 10
		5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5
		Confezionato in blister rigido a tre scomparti



	codice	descrizione
Set rimozione suture con forbici	479 178	5 Tamponi in TNT misura 2
		1 Pinza anatomica a punte sottili in plastica cm. 11
		1 Forbici tagliafilii in metallo cm. 15
		1 Telo in TNT cm. 38 x 45
		Confezionato in blister rigido a tre scomparti



	codice	descrizione
Set rimozione suture	991 900	3 Garze in cotone cm. 5 x 5
		1 Coltellino levapunti in acciaio confezionato singolarmente
		1 Pinza anatomica a punte sottili in plastica cm. 12,5
		Confezionato in blister rigido a due scomparti

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute



Risk
Prevention

Strumenti singoli sterili



DE - Nichtchirurgische Instrumente zum Einmalgebrauch
EN - Non-surgical instruments for single use
FR - Instruments non chirurgicaux à usage unique
NL - Nietchirurgische instrumenten voor éénmalig gebruik
IT - Strumenti non chirurgici monouso
ES - Instrumentos no quirúrgicos de un solo uso
EL - Μη επουλεύσιμα χειρουργικά εργαλεία
CS - Nepoužívané k operacím na operačním sále
FI - Neeleavytävät instrumentit yksikäyttöön
HU - Nem műtéti műszerek, egyszeri használatra
RU - Неоперационные инструменты одноразового использования
DA - Engkirurgiske instrumenter til mindre indgreb som f.eks. sårrevidering
SK - Nechirurgické jednorázové nástroje
SL - Nekirurški instrumenti za enkratno uporabo

Strumenti monouso

- dispositivi sterili che supportano la prevenzione delle infezioni ospedaliere
- strumenti nuovi e pronti all'uso per ogni procedura
- nessun problema legato al riprocessamento (qualità, perdite di strumenti, ecc.)

Forbici



Forbici a punte smusse | 13 cm

Acciaio inossidabile, manico in poliammide, blu

Per tagliare fili, garze in cotone o in TNT, medicazioni adesive o qualsiasi altro prodotto utilizzato per il trattamento delle ferite.

codice	confezionamento	pezzi
478 168	Box dispenser	20 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone



Forbici a punte acute | 11 cm

Acciaio inossidabile, manico in poliammide, blu

Per tagliare fili, garze in cotone o in TNT, medicazioni adesive o qualsiasi altro prodotto utilizzato per il trattamento delle ferite.

codice	confezionamento	pezzi
478 167	Box dispenser	25 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone



Forbici a punte acute con cappuccio protettivo | 13 cm

Lama: acciaio inossidabile

Manico rosso e cappuccio protettivo giallo: polistirene

Per tagliare materiale spesso come garze, medicazioni avanzate, tubi. Da utilizzare anche per tagli di precisione.

codice	confezionamento	pezzi
478 166	Box dispenser	15 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Ottimizzazione del packaging: dispenser e cartone

Dispenser

- migliore distribuzione in reparto
- ottimizzazione dello stoccaggio in reparto e sui carrelli
- facile identificazione degli strumenti grazie ai pittogrammi sulla scatola

Forbici monouso

- sempre affilate come nuove
- tre tipologie: le forbici giuste per la giusta procedura



Strumenti wound care



Curette dermatologica - protetta | Ø 7 mm - 16 cm

Manico e raschietto: poliammide rinforzato con fibra di vetro
Lama in acciaio inossidabile con cappuccio protettivo – diametro 7 mm
Per lo sbrigliamento meccanico di fibrina e tessuto necrotico su ferite. Può essere utilizzata da sola o in aggiunta a medicazioni per lo sbrigliamento autolitico.

1 lato ideato per tessuti molli, 1 lato tagliente ideato per la rimozione di tessuti duri (es. necrosi)

codice	confezionamento	pezzi
478 112	Box dispenser	10 pezzi per dispenser, 6 dispenser per cartone



Sonda cannulata | 14 cm

Acciaio inossidabile
Per pulizia di cavità; sbrigliamento meccanico ed esplorazione; posizionamento di uno zaffo; per instillare.

codice	confezionamento	pezzi
470 358	Box dispenser	10 pezzi per dispenser, 6 dispenser per cartone



Pinza leva graffe - metallo | 10 cm

Acciaio inossidabile
Strumento adatto alla rimozione di punti (clip/graffe) dalla ferita.

Il blister è disegnato con uno spazio per posare lo strumento, mantenendolo sterile, e uno spazio per raccogliere le graffe rimosse.

codice	confezionamento	pezzi
470 175	Cartone	80 pezzi



Coltellino levapunti | 6,5 cm

Acciaio al carbonio - lama curva senza manico
Per tagliare i fili di una sutura.

Scatola dispenser per una facile gestione e conservazione

codice	confezionamento	pezzi
999 591	Box dispenser	100 pezzi per dispenser, 50 dispenser per cartone

Ottimizzazione del packaging: dispenser e cartone

- Dispenser**
- migliore distribuzione in reparto
 - ottimizzazione dello stoccaggio in reparto e sui carrelli
 - facile identificazione degli strumenti grazie ai pittogrammi sulla scatola



Pinze




Pinza Kocher | 14 cm

Poliammide rinforzato con fibra di vetro, blu

Per trattare tamponi e garze durante il trattamento (trattamento delle ferite, trattamento della bocca) o per la disinfezione della cute.

codice	confezionamento	pezzi
478 163	Box dispenser	15 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone



Pinza anatomica | 12,5 cm

Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, con doppia serratura, verde

Per l'utilizzo durante il trattamento (trattamento delle ferite, trattamento della bocca, ecc.) o per la disinfezione della cute, quando è richiesto un intervento di precisione.

codice	confezionamento	pezzi
478 164	Box dispenser	20 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Ottimizzazione del packaging: dispenser e cartone

Dispenser

- migliore distribuzione in reparto
- ottimizzazione dello stoccaggio in reparto e sui carrelli
- facile identificazione degli strumenti grazie ai pittogrammi sulla scatola



Disinfezione



Pinza porta tampone | 24 cm

Poliammide rinforzato con fibra di vetro, blu

Per trattenere garze e tamponi; da utilizzarsi per la pulizia della cute e per la disinfezione.



24 cm: per mantenere la distanza dall'area di disinfezione

codice	confezionamento	pezzi
470 493	Cartone	72 pezzi per cartone



Spugna con manico | 15,5 cm

spugna 4x4x2 cm

Blister a 2 scomparti per contenere il liquido per disinfezione

Manico: polistirene blu - schiuma: poliester e poliuretano blu

Per la pulizia di cute intatta e per la disinfezione.

codice	confezionamento	pezzi
479 156	Cartone	84 pezzi per cartone

Cura dentale



Abbassalingua | 15 cm

Polipropilene, blu

Per mantenere la lingua in posizione durante l'esame della bocca.



1 estremità piccola e 1 estremità grande per adattarsi alla larghezza della bocca del paziente.

codice	confezionamento	pezzi
478 580	Cartone	50 pezzi per cartone



Bastoncino ovattato mis. L | 150 mm

Bastoncino in polipropilene con batuffolo in cotone assorbente diametro 11 mm

Per l'igiene orale o il trattamento delle ferite.

codice	confezionamento	pezzi
479 191	Cartone	100 blister da 2 pezzi per cartone

"Going further for health"

Siamo presenti nel mondo
della sanità dal 1818 e
continuiamo ad andare oltre

 Sede centrale a
Heidenheim, Germania

 Presente in 34 Paesi,
in tutti i continenti

 Più di 10.000 dipendenti
in tutto il mondo

1818

Ludwig Hartmann assume la direzione di un'azienda tessile e la trasforma nella più importate filanda del Württemberg.

1870

Il figlio Paul Hartmann, affascinato dai progressi della medicina, decide di investire in un settore emergente: la produzione di medicazioni.

1919

Inizia la produzione di cerotti e medicazioni impregnate.

1965

Ridefinizione della sicurezza in sala operatoria con l'introduzione di fili radiopachi in tamponi e compresse (Telatrast).

1974

Lancio di una linea specifica per la gestione dell'incontinenza.

1976

Riduzione del rischio di infezione del sito chirurgico: introduzione di Folioplast, teli per sala operatoria monouso.

1997

Nuova concezione di trattamento delle ferite in ambiente umido con TenderWet, Sorbalgon e Hydrosorb.

2006

Lancio del misuratore di pressione digitale Tensoval duo control, il primo con doppia tecnologia di misurazione auscultatoria e oscillometrica.

2009

Con l'introduzione della gamma di strumenti chirurgici Peha -Instrument, HARTMANN sposa il trend del monouso.

2011

Introduzione di Vivano, il sistema HARTMANN per il trattamento delle ferite con pressione topica negativa.

2013

Introduzione di HydroTherapy, un innovativo approccio terapeutico per le ferite gravi.

2014

Aprire il Medical Innovation Center ad Heidenheim, un centro all'avanguardia nella produzione di medicazioni avanzate e set chirurgici personalizzati.

2018

Festeggiamo 200 anni di storia

andiamo oltre...

PAUL HARTMANN S.p.A.
Via della Metallurgia, 12
37139 Verona
Telefono 045 8182411
Fax 045 8510733
E-mail: info@it.hartmann.info
www.hartmann.it



**Andiamo oltre,
per la tua salute**