

# Katalóg výrobkov

O krok ďalej v liečbe,  
starostlivosti, prevencii

HARTMANN



O krok ďalej  
pre zdravie

**200**  
**ROKOV**

Spoločnosť **HARTMANN – RICO spol. s r.o.** vznikla roku 1993 ako pobočka českej firmy **HARTMANN – RICO a. s.**, ktorá nadväzuje na úspešnú tradíciu výrobcu vaty, obväzového materiálu a hygienických potrieb **Rico** (založené ako Richter&Compagnon roku 1891 v Chomutove) a popredného svetového výrobcu zdravotníckych a hygienických výrobkov, firme **PAUL HARTMANN** (založenej roku 1818 v Heidenheimu). Týmto krokom sa spoločnosť zároveň stala súčasťou silnej medzinárodnej skupiny **HARTMANN**.

Firma sa špecializuje na niekoľko produktových oblastí. V rámci sortimentu ponúka na **prevenciu infekcií** vysokokvalitné operačné súpravy, oblečenie a dezinfekčné prostriedky, ktoré efektívne zvyšujú bezpečnosť nemocničného personálu i pacientov. K výrazne rýchlejšej a pohodlnejšej **liečbe a hojeniu rán** prispievajú prostriedky ako hydrokoloidne krytie, krytie s masťou na ošetrovanie traumatických rán, podtlaková terapia či HydroTerapia. Na každodennú domácu **starostlivosť o zdravie, prevenciu a hygienu** ponúkame systém diagnostických prístrojov a testov, náplasti na širokú škálu drobných poranení, prírodnú kozmetiku a doplnky stravy, produkty dámskej hygieny alebo rad produktov na odličovanie či starostlivosť o bábätko. Posledným a zároveň kľúčovým segmentom sú prostriedky na riešenie **inkontinencie** vrátane špeciálnej kozmetiky na zrelú a namáhanú pokožku.

Vďaka našej profesionalite, partnerskému prístupu a nadšeniu pre prácu, ktorú robíme, máme na Slovensku dlhodobú pozíciu popredného distribútora zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov.

Predstavte si svet, kde je zdravotná starostlivosť  
rýchla, bezpečná a dostupná všetkým.

*Každý deň, každú minútu, kdekoľvek.*

V HARTMANN posúvame hranice starostlivosti o zdravie  
neustálym hľadaním a využívaním ciest, ako zlepšiť liečbu,  
starostlivosť a prevenciu v odbornom aj domácom prostredí.

*Srdcom, partnerstvom, profesionalitou...*

*... už*

**200**  
**ROKOV**

*Hartmann*  
*1818-2018*

„Aj napriek dopytu po lacnom obväzovom materiáli, vlastnosti ktorého sa zriedka spájajú s kvalitou a spoľahlivosťou, mojím dlhodobým záujmom zostáva dodávať len to najlepšie.“ Paul Hartmann, 1885



Ludwig von Hartmann



**1818**  
Spoločnosť založená ako pradiareň.



**1848**  
Spoločnosť preberá Paul Hartmann.



**70. roky 19. st.**

Vedecké prielomy naštartovali výrobu antiseptického krytia a chirurgických rúšok.



**1919**

Začína výroba náplastí a masť.

**1938**

Prvýkrát logo v podobe modrého oválu.



Prvé masťné tyly na bezbolestnú výmenu obväzov.



**70. roky 20. st.**

Zameriavame sa na problematiku inkontinencie.

Jednorazové chirurgické rúšky Folioplast ďalej znižujú riziká na operačných sálach.



**1993**

Vznik HARTMANN-RICO spol. s .r.o.



**1993–1994**

Uvedenie produktových radov MoliCare a Menalind ako riešenie starostlivosti o inkontinentných pacientov.



**1997**

Predstavenie produktov vlhkého krytia rán vrátane unikátneho produktu TenderWet.



**2008**

Rozšírenie portfólia HARTMANN o produkty na dezinfekciu.



**2009**

Uvedenie nových jednorazových kovových chirurgických nástrojov Peha-Instruments.



**2011**

HARTMANN vstupuje na trh s novým systémom na podtlakovú terapiu VIVANO.



**2014**

Nový branding značky HARTMANN na čele s novým sloganom **O krok ďalej pre zdravie** – slogan sa mení po 75 rokoch!



Predstavenie systému Hydroterapie znamená výrazne jednoduchšiu a efektívnejšiu liečbu rán.

**2016**

Predstavujeme úplne novú kategóriu produktov, domáce testy Veroval, a umožňujeme tak presunúť viac starostlivosti o zdravie do pohodlia a pokoja vlastného domova.



Významné uľahčenie práce opatrovateľom vďaka inovácii plienkových nohavíčiek MoliCare Elastic.

**2017**

Skupina HARTMANN dokončila akvizíciu spoločnosti Lindor, poprednej značky pre inkontinenčné prostriedky v Španielsku a Portugalsku.



Uvádzame rad inteligentných prístrojov Veroval osobnej diagnostiky s platformou Veroval medi.connect.

**2018**

Uvedenie nového radu produktov pre športovcov Cosmos Active.



**A ideme ďalej...**

„Odvaha pýtať sa ‚prečo‘ nám umožňuje ísť o krok ďalej pri formovaní zdravotnej starostlivosti budúcnosti.“ Andreas Joehle, CEO, HARTMANN GROUP, 2015



# Katalóg výrobkov

O krok ďalej v liečbe, starostlivosti, prevencii

## Ošetrovanie rán

### Moderné ošetrovanie rán

Antiseptické krytie – Atrauman Ag .....	9
Čistiace krytie – HydroClean advance .....	10
Algináty – Sorbalgon.....	11
Hydrogély – Hydrosorb .....	12
Hydrogély – Hydrosorb Gel .....	13
Hydrokoloidy – Hydrocoll .....	14
Hydrokoloidy – Hydrotul .....	15
Polyuretány – HydroTac.....	16
Polyuretány – PermaFoam .....	17
Polyuretány – Syspur-derm .....	18
Neadhezívne kontaktné krytie – Atrauman .....	19
Neadhezívne kontaktné krytie – Grassolind neutral.....	20
Silikónové krytie – Atrauman Silicone .....	21
Podtlaková terapia – VivanoTec .....	22
Podtlaková terapia – VivanoMed .....	23
Superabsorpčné krytie – Zetuvit Plus.....	24

### Tradičné ošetrovanie rán

Kompresy – Sterilux ES .....	25
Kompresy – Medicomp .....	26
Kompresy – Zetuvit .....	27
Kompresy – Eycopad.....	28
Tampóny – Pagasling .....	29
Obväzová gáza – Mullro.....	30
Obväzová gáza .....	31
Hotové obvazy.....	32
Kompresy – Fil-Zellin .....	33
Tampóny – Celluron .....	34
Tampóny – Soft-Zellin.....	35
Tampóny – Pur-Zellin.....	36
Fixačné ovínadlá – Peha-crepp.....	37



Fixačné ovínadlá – Ovínadlá hydrofilné .....	38
Fixačné ovínadlá – Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné .....	39
Fixačné ovínadlá – Peha-haft .....	40
Hadicové obvazy – Stülpa.....	41
Hadicové obvazy – Pruban .....	42
Hadicové obvazy – Coverflex.....	43
Hadicové obvazy – Lastogrip .....	44
Podporné obvazy – Verba .....	45

### Kompresívna terapia

Krátkoťažné ovínadlá – Ideal Neo .....	46
Krátkoťažné ovínadlá – Idealflex.....	47
Krátkoťažné ovínadlá – Idealast-haft latex free .....	48
Krátkoťažné ovínadlá – Idealast-haft Color latex free .....	49
Krátkoťažné ovínadlá – Pütter-Verband.....	50
Dlhoťažné ovínadlá – Idealtex .....	51
Zinkoglejové ovínadlá – Varolast.....	52
Kompletný systém – Rolta .....	53

### Náplasti

Fixačné náplasti – Omniplast .....	54
Fixačné náplasti – Omnipor .....	55
Fixačné náplasti – Omnifilm.....	56
Fixačné náplasti – Omnisilk.....	57
Fixačné náplasti – Omnifix Elastic .....	58
Fixačné náplasti – Omnistrip.....	59
Tejpovacie náplasti – Omnitape .....	60
Pooperačné náplasti – Cosmopor E .....	61
Pooperačné náplasti – Cosmopor I.V.....	62
Pooperačné náplasti – Hydrofilm .....	63
Pooperačné náplasti – Hydrofilm Plus .....	64

### Vata

Vata Pehazell .....	65
Vata obväzová .....	66



## Prevenca infekcií



Jednorazové operačné krytie – Foliodrape .....	71
Jednorazové operačné krytie – Foliodrape Protect.....	72
Operačné plášte – Foliodress gown Comfort .....	73
Operačné plášte – Foliodress gown Protect .....	74
Operačné plášte – Foliodress Suit .....	75
Operačné čiapky – Foliodress Cap Comfort.....	76 – 77
Operačné masky – Foliodress Mask Comfort .....	78
Operačné masky – Foliodress Mask Protect .....	79
Ochranné okuliare – Foliodress Ochranné okuliare.....	80
Operačné rukavice – Základné operačné rukavice .....	81
Operačné rukavice – Štandardné operačné rukavice .....	82
Operačné rukavice – Špeciálne operačné rukavice .....	83 – 85
Obväzové materiály na operačné sály – Telatrust.....	86 – 87
MediSet .....	88 – 94

## Dezinfekcia



Dezinfekcia rúk .....	99
Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku .....	100
Dezinfekcia kože a tela .....	101
Dezinfekcia nástrojov .....	102
Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov .....	103 – 104
Dezinfekcia plôch a povrchov .....	105
Čistenie plôch a povrchov .....	106
Dávkovanie .....	107 – 109
Špeciálny tovar .....	110

## Inkontinencia



Inkontinencia – MoliMed .....	115
Inkontinencia – MoliCare Premium Form .....	116
Inkontinencia – MoliCare Premium Fixpants .....	117
Inkontinencia – MoliCare Premium Mobile .....	118
Inkontinencia – MoliCare Premium .....	119 – 120

Inkontinencia – MoliNea .....	121
Inkontinencia – Samu.....	122
Starostlivosť o pokožku – MoliCare Skin .....	123 – 125
Hygiena pacientov a personálu – ValaClean.....	126
Hygiena pacientov a personálu – ValaFit, ValaProtect .....	127
Hygiena pacientov a personálu – ValaComfort .....	128
Hygiena pacientov a personálu – Drevené lyžičky, Pagavit, Peha-fresh ..	129

## Osobná starostlivosť o zdravie



Prvá pomoc pre svaly a kĺby – Cosmos Active .....	133 – 136
Termoterapia – Cosmos.....	137 – 138
Náplasti na rany – Cosmos .....	139 – 144
Náplasti pre lekársku prax – DermaPlast .....	145 – 146
Tlakomery Veroval.....	147 – 150
Domáca diagnostika – Veroval .....	151
Teplomery Veroval.....	152
Teplomery Thermoval.....	153 – 155
Domáce testy – Veroval.....	156 – 161

## Krása a zdravie



Detská hygiena Fixies .....	165
Detská hygiena Bel baby .....	166
Dámska hygiena Ria .....	167 – 168
Vata a vatové výrobky Bel.....	169 – 170

## Ostatné



Imobilizácia – Klasické sadrové obvazy – Safix plus .....	175
Hygiena pacientov a personálu – Vyšetrovacie rukavice .....	176 – 177
Hygiena pacientov a personálu – Ochranné rukavice .....	178
Hygiena pacientov a personálu – Jednorazové návleky, jednorazový plášť .....	179
Stomické pomôcky Dansac – Kolostomické pomôcky .....	183 – 184
Stomické pomôcky Dansac – Ileostomické pomôcky.....	185 – 186
Stomické pomôcky Dansac – Urostomické pomôcky.....	187
Stomické pomôcky Dansac – Podložky .....	188
Stomické pomôcky Dansac – Príslušenstvo .....	189

O krok d'alej v liečbe





Ošetrovanie  
rán



Ošetrovanie rán



# Atrauman Ag<sup>®</sup>

Mastný tyl s obsahom striebra

## Charakteristika

- Mastný tyl obsahujúci striebro s antibakteriálnymi účinkami.
- Cieľene usmrcuje choroboplodné zárodky.
- Chráni a ošetruje okolie rany masťovým základom, čím chráni pred maceráciou.
- Nelepí sa na spodinu rany; novo sa tvoriace tkanivo nie je traumatizované.
- Obväz možno strihať podľa potreby.
- Dá sa flexibilne využiť v kombinácii s ďalšími hydroaktívnymi i tradičnými krytiami na rany.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza čistenia.

## Typy rany

Chronická aj akútna, infikovaná, secernujúca, povlečená, hlboká.

## Výmena obväzu

Na rane môže byť až 5 dní.

## Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplast (napr. Omnifix Elastic).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
- Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).



masťný tyl, zatavený jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman Ag	5 × 5 cm	499 570	A69445	bal. à 3 ks	12 bal.
		499 571		bal. à 10 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	499 572	A69447	bal. à 3 ks	12 bal.
		499 573		bal. à 10 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	499 574	A69449	bal. à 3 ks	6 bal.
		499 575		bal. à 10 ks	6 bal.



# HydroClean® advance

Krytie na rany na interaktívnu terapiu v mokrom prostredí



## Charakteristika

- Vankúšik s jadrom zo superabsorbčného polyakrylátu sa aktivuje Ringerovým roztokom, ktorý sa priebežne uvoľňuje do rany a jadro krytia súčasne absorbuje zvyšok odumretých buniek, choroboplodných zárodkov a toxínov, ktoré už nepustí späť do rany. HydroClean advance výrazne podporuje aj tvorbu granulačného tkaniva.
- Rýchle a efektívne vyčistenie rany vďaka vyplachovaciemu účinku, odlučuje nekrozu.
- Podpora granulačného tkaniva – aktívnym čistiacim procesom sa aktivujú organizmu vlastné mechanizmy: do oblasti rany migrujú bunky, regenerujú sa v nej cievy.
- Zastavuje sekréciu.
- Vysoká schopnosť absorpcie aj pri súbežnej kompresívnej terapii.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

## Typ rany

Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernujúca, s povlakom, nekrotická, zápachajúca, hlboká, komplikované rany.

## Cieľ liečby

- Rýchle aktívne čistenie rany.
- Podpora proliferácie buniek.
- Podpora granulácie.



predaktivovaný superabsorbčný kompres na vlhkú terapiu	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
HydroClean advance	Ø 4 cm	609 762	A92465	bal. à 10 ks	6 bal.
	Ø 5,5 cm	609 766	A92466	bal. à 10 ks	6 bal.
	4 x 8 cm	609 764	A92467	bal. à 10 ks	6 bal.
	7,5 x 7,5 cm	609 768	A92468	bal. à 10 ks	6 bal.
	10 x 10 cm	609 772	A92469	bal. à 10 ks	6 bal.

# HydroTerapia

## Sekundárne krytie

- Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplast (napr. Omnifix Elastic).
- Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

## Typy produktu

HydroClean advance – aktivovaný Ringerovým roztokom, na priame použitie.

# Sorbalgon®

## Alginátové krytie

### Charakteristika

- Alginátové krytie vyrobené z morských rias, ktoré sú bohaté na algináty (polyméry s obsahom organických kyselín).
- Výborný čistiaci efekt – vlákna alginátu sa sekrétom rany zmenia na gél s vlastnosťami vlhkého krytia; súčasne so sekrétom rany algináty nasávajú zvyšky odumretých buniek, baktérií, hnisu a uzavierajú ho do vznikajúceho gélu.
- Riešenie pre hlboké, ťažko dostupné rany.
- Premenu na gél vytvára vlhké krytie.
- Výborný na kombináciu s ďalším krytím (PermaFoam).
- Sterilná verzia.

### Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

### Typ rany

Akútna i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hlboká, podmínovaná, rozoklaná, so silnou až miernou sekréciou alebo krvácaním.

### Cieľ liečby

- Rýchle čistenie rany.
- Zabránenie vysychaniu, udržanie elasticity plochy a okrajov rany.
- Podpora granulácie a epitelizácie.

### Výmena obväzu

Po úplnej premene vlákien na gélovitú hmotu.

### Sekundárne krytie

- Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Transparentný film (napr. Hydrofilm).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).



### Typy produktu

#### Sorbalgon

Sorbalgon T – tamponádové pásky určené špeciálne na úzke fistulové chodby.

sterilné kalciumalginátové kompresy, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Sorbalgon</b>	5 x 5 cm	999 598	A22057	bal. à 10 ks	8 bal.
<b>kompresy</b>	10 x 10 cm	999 595	A31163	bal. à 10 ks	7 bal.
<b>Sorbalgon T</b>	2 g / 30 cm	999 592	A39717	bal. à 5 ks	10 bal.
<b>tamponádové pásky</b>					



# Hydrosorb®

Hydrogélové krytie s technológiou AquaClear



## Charakteristika

- Transparentné krytie s vysokým obsahom vody 60 %.
- Vrchnú vrstvu tvorí číry polyuretán s mriežkou; gél sa skladá z hydrofilných polyuretánových polymérov obsahujúcich izotonický roztok; hrúbka krytia 1,5 – 2 mm.
- AquaClear technológia umožňuje dlhotrvajúci a rovnomerný prísun vlhkosti do rany; príjem a uzavretie sekrétu.
- Rýchla aplikácia, chladiaci efekt.
- Monitorovanie rany vďaka transparentnej fólii.
- Snímateľná dokumentačná fólia.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

## Typ rany

- Akútna i chronická.
- Neinfikovaná; suchá; popáleniny, odreniny, kožné štepy.



sterilný hydrogélový obväz, zatavený jednotlivo	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrosorb		5 × 7,5 cm	900 853	A21645	bal. à 5 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	900 854	A21646	bal. à 5 ks	6 bal.
		20 × 20 cm	900 855		bal. à 3 ks	5 bal.
Hydrosorb comfort	2,5 × 3,8 cm	4,5 × 6,5 cm	900 702	A39345	bal. à 5 ks	12 bal.
	4 × 6,8 cm	7,5 × 10 cm	900 706	A37704	bal. à 5 ks	6 bal.
	8 × 8 cm	12,5 × 12,5 cm	900 723	A37705	bal. à 5 ks	6 bal.

## Cieľ liečby

- Okamžité vytvorenie vlhkého prostredia v rane.
- Ochrana, urýchľovanie a podpora granulácie a epitelizácie.
- Zabránenie zrastom a traumatizácii rany.

## Výmena obväzu

Pri slabnúcej sekrécii možno na rane ponechať až 7 dní.

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

## Typy produktu

Hydrosorb – bez samolepiaceho okraja.

Hydrosorb comfort – so samolepiacim okrajom.

# Hydrosorb® Gel

Amorfny gél na vodnej báze

## Charakteristika

- Amorfny gél na vodnej báze, ktorý sa používa na liečbu suchých chronických rán. Priehľadný gél podporuje odstránenie nekrózy priebežným uvoľňovaním do rany.
- Umožňuje rýchle čistenie rany vďaka svojmu hydroaktívnemu účinku.
- Objem rany a množstvo gélu, ktorý zostáva, sa dá určiť presne pomocou dvoch stupnic.
- Dá sa kombinovať so všetkými druhmi krytia na rany.
- Gél obsahuje Ringerov roztok, ktorý rehydratuje a dodáva do rany dôležité ióny.
- Na infikovanú ranu ho možno použiť iba pod dohľadom lekára.

## Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

## Typ rany

Chronická, akútna, infikovaná aj neinfikovaná, suchá, nekrotická, hlboká.

## Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

## Sekundárna fixácia

Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).



sterilné hydrogélové krytie	hmotnosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrosorb Gel	15 g	900 844	A76422	bal. à 10 ks	10 bal.





# Hydrocoll®

Hydrokoloidné krytie



## Charakteristika

- Prilnavý absorpčný hydrokoloidný obväz so semipermeabilnou vrstvou z polyuretánu.
- Pri absorpcii exsudátu z rany sa tvorí gél, ktorý vytvára vlhké prostredie v rane.
- Neprepúšťa choroboplodné zárodky vďaka polyuretánovej vrstve.
- Podporuje granuláciu a epitelizáciu vytváraním vlhkého prostredia vďaka premene exsudátu na gél.
- Viaže sekrét z rany a bezpečne ho do seba uzatvára.
- Možnosť sprchovania.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

## Typ rany

- Akútna i chronická; neinfikovaná; nehojaca sa; menej secernujúca.
- Dlhotrvajúca výstavba granulačného tkaniva; minimum povlakov.



sterilný hydrokoloidný obväz	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrocoll	5 x 5 cm	900 740	A59449	bal. à 10 ks	20 bal.
	7,5 x 7,5 cm	900 742		bal. à 10 ks	20 bal.
	10 x 10 cm	900 744	A21640	bal. à 10 ks	20 bal.
	15 x 15 cm	900 748	A21641	bal. à 5 ks	16 bal.
	20 x 20 cm	900 749		bal. à 5 ks	16 bal.
Hydrocoll thin	7,5 x 7,5 cm	900 757	A59457	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 x 10 cm	900 758	A36911	bal. à 10 ks	20 bal.
	15 x 15 cm	900 760	A36913	bal. à 5 ks	16 bal.
Hydrocoll sacral	12 x 18 cm	900 755	A36917	bal. à 5 ks	16 bal.

## Cieľ liečby

- Dočistenie rany.
- Podpora granulácie a epitelizácie, podpora aktivácie buniek.
- Udržiavanie elasticity a vlhkosti rany.

## Výmena obväzu

Na rane možno ponechať 7 dní; indikáciou na výmenu je vytvorenie pluzgiera a viditeľné zafarbenie obväzu.

## Typy produktu

**Hydrocoll thin** – tenšia verzia vhodná na menej secernujúce rany, môže sa strihať; vhodná pod kompresívne pančuchy.  
**Hydrocoll sacral** – špeciálny tvar na ošetrovanie v sakrálnej oblasti.

# Hydrotul®

## Hydroaktívny kompres s masťou

### Charakteristika

- Udržiava okraje rany mäkké a pružné, a tým bráni vzniku macerácie.
- Tvoria ju objemná matrica so štruktúrou medového plástu, ktorá bezpečne odvádza sekrét z rany.
- Obsahuje hydrokoloidné častice v masť, ktoré absorbujú a udržiavajú vlhkosť v rane, a tým vytvárajú prostredie, ktoré podporuje hojenie.
- Umožňuje netraumatickú výmenu krytia.
- Dá sa kombinovať s mnohými druhmi krytia na rany.
- Veľkosť sa dá upraviť sterilnými nožnicami.

### Indikácia

Fáza čistenia, fáza granulácie.

### Typ rany

Neinfikovaná a suchá, akútna a chronická rana.

### Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Prilnavý obväz (napr. Peha-haft).
- Fixačný obväz (napr. Peha-crepp).



hydroaktívny kompres s masťou	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrotul	5 x 5 cm	499 581	A76417	bal. à 10 ks	12 bal.
		499 583	A76419	bal. à 10 ks	12 bal.
	15 x 20 cm	499 584	A76420	bal. à 10 ks	6 bal.



# HydroTac®

Polyuretánové krytie s hydrogélom



## Charakteristika

- Spojenie polyuretánového krytia a hydrogélu.
- Hydrogél (obsahuje až 60 % vody) s technológiou AquaClear ranu aktívne hydratuje.
- Polyuretánová pena účinne absorbuje exsudát a uzamyká ho vnútri materiálu – bráni tak vzniku macerácií a podporuje proces granulácie.
- Dvojaký účinok – absorpcia a hydratácia – efektívne podporuje prirodzené procesy hojenia.
- Povrch krytia tvorí tenký polyuretánový film, ktorý bráni vzniku sekundárnej infekcie, ale je permeabilný pre kyslík a vodné pary.
- Vďaka vysokej absorpcii a retencii exsudátu je účinný aj pri použití kompresívnej terapie.
- Jednoduchá fixácia s Initial tack – krytie po prilnutí sa nezošmykuje a nelepí.
- Absorpčnú kapacitu je možné kontrolovať vizuálne bez odstránenia krytia.
- Sterilná verzia.

## Fázy hojenia rany

Granulačná a epitelizačná fáza.



penový polyuretánový obväz	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>HydroTac</b> bez samolepiaceho okraja		10 × 10 cm	685 832	A85816	bal. à 10 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	685 833	A85817	bal. à 3 ks	12 bal.
		12,5 × 12,5 cm	685 837	A85819	bal. à 10 ks	6 bal.
		15 × 20 cm	685 843	A85821	bal. à 10 ks	6 bal.
		20 × 20 cm	685 844	A85822	bal. à 3 ks	12 bal.
<b>HydroTac comfort</b> so samolepiacim okrajom	3,5 × 3,5 cm	8 × 8 cm	685 810	A85825	bal. à 10 ks	6 bal.
	7,5 × 7,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 815	A85827	bal. à 10 ks	6 bal.
	9 × 9 cm	15 × 15 cm	685 817	A85828	bal. à 3 ks	12 bal.
	9 × 14 cm	15 × 20 cm	685 821	A85830	bal. à 10 ks	6 bal.
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	685 822	A85831	bal. à 3 ks	12 bal.
<b>HydroTac sacral</b>		22 × 22 cm	685 828	A85836	bal. à 3 ks	12 bal.
<b>HydroTac concave</b>		18,5 × 18 cm	685 825	A85833	bal. à 10 ks	6 bal.

# HydroTerapia

## Typ rany

- Na suché a mierne alebo stredne secernujúce rany.
- Neinfikované a povrchové rany.

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplast (napr. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

## Typy produktu

HydroTac – bez samolepiaceho okraja.

HydroTac comfort – so samolepiacim okrajom.

HydroTac sacral

HydroTac concave

# PermaFoam®

Penový obvaz s pórovitou štruktúrou

## Charakteristika

- Hydroaktívny polyuretánový penový obvaz s pórovitou štruktúrou.
- Neprepúšťa choroboplodné zárodky.
- Výborne odvádza exsudát vďaka špeciálnej pórovitej štruktúre fungujúcej ako kapiláry a vďaka krycej vrstve, ktorá je vysoko priepustná pre vodné pary.
- Ideálna kombinácia s masťnými tyľmi a kompresívnou terapiou (aj pri stlačení si zachováva 90 % absorpčnej kapacity – ideálne na Ulcus cruris venosum).
- Vysoký komfort pri nosení vďaka mäkkej, elastickej polyuretánovej krycej vrstve.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

## Typ rany

- Na silno až mierne secernujúce rany; priamo – len na neinfikované rany.
- Na infikované rany iba v kombinácii s Atraumanom Ag.

## Výmena obväzu

Na rane môže byť až 4 dni.

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

## Typy produktu

PermaFoam – bez lepiaceho okraja.

PermaFoam comfort – s lepiacim okrajom.




penový polyuretánový obvaz	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
PermaFoam bez lepiaceho okraja		10 × 10 cm	409 401	A68033	bal. à 10 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	409 403	A68034	bal. à 5 ks	6 bal.
		15 × 15 cm	409 405	A68035	bal. à 5 ks	6 bal.
PermaFoam comfort samolepiaci	6 × 6 cm	11 × 11 cm	409 408	A68037	bal. à 10 ks	6 bal.
	5 × 14 cm	10 × 20 cm	409 410	A68038	bal. à 5 ks	6 bal.
	10 × 10 cm	15 × 15 cm	409 412	A68039	bal. à 5 ks	6 bal.
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	409 413		bal. à 3 ks	6 bal.



# Syspur-derm®

Polyuretánové krytie



## Charakteristika

- Dvojvrstvový kompres z polyuretánovej mäkkej peny.
- Spodná strana s otvorenými pórami a hutná krycia vrstva s jemnými pórami sú termicky spojené.
- Dobrá absorpcia vďaka spodnej vrstve – rýchle a intenzívne čistenie infikovaných rán.
- Nekrotické tkanivo a zvyšky mikroorganizmov sa pri výmene obväzu odstránia spolu s krytím.
- Podpora granulácie mechanickými stimulmi spodnou vrstvou.
- Hutná krycia vrstva s jemnými pórami preberá fyziologické vlastnosti kože – permeabilná pre plyny, zamedzuje strate tekutiny, bariéra proti druhotnej infekcii.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

## Typ rany

- Akútne i chronická plošná rana.
- Infikovaná i neinfikovaná (napr. infikované odreniny, popáleniny 2. a 3. stupňa, otvorené fraktúry, kožné povrchové ulcerácie, stav po plošnej nekrektómii).

## Cieľ liečby

- Čistenie rany.
- Tvorba vaskularizovaného granulačného tkaniva, podpora nerušenej epitelizácie – náhrada fyziologickej funkcie kože.

## Výmena obväzu

Podľa potreby.

## Upozornenie

Použitie Syspur-dermu sa neodporúča pri ranách, pri ktorých nemožno zabezpečiť dostatočnú prílnavosť na plochu rany (suché nekrózy, rany pokryté chrastou, rozpraskané rany), na chirurgicky neošetrené hlboké popáleniny a pri súčasnej aplikácii masťi, krémov a sprejov.



sterilný penový polyuretánový kompres, zatavený jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Syspur-derm	7,5 x 10 cm	999 585	A21643	bal. à 10 ks	10 bal.

# Atrauman®

Krytie s masťou na atraumatické ošetrovanie rán

## Charakteristika

- Sterilný mäkký hydrofóbny polyesterový tyl s drobnými okami, so základom masti bez účinných látok (zloženie masti: zmes esterov prírodných rastlinných mastných kyselín s glycerínom a diglycerínom).
- Hladká povrchová štruktúra zamedzuje zlepeniu so spodinou rany.
- Okraje rán a plochy udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením.
- Netraumatizuje ranu vďaka masti.
- Permeabilný pre plyny a sekréty – dobre sa kombinuje s absorpčnými materiálmi (PermaFoam).
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

## Typ rany

Odreniny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri transplantácii kože atď.

## Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

## Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
- Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).



krytie s masťou, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman	5 × 5 cm	499 510	A17415	bal. à 10 ks	20 bal.
		499 550		bal. à 50 ks	10 bal.
	7,5 × 10 cm	499 513	A17416	bal. à 10 ks	10 bal.
		499 553		bal. à 50 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	499 536		bal. à 30 ks	10 bal.

# Grassolind® neutral

Krytie s neutrálnou masťou



## Charakteristika

- Masťný sieťový tyl z bavlneného základu s veľkými okami, ktorý je impregnovaný masťou: biela vazelína, diglycerolester mono- a dikarbónových masťných kyselín, syntetický vosk.
- Vďaka veľkým okám je umožnený prístup kyslíka – dobrá ventilácia, odtok sekrétu.
- Okraje a plochu rany udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením, netraumatizuje ranu.
- Výborný v kombinácii s absorpčnými materiálmi.
- Sterilná verzia.

## Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

## Typ rany

Odreteniny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri transplantácii kože a pod.

## Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

## Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

## Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplast (napr. Omnifix Elastic).
- Kohézne ovinadlo (napr. Peha-haft).
- Fixačné ovinadlo (Peha-crepp).



sterilný masťný tyl s neutrálnou masťou, zatavený jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Grassolind neutral	7,5 × 10 cm	499 313	A17418	bal. à 10 ks	12 bal.
	7,5 × 10 cm	499 353		bal. à 50 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	499 314	A38870	bal. à 10 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	499 336		bal. à 30 ks	10 bal.



# Atrauman® Silicone

## Silikónové krytie

### Charakteristika

- Kontaktná vrstva na ranu pokrytá na oboch stranách silikónovým gélom.
- Optimálna ochrana jemných štruktúr a novo vytvoreného tkaniva.
- Sieťová štruktúra je dobre priepustná pre exsudát.

### Použitie

- Na atraumatické ošetrovanie rany, kedy jemne a pevne prilne na suché, ale nie na vlhké povrchy, a predchádza tak prilepeniu na ranu.

### Typ rany

- Chronická, akútna, neinfikovaná.

### Fáza hojenia rany

Epitelizačná fáza.



sterilné, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman Silicone	7,5 x 10 cm	499 561		bal. à 5 ks	4 bal.
	10 x 20 cm	499 563		bal. à 5 ks	8 bal.
	20 x 30 cm	499 565		bal. à 5 ks	4 bal.



## Podtlaková terapia

Podtlaková terapia pomocou systému Vivano® je neinvazívna procedúra, ktorá podporuje a urýchľuje hojenie rán. Špeciálne prístroje vytvoria na mieste rany subatmosférický podtlak aplikovaný moderným ultratenkým portom VivanoTec. Ten spôsobuje dekompresiu penového obväzu. Jednorazové krytia z polyuretánovej peny VivanoMed pomáhajú stimulovať tvorbu granulácie.

## Technológia Vivano®

Prístroj VivanoTec Pro s moderným ultratenkým portom umožňuje kontrolovaný, kontinuálny a bezpečný priebeh podtlakovej terapie:

- bezpečnostným signálom pri upchaní hadičky alebo znížení tlaku,
- precíznym nastavením a monitorovaním požadovaného podtlaku v rane,
- dokonalým prilnutím tenkej silikónovej vrstvy na akúkoľvek časť tela,
- možnosťou inteligentného modu citlivej regulácie tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku priamo v rane, zaisťujúce stálu a bezpečnú terapiu. V prípade upchania hadičky (a zníženia tlaku) sa spustí bezpečnostný signál. VivanoTec Pro možno použiť pri stacionárnej i mobilnej terapii, lebo udržuje stály podtlak v rane bez ohľadu na pohyb či polohu ošetrovaného.

## Indikácie

Urýchlenie hojenia chronických, subakútnych a akútnych rán s nevyhnutnosťou odvádzať exsudát (preležaniny stupňa 2 – 4, syndróm diabetickej nohy, neuzatvárajúce sa rany, traumatické rany, sekundárne sa hojace rany, komplikovane sa hojace chirurgické rany, transplantácie kožných lalokov a tkanív, popáleniny a kožné transplantácie).



	veľkosť	číslo výrobku	kód MZ	kód SR	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
VivanoTec Pro		409 508				bal. à 1 ks	1 bal.
VivanoTec Port		409 553				bal. à 3 ks	1 bal.
VivanoTec Y spojka		409 557				bal. à 3 ks	40 bal.
VivanoTec zberná nádoba	800 ml	409 520	X03654	P94519		bal. à 3 ks	1 bal.
	300 ml	409 523	X03655	P94520		bal. à 3 ks	1 bal.

## Zvláštne opatrenia

Pri aktívnom krvácaní, koagulopatii alebo u pacientov s antikoagulačnou liečbou treba dbať na bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa oddielu Zvláštne univerzálne opatrenia. Ak je krytie VivanoMed umiestnené v blízkosti krvných ciev alebo orgánov, treba zaistiť ich primeranú ochranu obväzom alebo inou bariérou. Zvláštnu starostlivosť treba venovať oslabeným, ožiareným alebo zošitým cievam a orgánom. Úlomky kostí či ostré hrany môžu preniknúť bariérou, cievmi alebo orgánmi. Rany s cievnou anastomózou vyžadujú pri podtlakovej terapii špeciálne ochranné opatrenia.

# VivanoMed®

## Kompletné sterilné sady na podtlakovú terapiu

- Krytie je vždy pripravené na okamžité použitie v jednom sterilnom balení.
- Pena VivanoMed podporuje procesy hojenia rán, a urýchľuje tak ich liečbu.
- Inovovaný ultratenký port VivanoTec príľne na akúkoľvek časť tela.
- Väčšie pohodlie pre ošetrojúci personál i pre pacienta.



názov	číslo výrobku	kód MZ SR	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>VivanoMed Foam krytia na rany S</b>					
1 x pena 10 × 7,5 × 3,3 cm	409 728	X00513	A86757	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 728		A88650		
2 x Hydrofilm 15 × 20 cm	409 728		A88123		
<b>VivanoMed Foam krytia na rany M</b>					
1 x pena 18 × 12,5 × 3,3 cm	409 725	X00512	A86756	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 725		A88650		
2 x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 725		A88123		
<b>VivanoMed Foam krytia na rany L</b>					
1 x pena 26 × 15 × 3,3 cm	409 722	X00509	A86755	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 722		A88650		
2 x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 722		A88123		
<b>VivanoMed Foam krytia na rany XL</b>					
1 x pena 60 × 30 × 1,6 cm	409 731	X00507	A88138	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 731		A88650		
2 x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 731		A88123		
<b>VivanoMed Foam krytia na rany – sada okrúhle krytie 12,5 × 3,3 cm</b>					
1 x pena	409 740	X00511	A86758	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 740		A88650		
2 x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 740		A88123		
<b>VivanoMed Foam krytia na rany – sada tenké krytie 26 × 15 × 1,6 cm</b>					
1 x pena	409 742	X00508	A86759	bal. à 1 sada	3 sady
1 x port s hadičkou	409 742		A88650		
2 x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 742		A88123		
<b>VivanoMed Foam Abdominal 38 × 25 × 1,6 cm</b>					
2 x pena	409 720	X00488	P89337	bal. à 1 sada	1 sada
1 x port s hadičkou	409 720		A88650		
6 x Hydrofilm 20 × 30 cm, 1 x PE film 65 cm	409 720		A88123		
<b>VivanoMed biela pena S</b>					
7,5 × 10 cm	409 760		P92874	á 10 ks	4 bal.
<b>VivanoMed biela pena L</b>					
10 × 15 cm	409 761		P92877	á 10 ks	6 bal.

# Zetuvit® Plus

Superabsorbent s maximálnou absorpciou



## Charakteristika

- Extrémne vysoká absorpcia vďaka kombinácii buničiny a celulózy.
- Hydrofóbná vrstva chrániaca pred kontamináciou rany a prilepením.
- Menej častá výmena vďaka superabsorpčným schopnostiam.
- Ideálne na kombináciu s kompresívnou terapiou.

## Zloženie

- Vonkajší obal – dvojvrstvový netkaný textil z hydrofóbných polyamidových vlákien.
- Vnútorňa strana – tenká vrstva priedušnej netkanej textilie.
- Jadro – viskózová triešť doplnená superabsorpčným polymérom.

## Indikácia

- Kompres Zetuvit Plus je určený na ošetrovanie silne a veľmi silne secernujúcich rán, ako sú pooperačné rany, vtedy predkolenia, dekubity a exulcerujúce tumory.
- Zetuvit Plus je určený predovšetkým na povrchové rany.

## Mechanizmus účinku

Zetuvit Plus dokáže absorbovať až dvojnásobné množstvo exsudátu oproti bežným gázovým kompresom, preto je vhodný na silne secernujúce rany. Jadro absorbuje exsudát, zároveň ho uzaviera v sebe a postupne zväčšuje svoj objem, vďaka tomu sa dá Zetuvit Plus používať aj pri kompresívnej terapii.



absorpčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zetuvit Plus	10 × 10 cm	413 710	A89896	bal. à 10 ks	8 bal.
	10 × 20 cm	413 711	A89897	bal. à 10 ks	6 bal.
	15 × 20 cm	413 712	A89898	bal. à 10 ks	8 bal.
	20 × 25 cm	413 713	A89899	bal. à 10 ks	6 bal.

# Sterilux® ES

Klasický gázový kompres so založenými okrajmi

## Charakteristika

- Klasický gázový kompres so založenými okrajmi, vďaka ktorým sa môže použiť pri viacnásobnom rozložení aj vo väčšom rozmere bez vytvorenia nežiaducich rozstrapkaných okrajov.
- Dobrá absorpčná schopnosť, priedušnosť, mäkkosť, hebkosť.
- Hospodárne využitie vďaka novej úprave veľkosti a voľbe počtu kusov v balení.
- Sterilná a nesterilná verzia.

## Použitie

Na všestranné ošetrovanie rán, najmä pri prvom ošetrovaní znečistených, infikovaných a silno secernujúcich rán; vo forme tampónov pri malých operačných zákrokoch v ambulancii a v nemocnici.

## Zloženie

Hydrofilná gáza (17 vlákien), 100 % bavlna.



gázové kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Sterilux ES</b>	5 × 5 cm	418 551	A21930	bal. 25 × 2 ks	60 bal.
sterilný, zatavený po 2 kusoch, 17 vlákien, 8 vrstiev	7,5 × 7,5 cm	418 554	A21931	bal. 25 × 2 ks	36 bal.
	10 × 10 cm	418 557	A21932	bal. 25 × 2 ks	24 bal.
	10 × 20 cm	418 559		bal. 25 × 2 ks	15 bal.
<b>Sterilux ES</b>	5 × 5 cm	418 800	A21938	bal. à 100 ks	30 bal.
nesterilný, sterilizovateľné papierové vrecká, 17 vlákien, 8 vrstiev	7,5 × 7,5 cm	418 802	A21939	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	418 804	A21940	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	418 805		bal. à 100 ks	10 bal.

# Medicomp®

Kompres z netkaného textilu



## Charakteristika

- Dobrá absorpčná schopnosť, mäkkosť, priedušnosť.
- Na hospodárne použitie sú kompresy k dispozícii s rôznym počtom vrstiev v rozdielnych rozmeroch.
- Sterilná a nesterilná verzia.

## Použitie

- Na všeobecné ošetrovanie rán.
- Ako krytie alebo tampón pri drobných operačných zákrokoch a preväzoch.

## Zloženie

Netkaný textil (60 % viskózy a 34 % polyesterových vlákien) s otvorenou štruktúrou je stabilizovaný čisto mechanicky bez spojiv a je vyrobený bez optických bieliacich látok.

## Typy produktu

Medicomp

Medicomp Drain

- Špeciálne na ošetrovanie rán s drenážou, pri tracheostómiách a extenziách.
- Pri aplikácii kanýl a sond.



kompresy z netkaného textilu	veľkosť	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Medicomp</b> sterilný, 4 vrstvy, zatavený po 2 kusoch	5 x 5 cm	411 074	A20704	bal. à 25 x 2 ks	24 bal.
	7,5 x 7,5 cm	411 072	A35741	bal. à 25 x 2 ks	12 bal.
	10 x 10 cm	411 064	A35742	bal. à 25 x 2 ks	8 bal.
	10 x 20 cm	411 075		bal. à 25 x 2 ks	8 bal.
<b>Medicomp</b> nesterilný, 4 vrstvy, sterilizovateľné papierové vrecká	5 x 5 cm	421 821	A35744	bal. à 100 ks	24 bal.
	7,5 x 7,5 cm	421 823	A35745	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 x 10 cm	421 825	A35746	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 x 20 cm	421 827		bal. à 100 ks	6 bal.
<b>Medicomp Drain</b> sterilný, 6 vrstiev, zatavený po 2 kusoch	7,5 x 7,5 cm	421 533	A20706	bal. à 25 x 2 ks	12 bal.
	10 x 10 cm	421 535	A35748	bal. à 25 x 2 ks	8 bal.

# Zetuvit®

Kompres s vysokou absorpčnou kapacitou

## Charakteristika

- Nedráždivý štvorvrstvový kompres s veľkou absorpčnou kapacitou.
- Priedušná hydrofóbná vrstva z polypropylénu zabraňuje presakovaniu sekrétov a zároveň chráni pred kontamináciou.
- Sterilná a nesterilná verzia.

## Použitie

Na ošetrovanie silne secerňujúcich rán.

## Zloženie

Vonkajší obal – nelepí sa na ranu, je zhotovený z dvojvrstvého netkaného textilu.

Náplň – absorpčné jadro z mäkkých vložiek z buničiny, celulózová vložka na dokonalé rozptýlenie sekrétu a ochranná vrstva z polypropylénového flísu.

absorpčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Zetuvit</b> sterilný, zatavený jednotlivo	10 × 10 cm	413 701	A23340	bal. à 25 ks	9 bal.
	10 × 20 cm	413 702	A36935	bal. à 25 ks	9 bal.
	13,5 × 25 cm	413 705		bal. à 10 ks	10 bal.
	20 × 20 cm	413 703		bal. à 15 ks	7 bal.
	20 × 40 cm	413 704		bal. à 5 ks	12 bal.
<b>Zetuvit</b> nesterilný	10 × 10 cm	413 801	A23341	bal. à 30 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	413 802	A36939	bal. à 30 ks	12 bal.
	13,5 × 25 cm	413 805		bal. à 30 ks	6 bal.
	20 × 20 cm	413 803		bal. à 30 ks	8 bal.
	20 × 40 cm	413 804		bal. à 30 ks	4 bal.



absorpčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Zetuvit E</b> sterilný, zatavený jednotlivo	10 × 10 cm	413 770		bal. à 25 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	413 771		bal. à 25 ks	10 bal.
	15 × 20 cm	413 772		bal. à 25 ks	6 bal.
	15 × 25 cm	413 773		bal. à 10 ks	10 bal.
	20 × 20 cm	413 774		bal. à 15 ks	9 bal.
<b>Zetuvit E</b> nesterilný, v škatuli	20 × 40 cm	413 876		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 × 10 cm	413 860		bal. à 50 ks	20 bal.
	10 × 20 cm	413 861		bal. à 50 ks	12 bal.
	15 × 20 cm	413 862		bal. à 50 ks	8 bal.
	15 × 25 cm	413 863		bal. à 50 ks	6 bal.
	20 × 20 cm	413 864		bal. à 50 ks	6 bal.
	20 × 25 cm	413 865		bal. à 50 ks	4 bal.
20 × 40 cm	413 866		bal. à 30 ks	4 bal.	





# Eycopad®

Očný kompres s protektívnym účinkom



## Charakteristika

- Na užších stranách kompresu je obal uzavretý, čo zlepšuje jeho súdržnosť.
- Neuvolňuje vlákna a má trvalo dobré protektívne účinky.
- Mimoriadne mäkký a absorpčný.
- Sterilná a nesterilná verzia.

## Použitie

Na očné obvazy.

## Zloženie

Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovom obale z čistej bavlny.



očný kompres	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Eycopad sterilný	56 × 70 mm	415 540	A23211	bal. à 25 ks	12 bal.
	70 × 85 mm	417 540		bal. à 25 ks	12 bal.
Eycopad nesterilný	56 × 70 mm	415 650	A23213	bal. à 50 ks	15 bal.
	70 × 85 mm	417 650		bal. à 50 ks	15 bal.

# Pagasling®

## Tampóny z gázy

### Charakteristika

- Hydrofilná gáza stočená do guľôčky, bez gumičky a RTG nite.
- Sterilná a nesterilná verzia.

### Použitie

Na odsávanie krvi a sekrétov a pri dezinfekcii kože.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Pagasling</b> nesterilný	veľkosť lieskového orecha	č. 1 481 292	bal. 1 000 ks	6 bal.
	veľkosť vlašského orecha	č. 2 481 293	bal. 1 000 ks	6 bal.
	veľkosť slivky	č. 3 481 294	bal. 2 × 500 ks	1 bal.
	veľkosť vajca	č. 4 481 299	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
	mimoriadne veľký	č. 5 400 131	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
<b>Pagasling</b> sterilný	veľkosť slivky	č. 3 481 274	bal. 20 × 4 ks	8 bal.
	veľkosť slivky	č. 3 481 284	bal. 20 × 5 ks	8 bal.
	veľkosť vajca	č. 4 481 409	bal. 18 × 10 ks	3 bal.

## Obväzová gáza v praktickom kotúči



### Charakteristika

- Jemná, absorpčná, dobre prilnavá obväzová gáza.
- Dobré drenážne schopnosti a vysoká priedušnosť.
- Nesterilná.

### Použitie

Na akútne, znečistené, infikované a silno secernujúce rany s vysokou spotrebou obväzového materiálu.

### Zloženie

Obväzová gáza zo 17 vlákien, 100 % bielená bavlna.

### Typy produktu

Mullro

Mullro extra

– Absorpčná schopnosť gázy je zvýšená vložением pásu z vysokobielej obväzovej buničiny.



hydrofilná gáza v kotúči	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Mullro</b> 4 vrstvy	7 cm × 40 m	209 417	bal. à 2 × 40 m	12 bal.
<b>Mullro extra</b> 4 vrstvy	7 cm × 20 m	209 418	bal. à 2 × 20 m	12 bal.

# Obväzová gáza

Skladaná, prírezy a kotúče

## Gáza hydrofilná skladaná

Pripravené skladané štvorce zo 100 % bavlny dobre sajú a nealergizujú. Najčastejšie sa používajú na krytie rán.

## Obväzová gáza

Zloženie: 100 % bavlna v osnove zo 17 a 20 vlákien. Gáza je v rôznom vyhotovení ako zvinutá, skladaná a v prírezoch. Vďaka tomu sa z nej dajú zhotoviť individuálne krycie obväzy na všetky typy rán.



		velkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Gáza hydrofilná skladaná sterilná</b>	16 vrstiev	7 × 5 cm	412 114	A38697	bal. à 10 ks	320 bal.
	24 vrstiev	9 × 5 cm	412 116	A38698	bal. à 10 ks	200 bal.
	48 vrstiev	10 × 5 cm	412 108	A38699	bal. à 5 ks	160 bal.
<b>Gáza obväzová v prírezoch</b>	17 vlákien	28 × 32 cm	205 220		bal. 5 × 400 ks	1 bal.
	17 vlákien	50 × 50 cm	205 221		bal. 2 × 500 ks	1 bal.
<b>Gáza obväzová skladaná</b>	17 vlákien	100 cm	206 112		bal. à 50 m	6 bal.
	20 vlákien	105 cm	206 113		bal. à 50 m	6 bal.
<b>Gáza obväzová zvinutá</b>	17 vlákien	100 cm	206 100	A38700	bal. 20 × 10 m	1 bal.
	20 vlákien	105 cm	206 101	A26588	bal. 20 × 10 m	1 bal.

# Hotové obvazy

Sterilný, na popáleniny a šatka trojrohá



Jednoduché a rýchle použitie pri prvej predlekárskej pomoci na ošetrovanie drobných i rozsiahlych poranení.

## Obväz hotový č. 2

Sterilný obväz zložený z hydrofilného ovínadla a 1 pevne pripevneného absorpčného kompresu (Zetuvit E).

## Obväz hotový č. 3

Sterilný obväz z hydrofilného ovínadla a 2 pevne pripevnených absorpčných kompresov (Zetuvit E).

## Obväz pohotovostný na popáleniny

Sterilný obväz s rozmermi 57 × 42,5 cm, ktorý tvoria zošité absorpčné kompresy (Zetuvit E).

## Šatka trojrohá

Z netkaného textilu, jednotlivo zabalená, a preto sa dá okamžite použiť v predlekárskej pomoci i ambulantnej starostlivosti.

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Obväz hotový, sterilný</b>				
č. 2 – ovínadlo a 1 kompres		700 032	bal. à 1 ks	320 ks
č. 3 – ovínadlo a 2 kompresy		700 033	bal. à 1 ks	240 ks
<b>Obväz hotový, sterilný, verzia economy</b>				
č. 2 – malý		780 831	bal. à 1 ks	100 ks
č. 3 – stredný		780 832	bal. à 1 ks	200 ks
č. 4 – veľký		780 833	bal. à 1 ks	200 ks
<b>Obväz pohotovostný na popáleniny</b>	57 × 42,5 cm	782 823	bal. à 1 ks	30 ks
<b>Šatka trojrohá, nesterilná</b>		938 524	bal. à 1 ks	100 ks

# Fil-Zellin®

## Hotový kompres v kotúčoch

### Charakteristika

- Veľmi dobrá absorpčná kapacita.
- Rýchly odvod absorbovaných sekrétov.
- Stabilne hladký povrch krytia rany.
- Dobrá prispôsobivosť všetkým častiam tela.
- Nesterilný.

### Použitie

- Univerzálne použitie na šetrné ošetrovanie suchých alebo secernujúcich rán.
- Ako nosný materiál na masťové a vlhké obvazy.


### Zloženie

Skladá sa z dvoch častí – priameho krytia na rany z vrstvy netkaného textilu a z absorpčnej vrstvy vysokobielenej buničiny. Oba materiály sú spolu po celej šírke spojené hlbokými švami.



buničitý kompres v kotúči	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Fil-Zellin	10 cm x 10 m	456 112	bal. à 10 m	24 bal.
	15 cm x 10 m	456 113	bal. à 10 m	16 bal.
	30 cm x 10 m	456 114	bal. à 10 m	8 bal.
Fil-Zellin box		996 854	bal. à 1 ks	1 bal.

## Absorpčný materiál pre stomatologickú prax



### Charakteristika

- Zubné valčeky s vynikajúcou absorpčnou schopnosťou.
- Dobrá súdržnosť.
- K dispozícii v rôznych veľkostiach a s rôznym stupňom absorpcie.
- Nesterilný.

### Použitie

Ako absorpčný materiál v stomatologickej praxi na udržiavanie suchého prostredia okolo ošetrovaného miesta.

### Zloženie

Čistá bavlna a vysokobielená obväzová buničina. Vonkajšia vrstva je spevnená indierentným lepidlom.



zubné valčeky, dĺžka 38 – 40 mm	veľkosť	priemer	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Celluron	veľ. 1	Ø 8 mm	430 181	bal. à 300 g	10 bal.
	veľ. 2	Ø 10 mm	430 182	bal. à 300 g	10 bal.
	veľ. 3	Ø 12 mm	430 183	bal. à 300 g	10 bal.
	veľ. 4	Ø 14 mm	430 184	bal. à 300 g	10 bal.

# Soft-Zellin®

Nesterilný tampón s alkoholom na dôkladnú dezinfekciu

## Charakteristika

- Vďaka vhodne upravenému povrchu a spevnenej netkanej vložke dobre zadržiava dezinfekčný roztok.
- Zatavený jednotlivo – 3 × 3 cm, 2 vrstvy.
- Nesterilný.

## Použitie

Na očistenie kože pred injekciou.

## Zloženie

Netkaný textil nasýtený 0,5 ml izopropylénalkoholu (70 % V/V).



nesterilné tampóny impregnované alkoholom, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Soft-Zellin	60 × 30 mm	999 979	A 83825	bal. à 100 ks	20 bal.



# Pur-Zellin®

Hotový buničitý vankúšik v kotúči



## Charakteristika

- Okraje tampónov sú razením zhutnené, tampóny majú tvar vankúšika a dobrú súdržnosť.
- Neprašné, majú stály tvar, mechanicky odolné.
- Nesterilný.

## Použitie

- Na očistenie pokožky pred injekciami a infúziami.
- Ako absorpčný vankúšik pri malých zraneniach.
- Na lokálnu dezinfekciu pred menšími chirurgickými zákrokmi.
- Pri laboratórnych prácach.

## Zloženie

Vysokobielena obväzová buničina.



vata buničitá delená, kotúč à 500 ks	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pur-Zellin	40 x 50 mm	143 223	A26586	bal. à 1 kotúč	16 bal.

# Peha-crepp®

Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

## Charakteristika

- Možno aplikovať bez opakovaného obtočenia, rýchlo a jednoducho na všetky časti tela.
- Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
- Spoľahlivo sedí, nestahuje, nenarúša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
- Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priedušné.
- Nesterilné.

## Použitie

Na fixačné obvazy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických a oblých častiach tela.

## Zloženie

41 % bavlna, 30 % polyamid, 29 % viskóza.



fixačné ovínadlo, dĺžka v napnutom stave 4 m	šírka	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-crepp</b> jednotlivo balené	4 cm	303 040	A21920	bal. à 1 ks	20/160 ks
	6 cm	303 041	A21921	bal. à 1 ks	20/200 ks
	8 cm	303 042	A21922	bal. à 1 ks	20/200 ks
	10 cm	303 043	A21923	bal. à 1 ks	20/120 ks
	12 cm	303 044	A21924	bal. à 1 ks	20/80 ks
<b>Peha-crepp</b> voľne v škatuliach po 20 ks	4 cm	303 140		bal. à 20 ks	8 bal.
	6 cm	303 141		bal. à 20 ks	10 bal.
	8 cm	303 142		bal. à 20 ks	10 bal.
	10 cm	303 143		bal. à 20 ks	6 bal.
	12 cm	303 144		bal. à 20 ks	4 bal.
<b>Peha-crepp</b> nemocničné balenie po 100 ks	6 cm	303 161		bal. à 100 ks	8 bal.
	8 cm	303 162		bal. à 100 ks	6 bal.
	10 cm	303 163		bal. à 100 ks	6 bal.
	12 cm	303 164		bal. à 100 ks	3 bal.

# Ovínadlá hydrofilné

Pletené ovínadlá vhodné na fixáciu krytia rán

## Ovínadlo hydrofilné

### Charakteristika

- Široká škála veľkostí, možno použiť na všetky časti tela.
- Sterilná a nesterilná verzia.

### Použitie

Vhodné na fixáciu krytia rany.

### Zloženie

100 % viskózová striž.

## Ovínadlo hydrofilné – škrobené

### Charakteristika

Po namočení zvláčnie a po zaschnutí zľahka fixuje postihnuté miesto.

### Zloženie

Základné hydrofilné ovínadlo je napustené škrobovým doplnkom, 67 % bavlna, 33 % viskózová striž (je pletené).

### Typy produktu

Ovínadlo hydrofilné

Ovínadlo hydrofilné – škrobené

	šírka	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Ovínadlo hydrofilné sterilné, dĺžka 5 m, pletené, balené po 10 ks</b>	6 cm	300 406	A21863	bal. à 1 ks	700 ks
	8 cm	300 408	A21864	bal. à 1 ks	560 ks
	10 cm	300 410	A21865	bal. à 1 ks	460 ks
	12 cm	300 412	A21866	bal. à 1 ks	420 ks
<b>Ovínadlo hydrofilné nesterilné, dĺžka 5 m, pletené, balené po 10 ks</b>	6 cm	300 206	A21867	bal. à 1 ks	660 ks
	8 cm	300 208	A21868	bal. à 1 ks	500 ks
	10 cm	300 210	A21869	bal. à 1 ks	450 ks
	12 cm	300 212	A21870	bal. à 1 ks	470 ks
	14 cm	300 214	A21871	bal. à 1 ks	400 ks



	šírka	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Ovínadlo hydrofilné dĺžka 10 m, pletené, balené po 10 ks</b>	8 cm	300 308	A21872	bal. à 1 ks	360 ks
	12 cm	300 312	A21873	bal. à 1 ks	240 ks
	14 cm	300 314	A21874	bal. à 1 ks	220 ks
	16 cm	300 316	A21875	bal. à 1 ks	180 ks
	20 cm	300 320	A21876	bal. à 1 ks	150 ks
<b>Ovínadlo hydrofilné škrobené dĺžka 5 m, pletené, balené po 10 ks</b>	6 cm	350 470		bal. à 1 ks	290 ks
	8 cm	350 471		bal. à 1 ks	260 ks
	10 cm	350 472		bal. à 1 ks	220 ks
	12 cm	350 473		bal. à 1 ks	200 ks
<b>Ovínadlo hydrofilné škrobené dĺžka 10 m, pletené, balené po 10 ks</b>	14 cm	350 474		bal. à 1 ks	170 ks
	12 cm	350 483		bal. à 1 ks	80 ks
	16 cm	350 486		bal. à 1 ks	80 ks
<b>Ovínadlo hydrofilné škrobené dĺžka 10 m, pletené, balené po 10 ks</b>	20 cm	350 488		bal. à 1 ks	70 ks
	<b>Obväzové svorky – biele</b>		939 620		bal. à 50 ks
<b>Obväzové svorky – farba pleti</b>		939 621		bal. à 50 ks	60 bal.

# Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné

Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

## Charakteristika

- Možno aplikovať s malým počtom obtáčok, rýchlo a jednoducho na všetky časti tela.
- Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
- Spoľahlivo sedí, nestahuje, nenaruša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
- Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priedušné.
- Sterilné.

## Použitie

Na fixačné obvazy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických a oblých častiach tela.

## Zloženie

41 % bavlna, 30 % polyamid, 29 % viskóza.



	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné, dĺžka 4 m v napnutom stave, balené po 10 ks	6 cm	932 001	bal. à 1 ks	240 ks
	8 cm	932 002	bal. à 1 ks	240 ks
	10 cm	932 003	bal. à 1 ks	180 ks
	12 cm	932 004	bal. à 1 ks	180 ks

# Peha-haft®

Elastické fixačné ovínadlo s dvojnásobným kohéznym efektom



## Charakteristika

- Neuvolňuje sa, neposúva sa.
- Nie je potrebné konečné upevnenie, prilne samo na seba, nelepí sa na pokožku, vlasy ani odev.
- Veľmi dobrá priedušnosť, dobrá absorpčná schopnosť.
- Pri použití netreba jednotlivé obtáčky prekryvať, obväz sedí pevne, bez záhybov, neškrtí, neobmedzuje pohyb kĺbov.
- Vďaka príľnavosti veľmi malá spotreba.
- Nesterilné.
- Neobsahuje latex.



kohézne elastické fixačné ovínadlo	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-haft</b> dĺžka 4 m v napnutom stave	4 cm	932 421	bal. à 1 ks	90 ks
	6 cm	932 423	bal. à 1 ks	90 ks
	8 cm	932 424	bal. à 1 ks	120 ks
	10 cm	932 425	bal. à 1 ks	135 ks
	12 cm	932 426	bal. à 1 ks	84 ks
<b>Peha-haft</b> kotúč, dĺžka 20 m v napnutom stave	6 cm	932 433	bal. à 1 kotúč	12 ks
	8 cm	932 434	bal. à 1 kotúč	18 ks
	10 cm	932 435	bal. à 1 kotúč	12 ks
	12 cm	932 436	bal. à 1 kotúč	16 ks
<b>Peha-haft Color</b> červené, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 453	bal. à 1 ks	12 ks
	8 cm	932 454	bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm	932 455	bal. à 1 ks	12 ks
<b>Peha-haft Color</b> modré, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 456	bal. à 1 ks	12 ks
	8 cm	932 457	bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm	932 458	bal. à 1 ks	12 ks

## Použitie

- Na fixačné obvazy všetkého druhu, predovšetkým na kĺboch a oblých alebo kónických častiach tela.
- Na upevnenie materiálov s výstelkou, kanýl a pod.
- Na podporné a kompresívne obvazy.

## Zloženie

Krepová štruktúra a mikrobiodová impregnácia vytvárajúca kohézný efekt.

## Typy produktu

Peha-haft – biela farba.  
Peha-haft Color – červená a modrá farba.

# Stülpa®

Bezšvový pletený hadicový obväz na univerzálne použitie

## Charakteristika

- Vysokoelastický priečne i pozdĺžne.
- Prispôbuje sa tvaru tela – neškrtí, netvorí záhyby, neobmedzuje pohyb kĺbov.
- Prepúšťa vzduch.

## Použitie

- Ako fixačné obvazy všetkých druhov.
- Ako spevňujúci obväz.
- Ako podvleky a návleky zinkoglejových a sadrových obväzov.
- Na obalenie dláh a vatových inlejí.

## Zloženie

70 % viskóza, 30 % bavlna.



hadicový obväz		veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Stülpa</b> kotúč 15 m	veľ. 0 R	1,5 cm	427 110	1 kotúč	20 ks
	veľ. 1 R	2,5 cm	427 111	1 kotúč	24 ks
	veľ. 2 R	6 cm	427 112	1 kotúč	32 ks
	veľ. 3 R	8 cm	427 113	1 kotúč	28 ks
	veľ. 4 R	10 cm	427 114	1 kotúč	14 ks
	veľ. 5 R	12 cm	427 115	1 kotúč	12 ks
<b>Stülpa</b> kotúč 6 m	veľ. 6 R	15 cm	427 146	1 kotúč	10 ks
	veľ. 7 R	21 cm	427 147	1 kotúč	16 ks
	veľ. 8 R	24 cm	427 148	1 kotúč	10 ks
<b>Stülpa</b> hotové obvazy, jednotlivo balené	veľ. 4	10 cm x 1 m	427 214	1 ks	10/240 ks

veľ. 0 R = detské prsty a prsty na nohe  
veľ. 1 R = prsty  
veľ. 2 R = ruky a detské dolné končatiny  
veľ. 3 R = dolné končatiny, detská hlava a podpažšie  
veľ. 4 R = hlava, dolné končatiny a podpažšie, masky na tvár  
veľ. 5 R = detský trup, hlava, stehno a podpažšie, napínacie obvazy  
veľ. 6 R = detský trup a stehno  
veľ. 7 R = nadmerný trup a stehno, Dessaultove obvazy  
veľ. 8 R = trup, Dessaultove obvazy



## Vysokoelastický sieťový obvaz



### Charakteristika

- Vysokoelastický obvaz so širokými okami určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste tela.
- Pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela – neškrtí, netvorí záhyby, nevytahuje sa.
- Pri výmene krytia sa nemusí obvaz odstraňovať.
- Pokožka ho dobre znáša.
- Možnosť vyvárať a sterilizovať, nepoškodzuje ho tuky, masť ani pot.

### Použitie

Na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí, na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi.

### Zloženie

100 % bavlna.

pružný hadicový sieťový obvaz	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pruban	veľ. 1 10 mm	427 301		bal. à 20 m	130 bal.
		427 331	A41509	ks à 1 m	750 ks
	veľ. 2 15 mm	427 302		bal. à 20 m	100 bal.
		427 332	A21856	ks à 1 m	600 ks
	veľ. 3 20 mm	427 303		bal. à 20 m	90 bal.
		427 333		ks à 1 m	600 ks
	veľ. 4 30 mm	427 304		bal. à 20 m	50 bal.
427 334			ks à 1 m	400 ks	
veľ. 5 40 mm	427 305		bal. à 20 m	40 bal.	
	427 335	A21878	ks à 1 m	300 ks	
veľ. 6 60 mm	427 306		bal. à 20 m	26 bal.	
	427 336	A21880	ks à 1 m	240 ks	
veľ. 7 70 mm	427 307		bal. à 20 m	23 bal.	
	427 337		ks à 1 m	180 ks	

pružný hadicový sieťový obvaz	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
veľ. 8 80 mm	80 mm	427 308		bal. à 20 m	20 bal.
		427 338		ks à 1 m	180 ks
veľ. 9 90 mm	90 mm	427 309		bal. à 20 m	18 bal.
		427 339	A50202	ks à 1 m	150 ks
veľ. 10 100 mm	100 mm	427 310		bal. à 20 m	16 bal.
		427 340		ks à 1 m	120 ks
veľ. 12 120 mm	120 mm	427 312		bal. à 20 m	12 bal.
		427 314		bal. à 20 m	10 bal.

veľ. 1 = jednotlivé prsty  
 veľ. 2 = jeden a viac prstov  
 veľ. 3 = zápästie, chodidlo, členok  
 veľ. 4 = lakteť, koleno, členok  
 veľ. 5 = lakteť, koleno  
 veľ. 6 = lakteť, koleno

veľ. 7 = rameno, hlava  
 veľ. 8 = rameno, hlava  
 veľ. 9 = hrudník, stehno  
 veľ. 10 = hrudník, stehno  
 veľ. 12 = objemnejší trup  
 veľ. 14 = nadmerný trup

# Coverflex®

## Elastický hadicový obvaz

### Charakteristika

- Bezproblémová a efektívna aplikácia masťovej a vlhkej terapie technikou dvoch vrstiev – badateľné zmiernenie svrbenia a takisto ochrana pred infekciami spôsobenými rozškrabaním kože.
- Trvalo elastický, priedušný, vďaka nepriepustnej štruktúre tkaniny výborný na prekryvanie masť a krémov.
- Veľkosti sú farebne označené.

### Použitie

- Ako vlhký obvaz na chladenie, znižovanie bolestivosti a svrbenia, v kombinácii s rôznymi masťovými a zvlhčujúcimi preparátmi (masťová a vlhká terapia), v akútnej fáze atopického ekzému.
- V chronickej fáze ako suchý obvaz na prekrytie masť a krémov na citlivej, ekzematickej pokožke.

### Zloženie

91 % viskóza, 5 % polyamid, 4 % elastan.



hadicový obvaz trvalo elastický	farebný kód	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Coverflex	veľ. 1	červená	3,5 cm x 10 m	932 570		bal. à 1 ks	36 bal.
	veľ. 2	zelená	5 cm x 10 m	932 571		bal. à 1 ks	24 bal.
			5 cm x 3 m	932 591	A68774	bal. à 1 ks	20 bal.
	veľ. 3	modrá	7,5 cm x 10 m	932 572		bal. à 1 ks	18 bal.
			7,5 cm x 3 m	932 592	A68775	bal. à 1 ks	30 bal.
veľ. 4	žltá	10,7 cm x 10 m	932 573		bal. à 1 ks	18 bal.	
		10,7 cm x 3 m	932 593	A68776	bal. à 1 ks	20 bal.	
veľ. 5	oranžová	17,5 cm x 10 m	932 574		bal. à 1 ks	12 bal.	

- veľ. 1 – končatiny malé
- veľ. 2 – končatiny stredné
- veľ. 3 – končatiny veľké
- veľ. 4 – končatiny veľmi veľké, hrudník malý, hlava
- veľ. 5 – hrudník





# Lastogrip®

Trvalo elastická hadicová bandáž na podporu a fixáciu



## Charakteristika

- Špeciálna konštrukcia tkaniny zaručuje adaptáciu na povrch, stabilné usadenie a rovnomerný, stredne silný tlak, ktorý nepovoľuje.
- Možno ju prať a sterilizovať, je odolná proti tukom, masťam a potu.

## Použitie

- Na pevnejšie fixačné obvazy, napr. v hrudnej a brušnej chirurgii, na obvazy po operácii prsníkov, pri veľkoplošných eróziách.
- Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu.
- Ako podporný zahrievací obväz pri artróze.

## Zloženie

82 % bavlna, 10 % elastan, 8 % polyamid.



		šírka	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
<b>Lastogrip</b> kotúč 10 m, farba biela	vef. A	4,2 cm	932 170	bal. à 1 kotúč	11 bal.	
	vef. B	6,25 cm	932 171	bal. à 1 kotúč	8 bal.	
	vef. C	6,75 cm	932 172	bal. à 1 kotúč	7 bal.	
	vef. D	7,5 cm	932 173	bal. à 1 kotúč	7 bal.	
	vef. E	8,75 cm	932 174	bal. à 1 kotúč	6 bal.	
	vef. F	10 cm	932 175	bal. à 1 kotúč	5 bal.	
	vef. G	12 cm	932 176	bal. à 1 kotúč	4 bal.	
	vef. J	17,5 cm	932 177	bal. à 1 kotúč	3 bal.	
	vef. K	21,5 cm	932 178	bal. à 1 kotúč	4 bal.	
	vef. L	32,5 cm	932 179	bal. à 1 kotúč	3 bal.	
	vef. M	37,5 cm	932 180	bal. à 1 kotúč	2 bal.	
	<b>Lastogrip C</b> kotúč 10 m, farba kože	vef. B	6,25 cm	932 191	bal. à 1 kotúč	8 bal.
		vef. C	6,75 cm	932 192	bal. à 1 kotúč	7 bal.
vef. D		7,5 cm	932 193	bal. à 1 kotúč	7 bal.	
vef. E		8,75 cm	932 194	bal. à 1 kotúč	6 bal.	
vef. F		10 cm	932 195	bal. à 1 kotúč	5 bal.	
vef. G		12 cm	932 196	bal. à 1 kotúč	4 bal.	

- vef. A = detská ruka a detské rameno
- vef. B = malá ruka, noha a rameno
- vef. C = stredne veľká ruka, rameno, noha a predkolenie
- vef. D = veľká ruka, rameno, noha a predkolenie
- vef. E = predkolenie, veľké rameno a malé stehno
- vef. F = predkolenie a stehno
- vef. G = veľké stehno
- vef. J = malý trup
- vef. K = stredný trup
- vef. L = veľký trup
- vef. M = mohutný trup

## Pooperačný podporný obväz s plošným rozdelením tlaku

### Charakteristika

- Pozdĺžna elasticita a priečna stabilita bandáže zaručujú rovnomerné plošné rozdelenie tlaku, ktoré ani pri silnej kompresii neobmedzuje dýchanie pacienta.
- Možno jednoducho priložiť, uzáver na suchý zips uľahčuje výmenu obväzu.
- Plochy suchého zipsu umožňujú pri všetkých veľkostiach bandáže nastavenie až o 10 cm.
- Priedušnosť.
- Možno prať v práčke i vyvárať pri 95 °C.

### Použitie

- Na ošetrovanie po hrudných a brušných operáciách, na odľahčenie rán, na zabránenie dehiscencie rán a na rýchlu mobilizáciu pacienta.
- Ako ochranný obväz pri traumách hrudníka, napr. pomliaždení hrudného koša a zlomeninách rebier.
- Na korekciu statiky chrbtice pri koreňovej neuralgii a posunutí medzistavcovej platničky.



pooperačný podporný obväz	veľkosť	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Verba	veľ. 1	65 – 75 cm	932 531	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 2	75 – 85 cm	932 532	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 3	85 – 95 cm	932 533	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 4	95 – 105 cm	932 534	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 5	105 – 115 cm	932 535	bal. à 1 ks	15 ks

# Ideal Neo

Trvalo elastické krátkotožné ovinadlo



## Charakteristika

- Nízka ťažnosť (80 %), ktorá spôsobuje tuhú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym pokojovým tlakom.
- Ovinadlo je mäkké, priedušné a príjemné na pokožku.
- Ovinadlo možno prať pri teplote do 40 °C.

## Použitie

- Na ošetrovanie akútnych a chronických ochorení žilového a lymfatického systému u mobilných aj imobilných pacientov.
- Ovinadlo je vhodné na začiatok i na pokračovanie liečby a môže sa prikladať až do úplného ustúpenia opuchu, prípadne zahojenia vredu.

## Zloženie

69 % bavlna, 31 % polyamid.



elastické krátkotožné ovinadlo, jednotlivé balené	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ideal Neo	6 cm × 5 m	931 001	A95322	bal. à 1 ks	270 ks
	8 cm × 5 m	931 002	A95323	bal. à 1 ks	200 ks
	10 cm × 5 m	931 003	A95324	bal. à 1 ks	170 ks
	12 cm × 5 m	931 004	A95325	bal. à 1 ks	130 ks
	14 cm × 5 m	931 005		bal. à 1 ks	120 ks

## Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

### Charakteristika

- Je charakteristické nízkou ťažnosťou, ktorá spôsobuje tuhú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym pokojovým ťahom.
- Ovínadlo je mäkké, priedušné, pri nosení sa nevyťahuje.
- Možno priložiť i na kónické časti tela, bezpečne sedí.
- Možno prať pri teplotách do 60 °C.

### Použitie

Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu aj ako športová bandáž, tiež ako kompresívny obväz na rany a na pripevnenie dláh.

### Zloženie

45 % polyester, 42 % bavlna, 13 % viskóza.

### Typy produktu

Idealflex

Idealflex Universal



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Idealflex</b> balené jednotlivo	6 cm × 5 m	931 290		bal. à 1 ks	10/80 ks
	8 cm × 5 m	931 291	A21060	bal. à 1 ks	10/60 ks
	10 cm × 5 m	931 292	A22307	bal. à 1 ks	10/50 ks
	12 cm × 5 m	931 293	A22308	bal. à 1 ks	10/40 ks
	15 cm × 5 m	931 294		bal. à 1 ks	10/30 ks
	20 cm × 5 m	931 295		bal. à 1 ks	10/20 ks
<b>Idealflex</b> volne v škatuliach	6 cm × 5 m	931 283		bal. à 10 ks	8 bal.
	8 cm × 5 m	931 284		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 cm × 5 m	931 285		bal. à 10 ks	5 bal.
	12 cm × 5 m	931 286		bal. à 10 ks	4 bal.
	15 cm × 5 m	931 287		bal. à 10 ks	3 bal.
	20 cm × 5 m	931 288		bal. à 10 ks	2 bal.
<b>Idealflex</b> <b>Universal</b>	6 cm × 5 m	931 321		bal. à 1 ks	10/250 ks
	8 cm × 5 m	931 322		bal. à 1 ks	10/200 ks
	10 cm × 5 m	931 323		bal. à 1 ks	10/240 ks
	12 cm × 5 m	931 324		bal. à 1 ks	10/200 ks
	15 cm × 5 m	931 325		bal. à 1 ks	10/160 ks



# Idealast®-haft latex free

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom



## Charakteristika

- Pružné aj po opakovanom nosení.
- Otvorená štruktúra tkaniny zabezpečuje vysokú priedušnosť.
- Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
- Možno sterilizovať a je odolné proti ožiareniu, dá sa prať aj ručne.

## Použitie

- Na stredne silnú kompresiu.
- Na profylaxiu a doliečenie žilového ochorenia.
- Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu aj ako športová bandáž.
- Ako kompresívny obväz na rany a na pripevnenie dláh.

## Zloženie

80 % bavlny, polyamidové a elastanové vlákna.  
Obojstranná mikrobodová impregnácia.



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Idealast-haft latex free</b> dĺžka 4 m v napnutom stave, jednotlivo v skladačkách	6 cm × 4 m	931 110		bal. à 1 ks	40 ks
	8 cm × 4 m	931 111	A22147	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm × 4 m	931 112	A22148	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm × 4 m	931 113	A22149	bal. à 1 ks	40 ks
<b>Idealast-haft latex free</b> dĺžka 10 m v napnutom stave	6 cm × 10 m	931 114		bal. à 1 ks	20 ks
	8 cm × 10 m	931 115		bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 116		bal. à 1 ks	20 ks
	12 cm × 10 m	931 117		bal. à 1 ks	20 ks

# Idealast®-haft Color latex free

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

## Charakteristika

- Jednotlivé vrstvy dobre držia spolu bez toho, že by sa zlepovali s pokožkou, ochlpením alebo oblečením.
- Vysoká priepustnosť vzduchu.
- Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
- Je sterilizovateľné, a to aj ožarovaním, dá sa 1 – 2 x vyprať ručne.
- K dispozícii v modrej a červenej farbe.

## Použitie

- Na stredne silnú kompresiu.
- Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodeniach pohybového aparátu a tiež ako športová bandáž.
- Ako sekundárny obväz na rany a na fixáciu dláh.
- Tiež ako ochrana obväzov.

## Zloženie

Viac ako 66 % bavlny, obojstranne mikrobodovo impregnované.



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Idealast-haft Color latex free</b> farba modrá, balené jednotlivo v škatulkách	4 cm × 4 m	931 090	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 091	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 092	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 093	bal. à 1 ks	30 ks
<b>Idealast-haft Color latex free</b> farba červená, balené jednotlivo v škatulkách	4 cm × 4 m	931 095	bal. à 1 ks	48 ks
	6 cm × 4 m	931 096	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 097	bal. à 1 ks	27 ks
<b>Idealast-haft Color latex free</b> mix v kartónoch (5 × modrá, 5 × červená)	10 cm × 4 m	931 098	bal. à 1 ks	30 ks
	4 cm × 4 m	931 100	bal. à 10 ks	15 bal.
	6 cm × 4 m	931 101	bal. à 10 ks	12 bal.
	8 cm × 4 m	931 102	bal. à 10 ks	9 bal.
	10 cm × 4 m	931 103	bal. à 10 ks	6 bal.



# Pütter-Verband®

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo



## Charakteristika

- Pevná tkanina vytvára veľmi silnú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym pokojovým tlakom.
- Dobré sa prispôsobuje zmenám objemu dolnej končatiny pri redukcii opuchu.
- Môže sa používať 3 dni, s výnimkou akútneho štádia.
- Dobrá priedušnosť, dá sa vyvárať a sterilizovať.
- K dispozícii v dvojitom i jednoduchom balení.

## Použitie

Na veľmi silnú kompresiu pri ochorení žilového a lymfatického systému, na liečbu ulcus cruris a posttrombotického syndrómu.

## Zloženie

100 % bavlna.

## Typy produktu

Pütterbinde – jednotlivě balené ovínadlo.

Pütter-Verband – balenie po dvoch kusoch.



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pütterbinde	8 cm × 5 m	931 808	A22138	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm × 5 m	931 810	A22139	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm × 5 m	931 812	A22140	bal. à 1 ks	60 ks
Pütter-Verband	10 cm × 5 m	931 795	A22144	bal. à 2 ks	18 vrecúšok

# Idealtex

## Elastické dlhoťažné ovínadlo

### Charakteristika

- Elastické dlhoťažné ovínadlo vytvára ľahkú a strednú kompresiu s nízkym pracovným a vysokým pokojovým tlakom.
- Vytvára rovnomerný trvalý tlak, ktorý pôsobí iba na povrchové žily.
- Nevytvára rytmické striedanie tlaku.
- Dobré sa prispôsobuje tvaru končatiny.

### Použitie

- Ako podporný obväz pohybového systému a na doliečenie ochorenia žilového systému.
- Používa sa len u mobilných pacientov a na zosilnenie tlaku cez deň; v noci alebo pri dlhšom odpočinku treba sňať.

### Zloženie

66 % bavlna, 34 % latex.



elastické dlhoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Idealtex	8 cm x 5 m	931 061	A21900	bal. à 1 ks	250 ks
	10 cm x 5 m	931 062	A21901	bal. à 1 ks	210 ks
	12 cm x 5 m	931 063	A21902	bal. à 1 ks	150 ks
	14 cm x 5 m	931 064	A21903	bal. à 1 ks	140 ks



## Zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie



### Charakteristika

- Pozdĺžne a priečne elastické zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie.
- Vďaka dvojsmernej pružnosti možno jednotlivé obväzky ovíjať pod rovnomerným tlakom, čím sa uľahčuje priloženie ovínadla a znižuje riziko tvorby „vreciek“ alebo zaškrtených miest.
- Hotový obväz z Varolastu je polotuhý trvalý obväz.

### Použitie

- Ako trvalý tlakový obväz pri:
  - subakútnych trombózach a v období po trombóze,
  - flebitídach hĺbkových a povrchových žíl,
  - ulcus cruris a dermatózach s venóznou stázou.
- Ako podporný obväz vo všeobecnej ortopédii a v ortopedickej rehabilitácii.

### Zloženie

69 % bavlna, 31 % polyamid, zinková pasta.



ovínadlo zinkoglejové, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Varolast	10 cm × 5 m	931 574	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 7 m	931 573	bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 575	bal. à 1 ks	20 ks

## Výstelkové ovínadlo

### Charakteristika

- Prepúšťa vzduch a sekréty.
- Pôsobí na vyrovnanie teplotných rozdielov.
- Odvádza vlhkosť, a tým bráni vzniku otlakov a stvrdnutých miest.

### Použitie

Podkladová výplň na ochranu kĺbov pri sadrovacích technikách a kompresívnej terapii.

### Zloženie

Syntetická vata zo zvlínených nesavých polyesterových vlákien.




	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Rolta-soft</b>	6 cm x 3 m	932 048	bal. à 50 ks	1 bal.
nesterilné,	10 cm x 3 m	932 049	bal. à 30 ks	1 bal.
jednotlivo rolované	15 cm x 3 m	932 050	bal. à 20 ks	1 bal.
	25 cm x 3 m	932 051	bal. à 10 ks	1 bal.



# Omniplast®

Klasická textilná náplasť so silnou lepiacou schopnosťou



## Charakteristika

- Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrú znášateľnosť s pokožkou a spoľahlivo drží.
- Prúžkový nános lepidla zabezpečuje vysokú priechodnosť náplasti.
- Vrubkovaný okraj umožňuje čisté odstránenie z rany a zabraňuje rozstrapkaniu tkaniny.
- Na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou je náplasť hydrofóbne impregnovaná.
- Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.

## Použitie

Na fixáciu obväzov všetkých druhov, na upevnenie sond, kanýl a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože. Pri použití dbajte na to, aby pokožka bola čistá a suchá.

## Zloženie

Klasická fixačná náplasť z textilnej tkaniny vo farbe kože so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.



klasická náplasť na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Omniplast</b>	1,25 cm × 5 m	900 440	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 441	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 442	bal. à 1 ks	10/120 ks
	10 cm × 5 m	900 535	bal. à 6 ks	14 bal.
<b>Omniplast nemocničné balenie</b>	1,25 cm × 9,1 m	900 427	bal. à 20 ks	12 bal.
	2,5 cm × 9,1 m	900 428	bal. à 20 ks	12 bal.
	5 cm × 9,1 m	900 429	bal. à 10 ks	12 bal.
	10 cm × 10 m	900 447	bal. à 5 ks	12 bal.

## Hypoalergénna fixačná náplasť z bieleho netkaného textilu

### Charakteristika

- Nosný netkaný textil prepúšťa vzduch a vodné pary, pokožka dýcha a nepotí sa.
- Ideálna pre pacientov s veľmi citlivou kožou. Aj pri dlhodobej a veľkoplošnej fixácii obväzu nedochádza k macerácii.
- Na ochranu rany pred vonkajšou vlhkosťou je Omnipor hydrofóbné impregnovaný.
- Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
- Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

### Použitie

Na prekrytie a fixáciu obväzov u pacientov s veľmi citlivou pokožkou, predovšetkým pri dlhodobých obväzoch a na upevnenie meracích prístrojov, sond a pod. na citlivých častiach tela.

### Zloženie

Biely netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.



hypoalergénna náplasť z netkaného textilu na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Omnipor</b>	1,25 cm × 5 m	900 436	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 437	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 438	bal. à 1 ks	10/120 ks
<b>Omnipor</b> nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 424	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 425	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 426	bal. à 1 ks	10/120 ks



Hypoalergénna fixačná náplasť z poréznej transparentnej fólie



### Charakteristika

- Vhodná aj pre pacientov s citlivou pokožkou.
- Prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Je transparentná, a preto mimoriadne vhodná na fixáciu kanýl a hadičiek, kde je umožnená stála vizuálna kontrola.
- Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
- Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

### Použitie

Vďaka transparentnosti je vhodná na fixáciu obvazov každého druhu, na transparentné upevnenie kanýl, sond, katétrov a pod., pretože umožňuje stálu kontrolu stavu tekutiny.

### Zloženie

Transparentný porézny materiál s polyakrylátovým lepidlom.



hypoalergénna fixačná náplasť z poréznej fólie, na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnifilm	1,25 cm × 5 m	900 433	bal. à 1 ks	20/360 ks
	2,5 cm × 5 m	900 434	bal. à 1 ks	10/240 ks
	5 cm × 5 m	900 435	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnifilm nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 421	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 422	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 423	bal. à 1 ks	10/120 ks

## Hypoalergénna náplasť z bieleho hodvábu

### Charakteristika

- Je hydrofóbné impregnovaná na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou.
- Dobre prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Zúbkovaný okraj možno ľahko odtrhnúť, pričom sa nenaruší pevnosť náplasti v ťahu.
- Neabsorbujú röntgenové žiarenie.

### Použitie

Na šetrnú fixáciu obvazov každého druhu, na upevnenie sond, kanýl, katétrov a pod. u pacientov s citlivou pokožkou.

### Zloženie

Biely umelý hodváb so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.



hypoalergénna náplasť z bieleho hodvábu, na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnisilk	1,25 cm × 5 m	900 430	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 431	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 432	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnisilk nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 418	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 419	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 420	bal. à 1 ks	10/120 ks



# Omnifix® Elastic

Fixačná náplast z netkaného textilu



## Charakteristika

- Poskytuje možnosť komfortnej a celoplošnej fixácie obväzu tak pacientovi, ako aj zdravotníckemu personálu.
- Je mimoriadne mäkká a jemná, prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Hypoalergénne lepidlo, ktoré znášajú aj pacienti s precitlivenou pokožkou a s dispozíciou k alergiám.
- Neabsorbujú röntgenové žiarenie, a preto sa nemusí pri röntgenologických vyšetreniach odstraňovať.
- V prípade potreby sa dá sterilizovať žiarením.
- Jednoduchá manipulácia: meradlo, vytlačené na krycom papieri, uľahčuje presné odstrihnutie; vlnovitý rez pomáha pri stiahnutí krycieho papiera.

## Použitie

- Na celoplošné prekrytie a fixáciu obväzov vo všetkých odboroch medicíny.
- Náplast je ideálna na fixáciu obväzov v oblasti kĺbov, obľých a kónických častí tela a takisto na upevnenie meracích prístrojov, sond, katétrov atď.

## Zloženie

Netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.

## Typy produktu

Omnifix Elastic

Omnifix E



fixačná náplast z netkaného textilu	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Omnifix Elastic</b> s meradlom na krycom papieri	5 cm × 10 m	900 602	bal. à 1 ks	60 ks
	10 cm × 10 m	900 603	bal. à 1 ks	32 ks
	15 cm × 10 m	900 604	bal. à 1 ks	20 ks
	20 cm × 10 m	900 605	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 2 m	900 601	bal. à 1 ks	24 ks
<b>Omnifix E</b> fixačná náplast z netkaného textilu	5 cm × 10 m	900 649	bal. à 1 ks	60 ks
	10 cm × 10 m	900 650	bal. à 1 ks	32 ks
	15 cm × 10 m	900 651	bal. à 1 ks	20 ks
	20 cm × 10 m	900 652	bal. à 1 ks	16 ks

# Omnistrip®

## Průžky na stiahnutie rany

### Charakteristika

- Zaoblené okraje, ktoré spoľahlivo držia bez nepríjemného zhrňovania.
- Výborná prílnavosť zaručuje bezpečnú fixáciu okrajov rany, průžky sa dajú bezbolestne odstrániť.
- Prepúšťajú vzduch a vodné pary.
- Špecifická mikroelasticita netkanej textilie zaručuje, že průžky dokonale držia aj pri zaťažení.
- Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch.

### Použitie

- Na stiahnutie menších a primárne sa uzavierajúcich rán.
- Na pooperačné jazvy.
- Môžu byť použité ako opora čerstvo zašitých rán.

### Zloženie

Netkaný textil vo farbe kože, na ktorý je navrstvené polyakrylátové lepidlo.



průžky na stiahnutie rany	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnistrip	3 × 76 mm	540 681	50 × 5 ks*	6 bal.
	6 × 38 mm	540 682	50 × 6 ks*	6 bal.
	6 × 76 mm	540 683	50 × 3 ks*	6 bal.
	6 × 101 mm	540 684	50 × 10 ks*	6 bal.
	12 × 101 mm	540 685	50 × 6 ks*	6 bal.
	25 × 127 mm	540 686	50 × 4 ks*	6 bal.

\* Obsah jedného peel-balenia.





# Omnitape®

## Tejpovacia fixačná páska



### Charakteristika

- Neelastická, silno lepiaca náplastová páska.
- Vysoká pevnosť v ťahu zároveň s možnosťou ľahkého odtrhávania pásky v pozdĺžnom i priečnom smere.

### Použitie

Spevnenie kĺbov, šliach a svalov.

### Zloženie

100 % buničitá vlna, jednostranne potiahnutá kaučukovým lepidlom s obsahom oxidu zinočnatého.



tejpovacia fixačná páska	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnitape	2 cm x 10 m	500 058	bal. à 1 ks	96 ks
	3,75 cm x 10 m	500 059	bal. à 1 ks	96 ks
	5 cm x 10 m	500 060	bal. à 1 ks	48 ks

# Cosmopor® E

Krytie na rany s lepiacou plochou na obvode

## Charakteristika

- Bezpečná ochrana rán, dobrá absorpcia, prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Povrchová vrstva absorpčného vankúšika spoľahlivo zabraňuje zlepeniu s ranou.
- Zaoblené rohy zamedzujú zhrnutiu netkaného textilu aj pri dlhobejšej aplikácii.
- Široká lepiaca plocha umožňuje ľahkú aplikáciu obväzu.
- Sterilné.

## Použitie

- Na pooperačné ošetrovanie rán, na sterilné ošetrenie – napr. v rámci prvej pomoci.

## Zloženie

Vankúšik z absorpčnej viskózy zabalenej v neprilnavej pórovitej vrstve. Nosný materiál z netkaného textilu s hypoalergénnym lepidlom.



obväz na rany, sterilný, zatavený jednotlivito	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Cosmopor E</b>	7,2 × 5 cm	900 870	bal. à 50 ks	20 bal.
	10 × 6 cm	900 871	bal. à 25 ks	27 bal.
	15 × 6 cm	900 872	bal. à 25 ks	18 bal.
	10 × 8 cm	900 873	bal. à 25 ks	22 bal.
	15 × 8 cm	900 874	bal. à 25 ks	14 bal.
	20 × 8 cm	900 875	bal. à 25 ks	12 bal.
	20 × 10 cm	900 876	bal. à 25 ks	12 bal.
	25 × 10 cm	900 877	bal. à 25 ks	8 bal.
	35 × 10 cm	900 878	bal. à 25 ks	8 bal.

# Cosmopor® I.V.

Obváz na fixáciu kanýl



## Charakteristika

- Zaoblené rohy zabraňujú zrolovaniu obvazu aj pri dlhšej aplikácii.
- Široké lepiace okraje spoľahlivo obklopujú absorpčný vankúšik.
- Prepúšťa vzduch a vodné pary.

## Použitie

Na fixáciu kanýl.

## Zloženie

Mäkké permeabilné textilné rúno so separátnym vankúšikom, hypoalergénne lepidlo.



sterilný obváz na fixáciu kanýl	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmopor I.V.	6 x 8 cm	900 805	bal. à 50 ks	8 bal.

# Hydrofilm®

## Samolepiaci transparentný obväz na rany



### Charakteristika

- Samolepiaci transparentný obväz.
- Neprepúšťa mikroorganizmy a vodu, ale prepúšťa kyslík a vodné pary.
- Napriek bezpečnej adhézii možno obväz bez bolesti a bez poškodenia novovytvoreného epitelu odstrániť.
- Dokonalé prispôsobenie tvarom tela.
- Priehľadnosť obväzu umožňuje kontrolu rany a kože, príp. fixáciu katétra alebo kanyly bez stiahnutia obväzu.
- Sterilný.

### Indikácie

Fáza epitelizácie.

### Typ rany

Odreňiny, tržné rany, fixácie krytia, ochrana pred sekundárnou infekciou a pred mechanickou iritáciou.

### Výmena obväzu

Ak sa netvorí exsudát, možno ponechať 3 až 4 dni.

### Zloženie

Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom.



sterilný samolepiaci transparentný obväz na rany, odolný proti vode	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrofilm	6 × 7 cm	685 755	A79743	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 12,5 cm	685 757	A79744	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 15 cm	685 759		bal. à 10 ks	10 bal.
	15 × 20 cm	685 761	A79745	bal. à 10 ks	10 bal.
	10 × 25 cm	685 763		bal. à 25 ks	10 bal.
	12 × 25 cm	685 764		bal. à 25 ks	10 bal.
	20 × 30 cm	685 765		bal. à 10 ks	10 bal.



# Hydrofilm® Plus

Samolepiaci transparentný obväz s absorpčným vankúšikom



## Charakteristika

- Obväz je priedušný, priľnavý, hypoalergénny.
- Neprepúšťa choroboplodné zárodky a vodu.
- Absorpciu sekrétu vo vankúšiku možno vďaka transparentnosti lepiacej fólie kedykoľvek kontrolovať.
- Zaoblené okraje zabezpečujú spoľahlivé priľnutie obväzu, chránia pred iritáciou a sekundárnou infekciou.
- Vodotesný materiál uľahčuje každodennú starostlivosť o telo, dobre sa prispôbuje tvarom tela.

## Indikácie

Fáza epitelizácie.

## Typ rany

- Pooperačné ošetrovanie ľahko secernujúcich rán.
- Ako ochrana pred sekundárnou infekciou.

## Výmena obväzu

Možno ponechať na rane 3 až 4 dni.

## Zloženie

Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom a s absorpčným vankúšikom.



transparentný obväz s absorpčným vankúšikom	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrofilm Plus	5 × 7,2 cm	685 770		bal. à 5 ks	20 bal.
	9 × 10 cm	685 772	A79749	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 15 cm	685 774	A79750	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 25 cm	685 779		bal. à 25 ks	10 bal.

# Vata Pehazell®

Buničitá, vinutá a v prírezoch

## Charakteristika

- Buničitá vata, vysokobielená.
- Mimoriadne mäkká a absorpčná.

## Použitie

- Ako tlaková poduška pri obväzoch.
- Ako podložka pri menších operačných zákrokoch a na rôzne hygienické účely.



vata	hmotnosť/ veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Pehazell</b>					
vata buničitá vinutá	100 g	914 443		bal. à 1 ks	20 ks
	250 g	914 302	A21844	bal. à 1 ks	24 ks
	500 g	272 715	A21845	bal. à 1 ks	10 ks
	1 000 g	272 714	A21846	bal. à 1 ks	6 ks
vata buničitá v prírezoch	37 × 57 cm	273 015		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	273 009		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 19 cm	273 008		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 14 cm	273 007		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	914 171	A21848	1 bal. × 500 g	20 bal.



# Vata obväzová

## Vinutá a skladaná

### Charakteristika

- 100 % bavlna alebo zmes 67 % bavlny a 33 % viskózovej striže.
- Vinutá alebo skladaná vata. Základný zdravotnícky materiál, ktorý je vďaka svojej absorpčnej schopnosti vhodný na lekárske, hygienické i kozmetické účely.

vata	hmotnosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Vata obväzová</b> vinutá, nesterilná					
100 % bavlna	500 g	110 705	A21853	bal. à 1 ks	18 bal.
100 % bavlna	1 000 g	110 710	A21854	bal. à 1 ks	8 bal.
zmes	1 000 g	110 720		bal. à 1 ks	8 bal.
<b>Vata obväzová</b> skladaná, nesterilná					
zmes	50 g	110 232		bal. à 1 ks	100 bal.
zmes	100 g	110 233		bal. à 1 ks	48 bal.
zmes	200 g	110 235		bal. à 1 ks	44 bal.





O krok d'alej v efektivite



Prevenția  
infekțiilor





# Foliodrape®

## Sterilné krytie

### Charakteristika

- Sterilné krytie Foliodrape je dôležitou súčasťou účinnej profylaxie infekcií na operačných sálach.
- Materiál, vyhotovenie a bezpečné použitie umožňujú spoľahlivé a jednoduché zakrytie pacienta a jeho okolia pri všetkých chirurgických zákrokoch.

### Typy sád

- Sada pre všeobecnú chirurgiu.
- Sada pre hrudnú a cievnu chirurgiu.
- Sada pre ortopédiu a traumatológiu.
- Sada pre gynekológiu a pôrodníctvo.
- Sada pre urológiu.
- Sada pre neurochirurgiu.
- Sada pre ORL.
- Sada pre očné chirurgiu.
- Sada pre pediatriu.

Operačné sady je možné vyvinúť aj na zakázku podľa prania zákazníka.

jednorazové operačné krytie	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Základná sada</b> obsah sady				
1 ks rúško na stolík, dvojvrstvé	140 × 190 cm	257 160	bal. à 6 súprav	1 bal.
1 ks návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145 cm			
2 ks rúško, samolepiace	75 × 90 cm			
1 ks rúško, samolepiace	170 × 175 cm			
1 ks rúško, samolepiace	150 × 240 cm			
1 ks lepiaca páska	10 × 50 cm			
4 ks obrúsok	33 × 33 cm			



jednorazové operačné krytie	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Doplňky</b>				
Návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145 cm	258 300	bal. à 20 ks	2 bal.
Návlek na inštrumentačný stolík, zosilnený	80 × 145 cm	258 297	bal. à 15 ks	2 bal.
Lepiaci páska na fixáciu rúšok a hadičiek	10 × 50 cm	258 347	bal. à 100 ks	4 bal.
	10 × 50 cm	258 348	bal. à 50 × 2 ks	4 bal.
Suchý zips na fixáciu káblov kamier, hadičiek, káblov kauterov atď.	2 × 23 cm	258 280	bal. à 200 ks	4 bal.
<b>Zberná kabelka</b>				
jednokomorová priehľadná	28 × 30 cm	258 327	bal. à 50 ks	4 bal.
jednokomorová priehľadná	38 × 43 cm	258 322	bal. à 40 ks	4 bal.
dvojkomorová priehľadná	38 × 43 cm	258 323	bal. à 40 ks	4 bal.

Tu uvádzame len základné krytie, sme však schopní ponúknuť zákazkové riešenie.

# Foliodrape® Protect

Jednorazové rúška




## Charakteristika

- Ekonomický variant na kratšie operačné výkony s nižším únikom tekutín.
- Bezpečná ochrana pred infekciou vďaka PE vrstve.
- Prijemný materiál s výbornou absorpčnou schopnosťou.
- Výhodná cena.
- Vyhovuje norme ČSN 13795.

## Dvojrstvový materiál

- Absorpčná povrchová vrstva – netkaná textília z polypropylénu.
- Nepriepustná vrstva – polyetylénová fólia.



jednorazové rúška	veľkosť	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Rúška dvojrstvové</b>	45 × 70 cm	277 500	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 75 cm	277 501	bal. à 55 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 502	bal. à 35 ks	4 bal.
	90 × 100 cm	277 504	bal. à 25 ks	4 bal.
	90 × 150 cm	277 506	bal. à 20 ks	4 bal.
<b>Rúška dvojrstvové samolepiace</b>	170 × 300 cm	277 538	bal. à 7 ks	2 bal.
	90 × 100 cm	277 542	bal. à 25 ks	4 bal.
	150 × 175 cm	277 543	bal. à 13 ks	2 bal.
	50 × 50 cm	277 546	bal. à 105 ks	4 bal.
	150 × 240 cm	277 551	bal. à 10 ks	2 bal.
<b>Rúška dvojrstvové s otvorom</b>				
s otvorom 5 cm	50 × 60 cm	277 549	bal. à 70 ks	4 bal.
s otvorom 7 cm	45 × 75 cm	277 503	bal. à 65 ks	4 bal.
s otvorom 10 cm	75 × 90 cm	277 511	bal. à 40 ks	4 bal.
<b>Variabilné rúška s otvorom samolepiace</b>	45 × 75 cm	277 509	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 510	bal. à 40 ks	4 bal.

V materiáli Protect ponúkame jednotlivé rúška, štandardné operačné sady aj sady vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka.

# Foliodress® gown Comfort

Hygienicky bezpečný operačný plášť

## Charakteristika

- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením a priechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Vďaka anatomickému strihu plášť výborne sadne a uľahčuje pohyb rúk.
- Pevný materiál, odolný proti oderu.
- Antistatická a alkohol odpudzujúca úprava zvyšuje ochranu.
- Široký lem okolo krku zaručuje pohodlie.
- Manžety z elastického a príjemného materiálu zaručujú pohodlie.
- Na opasku je možné zvoliť optimálnu šírku.

## Typy plášťov

Foliodress® gown Comfort Peel & Go – plášť s otvoreným chrbtom vhodný na kratšie výkony.

Foliodress® Comfort Peel & Go Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť na operačný zákrok.

Foliodress® Comfort Peel & Go Extra Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný na výkony s väčším únikom tekutín.

chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Foliodress gown Comfort Standard</b> (nezosilnený)	M	122 cm	992 904	36 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 905	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 906	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 907	32 ks	1 bal.
<b>Foliodress gown Comfort Reinforced</b> (zosilnený)	M	122 cm	992 912	32 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 913	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 914	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 915	28 ks	1 bal.
<b>Foliodress gown Comfort Extra Reinforced</b> (zosilnený)	L	127 cm	992 921	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 922	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 923	28 ks	1 bal.

## Nové farebné označenie plášťov

### Foliodress gown Comfort

- Jednoducho rozoznatelné kódovanie na chirurgických plášťoch Foliodress.
- Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets od HARTMANN – je okamžite vidieť, aký typ plášťa je v sete pripravený.



nezosilnený



zosilnený



urologický,  
extra zosilnený



chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced</b> (ultra zosilnený)	L	130 cm	992 937	32 ks	1 bal.
	XL	150 cm	992 938	32 ks	1 bal.
<b>Foliodress gown Comfort Peel &amp; Go Basic</b> (nezosilnený)	L	123 cm	992 901	32 ks	1 bal.
	XL	149 cm	992 902	32 ks	1 bal.
<b>Foliodress gown Comfort Peel &amp; Go Standard</b> (nezosilnený)	L	127 cm	992 909	36 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 910	32 ks	1 bal.
<b>Foliodress gown Comfort Peel &amp; Go Extra Reinforced</b> (zosilnený)	L	127 cm	992 925	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 926	28 ks	1 bal.
	XXL	177 cm	992 927	28 ks	1 bal.

# Foliodress® gown Protect

Hygienicky bezpečný operačný plášť



## Charakteristika

- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred premoknutím a priechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Pevný materiál, odolný proti oderu.
- Široký, dobre sadnúci lem okolo krku.
- Manžety z elastického a príjemného materiálu.
- Opasok umožňuje jednoduchú manipuláciu pri obliekaní a umožňuje výber optimálnej šírky.

## Typy plášťov

Foliodress® gown Protect Basic – plášť s otvoreným chrbtom vhodný na kratšie výkony.

Foliodress® gown Protect Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť na operačný zákrok.

Foliodress® gown Protect Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný na výkony s väčším únikom tekutín.



chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress gown Protect Basic (nezosilnený)	L	125 cm	992 801	36 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 802	36 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Standard (nezosilnený)	M	115 cm	992 808	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 809	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 810	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 811	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zosilnený)	M	115 cm	992 816	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 817	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 818	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 819	28 ks	1 bal.

## Nové farebné označenie plášťov Foliodress gown Protect

- Jednoducho rozoznateľné kódovanie na chirurgických plášťoch Foliodress.
- Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets od HARTMANN – je okamžite vidieť, aký typ pláštá je v sete pripravený.



nezosilnený



zosilnený



urologický,  
extra zosilnený

# Foliodress® Suit

Nohavice s tunikou na operačné sály

## Charakteristika

- Pohodlný odev na operačné sály.
- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením a prechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Pevný a voči oteru odolný materiál.



chirurgické nohavice s tunikou na jedno použitie	velkosť	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Suit	S	zelená	992 515	1 ks	50 bal.
	M	zelená	992 517	1 ks	50 bal.
	L	zelená	992 519	1 ks	50 bal.
		zelená	992 521	1 ks	50 bal.
	XL	modrá	992 520	1 ks	50 bal.
		zelená	992 523	1 ks	50 bal.
	XXL	zelená	992 523	1 ks	50 bal.
		modrá	992 522	1 ks	50 bal.



# Foliodress® Cap Comfort

Čiapky na operačné sály



## Charakteristika

- Špičková kvalita na všetky zákroky.
- Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo z čiastočiek pokožky.
- Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
- Prijemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu s dobrou priedušnosťou.



### Universal

Základný typ.



### Rondo

Okrúhla čiapka, vhodná na kratšie vlasy.



### Form

Typ s gumičkou v rozšírenej zadnej časti, vhodný na dlhšie vlasy.



### Rondo Plus

Okrúhla čiapka, vhodná na kratšie vlasy.



### Form Plus

Typ s potnou vložkou a gumičkou.

čiapky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Cap Comfort Universal	biela	992 466	bal. à 100 ks	8 bal.
	zelená	992 465	bal. à 100 ks	8 bal.
Foliodress Cap Comfort Form	zelená	992 464	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus	zelená	992 468	bal. à 60 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Rondo	zelená	992 463	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Rondo Plus	zelená	992 467	bal. à 100 ks	6 bal.

# Foliodress® Cap Comfort

## Čiapky na operačné sály

### Charakteristika

- Špičková kvalita na všetky zákroky.
- Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo z čiastočiek pokožky.
- Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
- Prijemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu s dobrou priedušnosťou.
- Obrázkový variant Fun pre tých, ktorí chcú vyniknúť.



#### Apart

„Sesterská“ šatka.



#### Bandana

„Pirátska“ šatka.



#### Astro

Kukla.



#### Astro Plus

Kukla s potnou vložkou.



čiapky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Cap Comfort Apart	zelená	992 462	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Bandana	zelená	992 477	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro	zelená	992 460	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro Plus	zelená	992 461	bal. à 100 ks	6 bal.



# Foliodress® Mask Comfort

Chirurgické masky na operačné sály



## Základné typy



### Loop

Jednoduchá maska s elastickými páskami za uši, vhodná pre návštevu alebo drobné chirurgické výkony. Ochranný typ II.



### Perfect

Maska na chirurgické výkony. Ochranný typ II.

## Typy s rozšírenými vlastnosťami



### Special

Maska na chirurgické výkony, väčšia veľkosť, vhodná pre mužov s bradou. Ochranný typ II.



### Senso

Maska na chirurgické výkony, na citlivú pleť. Ochranný typ II.

## Masky s vyšším ochranným typom



### Anti Splash

Maska na chirurgické výkony odolná proti postriekaniu. Ochranný typ IIR.



### Anti Splash Vizor

Maska na chirurgické výkony odolná proti postriekaniu, so štítom a ochranou proti zahmlievaniu štítu aj okuliarov. Ochranný typ IIR.



### Anti Fogging

Maska na chirurgické výkony s ochranou proti zahmlievaniu okuliarov, vhodná pre operátorov s okuliarmi alebo so štítom. Ochranný typ II.

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.

chirurgické masky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Mask Comfort Loop	modrá	992 537	bal. à 50 ks	10 bal.
Foliodress Mask Comfort Perfect	zelená	992 143	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Special	zelená	992 142	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Senso	zelená	992 138	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging	zelená	992 530	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash	zelená	992 528	bal. à 40 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash Vizor	modrá	992 594	bal. à 50 ks	12 bal.

# Foliodress® Mask Protect

Chirurgické masky na operačné sály

## Charakteristika

- Bezpečná ochrana pre lekára aj pacienta pred infekciou.
- Istotu zaručuje voľba zo širokej ponuky variantov podľa stupňa nevyhnutnej ochrany.
- Prijemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka dizajnu a jemnému materiálu.

## Základný typ



### Perfect

Maska na chirurgické výkony.  
Typ II.


## Typy s rozšírenými vlastnosťami



### Senso

Maska na chirurgické výkony, na citlivú pleť.  
Typ II.

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.



chirurgické masky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Mask Protect Perfect	modrá	992 531	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 532	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Protect Senso	modrá	992 535	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 536	bal. à 50 ks	6 bal.



# Foliodress® Ochranné okuliare



## Foliodress Ochranné okuliare

Ochranné okuliare s úpravou proti zahmlievaniu.  
Typ – osobná ochrana očí.


	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Ochranné okuliare	modrá	992 524	bal. à 5 ks	12 bal.

# Základné operačné rukavice

## Jednorazové operačné rukavice

### Peha-taft® Classic

- Latexové rukavice s púdom alebo bez púdu.
- Hladký povrch zabezpečuje vysokú citlivosť.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Jednoduché otvorenie obalu.
- Splňajú normu EN455 I-III.




	materiál	púder	farba	povrch
Peha-taft Classic p	latex	s púdom	latexovo biela	hladký
Peha-taft Classic pf	latex	bez púdu	latexovo biela	hladký

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-taft Classic p s púdom	5,5	942 740	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 741	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 742	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 743	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 744	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 745	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 746	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 747	bal. à 50 párov	4 bal.

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-taft Classic pf bez púdu	5,5	942 644	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 645	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 646	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 647	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 648	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 649	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 650	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 651	bal. à 50 párov	4 bal.

# Štandardné operačné rukavice

## Jednorazové operačné rukavice



- Latexové rukavice s nízkym obsahom proteínov.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polymérmí.
- Jednoduché otvorenie obalu.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Vhodné na každý typ zákroku.
- Spĺňajú normu EN455 I–III.

	materiál	púder	farba	povrch
<b>Peha-taft LATEX</b>	latex	bez púdro	latexovo biela	hladký
<b>Peha-profile LATEX</b>	latex	bez púdro	latexovo biela (polopriehľadné)	štruktúrovaný



jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-taft</b> bez púdro	5,5	942 589	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 590	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 591	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 592	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 593	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 594	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 595	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 596	bal. à 50 párov	4 bal.
	<b>Peha-profile</b> bez púdro	5,5	942 690	bal. à 50 párov
6		942 691	bal. à 50 párov	4 bal.
6,5		942 692	bal. à 50 párov	4 bal.
7		942 693	bal. à 50 párov	4 bal.
7,5		942 694	bal. à 50 párov	4 bal.
8		942 695	bal. à 50 párov	4 bal.
8,5		942 696	bal. à 50 párov	4 bal.
9		942 697	bal. à 50 párov	4 bal.

# Špeciálne operačné rukavice

## Jednorazové operačné rukavice

### Peha®-basic LATEX

- Univerzálne latexovo biele rukavice s hladkým povrchom.
- Zosilnená manžeta.
- Chlórovaný vnútorný povrch na jednoduché navliekanie.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.



### Peha®-underglove LATEX

- Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
- Netextúrovaný povrch a zosilnená manžeta.
- Jednoduché obliekanie vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.



### Peha®-underglove LATEXFREE

- Syntetické operačné rukavice z polyizoprénu – vhodné pre alergikov.
- Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
- Netextúrovaný povrch a zosilnená manžeta.
- Jednoduché obliekanie vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.



Všetky typy spĺňajú normu EN455 I-III.

	materiál	púder	farba	povrch
Peha-basic LATEX	latex	bez púdro	latexová biela	hladký
Peha-underglove LATEX	latex	bez púdro	zelená	netextúrovaný
Peha-underglove LATEXFREE	syntetické	bez púdro	zelená	netextúrovaný

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-basic	5,5	942 500	bal. à 25 párov	4 bal.
	6	942 501	bal. à 25 párov	4 bal.
	6,5	942 502	bal. à 25 párov	4 bal.
	7	942 503	bal. à 25 párov	4 bal.
	7,5	942 504	bal. à 25 párov	4 bal.
	8	942 505	bal. à 25 párov	4 bal.
	8,5	942 506	bal. à 25 párov	4 bal.
	9	942 507	bal. à 25 párov	4 bal.
	Peha-underglove LATEX	5,5	942 510	bal. à 25 párov
6		942 511	bal. à 25 párov	4 bal.
6,5		942 512	bal. à 25 párov	4 bal.
7		942 513	bal. à 25 párov	4 bal.
7,5		942 514	bal. à 25 párov	4 bal.
8		942 515	bal. à 25 párov	4 bal.
8,5		942 516	bal. à 25 párov	4 bal.
9		942 517	bal. à 25 párov	4 bal.
Peha-underglove LATEXFREE		5,5	942 520	bal. à 25 párov
	6	942 521	bal. à 25 párov	4 bal.
	6,5	942 522	bal. à 25 párov	4 bal.
	7	942 523	bal. à 25 párov	4 bal.
	7,5	942 524	bal. à 25 párov	4 bal.
	8	942 525	bal. à 25 párov	4 bal.
	8,5	942 526	bal. à 25 párov	4 bal.
	9	942 527	bal. à 25 párov	4 bal.





# Špeciálne operačné rukavice

## Jednorazové operačné rukavice

### Peha®-neon

- Syntetické rukavice z polychlóprénu bez púdru.
- Štruktúrovaný povrch umožňuje bezpečné držanie.
- Materiál odolný proti cementu.
- Hnedá farba minimalizuje odlesky.
- Jednoduché otvorenie obalu.



### Peha®-isoprene

- Syntetické rukavice z polyizoprénu bez púdru.
- Hladký povrch a tenký materiál zaisťujú vysokú citlivosť.
- Materiál odolný proti cementu.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Jednoduché otvorenie obalu.



### Peha-micron®

- Mimoriadne tenké, zabezpečujú vysokú citlivosť.
- Hnedá farba minimalizuje odlesky.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Pri použití ako spodné rukavice jednoduché perforácie vonkajšej vrstvy.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.
- Jednoduché otvorenie obalu.



Všetky typy spĺňajú normu EN455 I-III.

	materiál	púder	farba	povrch
<b>Peha-neon</b>	syntetické	bez púdru	hnedá	štruktúrovaný
<b>Peha-isoprene</b>	syntetické	bez púdru	latexovo biela	hladký
<b>Peha-micron</b>	latex	bez púdru	hnedá	hladký

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-neon</b>	5,5	942 544	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 545	bal. à 25 párov	4 bal.
	6,5	942 546	bal. à 25 párov	4 bal.
	7	942 547	bal. à 25 párov	4 bal.
	7,5	942 548	bal. à 25 párov	4 bal.
	8	942 549	bal. à 25 párov	4 bal.
	8,5	942 550	bal. à 25 párov	4 bal.
	9	942 551	bal. à 50 párov	4 bal.
	<b>Peha-isoprene</b>	5,5	942 717	bal. à 25 párov
6		942 718	bal. à 25 párov	4 bal.
6,5		942 719	bal. à 25 párov	4 bal.
7		942 720	bal. à 25 párov	4 bal.
7,5		942 721	bal. à 25 párov	4 bal.
8		942 722	bal. à 25 párov	4 bal.
8,5		942 723	bal. à 25 párov	4 bal.
9		942 724	bal. à 25 párov	4 bal.
<b>Peha-micron</b>		5,5	942 570	bal. à 50 párov
	6	942 571	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 572	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 573	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 574	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 575	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 576	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 577	bal. à 50 párov	4 bal.

# Špeciálne operačné rukavice

## Jednorazové operačné rukavice

### Peha®-shield

- Tieniaci účinok proti rozptýlenému röntgenovému žiareniu (faktor 2).
- Neobsahujú olovo.
- Vysoká citlivosť vďaka mäkkému materiálu.
- Jednoduché otvorenie obalu.

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I-III.



	materiál	púder	farba	povrch
Peha-shield	latex	bez púderu	hnedá	hladký

jednorazové operačné rukavice	velkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-shield	6	942 879	bal. à 5 párov	4 bal.
	6,5	942 880	bal. à 5 párov	4 bal.
	7	942 881	bal. à 5 párov	4 bal.
	7,5	942 882	bal. à 5 párov	4 bal.
	8	942 883	bal. à 5 párov	4 bal.
	8,5	942 884	bal. à 5 párov	4 bal.
	9	942 885	bal. à 5 párov	4 bal.

# Telatrast®

Obväzové materiály, kompresy a tampóny s RTG vláknom



## Telacomp®

Kompresy z hydrofilnej gázy, so založenými okrajmi a zatkaným Telatrast-röntgenkontraštným vláknom, v papierových sterilizovaných vrecúškach.

## Telaprep®

Preparačný tampón z hydrofilnej gázy, z 24 vlákien, jednovrstvový, pevne stočený, so zatkaným Telatrast-röntgenkontraštným vláknom.

## Telasling®

Stáčaný tampón z hydrofilnej gázy, z 20 vlákien, jednovrstvový, so zatkaným Telatrast-röntgenkontraštným vláknom.

## Telasorb®

Predprané brušné rúška na jednorazové použitie, s našitými Telatrast-röntgenkontraštnými telieskami a šnúrkami.



obväzové materiály kompresy a tampóny		veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Telacomp</b> nesterilný	8 vrstiev, 17 vlákien	10 × 10 cm	401 925	bal. à 100 ks	10 bal.
	12 vrstiev, 17 vlákien	7,5 × 7,5 cm	401 933	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 935	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 12,5 cm	401 936	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 20 cm	401 937	bal. à 100 ks	10 bal.
	16 vrstiev, 17 vlákien	5 × 5 cm	401 941	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	401 943	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 945	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 12,5 cm	401 946	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Telaprep</b> nesterilný	č. 1	malý	489 290	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 2	stredný	489 291	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 3	veľký	489 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
<b>Telasling</b> nesterilný	č. 1	veľ. lieskového orecha	482 292	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 2	veľ. vlašského orecha	482 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 3	veľkosť slivky	482 294	bal. à 2 × 500 ks	1 bal.
	č. 4	veľkosť vajca	482 299	bal. à 4 × 250 ks	1 bal.
	č. 5	obzvlášť veľký	400 493	bal. à 4 × 250 ks	1 bal.
<b>Telasorb</b> nesterilný	v 4 vrstvách, biely	20 × 30 cm	760 541	bal. à 40 × 5 ks	1 bal.
		45 × 45 cm	760 543	bal. à 24 × 5 ks	1 bal.
		90 × 8 cm	760 548	bal. à 30 × 5 ks	1 bal.
	v 4 vrstvách, zelený	45 × 45 cm	761 563	bal. à 12 × 5 ks	1 bal.
		45 × 45 cm	761 543	bal. à 24 × 5 ks	1 bal.
<b>Telasorb</b> sterilný	v 4 vrstvách, biely	20 × 30 cm	453 541	bal. à 16 × 5 ks	6 bal.
		45 × 45 cm	453 543	bal. à 12 × 5 ks	3 bal.
	v 4 vrstvách, zelený	50 × 60 cm	454 266	bal. à 13 × 2 ks	3 bal.

## Sterilné zákrovové súpravy – Močová katetrizácia

### Charakteristika

- MediSet je hotový sterilný balíček, obsahujúci kompletnú súpravu zdravotníckeho materiálu, umožňuje okamžite a kedykoľvek vykonať aseptický zákrok.
- Dá sa použiť ihneď bez zdlhavej prípravy a kompletizácie zdravotníckeho materiálu.
- Je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré svojim zložením zodpovedajú typu zákroku.
- Jednotlivé komponenty sú uložené v logickom poradí.
- Všetky zložky súpravy boli starostlivo vybrané v úzkej spolupráci so zdravotníkmi.


### MediSet® na jednorazovú močovú katetrizáciu

- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
- 1x pinzeta
- 2x kompres 7,5 x 7,5 cm, netkaný
- 4x tampón netkaný, veľ. vlašského orecha
- 1x rúško 50 x 55 cm
- 1x rúško 50 x 50 cm



### MediSet® na močovú katetrizáciu Permanent

- 1x krycie rúško 50 x 55 cm
- 1x plastová pinzeta
- 1x sklenená ampulka s 10 ml destilovanej vody
- 1x biele rúško 50 x 50 cm
- 4x tampóny netkané, veľ. vlašského orecha
- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
- 2x kompres 5 x 5 cm, netkaný



sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu	475 634	1 ks	28 ks
MediSet na močovú katetrizáciu Permanent	475 388	1 ks	54 ks

## Sterilné zákrokové súpravy – Cievna katetrizácia

### MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu

- 1× krycie rúško 50 × 50 cm
- 1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1× rúško 75 × 90 cm, s otvorom
- 1× plastový peán
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 1× injekčná striekačka 20 ml
- 1× injekčná striekačka 10 ml
- 1× skalpel
- 1× kovová pinzeta
- 1× kadička 120 ml
- 1× nožnice
- 6× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 2× kompres 5 × 5 cm, gáza
- 1× Hydrofilm 10 × 15 cm
- 1× kovový peán



### MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic

- 1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1× rúško 75 × 90 cm, s otvorom
- 1× rúško 50 × 50 cm
- 1× plastový peán
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 2× injekčná striekačka 10 ml
- 1× kadička 120 ml
- 1× nožnice
- 2× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 2× kompres 10 × 10 cm, netkaný
- 2× kompres 5 × 5 cm, gáza
- 1× Hydrofilm 6 × 7 cm



### MediSet® na aplikáciu infúzie

- 3× tampón netkaný, veľ. vlašského orecha
- 3× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 2× vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
- 1× injekčná striekačka 5 ml
- 1× rúško 50 × 55 cm
- 2× fixačná náplast 15 × 2,5 cm
- 1× rúško 50 × 50 cm



sterilné zákrokové súpravy	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu	455 272	1 ks	15 ks
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic	455 273	1 ks	15 ks
MediSet na aplikáciu infúzie	475 643	1 ks	60 ks

## Sterilné zákrovové súpravy – Anestézia

### MediSet® na anestéziu I

- 1x krycie rúško 75 × 90 cm
- 1x rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1x rúško 50 × 50 cm, lepiace
- 1x plastový peán
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1x injekčná striekačka 5 ml
- 4x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1x rúško 50 × 50 cm



### MediSet® na anestéziu II

- 1x krycie rúško 75 × 90 cm
- 8x tampón gázový, veľ. vajca
- 1x pinzeta anatomická zelená, plast
- 1x injekčná striekačka 10 ml
- 1x rúško 50 × 50 cm
- 1x ihla 1,2 × 40 mm, ružová



### MediSet® na anestéziu III

- 1x rúško 50 × 50 cm
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 1x injekčná striekačka 5 ml
- 1x injekčná striekačka 10 ml



### MediSet® pre ARO (epidurálne)

- 1x krycie rúško 75 × 90 cm
- 1x téglik 120 ml, priehľadný
- 1x rúško 50 × 50 cm
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1x ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1x ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 1x injekčná striekačka 5 ml
- 1x plastový peán
- 1x injekčná striekačka 20 ml
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky



sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na anestéziu I	470 631	1 ks	28 ks
MediSet na anestéziu II	478 969	1 ks	28 ks
MediSet na anestéziu III	470 877	1 ks	30 ks
MediSet pre ARO (epidurálne)	470 968	1 ks	27 ks

Sterilné zákrovové súpravy vyvíjame aj na zakázku podľa potrieb zákazníka.

## Sterilné zákrokové súpravy – Chirurgia

### MediSet® na zašívanie rán

- 1× lepiace rúško 48 × 48 cm, s otvorom
- 4× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× nožnice s hrotom – kov
- 1× pinzeta Adson so zubkami – kov
- 1× ihleec Derf – kov
- 1× rúško 50 × 50 cm



### MediSet® na malé chirurgické výkony

- 1× krycie rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvé
- 1× rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvé s otvorom
- 5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1× injekčná striekačka 10 ml
- 1× ihla čierna 0,7 × 30 mm
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× rúško 50 × 50 cm



### MediSet® na suchý preväz rany

- 5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× pinzeta
- 1× rúško 50 × 50 cm



### MediSet® na odstránenie stehov

- 1× nôž na stehy
- 6× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× rúško 50 × 50 cm (osobitne balené)



sterilné zákrokové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na zašívanie rán	475 633	1 ks	66 ks
MediSet na malé chirurgické výkony	470 967	1 ks	27 ks
MediSet na suchý preväz rany	470 632	1 ks	96 ks
MediSet na odstránenie stehov	475 381	1 ks	84 ks



# MediSet®

## Sterilné zákrovové súpravy – Dialýza

### MediSet na dialýzu

#### VSTUP

- 1x rúško 50 × 75 cm
- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. M
- 1x náustok
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 2x injekčná striekačka 5 ml
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 6x fixačná náplast široká 15 × 2,5 cm

#### VÝSTUP

- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. M
- 1x náustok
- 4x tampón netkaný, veľ. slivky
- 4x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 6x fixačná náplast široká 15 × 2,5 cm
- 1x ovinadlo Peha-crepp 10 × 4 cm
- 1x rúško 50 × 50 cm, biele, neskladané

### Dialýza Set I

- 1x rúško 50 × 55 cm
- 5x kompres 5 × 5 cm, gázový
- 1x náustok s gumičkou
- 1x rúško 50 × 50 cm

### Dialýza Set III

- 1x rúško 38 × 45 cm
- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. M (osobitne balené)
- 5x kompres 5 × 5 cm, netkaný
- 4x fixačná náplast široká 15 × 2,5 cm
- 5x kompres 5 × 5 cm, netkaný (osobitne balený)
- 1x rúško 50 × 50 cm



### Dialýza Set V

- 1x rúško 45 × 50 cm
- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. M
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, gázový
- 3x fixačná náplast dvojité, úzka 15 × 1,25 cm
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, gázový (osobitne balený)
- 1x rúško 50 × 50 cm

### Dialýza Set VI

- 1x rúško lepiace 50 × 50 cm
- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. M

### Dialýza Set VIII

- 1x rúško 38 × 45 cm
- 3x kompres 5 × 5 cm, gázový
- 3x fixačná náplast dvojité, úzka 15 × 1,25 cm
- 2x tampón netkaný, veľ. slivky (osobitne balený)
- 1x rúško 50 × 50 cm

### Dialýza Set X CPT

- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdro, veľ. 7
- 3x tampón netkaný, veľ. slivky (osobitne balený)
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, gázový (osobitne balený)
- 1x rúško 45 × 50 cm, modré
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, gázový
- 3x fixačná náplast dvojité, úzka 15 × 1,25 cm
- 1x rúško 50 × 50 cm biele, neskladané



sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na dialýzu	470 630	1 ks	12 ks
MediSet – Dialýza Set I	475 098	1 ks	68 ks
MediSet – Dialýza Set III	475 118	1 ks	102 ks
MediSet – Dialýza Set V	475 151	1 ks	144 ks
MediSet – Dialýza Set VI	475 163	1 ks	108 ks
MediSet – Dialýza Set VIII	475 202	1 ks	168 ks
MediSet – Dialýza Set X CPT	475 378	1 ks	108 ks

## Sterilné zákrokové súpravy – Hrudná a lumbálna punkcia

### MediSet® na prípravu hrudnej punkcie

- 1× rúško 50 × 50 cm – otvor s lepením
- 5× tampón gázový, veľ. 3 slivka
- 1× ihla ružová 1,2 × 40 mm
- 1× ihla čierna 0,7 × 30 mm
- 1× injekčná striekačka 20 ml
- 1× skalpel, čepielka č. 11
- 1× pinzeta Adson chirurgická rovná, kov
- 1× chirurgické nožnice, hrotnato-tupé rovné, kov
- 1× peán anatomický rovný, kov
- 1× rúško 75 × 90 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm s nastrihnutím



### MediSet® na prípravu lumbálnej punkcie

- 1× miska v tvare obličky 300 ml
- 1× miska priehľadná 250 ml (na antiseptickú oblasť)
- 1× pinzeta anatomická modrá, plast
- 5× tampón gázový, veľ. 5 extra
- 1× podávajúce kliešte 19 cm, plast
- 1× rúško 75 × 90 cm



sterilné zákrokové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na prípravu hrudnej punkcie	478 551	1 ks	36 ks
MediSet na prípravu lumbálnej punkcie	478 552	1 ks	17 ks

## Sterilné zákrovové súpravy a doplnky

### Sterilné doplnky

#### Peňa – plastová pinzeta

Sterilná jednorazová pinzeta.

#### Jemná plastová pinzeta

Sterilná pinzeta.

#### Peňa – nôž na stehy

Sterilný nôž na vyťahovanie stehov.

#### Plastová ústna lyžička

Sterilne balená ústna lyžička.

#### Vatové tyčinky

Sterilne balené po 2 ks/bal.



### Dentálny set

#### MediSet® dentálny

1x zubné zrkadielko

1x zubná sonda

1x zahnutá pinzeta

1x rúško 50 x 50 cm



		číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MediSet – Sterilné doplnky</b>	Peňa – plastová pinzeta	478 164	1 ks	40 ks
	Jemná plastová pinzeta	475 644	15 ks	30 ks
	Peňa – nôž na stehy	999 591	100 ks	10 ks
	Vatové tyčinky	967 952	100 x 2 ks	1 ks
	Plastová ústna lyžička	478 580	1 ks	100 ks
<b>MediSet dentálny</b>		470 633	1 ks	96 ks

Sterilné zákrovové sety vyvíjame i na zákazku podľa potrieb zákazníka.



O krok d'alej v prevencii



Dezinfekcia

Dezinfekcia





# Dezinfekcia rúk

## Sterillium®

Alkoholový prípravok na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® med

Alkoholový prípravok bez farbív a parfumácie na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný na norovírus a rinovírus. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® Gel pure

Etanolový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk vo forme viskózneho roztoku.

## Sterillium® dezinfekčné obrúsky

Prípravok na báze etanolu na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu s plne virucidným účinkom za 30 s. CHDR – 1,5 min.

## Manusept® basic

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze etanolu. Bez parfumácie a pridaných farbív. Vysoko účinné proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom. Dobrá znášanlivosť s pokožkou.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Sterillium</b>	bal. à 100 ml	980 271	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 096	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 407	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 097	1 ks	1 ks
<b>Sterillium med</b>	bal. à 100 ml	981 096	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 037	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 117	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 039	1 ks	1 ks
<b>Sterillium Gel pure</b>	bal. à 100 ml	981 314	1 ks	45 ks
	bal. à 475 ml	981 397	1 ks	20 ks
<b>Sterillium dezinfekčné obrúsky</b>	bal. à 1/10 ks	981 081	15 ks	10 ks
<b>Manusept basic</b>	bal. à 100 ml	980 490	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 587	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 586	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 588	1 ks	1 ks





# Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku



## Baktolin® pure

Umývacia emulzia na dôkladné umývanie rúk a tela. Má vyváženú pH hodnotu pri uchovaní prirodzeného kyslého ochranného povlaku.

## Baktolan® lotion

Regeneračná emulzia na starostlivosť o pokožku. Olej vo vode (o/v).

## Baktolan® balm

Krém na starostlivosť o ruky a celé telo, predovšetkým na vysoko namáhanú a citlivú pokožku.

## Baktolan® protect+ pure

Ochranný a ošetrojúci krém na suchú a veľmi namáhanú pokožku.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Baktolin pure	bal. à 500 ml	981 328	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 329	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 330	1 ks	1 ks
Baktolan lotion	bal. à 350 ml	980 171	1 ks	20 ks
Baktolan balm	bal. à 350 ml	980 144	1 ks	20 ks
Baktolan protect+ pure	bal. à 100 ml	981 137	1 ks	25 ks

# Dezinfekcia kože a tela

## Cutasept® F

Bezfarebný dezinfekčný prípravok na kožu pre nemocnice a na primárnu zdravotnú starostlivosť.

## Cutasept® G

Farebný dezinfekčný prípravok na kožu na pred- a pooperačné použitie.

## Stellisept® med

Antibakteriálna emulzia na umytie rúk, celého tela vrátane vlasov MRSA pozitívnych pacientov.



	velkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cutasept F	bal. à 50 ml spray	980 563	1 ks	50 ks
	bal. à 250 ml spray	981 130	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 132	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 133	1 ks	1 ks
Cutasept G	bal. à 250 ml spray	980 566	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 134	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 135	1 ks	1 ks
Stellisept med	bal. à 100 ml	980 499	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 501	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 498	1 ks	10 ks
	bal. à 500 ml s pumpičkou	980 500	1 ks	20 ks

# Dezinfekcia nástrojov



## Korsolex® plus

Prípravok na dezinfekciu nástrojov a endoskopov bez obsahu aldehydov so silnými čistiacimi účinkami.

## Korsolex® basic

Prípravok na dezinfekciu nástrojov, bez obsahu formaldehydu. Druhý a vyšší stupeň dezinfekcie endoskopov.

## Korsolex® med AF

Prípravok na dezinfekciu nástrojov, bez obsahu aldehydov s vysoko čistiacim účinkom.

## Bodedex® forte

Čistiaci prípravok na nástroje a endoskopy. Účinne odstraňuje biofilm a rezíduá RTG kontrastných látok.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Korsolex plus	bal. à 2 l	980 264	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 266	1 ks	1 ks
Korsolex basic	bal. à 2 l	980 150	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 152	1 ks	1 ks
Korsolex med AF	bal. à 2 l	980 461	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	981 072	1 ks	1 ks
Bodedex forte	bal. à 2 l	980 244	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 250	1 ks	1 ks

# Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov

## Bacillol® AF

Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov postrekom na báze alkoholu. Nezanecháva na povrchu žiadne rezíduá.

## Bacillol® Tissues – dezinfekčné obrúsky

Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov pomocou utierok napustených alkoholovým roztokom. Nezanecháva na povrchu žiadne rezíduá.

## Bacillol® 30 Foam

Alkoholový dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov.

## Bacillol® 30 Tissues

Utierky napustené alkoholovým roztokom na dezinfekciu povrchov z citlivých materiálov (napr. displeje, monitory, mobilné telefóny a pod.).



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bacillol AF	bal. à 50 ml sprej	980 213	1 ks	50 ks
	bal. à 500 ml	980 373	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 246	1 ks	1 ks
Bacillol Tissues	dóza 100 ks	980 505	1 dóza	12 dóz
	náhradná náplň 100 ks	980 506	100 ks	12 bal.
Bacillol 30 Foam	bal. à 750 ml	981 307	1 ks	8 ks
	bal. à 5 l	981 127	1 ks	1 ks
Bacillol 30 Tissues	flow pack 80 ks	981 312	1 ks	6 ks

# Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov



## BODE X-Wipes

Systém zásobníkov a flísových utierok. Utierky v zásobníku sa zalejú dezinfekčným roztokom na dezinfekciu povrchov zdravotníckych prostriedkov. Otestovaná stabilita 28 dní so všetkými dezinfekčnými tekutými prípravkami na plochy a povrchy.

## X Wipes držiak zásobníka na stenu

Držiak na stenu vyrobený z pevného plastu a nerezovej ocele. Stabilné riešenie na rôzne použitia.

## X Wipes zámok na držiak zásobníka



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
zásobník modrý	1 ks	981 370	1 ks	4 ks
zásobník zelený	1 ks	981 372	1 ks	4 ks
zásobník červený	1 ks	981 371	1 ks	4 ks
flísový kotúč	40 utierok	980 557	1 ks	12 ks
flísový kotúč	90 utierok	980 556	1 ks	6 ks
flísový kotúč v taške	90 utierok	981 373	1 ks	6 ks
kotúč + Mikrobac forte	90 utierok + Mikrobac forte 20 ml	703 137	1 ks	6 ks
kotúč + Kohrsolin FF	90 utierok + Kohrsolin FF 40 ml	703 256	1 ks	6 ks
kotúč v taške + Mikrobac forte	90 utierok v taške + Mikrobac forte 20 ml	703 317	1 ks	6 ks
kotúč v taške + Kohrsolin FF	90 utierok v taške + Kohrsolin FF 40 ml	703 319	1 ks	6 ks
držiak zásobníka na stenu	1 ks	980 583	1 ks	1 ks
zámok na držiak zásobníka	1 ks	980 584	1 ks	1 ks

# Dezinfekcia plôch a povrchov

## Mikrobac® forte

Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov bez obsahu aldehydov.

## Kohrsolin® FF

Prípravok bez obsahu formaldehydu na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov. So sporicídnym účinkom.

## Mikrobac® Tissues

Dezinfekčné obrúsky v praktickom balení umožňujú jednoduché odobratie utierky. Na dezinfekciu povrchov citlivých na alkohol a citlivých lekárskeho prístrojov.

## Dismozon® plus

Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov na báze aktívneho kyslíka. So sporicídnym účinkom.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Mikrobac forte	bal. à 20 ml	980 434	1 ks	250 ks
	bal. à 5 l	981 179	1 ks	1 ks
Kohrsolin FF	bal. à 40 ml	980 428	1 ks	125 ks
	bal. à 5 l	980 431	1 ks	1 ks
Mikrobac Tissues	80 utierok	981 387	80 ks	6 bal.
Dismozon plus	bal. à 16 g	981 187	100 ks	100 ks

# Čistenie plôch a povrchov



## Dismofix® G

Čistiaci prípravok s leštiacou prísadou na všetky povrchy a plochy umývateľné vodou.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Dismofix G	bal. à 1 000 ml	980 198	1 ks	12 ks
	bal. à 5 l	980 200	1 ks	1 ks

# Dávkovanie

## BODE Eurospender 1 plus

Pevný kovový dávkovač spĺňajúci najvyššie hygienické požiadavky, ktorý vydrží aj veľké namáhanie.

## BODE Eurospender 2000

Nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie emulzie a ošetrojúce mlieka.

## BODE Eurospender Touchless

Bezdotykový nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.

## BODE Eurospender 1 plus Touchless

Bezdotykový kovový nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie emulzie a ošetrojúce mlieka.

## BODE Eurospender 3000

Nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie emulzie a ošetrojúce mlieka.

## BODE Eurospender Vario

## BODE Eurospender 3

Dávkovač na zavesenie na lôžko na alkoholovú dezinfekciu rúk. Pumpička a fľaša nie sú súčasťou dávkovača.

## BODE Eurospender 3 flex

Flexibilný, robustný držiak z nerezovej ocele na aplikáciu dezinfekčných prostriedkov priamo na mieste poskytovania starostlivosti o pacienta, verzia 500 a 1 000 ml, vhodná pre Bode fľaše.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>BODE Eurospender 1 plus</b>	350/500 ml	980 478	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 479	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender 1 plus farebný</b>				
červený	350/500 ml	981 251	1 ks	1 ks
oranžový	350/500 ml	981 253	1 ks	1 ks
žltý	350/500 ml	981 255	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender 1 plus Touchless</b>	500 ml	981 227	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender 2000</b>	350/500 ml	980 328	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 330	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender Touchless</b>	500 ml	981 154	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender Vario</b>	350/500 ml	981 287	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 288	1 ks	1 ks
<b>BODE Eurospender 3000</b>	350/500 ml	980 422	1 ks	120 ks
<b>BODE Eurospender 3</b>				
tvarovaný záves	500 ml	980 380	1 ks	10 ks
rovný záves	500 ml	980 381	1 ks	10 ks
<b>BODE Eurospender 3 flex</b>	500 ml	981 450	1 ks	10 ks
	1 000 ml	981 460	1 ks	10 ks







Náhradná pumpička do BODE Eurospendera 1 plus

Náhradná pumpička do BODE Eurospendera 3000

Náhradná pumpička do BODE Eurospendera Touchless

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu 1 plus	350/500 ml	980 480	1 ks	2 ks
	1 000 ml	980 481	1 ks	2 ks
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu 3000	350/500 ml	980 423	1 ks	1 ks
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu Touchless	500 ml	981 156	1 ks	1 ks
BODE – Pumpička na fľaše	350/500 ml	980 424	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 425	1 ks	1 ks
BODE – Odkvapkávač k BODE Eurospenderu 1 plus	350/500 ml	980 335	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 336	1 ks	1 ks



Univerzálny pištoľový rozprašovač na Bacillol AF

Dávkovacia nádoba na riedenie koncentrovaných dezinfekčných prípravkov

Dávkovacia pumpa na 5 l a 2 l kanistry

Otvárač kanistier na 5 l a 2 l kanistry

Lievik na kanistry na 5 l a 2 l kanistry

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>BODE – Univerzálny pištoľový rozprašovač</b>	500 ml	980 035	1 ks	1 ks
<b>BODE – Dávkovacia nádoba</b>	1 000 ml	980 033	1 ks	1 ks
<b>BODE – Dávkovacia pumpa na kanistry</b>	dávka 10 ml	980 029	1 ks	1 ks
	dávka 20 ml	980 030	1 ks	1 ks
<b>BODE – Otvárač na kanistry</b>		980 051	1 ks	1 ks
<b>BODE – Lievik na kanistry</b>		980 034	1 ks	1 ks
<b>BODE – Odmerka</b>	250 ml	980 014	1 ks	1 ks
<b>BODE – Dosing Device 600</b>		980 607	1 ks	1 ks
<b>BODE – Dezinfekčná vaňa</b>				
objem 3 l	300 × 200 × 110 mm	980 060	1 ks*	1 ks
objem 5 l	550 × 200 × 120 mm	980 057	1 ks*	1 ks
objem 10 l	390 × 290 × 170 mm	980 059	1 ks*	1 ks
objem 30 l	615 × 400 × 210 mm	980 061	1 ks*	1 ks
<b>BODE – Veko na dezinfekčnú vaňu</b>				
objem 3 l		980 052	1 ks*	1 ks
objem 5 l		980 053	1 ks*	1 ks
objem 10 l		980 062	1 ks*	1 ks
objem 30 l		980 054	1 ks*	1 ks

\* dodávame iba na objednávku



# Špeciálny tovar

## Hodinky pre zdravotné sestry

### Derma LiteCheck® box

Zdroj UV svetla na nácvik vykonávania dezinfekcie rúk.

### Dermalux® Checkbox

Zdroj UV svetla na nácvik vykonávania dezinfekcie rúk.

### Kamera

Na Dermalux Checkbox.

### GlowCheck

Testovacia súprava na kontrolu čistených a dezinfikovaných plôch.

### Visirub

Fluorescenčná emulzia.

### Držiak vreckových fliaš BODE

Na fľaše BODE 100 ml.



	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
BODE – Visirub 10 ml	980 529	1 ks	20 ks
BODE – GlowCheck	980 596	1 ks	1 ks
BODE – Derma LiteCheck box	980 533	1 ks*	1 ks
BODE – Dermalux Checkbox	895 767	1 ks*	1 ks
BODE – Kamera na Dermalux Checkbox	895 834	1 ks*	1 ks
BODE – Hodinky pre zdravotné sestry	981 029	1 ks	
BODE – Držiak vreckových fliaš BODE 100 ml	981 129	1 ks	1 000 ks

\* dodávame iba na objednávku



O krok dálej pre lepšiu kvalitu života



Inkontinencia

Inkontinencia





## Vložky na ľahký únik moču

Vložky MoliMed ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku moču. Šesť druhov vložiek vo variante Premium, tri vo variante Comfort a dva špeciálne druhy pre mužov umožňujú jednoduchý výber správnej veľkosti. MoliMed Premium micro light, micro a mini sú pre väčšiu diskretnosť jednotlivito balené.

### Charakteristika

Unikátne patentované krútené vlákno ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho spätnému prenikaniu. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre okamžite premení moč na gél. Povrch je tak suchý s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií. Navyše, vďaka Odour Neutralizer rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. Variant Premium je navyše priedušný, pokožka sa nezaparuje a ostáva zdravá.

### Použitie

Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa aj ako ochrana po gynekologických zákrokoch alebo ako pohodlné vložky pri dočasnej inkontinencii po pôrode.



vložky	absorpcia ISO	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliMed Premium</b>					
Ultra micro	80 ml	168 131		bal. à 28 ks	8 bal.
Micro light – jednotlivito balené	180 ml	168 132	B68964	bal. à 14 ks	12 bal.
Micro – jednotlivito balené	260 ml	168 624	B53320	bal. à 14 ks	24 bal.
Mini – jednotlivito balené	340 ml	168 634	B53317	bal. à 14 ks	18 bal.
Midi	490 ml	168 644	B53318	bal. à 14 ks	12 bal.
Maxi	960 ml	168 654	B53319	bal. à 14 ks	12 bal.

vložky	absorpcia ISO	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliMed Comfort</b>					
Mini	275 ml	168 106	B87623	bal. à 30 ks	12 bal.
Midi	400 ml	168 107	B87625	bal. à 30 ks	6 bal.
Maxi	770 ml	168 108	B87627	bal. à 30 ks	6 bal.
<b>MoliMed pre mužov</b>					
for men active	365 ml	168 600	B32773	bal. à 14 ks	12 bal.
for men protect	620 ml	168 705	B68965	bal. à 14 ks	12 bal.



# MoliCare Premium Form

Vkladacie plienky na stredný únik moču



Vkladacie plienky MoliCare Premium Form na stredný únik moču ponúkajú riešenie pre mobilných i ležiacich pacientov.

## Charakteristika

Unikátne patentované krútené vlákno ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho spätnému prenikaniu. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre okamžite premení moč na gél. Povrch je tak suchý s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je antibakteriálny – eliminuje až 99,9% baktérií. Navyše vďaka Odour Neutralizer rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. Sú priedušné a vďaka tomu sa pokožka nezaparuje a ostáva zdravá. Indikátor absorpcie na spodnej strane plienok upozorní na včasnú výmenu plienky tak, že sa rozpije.

## Použitie

Používajú sa spoločne s fixačnými nohavičkami MoliCare Premium Fixpants, ktoré zaisťujú ich bezpečnú fixáciu na tele. Majú široké použitie vďaka štyrom stupňom absorpcie.



vkladacie plienky	farebný kód	absorpcia ISO	rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliCare Premium Form</b>							
Normal Plus	žlté	1 483 ml	59 × 32 cm	168 019	B28059	bal. à 30 ks	4 bal.
Extra	zelené	1 626 ml	59 × 32 cm	168 219	B28061	bal. à 30 ks	4 bal.
Extra Plus	modré	2 377 ml	70 × 32 cm	168 319	B30639	bal. à 30 ks	4 bal.
Super Plus	fialové	2 770 ml	70 × 32 cm	168 919	B30640	bal. à 30 ks	4 bal.

# MoliCare Premium Fixpants

Elastické nohavičky na fixáciu inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok

## Charakteristika

Nohavičky sú vyrobené z mäkkého, vysoko kvalitného materiálu. MoliCare Premium Fixpants veľmi dobre držia tvar, sú veľmi elastické a vďaka manžetám bez švov sú aj veľmi pohodlné. Dajú sa prať v automatickej práčke pri 60 °C a môžu sa opakovane použiť.

## Použitie

Nohavičky MoliCare Premium Fixpants umožňujú bezpečnú, hygienickú a pritom jednoduchú fixáciu inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok. Sú rovnako vhodné tak pre ležiacich, ako aj pre mobilných pacientov.

Sieťované fixačné nohavičky MoliCare Fixpants sú vhodné na fixáciu pôrodných vložiek Samu pre ich maximálnu priepustnosť vzduchu.



elastické sieťované nohavičky	farebný kód	obvod bokov	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliCare Premium Fixpants</b>						
Small	žlté	45 – 80 cm	947 795	B30642	bal. à 5 ks	60 bal.
Medium	modré	60 – 100 cm	947 796	B30644	bal. à 5 ks	40 bal.
Large	hnedé	80 – 120 cm	947 797	B30645	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Large	zelené	100 – 160 cm	947 798	B30646	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Large	šedé	140 – 180 cm	947 799	B30647	bal. à 5 ks	40 bal.
<b>MoliCare Fixpants</b>						
Medium	modré	60 – 100 cm	947 745		bal. à 100 ks	4 bal.
Large	hnedé	80 – 120 cm	947 748	B28792	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 746		bal. à 100 ks	6 bal.
Extra Large	zelené	100 – 160 cm	947 750	B28794	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 747		bal. à 100 ks	6 bal.

# MoliCare Premium Mobile

Naťahovacie absorpčné nohavičky na stredný a ťažký únik moču



Naťahovacie nohavičky MoliCare Mobile sa nosia a aj vyzerajú ako bežná spodná bielizeň. Priedušný materiál a optimálny tvar nohavičiek zaisťujú pohodlie pre každého. Odour Neutralizer rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach.

## Charakteristika

Obliekajú sa ako spodná bielizeň, vyzliekanie je uľahčené roztrhnutím boku nohavičiek. Unikátne patentované krútené vlákno okamžite odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho spätnému prenikaniu. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch je tak suchý s vyváženým pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, je antibakteriálny a eliminuje tak až 99,9 % baktérií. Navyše Odour Neutralizer rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. Vďaka jemnému a elastickému materiálu sa prispôbia každej postave. Indikátor absorpcie upozorní na včasnú výmenu nohavičiek tak, že sa rozpíje.



plienkové nohavičky	farebný kód	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliCare Mobile 5 kvapiek</b>							
Medium	zelené	1 017 ml	80 – 120 cm	915 852	B65960	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	zelené	1 198 ml	100 – 150 cm	915 853	B65961	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	zelené	1 183 ml	130 – 170 cm	915 854	B92064	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 6 kvapiek</b>							
Extra small	modré	1 361 ml	45 – 70 cm	915 840	B70307	bal. à 14 ks	4 bal.
Small	modré	1 475 ml	60 – 90 cm	915 831	B39457	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	modré	1 662 ml	80 – 120 cm	915 832	B39458	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	modré	1 963 ml	100 – 150 cm	915 833	B39459	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	modré	2 140 ml	130 – 170 cm	915 834	B70308	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 9 kvapiek</b>							
Medium	fialové	2 015 ml	80 – 120 cm	915 872	B70309	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	fialové	2 279 ml	100 – 150 cm	915 873	B70310	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	fialové	2 421 ml	130 – 170 cm	915 874	B92065	bal. à 14 ks	4 bal.

## Použitie

Pohodlné riešenie strednej a ťažkej inkontinencie. Mobilným pacientom poskytnú MoliCare Mobile najvyššie možné pohodlie. U hyperaktívnych alebo dementných pacientov ošetrovateľský personál ocení ľahkú manipuláciu. Nohavičky dodávame v troch vyhotoveniach: zelené pre pacientov so strednou inkontinenciou, modré pre väčšiu bezpečnosť na denné nosenie a fialové so zvýšenou absorpčnou kapacitou na väčší únik moču alebo na použitie v noci.

# MoliCare Premium

## Plienkové nohavičky na trvalý únik moču

Priedušné plienkové nohavičky MoliCare Premium s lepiacimi páskami pomáhajú výrazne zlepšiť kvalitu života pacientom s ťažkou inkontinenciou. Plienkové nohavičky MoliCare ponúkajú:

- spoľahlivú absorpciu – trojvrstvé savé jadro mení tekutinu na gél a plienkové nohavičky zostávajú na povrchu neustále suché,
- ochranu pokožky – ultrajemný a plne priedušný materiál v oblasti bokov umožňuje pokožke dýchať, preto sa nezaparuje a zostáva zdravá, navyše antibakteriálny povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, eliminuje až 99,9 % baktérií,
- jednoduchú manipuláciu – lepiace pásky na suchý zips je možné opakovane použiť kedykoľvek a kdekoľvek na plienke, čo zaručuje aj bezpečnú fixáciu plienky,
- pohodlné nosenie vďaka jemnému a na dotyk príjemnému materiálu, ktorý nedráždi pokožku.

### Použitie

MoliCare Premium sú určené pre pacientov s ťažkým únikom moču (nad 200 ml za 4 hod.) alebo stolice. Sú vhodné pre ženy aj pre mužov.

### MoliCare Premium

- Vyrobené z hypoalergénnych a dermatologicky testovaných materiálov, ktoré spoľahlivo zaručujú prevenciu alergických reakcií.
- Plienky sú vysoko absorpčné a anatomicky tvarované, vnútorné pásky chránia pred pretakaním po bokoch.
- Jednoduchá manipulácia – jedinečné lepiace pásky na suchý zips možno opakovane použiť kedykoľvek a kdekoľvek na plienke, čo tiež zaručuje bezpečné uchytenie plienky.
- Ochrana pokožky – ultrajemný a priedušný materiál umožňuje pokožke dýchať, preto sa nezaparuje a zostáva zdravá.

### MoliCare Premium maxi a maxi plus

Plienkové nohavičky pre najťažší stupeň inkontinencie. Ide o plienky s najvyššou absorpciou. Sú určené hlavne na nočné použitie.



plienkové nohavičky	farebný kód	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliCare Premium extra plus</b>							
Extra small	modré	1 403 ml	40 – 60 cm	169 248	B86220	bal. à 30 ks	4 bal.
Small	modré	1 642 ml	60 – 90 cm	169 448	B81150	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	modré	2 159 ml	90 – 120 cm	169 648	B81151	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	modré	2 349 ml	120 – 150 cm	169 848	B81152	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	modré	2 669 ml	150 – 175 cm	169 948	B81153	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Premium super plus</b>							
Small	fialové	2 125 ml	60 – 90 cm	169 450	B81157	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	fialové	2 859 ml	90 – 120 cm	169 650	B81158	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	fialové	3 070 ml	120 – 150 cm	169 850	B81159	bal. à 30 ks	3 bal.
<b>MoliCare Premium maxi</b>							
Small	tmavomodré	2 245 ml	60 – 90 cm	169 185	B81154	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	tmavomodré	3 360 ml	90 – 120 cm	169 285	B93636	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	tmavomodré	3 866 ml	120 – 150 cm	169 385	B93637	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	tmavomodré	3 900 ml	150 – 175 cm	169 485	B95242	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Premium maxi plus</b>							
Medium	sivé	3 453 ml	90 – 120 cm	169 657	B95243	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	sivé	4 000 ml	120 – 150 cm	169 857	B95244	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	sivé	4 100 ml	150 – 175 cm	169 957	B95245	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Maxi – nepriedušné</b>							
Small	tmavomodré	2 145 ml	50 – 80 cm	165 531	B20701	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	tmavomodré	3 510 ml	70 – 120 cm	165 532	B20702	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	tmavomodré	4 600 ml	100 – 150 cm	165 533	B20703	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliNea

## Podložky pod chorých

Podložky pod chorých s absorpčným jadrom z vrstiev buničiny.

### Charakteristika

Podložka s absorpčným jadrom, ktoré tvorí niekoľko vrstiev celulózy, má vonkajšiu nepriepustnú a nekĺzavú fóliu. Celá plocha podložky je obalená a po obvode uzavretá netkanou textíliou.

### Použitie

Ako priama podložka pod inkontinentných pacientov a ako dodatočná ochrana lôžka.

### Typy produktu

MoliNea plus – je najpoužívanejším variantom medzi podložkami pre svoju spoľahlivú absorpciu.

MoliNea Super – je extra absorpčný variant na veľmi ťažký únik moču.

MoliNea E a L – sú tvorené vrstvami papiera, pre nízku absorpciu ideálne ako ochrana lôžka pre pacientov s dekubitmi, ulceráciami alebo ekzémovými zmenami na koži vyžadujúcimi aplikáciu masť a roztokov.



podložky pod chorých	farebný kód	absorpcia ISO	rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>MoliNea E veľmi tenká</b>	žlté	490 ml	40 × 60 cm	159 930	B23360	bal. à 300 ks	1 bal.
		810 ml	60 × 60 cm	159 936	B40841	bal. à 100 ks	1 bal.
<b>MoliNea L tenká</b>	žlté	620 ml	40 × 60 cm	159 940	B23357	bal. à 250 ks	1 bal.
		960 ml	60 × 60 cm	159 926	B23358	bal. à 100 ks	1 bal.
		1 350 ml	60 × 90 cm	159 933	B23359	bal. à 100 ks	1 bal.
<b>MoliNea plus stredne absorpčná</b>	zelené	475 ml	40 × 60 cm	161 100		bal. à 150 ks	1 bal.
		820 ml	60 × 60 cm	161 300		bal. à 100 ks	1 bal.
		1 100 ml	60 × 60 cm	161 400	B23355	bal. à 30 ks	4 bal.
		1 200 ml	60 × 90 cm	161 600		bal. à 100 ks	1 bal.
		1 700 ml	60 × 90 cm	161 700	B23356	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliNea plus so záložkami</b>		1 200 ml	180 × 90 cm	161 804	B77597	bal. à 20 ks	4 bal.
<b>MoliNea super veľmi absorpčná</b>	modré	700 ml	40 × 60 cm	161 200		bal. à 25 ks	6 bal.
		1 125 ml	60 × 60 cm	163 300	B20710	bal. à 100 ks	1 bal.
		1 750 ml	90 × 60 cm	163 600	B91396	bal. à 50 ks	1 bal.

# Samu

## Pôrodnice vložky



Pôrodnice vložky bez fólie s absorpčným jadrom z celulózy vhodné i na sterilizáciu.

### Charakteristika

Pôrodnice vložky Samu zaisťujú vďaka vysoko priedušnému materiálu optimálny prísun vzduchu k pokožke, a tým znižujú riziko vzniku infekcie. Použitie týchto špeciálnych vložiek po pôrode je oveľa vhodnejšie, pretože nemajú nepriedušnú fóliu ani lepiacu pásku. Ideálne na použitie s fixačnými nohavičkami MoliCare Fixpants.

### Praktický balíček do pôrodnice

Balíček obsahuje 2 balenia Samu mini, Bel baby prsné vložky a fixačné nohavičky MoliCare Fixpants.



	variant	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Samu – vložky pôrodnice		716 221	bal. à 20 ks	30 bal.
Vložky pôrodnice		455 221	bal. à 700 ks	1 kartón
Praktický balíček do pôrodnice	M	716 255	1 ks	8 bal.
	L	716 256	1 ks	8 bal.

# MoliCare Skin

## Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – čistenie pokožky

### Čistiaca pena

Čistiaca pena na rýchle a šetrné čistenie bez použitia mydla a vody silno znečistených partií pokožky pri (stolicovej) inkontinencii. Spoľahlivo chráni pokožku pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, a udržuje ju tak zdravšiu. Účinne neutralizuje pachy, príjemne a sviežo vonia.

### Umývacia emulzia

Umývacia emulzia na jemné čistenie zrelej a citlivej pokožky. Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje látky neutralizujúce zápach.

### Ošetrojúca prísada do kúpeľa

Ošetrojúca prísada do kúpeľa na jemné čistenie zrelej a citlivej pokožky. Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje látky neutralizujúce zápach.

### Šampón

Ošetrojúci šampón na umývanie vlasov na suchej a citlivej pokožke hlavy.

### Vlhké ošetrojúce utierky


Vlhké ošetrojúce obrúsky na rýchle a šetrné čistenie intimných partií bez použitia mydla a vody pri inkontinencii. Účinne neutralizujú pachy. Príjemne a sviežo voňajú.

### Hygienické vreckovky

Vreckovky na šetrnú a rýchlu intimnú hygienu, ideálne do kabelky alebo na cesty. Špeciálne zloženie s pH 5,5 je ideálne na starostlivosť o citlivú pokožku intimných partií, obohatené o upokojujúci rumanček.

### Navlhčené umývacie špongie

Navlhčené umývacie špongie na rýchle a ultrajemné čistenie celého tela osoby na lôžku bez použitia mydla a vody. Špeciálne zloženie vyvinuté na zrelú, citlivú alebo namáhanú pokožku.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Čistiaca pena	bal. à 400 ml	995 029	1 ks	12 ks
Umývacia emulzia	bal. à 500 ml	995 027	1 ks	12 ks
Ošetrojúca prísada do kúpeľa	bal. à 500 ml	995 028	1 ks	12 ks
Šampón	bal. à 500 ml	995 030	1 ks	12 ks
Vlhké ošetrojúce utierky	bal. à 50 ks	995 082	1 ks	12 bal.
Hygienické vreckovky	bal. à 10 ks	995 138	1 ks	20 bal.
Navlhčené umývacie špongie	bal. à 8 ks	995 083	1 ks	24 bal.



# MoliCare Skin

Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – starostlivosť o pokožku



## Telové mlieko

Telové mlieko na starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku. Vďaka kreatínu podporuje prirodzené mechanizmy ochrany pokožky.

## Krém na ruky

Krém na ruky ošetruje namáhané a vysušené ruky. Svojím zložením vracia pokožke vlhkosť a elasticitu. Rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva mastný film na pokožke.

## Ošetrojúci olej

Intenzívne ošetruje suché a popraskané časti pokožky. Obsahuje vysoko účinné prírodné oleje, ochranný vitamín E. Lahko sa rozotiera.

## Masážny gél

Masážny gél obsahuje mentol, ktorý podporuje prekrvenie pokožky a jej látkovú výmenu. Je určený na masáže a natieranie krku, chrbta, rúk a nôh. Má upokojujúci účinok a zmiernuje svalové napätie. Rýchlo sa vstrebáva.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Telové mlieko	bal. à 500 ml	995 032	1 ks	12 ks
Krém na ruky	bal. à 200 ml	995 033	1 ks	12 ks
Ošetrojúci olej	bal. à 500 ml	995 034	1 ks	12 ks
Masážny gél	bal. à 200 ml	995 031	1 ks	12 ks

# MoliCare Skin

Starostlivosť o namáhanú a zrelú pokožku – ochrana pokožky

## Ochranný krém so zinkom

Ochranný krém so zinkom chráni pokožku v intímnej oblasti, kde je vystavená pôsobeniu agresívnych látok v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinok, ktorý chráni pokožku pred infekciami. Na pokožku sa nanáša v tenkej vrstve.

## Ochranná pena na pokožku

Ochranná pena na pokožku je účinná ochrana pokožky v intímnej oblasti zaťažovanej inkontinenciou pred agresívnymi látkami obsiahnutými v moči a v stolici. Vysoko účinná vďaka pantenolu a močovine (urea 5 %). Prijemne ľahká pena, ktorá sa ľahko roztiera a pôsobí ako prevencia proti preležaninám na namáhaných miestach.

## Ochranný olej v spreji

Ochranný olej v spreji chráni zrelú pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Účinné prírodné látky pantenolu a mandľového oleja podporujú regeneráciu pokožky a dodávajú jej pružnosť. Jednoducho sa nastrieka na pokožku a ľahko sa roztiera.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ochranný olej v spreji	bal. à 200 ml	995 036	1 ks	12 ks
Ochranný krém so zinkom	bal. à 200 ml	995 035	1 ks	12 ks
Ochranná pena na pokožku	bal. à 100 ml	995 037	1 ks	12 ks

# ValaClean

## Jednorazové vrecká a utierky



### Jednorazové umývacie vrecká

Vyrobené z mäkkého netkaného textilu, mokré sa netrhajú. Vďaka zaoblenému otvoru sa ľahko navliekajú.

#### ValaClean basic

Jemný netkaný textil.

#### ValaClean soft

Ultra jemný netkaný textil, vysoká absorpcia.

#### ValaClean film

Netkaná textília s fóliou vo vnútri na lepšiu ochranu ošetrovateľa.

### Jednorazové utierky

#### ValaClean roll

Jednorazové utierky z netkaného textilu v praktických kotúčoch, zvýšená absorpčná kapacita.

#### ValaClean box

Zásobník na jednorazové utierky na pripevnenie na stenu. Chráni utierky ValaClean roll pred znečistením.



jednorazové umývacie vrecká a utierky	model	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>ValaClean</b>					
jednorazové umývacie vrecká	basic	16,5 × 23,5 cm	992 245	bal. à 50 ks	40 bal.
	soft	15,5 × 22,5 cm	992 242	bal. à 50 ks	20 bal.
	film	16 × 26 cm	992 243	bal. à 50 ks	28 bal.
jednorazové utierky	roll	22 × 30 cm	992 251	1 kotúč (= 175 ks)	18 ks
<b>ValaClean box</b>			996 858	1 ks	1 ks

# ValaFit, ValaProtect

## Jednorazové podbradníky a podložky pod pacienta

### ValaFit

#### Jednorazové podbradníky

Jednorazové ochranné podbradníky na zachytenie zvyškov potravy a tekutín, určené na ochranu bielizne a postelných obliečok. Nepremokavé, extrémne absorpčné.

#### ValaFit band

Z netkanej textilie s integrovanou fóliou, s okrúhlym výstrihom, na uviazanie.

#### ValaFit tape

Z netkanej textilie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkčným vreckom, okrúhlym výstrihom a fixačnými lepiacimi okrajmi.

### ValaProtect

#### Jednorazové podložky pod pacienta

Nepriepustné ochranné podložky pod pacienta. Chránia pred znečistením postelných obliečok a vyšetrovacieho lôžka. Zabraňujú prenosu infekcie.

#### ValaProtect basic

Vrstva netkanej textilie ihneď vstrebáva vlhkosť. Nepriepustná fólia na spodnej strane.

#### ValaProtect special

Z absorpčnej dvojvrstvej netkanej textilie s fóliou na spodnej strane. Vlhkosť sa hneď vstrebáva. Veľmi odolné vďaka zosilneným vláknam. S ochranou proti premočeniu.



	model	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
ValaFit ochranné podbradníky	band	38 × 70 cm	992 252	bal. à 100 ks	6 bal.
	tape	38 × 75 cm	992 253	bal. à 100 ks	6 bal.
	obrúsky eco	36 × 36 cm	992 340	bal. à 50 ks	20 bal.
ValaProtect ochranné podložky	basic	38 × 40 cm	992 226	bal. à 250 ks	8 bal.
		80 × 140 cm	992 227	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 228	bal. à 100 ks	1 bal.
	special	80 × 210 cm	992 229	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 238	bal. à 100 ks	1 bal.
	special eco	80 × 210 cm	992 239	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 258	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 259	bal. à 100 ks	1 bal.

# ValaComfort

Jednorazové utierky, prikrývky a vankúše



Špeciálna séria jednorazových hygienických produktov (utierky, deky a vankúše).

## ValaComfort net

Viacúčelové utierky zo sieťovanej štruktúrovanej netkanej textilie. Veľmi jemné a absorpčné, mokré sa netrhajú.

## ValaComfort multi

Viacúčelové utierky z pevnej netkanej textilie. Pevné, absorpčné, neuvlňujú vlákna.

## ValaComfort blanket

Prikrývka z netkaného polyesteru, príjemná na dotyk, prepúšťa vzduch i vlhkosť, čím vyrovnáva teplotu. Je veľmi ľahká – 480 g.

## ValaComfort pillow

Vankúše s povlakom z netkaného textilu a jemnou náplňou z polyesteru. Veľmi ľahké a vzdušné.

## ValaComfort zástera

Ochranná igelitová zástera na ochranu oblečenia personálu.



jednorazové utierky, masky, deky a vankúše	model	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>ValaComfort</b>					
viacúčelové utierky	multi	34 × 38 cm	992 335	bal. à 50 ks	24 bal.
viacúčelové utierky	net	35 × 38 cm	992 330	bal. à 100 ks	12 bal.
deky	blanket	135 × 195 cm	992 332	bal. à 1 ks	12 ks
vankúše	pillow	40 × 50 cm	992 333	bal. à 4 ks	5 bal.
zástera	apron	70 × 125 cm	992 336	bal. à 100 ks	10 bal.

# Drevené lyžičky, Pagavit, Peha-fresh

## Drevené ústne lyžičky

Vhodné na vyšetrovacie metódy, na liečebné aplikácie i na prípravu ďalších materiálov.

## Pagavit

Vatové tyčinky obohatené glycerínom a ochutené prírodným citrónovým extraktom spolu s 0,1 % natriumbenzoátom podporujú tvorbu slín, a tým i čistiaci proces v dutine ústnej, napr. u pacientov v bezvedomí.

## Peha-fresh

Osviežovač vzduchu, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy. Vhodný na používanie v priestoroch, kde sú pacienti s inkontinenciou.



drevené ústne lyžičky, vatové tyčinky, osviežovač vzduchu	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Lyžičky ústne drevené</b> nesterilné		968 900	bal. à 100 ks	50 bal.
<b>Pagavit</b> vatové tyčinky zatavené po 3 kusoch		999 581	bal. à 25 x 3 ks	8 bal.
<b>Peha-fresh</b> osviežovač vzduchu plechovka–sprej	400 ml	995 705	bal. à 1 ks	12 ks
<b>Tyčinky vatové</b> nesterilné, drevené, s vatovou hlavičkou	15 cm	967 936	bal. à 100 ks	200 bal.
nesterilné, z polypropylénu, s veľkou vatovou hlavičkou	14 cm	967 939	bal. à 50 ks	20 bal.

O krok ďalej v osobnej starostlivosti o zdravie



Osobná starostlivosť  
o zdravie







# Cosmos® Active

Osobná starostlivosť  
o zdravie

## Prvá pomoc pre svaly a kĺby

### Cosmos® Kineziologická tejpovacia páska

Denne používaná špičkovými športovcami a terapeutmi

- Pružná páska na kĺby, väzy a natiahnuté a ochabnuté svaly
- Priedušná a vodoodolná
- Neobmedzuje pohyb
- Veľmi pohodlná pri nosení
- Spoľahlivo lepi
- On-line inštruktážne videá, ako tejpovať s profesionálmi



	farebný kód	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Kineziologická tejpovacia páska	modrá	5 cm x 5 m	522 240	1 ks	8 ks
	ružová	5 cm x 5 m	522 241	1 ks	8 ks
	béžová	5 cm x 5 m	522 242	1 ks	8 ks

Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Osobná starostlivosť o zdravie

# Cosmos® Active

Osobná starostlivosť  
o zdravie

## Prvá pomoc pre svaly a kĺby

### Chladivý vankúšik s okamžitým účinkom

Samochladiaci vankúšik na okamžité ošetrenie podvrtnutia, natiiahnutých šliach, svalov a na opuchy

- Vďaka permanentnému chladeniu postihnutého miesta rýchlo uľavuje od bolesti a znižuje opuch
- Jednorazové použitie
- Maximálna odporúčaná dĺžka použitia: 30 minút
- Ideálny ako prvá pomoc
- S ochranným obalom na pohodlnú aplikáciu

### Opakovane použiteľný gélový vankúšik

Na liečbu chladom i teplom

- Liečba chladom: akútne zápaly kĺbov a svalov, tupé poranenia, hematómy, poštípacie hmyzom, bolesti zubov
- Liečba teplom: podporuje lokálny krvný obeh, uvoľňuje napätie, na bolesti svalov, bolesti chrbta, menštruačné ťažkosti
- Zohriatie v horúcej vode alebo mikrovlnnej rúre
- Schladenie v mrazničke
- S ochranným obalom na pohodlnú aplikáciu



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Chladivý vankúšik s okamžitým účinkom	15 × 25 cm	522 221	1 ks	12 ks
	15 × 17 cm	522 220	1 ks	12 ks
Opakovane použiteľný gélový vankúšik	12 × 29 cm	522 223	1 ks	12 ks
	13 × 14 cm	522 222	1 ks	24 ks

# Cosmos® Active

## Prvá pomoc pre svaly a kĺby

### Hrejivý krém

Intenzívne hrejivý krém ideálny pre športovcov

- Zaisťuje intenzívny a dlhotrvajúci pocit tepla
- Založený na špeciálnom zložení rastlinných výťažkov a kapsaicínu
- Zvlhčuje a vyživuje
- Rýchlo sa vstrebáva

### Chladivý gél

Na chladenie a zmiernenie bolesti

- Chladí a uľavuje od bolesti postihnutých miest po fyzickej námahe či tupých traumách, ako sú modriny či natiahnuté svaly
- Na prevenciu bolesti svalov či pre prípady zranení spôsobených preťažením, ako sú napr. natiahnuté svaly či tendinitída (napr. tenisový lakeť)
- Možno použiť niekoľkokrát denne
- Špeciálne zloženie s rastlinnými výťažkami

Osobná starostlivosť  
o zdravie



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hrejivý krém	100 ml	522 230	1 ks	8 ks
Chladivý gél	100 ml	522 210	1 ks	8 ks

Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Osobná starostlivosť o zdravie

# Cosmos® Active

Osobná starostlivosť  
o zdravie

## Prvá pomoc pre svaly a kĺby

### Ľadový sprej

Chladivý sprej na rýchle zmiernenie bolesti

- Intenzívne chladí a uľavuje od bolesti spôsobenej pomliaždením, natiahnutými svalmi a vyvrtnutím kĺbov
- Ideálny ako prvá pomoc

### Športový tejp

Pevná športová páska stabilizuje, fixuje a poskytuje podporu veľmi zaťažovaným častiam tela pri športe (napr. členkom, kolenám, lakťom a zápästiam)

- Aplikácia priamo na kožu
- Ľahko sa odvíja
- Spoločlivo lepí



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ľadový sprej	200 ml	522 212	1 ks	12 ks
Športový tejp	3,75 cm × 7 m	522 250	1 ks	96 ks

## Hrejivé náplasti

Hrejivé náplasti pomáhajú preťaženému telu relaxovať a rýchlejšie sa navrátiť do formy. Teplo totiž podporuje prekrvenie pokožky, stimuluje krvný obeh a uvoľňuje napätie. Náplasti môžete strihať na požadovaný rozmer.

### Cosmos® Hrejivá náplasť s kapsaicínom KLASICKÁ

- Hrejivá látka kapsaicín vo vyššej koncentrácii.
- Na intenzívne prehriatie.
- Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
- Na jedno miesto sa môžu lepíť 3 náplasti denne, po týždni je nevyhnutná minimálne týždenná prestávka.
- Nie je vhodná pre deti.

### Cosmos® Hrejivá náplasť s kapsaicínom JEMNÁ

- Hrejivá látka kapsaicín v nižšej koncentrácii.
- Na príjemné prehriatie.
- Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
- Na jedno miesto sa môžu lepíť 3 náplasti denne, po týždni je nevyhnutná minimálne týždenná prestávka.
- Nie je vhodná pre deti.

### Cosmos® Relaxačná a hrejivá náplasť

- Hrejivá látka čierne korenie.
- Na šetrné prehriatie.
- Mäkký povrch príjemný na nosenie.
- Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
- Po odlepení sa ďalšia náplasť nalepuje najskôr za 24 hodín.
- Upokojujúci levanduľový olej podporuje regeneráciu a relaxáciu.
- Nie je vhodná pre deti.



hrejivé náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom Klasická	12,5 x 15 cm	703 353	bal. à 1 ks	20 bal.
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom Jemná	12,5 x 15 cm	703 374	bal. à 1 ks	20 bal.
Cosmos Relaxačná a hrejivá náplasť	10 x 16 cm	597 780	bal. à 2 ks	20 bal.



### Cosmos® Chladivý/hrejivý gélový vankúšik

- Vankúšik s plávajúcou vložkou na liečbu teplom aj chladom.
- Hrejivý efekt pomáha pri bolestiach chrbta, svalov, krížov, reumatických bolestiach a pri celkovom napätí tela.
- Chladivý efekt pomáha pri opuchu, vyklbení, pri natiahnutí svalu, horúčke, zápaloch, bolestiach hlavy alebo zubov, bodnutí hmyzom atď.
- Vankúšik zostáva pružný až do teploty -18 °C – tvarom sa prispôsobí telu.
- Na kožu sa prikladá vždy v textilnom návleku.
- Je vyrobený z prírodných materiálov a môže sa opakovane použiť.
- Vankúšik sa môže chladíť v mrazničke a zohrievať v horúcej vode alebo v mikrovlnnej rúre.
- Verzia pre dospelých.



gélové vankúšky	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Cosmos Chladivý/hrejivý gélový vankúšik</b>				
pre dospelých	12 × 29 cm	536 903	bal. à 1 ks	12 bal.

## Hojivé náplasti na rany

Náplasti s hydroaktívnym účinkom podporujú hojenie a tlmia bolesť. Pôsobia dlhodobo a hoja pluzgiere, kurie oká, odreniny, popáleniny a opary šetrnejšie a rýchlejšie než klasická náplast. Hydrogélové náplasti sú vhodné na liečbu menších povrchových popálenín, hydrokoloidné náplasti sa používajú na odreniny, na prevenciu a ošetrovanie pluzgierv, oparov, drobných poranení a kurích ôk.

### Cosmos® Na odreniny

Hydrokoloidný vankúšik podporuje lepšie a rýchlejšie hojenie a chráni ranu pred baktériami a nečistotou. Vďaka zaobleným rohom a tvarovaniu na kolená a lakte sa dokonale nalepuje. Na rane vydrží niekoľko dní bez straty účinnosti.

### Cosmos® Na drobné poranenia

Hydrokoloidná náplast okamžite mierni bolesť a urýchľuje hojenie drobných poranení. Chráni drobné poranenia pred baktériami a na rane môže byť niekoľko dní. Náplast sa dá podľa potreby strihať do ľubovoľného tvaru a veľkosti. Balenie obsahuje nožnice.

### Cosmos® Na popáleniny

Sterilné náplasti sú určené na ošetrovanie povrchových popálení a oparení I. a II. stupňa a podporujú rýchle hojenie. Náplasti ranu príjemne chladia, tlmia bolesť a urýchľujú hojenie. Pôsobia proti baktériám a nečistotám a na rane môžu byť až 7 dní.

### Cosmos® Na opary

Diskrétna náplast na opary urýchľuje hojenie a znižuje svrbenie. Zabraňuje tvorbe chrást a jaziev, chráni pred nečistotou a baktériami a výborne sa prispôbi miestu poranenia. Balenie obsahuje aj zrkadlo a pinzetu, čo znižuje riziko prenosu vírusu.




hojivé náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Na odreniny	100 × 85 mm	536 023	bal. à 4 ks	12 bal.
Cosmos Na drobné poranenia	65 × 90 mm	536 063	bal. à 3 ks	10/50 bal.
Cosmos Na popáleniny	45 × 65 mm	536 057	bal. à 3 ks	12/144 bal.
	7,5 × 10 cm	536 058	bal. à 3 ks	12/144 bal.
Cosmos Na opary	17 × 12 mm	536 083	bal. à 16 ks	10/50 bal.





## Hojivé náplasti na rany s technológiou Twin-tec



Hydrokoloidné náplasti s technológiou Twin-tec zabezpečujú dvojitú ochranu rany. Obsahujú totiž dve vrstvy hydrokoloidov, ktoré vytvárajú na rane vlhké prostredie a umožňujú rýchle hojenie a úľavu od bolesti. Náplasti sú priehľadné a vodooodlné. Lepidlo je nahradené hydrokoloidnou vrstvou, čo znižuje možné podráždenie pokožky.

### Cosmos® Na pluzgieri

Hydrokoloidný vankúšik zaisťuje lepšie a rýchlejšie hojenie. Tlmí aj bolesť, zmierňuje tlak pluzgierov a chráni ranu pred infekciami a nečistotou. Náplast je priehľadná a má špeciálny tvar, vďaka ktorému sa dobre prispôbí miestu poranenia.

### Cosmos® Na kurie oká

Náplast uľahčuje odstránenie kurieho oka a tlmí tlak vyvolaný obuvou. Hydrokoloidný vankúšik zmäkčuje vrchnú vrstvu kurieho oka a umožňuje lepšie hojenie a regeneráciu. Náplast má špeciálny tvar, vďaka ktorému dokonale prilne k pokožke a prispôbí sa kuriemu oku.



hojivé náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Na pluzgieri na päte	76 × 45 mm	536 013	bal. à 5 ks	20 ks
Cosmos Na pluzgieri na prstoch	55 × 19 mm	536 033	bal. à 6 ks	20 ks
Cosmos Na pluzgieri XL	75 × 45 mm	536 043	bal. à 5 ks	20 ks
Cosmos Na pluzgieri mix	3× (40 × 17 mm) 3× (55 × 19 mm) 2× (76 × 45 mm)	536 053	bal. à 8 ks	10 ks
Cosmos Na kurie oká	40 × 17 mm	536 003	bal. à 6 ks	20 ks

## Tradičné náplasti na rany

Náplasti Cosmos® sme vyvinuli špeciálne na ošetrovanie všetkých druhov drobných poranení. Dobre držia, sú priehľadné, vďaka hypoalergénnemu lepidlu neodráždia pokožku a bezbolestne sa odstraňujú.

### Cosmos® Jemná

Mäkká a príľnavá náplasť na veľmi citlivú pokožku. K dispozícii nedelená alebo delená v jednej veľkosti.



### Cosmos® Pružná

Elastická textilná náplasť na zranenia na kĺboch a prstoch. K dispozícii nedelená alebo delená v dvoch veľkostiach.



### Cosmos® Pevná

Pevná textilná náplasť na spoľahlivé ošetrovanie drobných poranení. K dispozícii ako nedelená (1 m × 6 cm a 1 m × 8 cm) alebo delená (6 cm × 2 cm a 8 cm × 4 cm).



### Cosmos® Na šport

Náplasť pre športovcov s mäkkým tlmiacim vankúšikom. Je odolná proti vode, priehľadná a neobmedzuje hybnosť. K dispozícii nedelená alebo delená.



tradičné náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Jemná	6 cm × 0,5 m	535 303	bal. à 0,5 m	200 bal.
	19 × 72 mm	535 323	bal. à 20 ks	200 bal.
	Ø 22 mm	535 383	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Pružná	6 cm × 0,5 m	535 203	bal. à 0,5 m	200 bal.
	20 × 60 mm (12x)	535 223	bal. à 20 ks	200 bal.
	20 × 80 mm (8x)			
Cosmos Pevná	6 cm × 1 m	540 325	bal. à 1 m	90 bal.
	8 cm × 1 m	540 335	bal. à 1 m	90 bal.
	6 × 2 cm	530 295	bal. à 50 × 5 ks	36 bal.
	8 × 4 cm	530 296	bal. à 50 × 3 ks	36 bal.
Cosmos Na šport	6 cm × 0,5 m	535 403	bal. à 0,5 m	200 bal.
	19 × 72 mm	535 423	bal. à 20 ks	200 bal.



## Tradičné náplasti na rany

### Cosmos® Detská

Vďaka náplasti s veselými motívmi deti rýchlo zabudnú na svoje drobné zranenia. K dispozícii nedelená alebo delená v dvoch veľkostiach. Najnovšie i vo verzii s krtkom na obale!



### Cosmos® Rodinné balenie

Praktická súprava rôznych náplastí na rodinné výlety a dovolenky. Plastový obal sa zmestí do kabelky a súčasťou balenia sú aj nožnice.

tradičné náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Detská	6 cm × 1 m	535 603	bal. à 1 m	200 bal.
	19 × 72 mm (12×)	535 623	bal. à 20 ks	200 bal.
	16 × 57 mm (8×)			
Cosmos Detská náplast s krtkom	19 × 72 mm (10×)	535 633	bal. à 16 ks	20/300 bal.
	40 × 60 mm (2×)			
	16 × 57 mm (4×)			
Cosmos Rodinné balenie (bal. à 10 namixovaných náplastí)	90 × 60 mm (2×, Pružná)	535 243	bal. à 10 ks	50 bal.
	90 × 60 mm (2×, Detská)			
	19 × 72 mm (2×, Vodoodolná)			
	25 × 72 mm (2×, Vodoodolná)			
	30 × 40 mm (1×, Do vody)			
	40 × 60 mm (1×, Do vody)			

## Tradičné náplasti na rany

### Cosmos® Do vody

Priedušná náplasť, s ktorou sa môžete bez problémov sprchovať aj kúpať. K dispozícii v troch veľkostiach.



### Cosmos® Vodoodolná

Pružná náplasť odolná proti vlhkosti a vode (okrem kúpania a sprchovania). K dispozícii ako nedelená a delená v dvoch a piatich veľkostiach.

### Cosmos® Cievková jemná

Hypoalergénna priedušná fixačná náplasť z netkaného textilu na jednoduchú a spoľahlivú fixáciu obväzov a ovinadiel. Je vhodná pre pacientov s citlivou pokožkou. K dispozícii s dĺžkou 5 m a šírkou 1,25 alebo 2,5 cm.



### Cosmos® Cievková pevná

Hypoalergénna priedušná fixačná náplasť z textilnej tkaniny so silnou lepiacou schopnosťou. Vhodná na jednoduchú a spoľahlivú fixáciu obväzov a ovinadiel. K dispozícii s dĺžkou 5 m a šírkou 1,25 alebo 2,5 cm.

tradičné náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Do vody	30 × 40 mm (4x)	535 523	bal. à 10 ks	200 bal.
	40 × 60 mm (2x)			
	25 × 72 mm (4x)			
Cosmos Vodoodolná	6 cm × 0,5 m	535 103	bal. à 0,5 m	200 bal.
	19 × 72 mm (12x)	535 123	bal. à 20 ks	200 bal.
	25 × 72 mm (8x)	535 133	bal. à 20 ks	200 bal.
	19 × 72 mm (6x)			
	25 × 72 mm (4x)			
	16 × 57 mm (4x)	9 × 38 mm (4x)	22 mm (2x)	
9 × 38 mm (4x)				
Cosmos Cievková jemná	1,25 cm × 5 m	900 402	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 403	bal. à 1 ks	120 bal.
Cosmos Cievková pevná	1,25 cm × 5 m	900 400	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 401	bal. à 1 ks	120 bal.



## Ekonomické náplasti

Náplasti v ekonomických variantoch zaručujú nielen pohodlie a bezpečnosť, ale šetria aj náklady. K dispozícii v 3 verziách a vo variantoch 1 m × 6 cm alebo 1 m × 8 cm.

### Cosmos® Klasická textilná

Pevná textilná náplasť z odolného materiálu na ošetrovanie drobných poranení. K dispozícii nedelená v dvoch veľkostiach.



### Cosmos® Klasická vodoodolná

Náplasť odolná proti vlhkosti a vode (okrem kúpania a sprchovania). K dispozícii nedelená v dvoch veľkostiach.



### Cosmos® Klasická z netkanej textilie

Náplasť z bielej netkanej textilie na ošetrovanie drobných poranení. K dispozícii nedelená v dvoch veľkostiach.



ekonomické náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Klasická textilná	1 m × 6 cm	540 345	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 346	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická vodoodolná	1 m × 6 cm	540 349	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 350	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická z netkanej textilie	1 m × 6 cm	540 347	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 348	bal. à 1 m	90 bal.

# DermaPlast®

## Náplasti na lekársku prax

### DermaPlast® classic

#### Náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny

Ku koži šetrná náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny na spoľahlivé a hygienické ošetrenie menších poranení. Náplasť je priedušná a hypoalergénna vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch.


### DermaPlast® textile elastic

#### Náplasť na rany z textilnej tkaniny vo farbe kože

Náplasť je priedušná a hypoalergénna vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch. Na ošetrenie menších poranení, predovšetkým v oblasti kĺbov a kónických častí tela, kde dobre držia pri pohybe.



Osobná starostlivosť o zdravie



náplasti na lekársku prax	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
DermaPlast classic	4 cm × 5 m	535 051	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 061	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 071	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast textile elastic	4 cm × 5 m	535 251	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 261	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 271	bal. à 5 m	24 bal.

# DermaPlast®

## Náplasti na lekársku prax

### DermaPlast® sensitive

#### Náplasť z mäkkého netkaného textilu

Hypoalergénna náplasť na rany z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože. Náplasť je priedušná vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Na ošetrenie menších poranení.

### DermaPlast® sensitive injection

#### Nastrihané náplasti po injekcii

Jednotlivo nastrihané náplasti šetria čas pri ošetrení miesta po injekcii alebo odbere krvi. Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a ku koži šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Perforovaná krycia fólia chráni vankúšik na rany pred znečistením až do okamihu aplikácie.

### DermaPlast® sensitive spots

#### Okrúhle náplasti z mäkkého netkaného textilu

Jednotlivo nastrihané okrúhle náplasti (priemer 22 mm) šetria čas pri ošetrení miesta po drobnom chirurgickom zákroku (napr. odstránenie materských znamienok alebo bradavíc). Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a k pokožke šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka.



náplasti na lekársku prax	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
DermaPlast sensitive	4 cm × 5 m	535 351	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 361	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 371	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast sensitive injection	4 cm × 1,6 cm	535 381	bal. à 250 ks	60 bal.
DermaPlast sensitive spots	Ø 22 mm	535 382	bal. à 200 ks	36 bal.

# Tlakomery Veroval®

Domáca diagnostika

## Veroval® tlakomer s EKG

### Kombinovaný prístroj 2 v 1: na kontrolu srdcového rytmu a meranie krvného tlaku

- Mobilná kontrola srdcového rytmu (EKG), krvného tlaku a tepovej frekvencie
- Automatické vyhodnotenie srdcového rytmu pomocou prehľadných ikon
- Softvér Veroval® medi.connect graficky zobrazuje výsledky merania vrátane záznamu EKG
- Jednoduché použitie kedykoľvek a kdekoľvek – záznam srdcového rytmu za 30 sekúnd
- Univerzálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia (na obvod ramena 22 – 42 cm)
- Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné meranie na ramene
- Kapacita pamäte 2x 64 meraní (režim pre 2 užívateľov)
- Prepojenie s počítačom prostredníctvom USB Bluetooth®
- Klinicky overená presnosť
- Predĺžená záruka 5 rokov



 Osobná starostlivosť o zdravie



domáca diagnostika Veroval

Veroval tlakomer s EKG

číslo  
výrobku

925 347

fakturačná  
jednotka

bal. à 1 ks

prepravná  
jednotka

4 ks

Tlakomery



Osobná starostlivosť o zdravie



# Tlakomery Veroyal®

## Domáca diagnostika

### Veroyal® duo control

#### Digitálny ramenný tlakomer na presné meranie krvného tlaku i pri poruchách srdcového rytmu

- Lekárska presnosť vďaka patentovanej technológii DUO SENSOR (kombinuje oscilometrickú a Korotkovovu – počúvaciu metódu merania)
- Vhodný pre osoby s nepravidelným srdcovým rytmom
- Veľký podsvietený displej, zvuková signalizácia, jednoduché ovládanie
- Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu
- Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné meranie na ramene
- Špeciálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia
- Indikátor odpočinkovej polohy a správnej teploty okolia pre ešte presnejšie výsledky
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 užívateľov + režim návštevy)
- Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru medi.connect
- Klinicky overená presnosť
- Predĺžená záruka 5 rokov



domáca diagnostika Veroyal	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroyal duo control s manžetou M (22 – 32 cm)	925 504	bal. à 1 ks	4 ks
Veroyal duo control s manžetou L (32 – 42 cm)	925 524	bal. à 1 ks	4 ks
Darčekové balenie Veroyal duo control Veroyal duo control + 2 manžety veľ. M, L + sieťový adaptér	703 494	bal. à 1 ks	6 ks

příslušenstvo k tlakomerom Veroyal	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroyal duo control adaptabilná manžeta M (22 – 32 cm)	925 531	bal. à 1 ks	4 ks
Veroyal duo control adaptabilná manžeta L (32 – 42 cm)	925 532	bal. à 1 ks	4 ks
Veroyal sieťový adaptér pre tlakomery Veroyal	925 391	bal. à 1 ks	60 ks

# Tlakomery Veroyal®

## Domáca diagnostika



### Veroyal® ramenný tlakomer

#### Ramenný tlakomer na presné a pohodlné meranie na ramene

- Plnoautomatické meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie
- Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu
- Veľký prehľadný displej a jednoduché ovládanie
- Univerzálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia (na obvod ramena 22 – 42 cm)
- Technológia Comfort Air zaisťuje pohodlné a šetrné meranie na ramene
- Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných, za posledných 7 dní
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 užívateľov)
- Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru medi.connect
- Klinicky overená presnosť
- Predĺžená záruka 5 rokov

### Veroyal® zápästný tlakomer

#### Zápästný tlakomer na jednoduché a rýchle meranie

- Meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie s vysokou presnosťou
- Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu
- Jednoduché a rýchle použitie, extra veľký displej
- Pohodlná manžeta na obvod zápästia 12,5 – 21 cm
- Optická kontrola správnej polohy paže na presne namerané hodnoty
- Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných, za posledných 7 dní
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 užívateľov)
- Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru medi.connect
- Kapacita batérie až 1000 meraní
- Klinicky overená presnosť
- Predĺžená záruka 5 rokov



domáca diagnostika Veroyal	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroyal ramenný tlakomer	925 304	bal. à 1 ks	4 ks
Veroyal ramenný tlakomer s adaptérom	703 491	bal. à 1 ks	6 ks
Veroyal zápästný tlakomer	925 324	bal. à 1 ks	4 ks
Adaptér pre tlakomery Veroyal	925 391	bal. à 1 ks	60 ks



# Tlakomery Veroval®

Osobná starostlivosť  
o zdravie

Domáca diagnostika

## Veroval® compact

### Digitálny ramenný tlakomer na presné meranie na ramene

- Plnoautomatický ramenný tlakomer s vysokou presnosťou merania
- Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu
- Veľké tlačidlá a jednoduché ovládanie
- Univerzálna manžeta na obvod ramena 22 – 42 cm
- Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných, za posledných 7 dní
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 užívateľov)
- Klinicky overená presnosť
- Záruka 3 roky



domáca diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval compact	925 423	bal. à 1 ks	6 ks

## Domáca diagnostika

### Veroval® inteligentná osobná váha

#### Inteligentná osobná váha na analýzu optimálnej hmotnosti a celkového telesného stavu

- Meria telesnú hmotnosť, hmotnosť kostí, BMI\* a podiel telesného tuku, svalového tkaniva a vody v tele
- Komplexná analýza zloženia tela na princípe biometrickej impedancie
- Automatický výpočet potreby kalórií – hodnoty bazálneho metabolizmu
- Možno uložiť až 30 údajov u každého užívateľa (pamäť pre 4 užívateľov)
- Odnímateľný displej možno pripojiť k počítaču a namerané hodnoty vyhodnocovať v počítači vďaka softvéru Veroval® medi.connect
- USB kábel na prepojenie s počítačom
- Predĺžená záruka 5 rokov



### Veroval® inteligentný fitness náramok

#### Inteligentný fitness náramok na cieleňú analýzu pohybu

- Individuálne voliteľné aktivity: chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie
- Analýza spánkovej aktivity
- Zobrazuje dĺžku trvania aktivity, spotrebu energie v kalóriách a vzdialenosť
- Extra dlhá výdrž batérií
- Vodotesný do hĺbky 30 metrov
- Prenos údajov prostredníctvom Bluetooth® do mobilnej aplikácie Veroval® medi.connect pre Android alebo iOS



domáci diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval inteligentná osobná váha	925 374	bal. à 1 ks	3 ks
Veroval inteligentný fitness náramok	925 404	bal. à 1 ks	4 ks



# Teplomery Veroval®

Infračervené teplomery



## Veroval® – infračervený dotykový teplomer

- Možnosť voľby spôsobu merania teploty – na čele a v uchu
- Veľmi rýchly výsledok – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt
- Akustický a optický signál pri začiatku i konci merania
- Hygienický vďaka ochranným krytom (10 kusov v balení)
- Vysoká životnosť batérií s kapacitou min. 1000 meraní
- Záruka 3 roky



infračervené teplomery	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval – infračervený dotykový teplomer	925 463	bal. à 1 ks	12 ks
Veroval sada ochranných krytov (2x 10 ks)	925 482	bal. à 20 ks	10 ks


# Teplomery Thermoval®

## Infračervené teploměry

### Thermoval® baby

Infračervený bezdotykový teplomer

- Bezdotykové meranie teploty na čele za 3 sekundy
- Meria teplotu ľudského tela, predmetov (napr. dojčenskej fľašky) i okolia (napr. detskej izby)
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt
- Optický alarm pri horúčke, tichá prevádzka – bez zvukového znamenia
- Praktické puzdro na uloženie
- Kapacita batérií až 1000 meraní
- Záruka 3 roky



Osobná starostlivosť  
o zdravie

infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval baby	925 093	bal. à 1 ks	4 bal.



# Teplomery Thermoval®

Digitálne teplomery

Osobná starostlivosť  
o zdravie



## Thermoval® kids flex

Digitálny teplomer s pružnou špičkou a ergonomickým tvarom je vhodný na meranie teploty najmenších detí. Má extra veľký displej a poskytne výsledky merania za niekoľko sekúnd. Kapacita batérií zaisťujú dlhú životnosť.

- Presnejšie a šetrnejšie meranie vďaka pružnej špičke
- Lepšia prispôsobivosť pri meraní v ústach a v podpazuší
- Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 sec. high speed technology
- Extra veľký displej
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty
- Po 7 minútach sa automaticky vypne
- Batérie s životnosťou 4000 meraní
- Odolný proti pádu
- Vodoodolný
- Záruka 3 roky

## Thermoval® kids

Digitálny teplomer s moderným dizajnom a extra veľkým displejom poskytne výsledky merania za pár sekúnd. Kapacita batérií zaisťujú dlhú životnosť. Veselé obrázky urobia radosť malým pacientom.

- Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 sec. high speed technology
- Extra veľký displej
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty
- Po 7 minútach sa sám automaticky vypne
- Batérie s životnosťou 4000 meraní
- Odolný proti pádu
- Vodoodolný
- Záruka 3 roky



digitálne teplomery	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Thermoval kids flex	925 053	bal. à 1 ks	12 bal.
Thermoval kids	925 043	bal. à 1 ks	12 bal.

# Teplomery Thermoval®

## Digitálne teplomery

### Thermoval® rapid

Digitálny teplomer s moderným dizajnom a extra veľkým displejom poskytnete výsledky merania za pár sekúnd. Kapacita batérií zaisťujú dlhú životnosť. Teplomer je víťazom testu časopisu dTEST.

- Rýchle meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 sec. high speed technology
- Extra veľký displej
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty
- Po 7 minútach sa sám automaticky vypne
- Batérie s životnosťou 4000 meraní
- Odolný proti pádu
- Vodoodolný
- Záruka 3 roky



### Thermoval® standard

Genovo výhodný digitálny teplomer s dlhou životnosťou batérie a akustickým signálom na začiatku a na konci merania.

- Rýchlosť merania 60 – 90 sekúnd
- Extra veľký displej
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty
- Po 9 minútach sa sám automaticky vypne
- Batérie s životnosťou 3000 meraní
- Odolný proti pádu
- Vodoodolný
- Záruka 2 roky



### Thermoval® basic

Jednoduchý digitálny teplomer, ktorý zaručuje spoľahlivé meranie teploty. Má vysokú životnosť batérií až na 2 000 meraní.

- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
- Po 10 minútach sa automaticky vypne.
- Špeciálny zvukový signál pri horúčke.
- Vodotesný, môže sa ponoriť do dezinfekčného roztoku.
- Záruka 2 roky.
- Podľa miesta merania dokáže zmerať teplotu za 60 – 90 sekúnd\*.

\* Na získanie presnejších hodnôt sa odporúča merať teplotu pod pazuchu aspoň 5 minút.



Osobná starostlivosť o zdravie




digitálne teplomery	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Thermoval rapid	925 033	bal. à 1 ks	12 bal.
Thermoval standard	925 023	bal. à 1 ks	12 bal.
Thermoval basic	925 039	bal. à 20 ks	20 bal.





# Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie



Testy Veroval® sú založené na moderných diagnostických metódach a sú určené na domáce použitie. Fungujú veľmi jednoducho a rýchlo – výsledky sú známe počas niekoľkých minút. Spoľahlivosť testov bola overená v množstve hodnotiacich štúdií a garantuje spoľahlivosť 95 – 98 % (podľa typu testu).

## Veroval® DOMÁCI CRP TEST – Pomôžu Vám pri liečení antibiotiká?

### Rýchlotest na zistenie bakteriálnej infekcie v organizme

Princíp testu: Zistenie zvýšenej hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi, signalizujúceho prebiehajúci bakteriálny zápal v organizme.

- Zistenie bakteriálneho či vírusového pôvodu ochorenia.
- Zistenie potenciálnej potreby antibiotík na liečenie sezónnych ochorení.
- Vhodné aj pre deti.

♥ Osobná starostlivosť  
o zdravie



5 min



Presnosť  
95 %



TEST Z KRVÍ  
Z PRSTÁ

domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
CRP test	924 147	bal. à 1 ks	112 ks

# Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie

## Veroval® DOMÁCI TEST – Zápal močových ciest Rýchlotest na zistenie bielych krviniek, dusitanov a bielkovín

Princíp testu: Zistenie leukocytov, dusitanov a bielkovín v moči.

- Zistenie prítomnosti látok v moči signalizujúcich ochorenie močových ciest, močového mechúra alebo obličiek.
- Vhodné aj pre deti.

## Veroval® DOMÁCI TEST – Nedostatok železa Rýchlotest na zistenie nízkej hladiny železa

Princíp testu: Imunologické zistenie proteínu feritínu v krvi, v ktorom sa železo ukladá v bunkách.

- Zistenie koncentrácie železa v krvi v priebehu 10 minút. Železo ako súčasť červeného krvného farbiva, hemoglobínu, má dôležitú úlohu v zásobovaní organizmu kyslíkom a v energetickom metabolizme.
- Vhodné aj pre deti.



Osobná starostlivosť  
o zdravie



domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zápal močových ciest	924 127	bal. à 2 ks	112 ks
Nedostatok železa	924 107	bal. à 1 ks	112 ks

Domáce testy – Akútne ťažkosti

Osobná starostlivosť o zdravie

# Veroval® DOMÁCI TEST

Osobná starostlivosť  
o zdravie

Diagnostické testy na domáce použitie



## Veroval® DOMÁCI TEST – Neznášanlivosť lepku Rýchlotest na zistenie celiakie

Princíp testu: Zistenie protilátok proti transglutamináze (IgA protilátok), ktoré sú známkou neznášanlivosti lepku.

- Zistenie celiakie v priebehu 10 minút.
- Vhodné aj pre deti.

## Veroval® DOMÁCI TEST – Štítna žľaza Rýchly test k preukázaniu zníženej činnosti štítnej žľazy

Princíp testu: Chromatografická imunoanalýza na kvantitatívne zistenie hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (TSH, tyreotropín) vo vzorcoch ľudskej krvi. Tento hormón stimuluje štítnu žľazu, aby produkovala metabolické hormóny T4 a T3.

- Vhodné aj pre deti



Domáce testy – Neznášanlivosť/štítna žľaza

domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Neznášanlivosť lepku	924 207	bal. à 1 ks	112 ks
Štítna žľaza	924 417	bal. à 1 ks	112 ks

# Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie

## Veroval® DOMÁCI TEST – Prevencia črevných ochorení Rýchlotest na zistenie okultného krvácania v stolici

Princíp testu: Zistenie ľudského hemoglobínu (Hb) vo vyššej koncentrácii v stolici.

- Zistenie výskytu krvi v stolici v priebehu 5 minút. Krv v stolici môže byť známkou ochorenia čriev, ako sú napr. kolitída, črevné polypy, ale tiež začínajúceho nádorového ochorenia čreva.

Skoré odhalenie krvácania do stolice, ktoré môže indikovať karcinóm hrubého čreva, môže viesť k úspešnému riešeniu zdravotného problému.

## Veroval® DOMÁCI TEST – Prevencia žalúdočných ochorení Rýchlotest na zistenie baktérie *Helicobacter pylori*

Princíp testu: Imunologické zistenie protilátok IgG proti baktérii *Helicobacter pylori* v krvi.

- Zistenie výskytu špecifickej baktérie v krvi v priebehu 10 minút. Bakteria môže byť spojená s chorobami, ako je gastritída, žalúdočný vred alebo napr. rakovina žalúdka.

## Veroval® DOMÁCI TEST – Cholesterol

### Rýchlotest na stanovenie zvýšenej hladiny cholesterolu

Princíp testu: Meranie hladiny cholesterolu v krvi pomocou enzýmov cholesterolesterázy, cholesteroxidázy a peroxidázy.

- Zistenie hladiny celkového cholesterolu v krvi v priebehu 3 minút. Zvýšená hladina cholesterolu je rizikovým faktorom vzniku arteriosklerózy, ktorá nakoniec môže viesť až k uzatvoreniu ciev a srdcovému infarktu.
- Vhodné aj pre deti.

 Osobná starostlivosť o zdravie



domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Prevencia črevných ochorení	924 027	bal. à 1 ks	112 ks
Prevencia žalúdočných ochorení	924 007	bal. à 1 ks	112 ks
Cholesterol	924 047	bal. à 1 ks	112 ks

Domáce testy – Prevencia

Osobná starostlivosť o zdravie

# Veroval® DOMÁCI TEST

Osobná starostlivosť  
o zdravie

Diagnostické testy na domáce použitie



## Veroval® DOMÁCI TEST – Mužská plodnosť Rýchlotest na zistenie koncentrácie spermií v ejakuláte

Princíp testu: Zistenie, či je počet spermií v normálnom kvantitatívnom rozsahu.

- Zistenie koncentrácie spermií v priebehu 7 minút.

## Veroval® DOMÁCI TEST – Chlamýdie Rýchlotest na preukázanie infekcie chlamýdiami

Princíp testu: Zistenie baktérie Chlamydia trachomatis (krajná hodnota: približne 2,5 µg EB/ml) vo výtere z vaginálnej sliznice.

- Zistenie prítomnosti baktérie Chlamydia trachomatis v priebehu 15 minút. Neliečená infekcia má často za následok neplodnosť a zvyšuje riziko mimomaternicového tehotenstva a predčasného pôrodu.
- Test je určený pre ženy.



domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Mužská plodnosť	924 367	bal. à 1 ks	112 ks
Chlamýdie	924 407	bal. à 1 ks	112 ks

# Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie

## Veroval® DOMÁCI TEST – Drogy

### Viacúčelový rýchlotest na zistenie 6 rôznych drog

Princíp testu: Zo vzorky moču preukáže užívanie amfetamínov, benzodiazepínov (upokojujúce prostriedky), kokáinu, marihuany (THC), metadónu a opiátov.

- V priebehu 5 minút test informuje o tom, ktoré drogy boli použité.



Osobná starostlivosť  
o zdravie

domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Drogy	924 157	bal. à 1 ks	112 ks

Domáce testy

Osobná starostlivosť o zdravie







Krása  
a zdravie



Krása a zdravie





# Detská hygiena Fixies

## Jednorazové detské plienky

Detské plienky Fixies majú pružné boky, ktoré sa prispôbia detskému zadočku. Absorpčné jadro plienky spoľahlivo zadržiava tekutinu, a zabraňuje tak podráždeniu citlivej detskej pokožky. Navyše sú plienky Fixies mimoriadne mäkké, nespôsobujú alergické reakcie a sú dermatologicky testované.



detské plienky	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Fixies – Maxi	7 – 18 kg	913 034 3	B35717	bal. à 48 ks	3 bal.
Fixies – Junior	11 – 25 kg	913 034 5	B35719	bal. à 40 ks	3 bal.

# Detská hygiena Bel baby

## Bel baby prsné vložky

Prsné vložky Bel baby sú elegantným a pohodlným riešením, ktoré zabráni nehodám pri dojení. S jemnými a vysoko absorpčnými vložkami s lepiacim pásiikom budete mať vždy pocit maximálnej čistoty a kontroly po každom dojení.

## Bel baby podložky na prebaľovanie

Sú ideálnym pomocníkom nielen pri prebaľovaní na cestách, ale aj doma. Majú jemný povrch z netkaného textilu, ktorý rýchlo odvádza vlhkosť z detského zadočka. Vonkajšia fólia s veselými motívmi malých hrochov spoľahlivo chráni proti presiaknutiu. Podložky sú prakticky balené s otvorom na nesenie.

## Bel baby vlhké utierky

Sú napustené emulziou, ktorá je vhodná na citlivú detskú pokožku. Emulzia je navyše obohatená o obsah prírodných olejov (napr. lanový a slnečnicový). Bel baby vlhké utierky nie sú parfumované a neobsahujú alkohol.

## Bel baby detské vatové tyčinky

Zaručujú bezpečný spôsob čistenia detského uška. Gulôčka na konci tyčinky zabráni jej vniknutiu do zvukovodu. Vďaka obsahu aloe vera a provitamínu B<sub>5</sub> poskytujú Bel baby vatové tyčinky šetrnú a jemnú starostlivosť.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bel baby prsné vložky		491 191	bal. à 30 ks	12 bal.
Bel baby podložky na prebaľovanie	60 x 60 cm	161 960	bal. à 10 ks	4 bal.
Bel baby vlhké utierky		916 292	bal. à 60 ks	16 bal.
Bel baby vatové tyčinky		187 279	bal. à 56 ks	12 bal.

# Dámska hygiena Ria

## Dámske vložky

### Ria Classic

Dámske vložky Ria Classic s jemným povrchom z netkaného textilu poskytujú maximálnu istotu pri nosení. Bočné drážky spoľahlivo odvádzajú tekutinu do jadra vložky. Extra absorpčné jadro zaručuje maximálny pocit bezpečia.

### Ria Ultra Silk

Ultratenké Ria Ultra Silk zaistia každej žene pohodlie, maximálnu istotu a šetrnú starostlivosť. Vďaka povrchu z netkaného textilu a z hodvábu sú vložky veľmi jemné. Mimoriadnu absorpciu zaručuje extra absorpčné jadro a drážky rovnomerne rozvádzajúce tekutinu. Vďaka použitiu špeciálnej ochrannnej fólie sú vložky dobre priedušné. Rad Ria Ultra Silk navyše obsahuje nový variant Ria Ultra Silk Care. Ten okrem výťažku z hodvábu obsahuje navyše aj výťažok z D-pantenolu a vitamínu E, ktorý sa stará o pokožku a chráni ju pred podráždením.



	typ	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Ria Classic</b> klasické vložky	Normal	710 510	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus	710 521	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus Deo	710 524	bal. à 10 ks	36 bal.
	Night	710 522	bal. à 9 ks	24 bal.
	Singles Normal	710 531	bal. à 10 ks	36 bal.
	Singles Normal Plus	710 532	bal. à 10 ks	36 bal.
<b>Ria Ultra Silk</b> ultra vložky	Normal	713 112	bal. à 11 ks	24 bal.
	Normal Plus	713 110	bal. à 10 ks	24 bal.
	Super Plus	713 109	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Plus Deo	713 119	bal. à 10 ks	24 bal.
	Night	713 120	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Duopack	713 421	bal. à 22 ks	12 bal.
	Normal Plus Duopack	713 422	bal. à 20 ks	12 bal.
	Super Plus Duopack	713 424	bal. à 16 ks	12 bal.
	Normal Plus Deo Duopack	713 423	bal. à 20 ks	12 bal.
	Night Duopack	713 427	bal. à 16 ks	12 bal.



# Dámska hygiena Ria

## Slipové vložky, tampóny

### Ria Slip Classic

Klasické slipové vložky Ria Slip Classic s jemným povrchom s obličkovou razbou na každodennú spoľahlivú a diskrétnu ochranu bielizne.



### Ria Slip Premium

Hodvábne jemné slipové vložky s extra tenkým absorpčným jadrom na každodenné použitie.

### Ria Intim

Extra tenké slipové vložky určené na každodennú ochranu spodnej bielizne.



### Ria tampóny

Tampóny Ria sú istou a spoľahlivou ochranou počas celej menštruácie. Úzka, zaoblená špička a hladký povrch umožňujú jednoduchú aplikáciu a odstránenie tampónu. Pomocou 8 drážok sa tampón rovnomerne rozširuje a optimálne prispôbuje telu. Vďaka otváraniu twist & open sa navyše veľmi rýchlo a ľahko rozbalujú.



### Ria tampóny Sport

Navrhnuté na šport. Vďaka špeciálnym ochranným drážkam sa dokonale prispôbi telu a ochráni pred pretečením aj pri zvýšenej záťaži.



	typ	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ria Slip Classic slipové vložky	Normal	722 634	bal. à 25 ks	32 bal.
	Deo	722 635	bal. à 25 ks	32 bal.
	Light	722 636	bal. à 25 ks	32 bal.
Ria Slip Premium slipové vložky	Normal	722 732	bal. à 20 ks	24 bal.
	Deo	722 735	bal. à 20 ks	24 bal.
	Air	722 731	bal. à 20 ks	24 bal.
	Maxi	722 723	bal. à 16 ks	24 bal.
Ria Intim slipové vložky	Air	722 737	bal. à 30 ks	18 bal.
	Deo	722 738	bal. à 30 ks	18 bal.
Ria tampóny menštruácie tampóny	Mini Comfort	709 108	bal. à 8 ks	10/120 bal.
	Mini Comfort	709 116	bal. à 16 ks	30 bal.
	Mini Comfort	709 013	bal. à 32 ks	24 bal.
	Normal Comfort	709 400	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 208	bal. à 8 ks	10/140 bal.
	Normal	709 216	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 014	bal. à 32 ks	28 bal.
	Super	709 308	bal. à 8 ks	10/120 bal.
	Super	709 316	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 015	bal. à 32 ks	24 bal.
Super Plus	709 016	bal. à 16 ks	16 bal.	
Ria tampóny Sport menštruácie tampóny	Normal	709 135	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 233	bal. à 16 ks	30 bal.

# Vata a vatové výrobky Bel

## Bel vlhké kozmetické obrúsky

Jemné obrúsky napustené čistiacim tonikom. Vďaka obsahu mikrovlákna dôkladne čistia pleť do hĺbky. Navyše obsahujú ochranné prísady aloe vera a provitámín B<sub>5</sub>. Ideálne na cesty.

## Bel vlhké odličovacie tampóny

Vatové tampóny napustené micelárnou vodou vhodnou na rýchle a jednoduché čistenie a odličenie očí, pleti tváre a dekoltu. Micelárna voda odličí dokonca aj vodoodolný mejkap. Výrobok je testovaný dermatologicky a na citlivosť očí.

## Bel peelingové tampóny

Rad vlhkých odličovacích tampónov dopĺňujú Bel Peeling Lotion Pads, vlhké odličovacie tampóny s jemnými peelingovými perličkami na jemný peeling.

## Bel vlhké odličovacie tampóny

Jemné vatové tampóny napustené odlakovačom s vôňou citrusov, bez acetónu. Odlakovanie nechtovej platničky je tak bez nepríjemného zápachu a vďaka obsahu vitamínu E neškodí pokožke.



	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bel vlhké kozmetické obrúsky	916 294	bal. à 25 ks	20 bal.
Bel vlhké odličovacie tampóny			
s aloe vera	918 987	bal. à 30 ks	6 bal.
s morskými minerálmi	918 988	bal. à 30 ks	6 bal.
Bel peelingové tampóny	918 990	bal. à 24 ks	6 bal.
Bel vlhké odličovacie tampóny	918 984	bal. à 30 ks	36 bal.



# Vata a vatové výrobky Bel

## Bel cosmetic odličovacie tampóny

Vďaka obsahu mikrovlákná dôkladne čistia pleť do hĺbky. Majú jemný a hladký povrch. Dobre absorbujú kozmetické prípravky a neuvolňujú vlákna. Ideálne na každodenné odličenie a čistenie všetkých typov pleti.



## Bel premium odličovacie tampóny

Vďaka obsahu mikrovlákná dôkladne čistia pleť do hĺbky. Navyše obsahujú ochranné prírodné aloe vera a provitamín B5, ktoré upokojujú pokožku. Ideálne na každodenné odličenie a čistenie všetkých typov pleti.



## Bel nature odličovacie tampóny

Vyrobené zo 100 % bio bavlny, pri ich výrobe neboli použité žiadne chemikálie. Vďaka tomu sú vhodné i na veľmi citlivú pokožku.



## HARTMANN odličovacie tampóny

Vyrobené zo 100 % bavlny. Tampón s jednostrannou razbou a obšitím. V ponuke v troch farebných variantoch.



## Vatové tyčinky Bel family a Bel premium

Na každodennú hygienu a ošetrovanie. Jemná štruktúra vaty s mikrovláknom umožňuje šetrnú starostlivosť, dlhé vlákna bavlny zaisťujú pevné namotanie dostatočného množstva vaty na tyčinku. Plastové tyčinky sú pružné a odolávajú tlaku, takže sa nelámu a zaručujú bezpečné používanie.

**NOVINKA**



## Obväzová vata skladaná

Patrí už k tradičným výrobkom HARTMANN. Jemná obväzová vata v ponuke v troch variantoch balenia: 50 g, 100 g, 200 g.

	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Bel cosmetic odličovacie tampóny</b>	okružle	918 514		bal. à 70 ks	60 bal.
	okružle	918 515		bal. à 35 ks	21 bal.
<b>Bel premium odličovacie tampóny</b>	okružle	918 593		bal. à 75 ks	14 bal.
	oválne	918 594		bal. à 45 ks	12 bal.
<b>Bel nature odličovacie tampóny</b>	okružle	918 481		bal. à 70 ks	20 bal.
<b>Tampóny odličovacie HARTMANN</b>	okružle	703 349		bal. à 80 ks	36 bal.
<b>Bel family vatové tyčinky</b>	v škatulke	187 672		bal. à 200 ks	72 bal.
	vo vrecúšku	187 616		bal. à 160 ks	72 bal.
<b>Bel premium vatové tyčinky</b>	vo vrecúšku	187 402		bal. à 200 ks	24 bal.
	<b>NOVINKA</b> v škatulke	187 324		bal. à 300 ks	24 bal.
<b>Vata obväzová skladaná (55 % bavlna, 45 % viskózy)</b>	50 g	110 232		1 ks	96 bal.
	100 g	110 233		1 ks	48 bal.
	200 g	110 235		1 ks	30 bal.
<b>Vata obväzová vinutá v kotúčoch (nesterilná)</b>					
100 % bavlna	500 g	110 705	A21853	1 ks	18 ks
100 % bavlna	1 000 g	110 710	A21854	1 ks	8 ks
zmes	1 000 g	110 720		1 ks	8 ks









Ostatné



Ostatné



# Safix® plus

## Sadrový rýchloobväz

○ Ostatné

### Charakteristika

- Sadrový rýchloobväz s krémovitou konzistenciou a pórovitou štruktúrou.
- Čas namáčania 4 – 5 sekúnd, teplota vody 20 °C.
- Modelácia 2 – 3 minúty.
- Čas tuhnutia približne 5 minút, opatrná záťaž už po 30 minútach.
- Vďaka pórovitej štruktúre sa obväz rýchlo a rovnomerne premočí.
- Teplejšia voda skraca čas modelovania, pri teplote vyššej ako 22 °C môže dôjsť k popáleniu pokožky.
- Nános sady zabezpečuje pevnosť a odolnosť proti zlomeniu – nízka spotreba.
- Kvalitný nosný materiál – nedochádza k strate sady.

### Použitie

- Na strednú až extrémne silnú stabilizáciu.
- Ako cirkulárna sadra, vhodná na primárnu i dodatočnú stabilizáciu.

### Zloženie

Kvalitná gáza a prírodný sadrovec.

### Typy produktu

#### Safix plus

Safix plus Longety – Slúžia ako dlahy zabezpečujúce väčšiu pevnosť pripevnením zvrchu na sadrový rýchloobväz.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Safix plus</b> sadrové obväzy (zatavené v balení po dvoch)	6 cm × 2 m	332 730	bal. à 2 ks	28 bal.
	8 cm × 3 m	332 740	bal. à 2 ks	15 bal.
	10 cm × 3 m	332 741	bal. à 2 ks	12 bal.
	12 cm × 3 m	332 742	bal. à 2 ks	10 bal.
	14 cm × 3 m	332 743	bal. à 2 ks	10 bal.
	15 cm × 3 m	332 744	bal. à 2 ks	8 bal.
<b>Safix plus Longety</b> štyri vrstvy, dĺžka 20 m	20 cm × 3 m	332 745	bal. à 2 ks	6 bal.
	10 cm × 20 m	332 790	bal. à 1 ks	1 ks
	12 cm × 20 m	332 791	bal. à 1 ks	1 ks
	15 cm × 20 m	332 792	bal. à 1 ks	1 ks
	20 cm × 20 m	332 793	bal. à 1 ks	1 ks

# Vyšetrovacie rukavice

## Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Textúrované prsty. Certifikované podľa dvoch noriem EN 455 i EN 374. Certifikované na kontakt s potravinami. Osobné ochranné prostriedky PPE kat. III.

### Peha-soft® nitrile guard

- Spoločlivá ochrana proti patogénom, chemikáliám i cytostatikám.
- Predĺžená manžeta na najvyššiu ochranu.



### Peha-soft® nitrile

- Spoločlivá ochrana proti patogénom, chemikáliám i cytostatikám.
- Vysoká pružnosť.
- Nesterilná a sterilná verzia.



### Peha-soft® nitrile fino

- Univerzálne použitie s vysokou mierou ochrany.
- Špeciálne spracovanie na vysokú citlivosť.



### Peha-soft® nitrile white

- Univerzálne použitie.
- Špeciálne spracovanie na vysokú citlivosť.
- Biela farba.



nitrilové vyšetrovacie rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-soft nitrile guard</b> predĺžené nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, svetlomodré	XS	942 200	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 201	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 202	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 203	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 204	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile</b> nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, modré	XS	942 189	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 190	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 191	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 192	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 193	bal. à 90 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile sterile</b> sterilné bezlatexové rukavice bez púdry, modré	S	942 211	bal. à 50 párov	4 bal.
	M	942 212	bal. à 50 párov	4 bal.
	L	942 213	bal. à 50 párov	4 bal.
<b>Peha-soft nitrile fino</b> nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, tmavomodré	XS	942 195	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 196	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 197	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 198	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 199	bal. à 150 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile white</b> nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, biele	XS	942 205	bal. à 200 ks	10 bal.
	S	942 206	bal. à 200 ks	10 bal.
	M	942 207	bal. à 200 ks	10 bal.
	L	942 208	bal. à 200 ks	10 bal.
	XL	942 209	bal. à 180 ks	10 bal.
	S	942 216	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 217	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 218	bal. à 100 ks	10 bal.

# Vyšetrovacie rukavice

## Peha-soft® powderfree

- Latexové rukavice bez púdrov, dvakrát chlórované s nízkym obsahom proteínov.
- Kvalitné rukavice na univerzálne použitie, príjemné na nosenie.
- Nedráždia pokožku.
- Mechanická pevnosť materiálu.
- Zdrsené s textúrou na prstoch.
- Svetlozltá farba.



## Peha-soft® syntex powderfree

- Základné syntetické bezlatexové rukavice z pružného vinylu bez púdrov.
- Komfort pri nosení.
- Vysoká pevnosť a pružnosť.
- Hladký povrch.
- Latexová farba.



## Peha-soft® vinyl powderfree

- Bezlatexové vinylové rukavice bez púdrov.
- Priehľadné.
- Odporúčané na základné krátke výkony.



vyšetrovacie a ochranné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-soft powderfree</b> nesterilné latexové	XS	942 159	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 160	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 161	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 162	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 163	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Peha-soft syntex powderfree</b> nesterilné bezlatexové bez púdrov	XS	942 164	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 165	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 166	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 167	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 168	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Peha-soft vinyl powderfree</b> nesterilné bezlatexové	XS	942 169	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 170	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 171	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 172	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 173	bal. à 100 ks	10 bal.

# Ochranné rukavice



## **Peha-tex**

- Podvliekacie rukavice z bavlnenej pleteniny na dlhotrvajúce výkony v ortopédii a traumatológii.
- Dajú sa použiť pod klasické operačné rukavice.
- Iba v nesterilnej forme.

## **Peha-fol**

- Obojstranné jednorazové rukavice z polyetylénu.
- Vhodné na dennú hygienu pacientov alebo na upratovacie práce.



vyšetrovacie a ochranné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Peha-tex</b> nesterilné z bavlnenej pleteniny	6,5	992 130	bal. à 10 párov	10 bal.
	7	992 131	bal. à 10 párov	10 bal.
	7,5	992 132	bal. à 10 párov	10 bal.
	8	992 133	bal. à 10 párov	10 bal.
	8,5	992 134	bal. à 10 párov	10 bal.
	9	992 135	bal. à 10 párov	10 bal.
	9,5	992 136	bal. à 10 párov	10 bal.
	10	992 137	bal. à 10 párov	10 bal.
<b>Peha-fol</b> nesterilné z polyetylénu, vo fóliových vrecúškach				
ženy	číslo 1	999 522	bal. à 100 ks	20 bal.
muži	číslo 2	999 521	bal. à 100 ks	20 bal.

# Jednorazové návleky, jednorazový plášť

○ Ostatné

## Valachauss S

Jednorazové návleky na topánky z bielej netkanej textílie (napr. pre návštevy v nemocnici).

## Foliodress S

Jednorazový nesterilný plášť z modrej netkanej textílie (napr. pre návštevy v nemocnici).



jednorazové návleky, jednorazový plášť	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Valachauss S	biela	604 743	bal. à 250 párov	1 bal.
Foliodress S nesterilný	modrá	604 705	bal. 5 × 10 ks	1 bal.
Foliodress S sterilný	modrá	992 167	bal. à 48 ks	1 bal.





dansac   
*Dedicated to Stoma Care*



# Kolostomické pomôcky

## NovaLife 1

Najmodernejší jednodielny systém, ktorý má znížený horný okraj vrecka zabraňujúci previsaniu. Do vrecka sa zmestí viac stolice. Vyhovuje modernému typu oblečenia. Zlepšený filtračný systém vrecka zabraňuje úniku pachu a eliminuje jeho nafukovanie. Povrch vrecka je potiahnutý vodovzdornou textíliou.

## NovaLife 2

Najmodernejší dvojdielny systém pre pacientov s vyvedenou kolostómiou, ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. Vrecko má upravený, znížený horný okraj, ktorý zabraňuje previsaniu vrecka a lepšie sa prispôsobuje tvaru tela v sede. Vrecko je veľmi diskrétné, napriek tomu sa doň zmestí väčšie množstvo stolice.

## Nova 1


Jednodielny systém pre pacientov s pevnou stolicou. Vrecká sú potiahnuté vodovzdornou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj po sprchovaní. Špeciálna vnútorná úprava vrecka redukuje nepríjemné zvuky.

## Nova 2

Dvojdielny systém pre pacientov, ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. Plávajúci krúžok na podložke pomáha redukovať tlak na brušnú stenu pri spojení podložky a vrecka, a ponúka tak zároveň aj zvýšenú ochranu proti podtečeniu.

## Výhody

- Vodovzdorná textília, ktorá zaručuje, že povrch vrecka bude vždy suchý.
- Zlepšený filtračný systém.
- Flexibilný povrch podložky, ktorý kopíruje tvar tela a zaisťuje vysokú príľnavosť podložky.
- Vnútorný povrch vrecka, ktorý redukuje nepríjemné zvuky.



	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Nova 1 Mini</b>	béžová, 20 – 60 mm	895 727 5	F76891	1	10 bal.
<b>Nova 1 Midi</b>	béžová, 20 – 60 mm	895 727 3	F76889	1	10 bal.
	priehľadná, 20 – 60 mm	895 727 4	F76890	1	10 bal.
	béžová, 20 – 60 mm	895 727 6	F76892	1	10 bal.
<b>Nova 2</b>	béžová, 43 mm	895 717 6	F76901	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 717 7	F76901	1	10 bal.
	béžová, 70 mm	895 717 8	F76901	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Mini</b>	béžová, 10 – 38/50 mm	895 844 6	F85678	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Midi</b>	béžová, 10 – 55/70 mm	895 844 4	F85676	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 55/70 mm	895 844 5	F85677	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Maxi</b>	béžová, 10 – 70/90 mm	895 844 7	F85679	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 70/90 mm	895 844 8	F85680	1	10 bal.
<b>NovaLife 2 Mini</b>	béžová, 43 mm	895 845 8	F85694	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 845 9	F85695	1	10 bal.
<b>NovaLife 2 Midi</b>	béžová, 55 mm	895 845 1	F85689	1	10 bal.

# Ileostomické pomôcky

## NovaLife Open 1 a 2

Novinka na Slovensku! Ide o novú verziu veľmi obľúbených ileostomických vreciek. Povrch vrecka je potiahnutý vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá zostane suchá aj počas sprchovania. NovaLife Open má inovovaný filtračný systém, ktorý eliminuje únik nežiaducich zápachov a zároveň zabraňuje jeho nafukovaniu. Tvar vrecka je špeciálne navrhnutý, aby lepšie kopíroval krivky ľudského tela, prispôbil sa mu a bol nanajvýš diskrétny aj pod moderným typom oblečenia.



## Nova 1 Fold Up

Veľmi obľúbený jednodielny systém pre ileostomických pacientov. Povrch vrecka je potiahnutý špeciálnou netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj pri sprchovaní. Filtračný systém vrecka je chránený tromi vrstvami. Výpustný systém zo suchého zipsu zaisťuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu.

## Výhody

- Jednoduchý uzatvárací systém, obsluhovateľný jednoducho i jednou rukou.
- Zatočenie 3x na zvýšenie bezpečnosti.
- Výpustná časť rozšírená na 70 mm na jednoduchšiu manipuláciu.
- Spojenie pomocou suchého zipsu po celej dĺžke zvyšuje bezpečnosť.
- Chránený suchý zips zostáva suchý aj počas sprchovania.

	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Nova 1 Fold Up</b>	béžová, 15 – 60 mm	895 727 9	F76896	1	10 bal.
	priehľadná, 15 – 60 mm	895 728 0	F76897	1	10 bal.
<b>Nova 2 Fold Up</b>	béžová, 43 mm	895 718 4	F76905	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 718 5	F76905	1	10 bal.
	béžová, 70 mm	895 718 6	F76905	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 718 9	F76906	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Open Mini</b>	béžová, 10 – 38/50 mm	895 847 4	F85683	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 38/50 mm	895 847 5	F85684	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Open Midi</b>	béžová, 10 – 55/70 mm	895 847 2	F85681	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 55/70 mm	895 847 3	F85682	1	10 bal.
<b>NovaLife 1 Open Maxi</b>	béžová, 25 – 55/70 mm	895 847 6	F85685	1	10 bal.
	béžová, 30 – 55/70 mm	895 847 7	F85686	1	10 bal.

	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>NovoLife 2 Open Mini</b>	béžová, 43 mm	895 848 7	F85705	1	10 bal.
	priehľadná, 36 mm	895 848 9	F85707	1	10 bal.
<b>NovoLife 2 Open Midi</b>	béžová, 43 mm	895 847 9	F85697	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 848 0	F85698	1	10 bal.
	béžová, 70 mm	895 848 1	F85699	1	10 bal.
	priehľadná, 43 mm	895 848 3	F85701	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 848 4	F85702	1	10 bal.
	priehľadná, 70 mm	895 848 5	F85703	1	10 bal.
<b>NovoLife 2 Open Maxi</b>	béžová, 43 mm	895 849 2	F85710	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 849 3	F85711	1	10 bal.
	béžová, 70 mm	895 849 4	F85712	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 849 6	F85714	1	10 bal.
	priehľadná, 70 mm	895 849 7	F85715	1	10 bal.

# Urostomické pomôcky

dansac 

## Nova 1 X3 urostomický

Vynikajúci jednodielny systém pre urostomikov. Podložka obsahuje 3 mm lepiacej plochy navyše v okolí stómie, a zabraňuje tak oveľa efektívnejšie podtečeniu.

## Nova 2 urostomický

Dvojdielny urostomický systém. Rovnako ako Nova 1 X3 je povrch vrecka tvorený špeciálnou vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj počas sprchovania alebo počas teplého dňa.

## Výhody

- Nevratný komorový systém, ktorý slúži ako prevencia spätného toku moču.
- Minimalizácia rizika močových infekcií.
- Možnosť napojenia na nočné odvodné vrecko.
- Jednoduché vypúšťanie vrecka.
- Špeciálna povrchová úprava vrecka, ktorá redukuje nepríjemné zvuky a zlepšovanie stien vrecka.



	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Nova 1 X3</b>	béžová	895 728 1	F76898	1	10 bal.
	priehľadná	895 728 2	F76899	1	10 bal.
<b>Nova 2</b>	béžová, 43 mm	895 719 1	F76907	1	10 bal.
	béžová, 55 mm	895 719 2	F76907	1	10 bal.
	priehľadná, 43 mm	895 719 3	F76908	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 719 4	F76908	1	10 bal.



# Prehľad podložiek



	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
<b>Nova 2</b>	krúžok 36 mm, otvor 20 – 28 mm	895 717 1	F76909	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm	895 717 2	F76910	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 717 3	F76911	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm	895 717 4	F76912	1	20 bal.
<b>Nova 2 X3</b>	krúžok 43 mm, otvor 15 – 42 mm	895 844 0	F85672	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 844 1	F85673	1	20 bal.
<b>Nova 2 Convex</b>	krúžok 43 mm, otvor 15 – 42 mm	895 844 2	F85674	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 844 3	F85675	1	20 bal.
<b>NovaLife 2</b>	krúžok 36 mm, otvor 10 – 28 mm	895 846 0	F85716	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm	895 846 1	F85717	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 846 2	F85718	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm	895 846 3	F85719	1	20 bal.
	priehľadný, 43 mm	895 719 3	F76908	1	10 bal.
	priehľadný, 55 mm	895 719 4	F76908	1	10 bal.

# Príslušenstvo

dansac 

## Dansac telová voda

Čistiaca voda na umytie a očistenie peristomálnej pokožky. Stabilizuje a udržuje vlhkosť pokožky.

## Dansac ochranný krém

Krém je nemastný, bezfarebný, neparfumovaný, rýchlo sa vstrebáva. Funguje ako prevencia vysušovania pokožky a neovplyvňuje priľnavosť podložky.

## Pohlčovač zápachu Nodor S

Potlačenie zápachu pri vyprázdňovaní či výmene vrečka. Predlžuje životnosť filtra.

## Dansac pasta

Slúži na vyrovnanie nerovnosti a utesnenie v okolí stómie.

## Dansac odstraňovač náplastí v spreji

Aplikuje sa na lepiacu plochu a používa sa na ľahšie odstránenie lepiacej plochy z pokožky.



	velkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Dansac telová voda	50 ml	895 726 6	F41469	1	30 ks
	200 ml	895 726 5	F41468	1	5 ks
Dansac telová voda v rúškach	50 ks	895 726 7	F41470	1	50 ks
Dansac ochranný krém	50 ml	895 716 9	F41474	1	12 ks
Dansac Nodor S, tekutý pohlčovač zápachu	250 ml	895 716 7	F41480	1	45 ks
Dansac pasta	50 g	895 727 2	F41471	1	54 ks
Dansac odstraňovač náplastí v spreji	50 ml	895 069 7	F41481	1	12 ks



<b>A</b>		
Atrauman .....	19	
Atrauman Ag .....	9	
Atrauman Silicone .....	21	
<b>B</b>		
Bacillol 30 Foam .....	103	
Bacillol 30 Tissues .....	103	
Bacillol AF .....	103	
Bacillol Tissues .....	103	
Baktolan balm .....	100	
Baktolan lotion .....	100	
Baktolan protect+ pure .....	100	
Baktolin pure .....	100	
Bel baby podložky na prebalovanie .....	166	
Bel baby prsné vložky .....	166	
Bel baby vatové tyčinky .....	166	
Bel baby vlhké utierky .....	166	
Bel cosmetic odličovacie tampóny .....	170	
Bel family vatové tyčinky .....	170	
Bel nature odličovacie tampóny .....	170	
Bel peelingové tampóny .....	169	
Bel premium odličovacie tampóny .....	170	
Bel premium vatové tyčinky .....	170	
Bel vlhké kozmetické obrúsky .....	169	
Bel vlhké odličovacie tampóny .....	169	
BODE – Dávkovacia nádoba .....	109	
BODE – Dávkovacia pumpa na kanistry .....	109	
BODE – Derma LiteCheck box .....	110	
BODE – Dermalux Checkbox .....	110	
Bodedex forte .....	102	
BODE – Dezinfekčná vaňa .....	109	
BODE – Dosing Device 600 .....	109	
BODE – Držiak vreckových fliaš BODE 100 ml .....	110	
BODE Eurospender 1 plus .....	107	
BODE Eurospender 1 plus Touchless .....	107	
BODE Eurospender 3 .....	107	
BODE Eurospender 3 flex .....	107	
BODE Eurospender 2000 .....	107	
BODE Eurospender 3000 .....	107	
BODE Eurospender Touchless .....	107	
BODE Eurospender Vario .....	107	
BODE – GlowCheck .....	110	
BODE – Hodinky pre zdravotné sestry .....	110	
BODE – Kamera na Dermalux Checkbox .....	110	
BODE – Lievik na kanistry .....	109	
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu 1 plus .....	108	
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu 3000 .....	108	
BODE – Náhradná pumpička k BODE Eurospenderu Touchless .....	108	
BODE – Odkvapkávač k BODE Eurospenderu 1 plus .....	108	
BODE – Odmerka .....	109	
BODE – Otvárač na kanistry .....	109	
BODE – Pumpička na fľaše .....	108	
BODE – Univerzálny pištoľový rozprašovač .....	109	
BODE – Veko na dezinfekčnú vaňu .....	109	
BODE – Visír 10 ml .....	110	
BODE X-Wipes .....	104	
<b>C</b>		
Celluron .....	34	
Cosmopor E .....	61	
Cosmopor IV .....	62	
Cosmos Active Hrejivý krém .....	135	
Cosmos Active Chladivý gél .....	135	
Cosmos Active Chladivý vankúšik s okamžitým účinkom .....	134	
Cosmos Active Kineziologická tejpovacia páska .....	133	
Cosmos Active Ladový sprej .....	136	
Cosmos Active Opakovane použiteľný gélový vankúšik .....	134	
Cosmos Active Športový tejp .....	136	
Cosmos Cievková jemná .....	143	
Cosmos Cievková pevná .....	143	
Cosmos Detská .....	142	
Cosmos Detská náplasť s krtkom .....	142	
Cosmos Do vody .....	143	
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom Jemná .....	137	
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom Klasická .....	137	
Cosmos Chladivý/hrejivý gélový vankúšik .....	138	
Cosmos Jemná .....	141	
Cosmos Klasická textilná .....	144	
Cosmos Klasická vodoodolná .....	144	
Cosmos Klasická z netkanej textílie .....	144	
Cosmos Na drobné poranenia .....	139	
Cosmos Na kurie oká .....	140	
Cosmos Na odreniny .....	139	

Cosmos Na opary.....	139	Foliodress Cap Comfort Bandana .....	77
Cosmos Na pluzgiere mix .....	140	Foliodress Cap Comfort Form .....	76
Cosmos Na pluzgiere na päte .....	140	Foliodress Cap Comfort Form Plus .....	76
Cosmos Na pluzgiere na prstoch .....	140	Foliodress Cap Comfort Rondo .....	76
Cosmos Na pluzgiere XL .....	140	Foliodress Cap Comfort Rondo Plus .....	76
Cosmos Na popáleniny .....	139	Foliodress Cap Comfort Universal .....	76
Cosmos Na šport .....	141	Foliodress gown Comfort Extra Reinforced .....	73
Cosmos Pevná.....	141	Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic .....	73
Cosmos Pružná .....	141	Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced .....	73
Cosmos Relaxačná a hrejivá náplast.....	137	Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard .....	73
Cosmos Rodinné balenie .....	142	Foliodress gown Comfort Reinforced.....	73
Cosmos Vodoodolná .....	143	Foliodress gown Comfort Standard .....	73
Coverflex .....	43	Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced .....	73
Cutasept F .....	101	Foliodress gown Protect Basic .....	74
Cutasept G.....	101	Foliodress gown Protect Reinforced.....	74
<b>D</b>		Foliodress gown Protect Standard .....	74
Dansac Nodor S .....	189	Foliodress Mask Comfort Anti Fogging .....	78
Dansac odstraňovač náplastí v spreji.....	189	Foliodress Mask Comfort Anti Splash.....	78
Dansac ochranný krém.....	189	Foliodress Mask Comfort Anti Splash Vizor .....	78
Dansac pasta .....	189	Foliodress Mask Comfort Loop .....	78
Dansac telová voda .....	189	Foliodress Mask Comfort Perfect .....	78
Dansac telová voda v rúškach.....	189	Foliodress Mask Comfort Senso.....	78
DermaPlast classic .....	145	Foliodress Mask Comfort Special .....	78
DermaPlast sensitive.....	146	Foliodress Mask Protect Perfect .....	79
DermaPlast sensitive injection.....	146	Foliodress Mask Protect Senso.....	79
DermaPlast sensitive spots.....	146	Foliodress Ochranné okuliare.....	80
DermaPlast textile elastic.....	145	Foliodress S .....	179
Dismofix G .....	106	Foliodress Suit .....	75
Dismozon plus .....	105	<b>G</b>	
<b>E</b>		Gáza hydrofilná skladaná .....	31
Eycopad.....	28	Gáza obväzová .....	31
<b>F</b>		Grassolind neutral .....	20
Fil-Zellin .....	33	<b>H</b>	
Fil-Zellin box.....	33	HydroClean advance .....	10
Fixies – Junior.....	165	Hydrocoll .....	14
Fixies – Maxi .....	165	Hydrocoll sacral.....	14
Foliodrape.....	71	Hydrocoll thin .....	14
Foliodrape Protect.....	72	Hydrofilm.....	63
Foliodress Cap Comfort Apart .....	77	Hydrofilm Plus.....	64
Foliodress Cap Comfort Astro.....	77	Hydrosorb .....	12
Foliodress Cap Comfort Astro Plus.....	77	Hydrosorb comfort.....	12

Hydrosorb Gel.....	13	MediSet na malé chirurgické výkony.....	91
HydroTac .....	16	MediSet na močovú katetrizáciu Permanent .....	88
HydroTac comfort .....	16	MediSet na odstránenie stehov .....	91
HydroTac concave .....	16	MediSet na prípravu hrudnej punkcie .....	93
HydroTac sacral .....	16	MediSet na prípravu lumbálnej punkcie .....	93
Hydrotul .....	15	MediSet na suchý preväz rany .....	91
<b>I</b>		MediSet na zašívanie rán .....	91
Idealast-haft Color latex free .....	49	MediSet pre ARO (epidurálne) .....	90
Idealast-haft latex free .....	48	MediSet – Sterilné doplnky .....	94
Idealflex .....	47	Mikrobac forte .....	105
Idealflex Universal .....	47	Mikrobac Tissues .....	105
Ideal Neo .....	46	MoliCare Fixpants .....	117
Idealtex .....	51	MoliCare Maxi – nepriedušné .....	120
<b>K</b>		MoliCare Mobile 5 kvapiek .....	118
Kohrsolin FF .....	105	MoliCare Mobile 6 kvapiek .....	118
Korsolex basic .....	102	MoliCare Mobile 9 kvapiek .....	118
Korsolex med AF .....	102	MoliCare Premium extra plus .....	120
Korsolex plus .....	102	MoliCare Premium Fixpants .....	117
<b>L</b>		MoliCare Premium Form .....	116
Lastogrip .....	44	MoliCare Premium maxi .....	120
Lastogrip C .....	44	MoliCare Premium maxi plus .....	120
Lyžičky ústne drevené .....	129	MoliCare Premium super plus .....	120
<b>M</b>		MoliCare Skin Čistiaca pena .....	123
Manusept basic .....	99	MoliCare Skin Hygienické vreckovky .....	123
Medicomp .....	26	MoliCare Skin Krém na ruky .....	124
Medicomp Drain .....	26	MoliCare Skin Masážny gél .....	124
MediSet dentálny .....	94	MoliCare Skin Navlhčené umývacie špongie .....	123
MediSet – Dialýza Set I .....	92	MoliCare Skin Ochranná pena na pokožku .....	125
MediSet – Dialýza Set III .....	92	MoliCare Skin Ochranný krém so zinkom .....	125
MediSet – Dialýza Set V .....	92	MoliCare Skin Ochranný olej v spreji .....	125
MediSet – Dialýza Set VI .....	92	MoliCare Skin Ošetrojúca príprava do kúpeľa .....	123
MediSet – Dialýza Set VIII .....	92	MoliCare Skin Ošetrojúci olej .....	124
MediSet – Dialýza Set X CPT .....	92	MoliCare Skin Šampón .....	123
MediSet na anestéziu I .....	90	MoliCare Skin Telové mlieko .....	124
MediSet na anestéziu II .....	90	MoliCare Skin Umývacia emulzia .....	123
MediSet na anestéziu III .....	90	MoliCare Skin Vlhké ošetrojúce utierky .....	123
MediSet na aplikáciu infúzie .....	89	MoliMed Comfort .....	115
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu .....	89	MoliMed Premium .....	115
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic .....	89	MoliMed pre mužov .....	115
MediSet na dialýzu .....	92	MoliNea E .....	121
MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu .....	88	MoliNea L .....	121

MoliNea plus.....	121	Peha-profile LATEX.....	82
MoliNea super .....	121	Peha-shield .....	85
Mullro.....	30	Peha-soft nitrile.....	176
Mullro extra .....	30	Peha-soft nitrile fino.....	176
<b>N</b>		Peha-soft nitrile guard.....	176
Nova 1.....	183	Peha-soft nitrile sterile.....	176
Nova 1 Fold Up.....	185	Peha-soft nitrile white.....	176
Nova 1 X3 urostomický.....	187	Peha-soft powderfree.....	177
Nova 2.....	183	Peha-soft syntex powderfree.....	177
Nova 2 urostomický.....	187	Peha-soft vinyl powderfree.....	177
NovaLife 1 .....	183	Peha-taft Classic p.....	81
NovaLife 1 Open.....	185	Peha-taft Classic pf.....	81
NovaLife 2 .....	183	Peha-taft LATEX.....	82
NovaLife 2 Open.....	185	Peha-tex .....	178
<b>O</b>		Peha-underglove LATEX .....	83
Obváz hotový.....	32	Peha-underglove LATEXFREE .....	83
Obvázové svorky .....	38	Pehazell .....	65
Obváz pohotovostný na popáleniny .....	32	PermaFoam.....	17
Omnifilm.....	56	PermaFoam comfort .....	17
Omnifix E.....	58	Praktický balíček do pôrodnice .....	122
Omnifix Elastic .....	58	Pruban.....	42
Omniplast.....	54	Pur-Zellin.....	36
Omnipor.....	55	Pütterbinde.....	50
Omnisilk.....	57	Pütter-Verband.....	50
Omnistrip.....	59	<b>R</b>	
Omnitape .....	60	Ria Classic .....	167
Ovinadlo hydrofilné.....	38	Ria Intim .....	168
Ovinadlo hydrofilné elastické.....	39	Ria Slip Classic.....	168
Ovinadlo hydrofilné škrobené.....	38	Ria Slip Premium .....	168
<b>P</b>		Ria tampóny .....	168
Pagasling .....	29	Ria tampóny Sport .....	168
Pagavit.....	129	Ria Ultra Silk.....	167
Peha-basic LATEX.....	83	Rolta-soft .....	53
Peha-crepp .....	37	<b>S</b>	
Peha-fol .....	178	Safix plus .....	175
Peha-fresh.....	129	Safix plus Longety .....	175
Peha-haft.....	40	Samu – vložky pôrodnice.....	122
Peha-haft Color.....	40	Soft-Zellin .....	35
Peha-isoprene.....	84	Sorbalgon .....	11
Peha-micron .....	84	Sorbalgon T.....	11
Peha-neon .....	84	Stellisept med .....	101

Sterillium.....	99	Veroval DOMÁCI TEST – Nedostatok železa .....	157
Sterillium dezinfekčné obrúsky .....	99	Veroval DOMÁCI TEST – Neznášanlivosť lepku .....	158
Sterillium Gel pure.....	99	Veroval DOMÁCI TEST – Prevencia črevných ochorení.....	159
Sterillium med.....	99	Veroval DOMÁCI TEST – Prevencia žalúdočných ochorení .....	159
Sterilux ES.....	25	Veroval DOMÁCI TEST – Štitna žľaza.....	158
Stūlpa .....	41	Veroval DOMÁCI TEST – Zápal močových ciest .....	157
Syspur-derm.....	18	Veroval duo control.....	148
<b>S</b>		Veroval – infračervený dotykový teplomer .....	152
Šatka trojrohá .....	32	Veroval inteligentná osobná váha .....	151
<b>T</b>		Veroval inteligentný fitness náramok .....	151
Tampóny odličovacie HARTMANN.....	170	Veroval ramenný tlakomer.....	149
Telacomp.....	87	Veroval sada ochranných krytov .....	152
Telaprep.....	87	Veroval tlakomer s EKG .....	147
Telasling.....	87	Veroval zápäsný tlakomer.....	149
Telasorb .....	87	VivanoMed .....	23
Telatrast .....	86	VivanoTec Port .....	22
Thermoval baby .....	153	VivanoTec Pro .....	22
Thermoval basic .....	155	VivanoTec Y spojka .....	22
Thermoval kids.....	154	VivanoTec zberná nádoba .....	22
Thermoval kids flex .....	154	Vložky pôrodnice.....	122
Thermoval rapid.....	155	<b>Z</b>	
Thermoval standard .....	155	Zetuvit .....	27
Tyčinky vatové.....	129	Zetuvit E .....	27
<b>V</b>		Zetuvit Plus .....	24
ValaClean.....	126		
ValaClean box.....	126		
ValaComfort .....	128		
ValaFit.....	127		
Valachauss S .....	179		
ValaProtect .....	127		
Varolast .....	52		
Vata obväzová .....	66		
Vata obväzová skladaná .....	170		
Vata obväzová vinutá v kotúčoch .....	170		
Verba .....	45		
Veroval compact.....	150		
Veroval DOMÁCI CRP TEST – Pomôžu Vám pri liečení antibiotiká? .....	156		
Veroval DOMÁCI TEST – Drogy.....	161		
Veroval DOMÁCI TEST – Chlamýdie.....	160		
Veroval DOMÁCI TEST – Cholesterol.....	159		
Veroval DOMÁCI TEST – Mužská plodnosť.....	160		



# Katalóg výrobkov

Vydal:

HARTMANN – RICO spol. s r. o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

[www.hartmann.sk](http://www.hartmann.sk)

13. vydanie, september 2018

© HARTMANN – RICO spol. s r. o.



# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.











O krok ďalej  
pre zdravie