

**HARTMANN**



# Pro bezpečnou a účinnou léčbu, péči a prevenci

Katalog výrobků



# O nás

Společnost HARTMANN – RICO a.s. vznikla v roce 1991 spojením úspěšného výrobce vaty, obvazového materiálu a hygienických potřeb Rico (firma založena jako Richter&Compagnon r. 1891 v Chomutově) a předního světového výrobce zdravotnických a hygienických výrobků, firmy PAUL HARTMANN (založena r. 1818 v Heidenheimu). Tímto krokem se společnost zároveň stala součástí silné mezinárodní skupiny HARTMANN.

Na území České republiky provozujeme čtyři výrobní závody. Výrobní program jednorázových operačních roušek a setů je soustředěn do dvou závodů ve Veverské Bítýšce. Na sterilní zákrovové sety, jednorázové kovové operační nástroje, balení operačních rukavic, sádrová obinadla a gázové produkty se specializuje závod ve Chvalkovicích. Komponenty pro finální kompletaci jednorázových operačních setů vyrábí závod v Havlíčkově Brodě.

Díky naší profesionalitě, partnerskému přístupu a nadšení pro práci, kterou děláme, zaujímáme v České republice dlouhodobě pozici předního výrobce a distributora zdravotnických prostředků a zároveň významného exportéra.

# Posouváme hranice péče o zdraví. Úspěšně. Již více než 200 let.

Ludwig von Hartmann



**1818**

Společnost založena jako přádelna.



Victor von Bruns



Joseph Lister

**70. léta 19. stol.**

Vědecké průlomy nastartovaly výrobu antiseptického krytí a chirurgických roušek.



**1938**

Poprvé logo v podobě modrého oválu.



První masné tyly pro bezbolestnou výměnu obvazů.

**70. léta 20. stol.**

Zaměřujeme se na problematiku inkontinence.

Jednorázové chirurgické roušky dále snižují rizika na operačních sálech.



**1991**

Vznik HARTMANN-RICO a.s.



**1843**

Společnost přebírá Paul Hartmann.



**1919**

Začíná výroba náplastí a mastí.



**1965**

Nový stupeň bezpečnosti na operačních sálech díky x-ray detekovatelným vláknům.



**1993–1994**

Uvedení nových absorpčních pomůcek a kosmetiky na namáhanou pokožku jako řešení péče o inkontinentní pacienty.



„I přes poptávku po levném obvazovém materiálu, jehož vlastnosti se zřídka poji s kvalitou a spolehlivostí, mým dlouhodobým zájmem zůstává dodávat jen to nejlepší.“ Paul Hartmann, 1885

**1997**

Představení produktů  
vlhkého krytí ran.



**2009**

Uvedení nových jednorázových  
kovových chirurgických nástrojů.



**2014**

Nový branding značky  
HARTMANN v čele  
s novým sloganem O krok  
dál pro zdraví  
– slogan se mění  
po 75 letech!



**2016**

Představujeme zcela novou  
kategorii produktů, domácí  
diagnostické testy, a umožňujeme  
tak přesunout více péče o zdraví  
do pohodlí a klidu vlastního  
domova.

**2008**

Rozšíření portfolia HARTMANN  
o produkty pro dezinfekci.



Kneipp se stává 100%  
dceřinou společností  
PAUL HARTMANN AG.

**2011**

HARTMANN  
vstupuje na trh  
s novým systémem  
pro podtlakovou terapii.



Představení systému  
vlhkého krytí znamená  
výrazně jednodušší  
a efektivnější  
léčbu ran.



Inovace plenkových inkontinenčních  
kalhotek v podobě elastických bočních  
pásů významně usnadňuje práci  
pečovatelům.

**2017**

Skupina HARTMANN dokončila akvizici společnosti Lindor, přední značky pro inkontinenční prostředky ve Španělsku a Portugalsku.

**2018**

Uvedení nové řady produktů pro sportovce pro namáhané svaly a klouby.



**2019**

Uvedení dalších novinek v produktovém portfoliu. Jednorázové oblečení na operační sály.

**HARTMANN**



**2023**

HARTMANN jako expert na hojení ran uvádí novou řadu produktů na ošetřování všech typů ran od drobných poranění až po velké chronické rány.


A jdeme dál...

Rozšiřujeme řady diagnostických produktů pro použití v domácím prostředí o přístroje osobní diagnostiky se softwarem pro jednoduché ukládání, analýzu a přenos naměřených hodnot.



Akvizice části společnosti Safran – rozšíření portfolia krytí ran o silikonová krytí.

Anatomicky tvarované inkontinenční kalhotky speciálně vyvinuté pro ženy i pro muže.



**2021**

Uvedení nové řady dezinfekčních gelů na ruce Sterillium® Protect & Care pro domácí využití.



**HARTMANN**



Náš společný cíl:  
**Snížit riziko  
infekce na  
minimum**

Každý den, každou minutu, kdekoliv

[missionprevention.cz](https://missionprevention.cz)



Náš společný cíl:

# Mise: Prevence infekcí

1

Infekce spojené se zdravotní péčí významně komplikují proces léčby a mohou vyústit i v život ohrožující stav pacienta.

2

Infekcí se v nemocnicích nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientů.

3

Díky účinným řešením prevence infekcí v oblastech hojení ran, prevence rizik a dezinfekce výrazně zvyšujeme bezpečnost a efektivitu zdravotní péče jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.

Kompletní přehled výrobků  
společnosti HARTMANN-RICO a.s.



# Ošetřování ran

## Moderní ošetřování ran

Antiseptické krytí – Atrauman Ag .....	23
Neadhezivní kontaktní krytí – Atrauman .....	24
Silikonové krytí – Atrauman Silicone .....	25
Čistící krytí – HydroClean Solution .....	26
Čistící krytí – HydroClean, HydroClean Cavity .....	27
Algináty – Sorbalgon .....	28
Hydrogely – HydroTac Transparent .....	29
Hydrogely – Hydrosorb Gel .....	30
Hydrokoloidy – Hydrocoll .....	31
Polyuretany – HydroTac .....	32
Polyuretany – PermaFoam Classic .....	33
Hydropolymerové krytí se silikonem – Zetuvit Plus Silicone Border .....	34
Hydropolymerové krytí se silikonem – Zetuvit Plus Silicone .....	35
Neadhezivní kontaktní krytí – Grassolind neutral .....	36
Superabsorpční kompresy – RespoSorb Super .....	37
Podtlaková terapie – Vivano .....	38
Podtlaková terapie – VivanoMed .....	39
Podtlaková terapie – VivereX .....	40

## Tradiční ošetřování ran

Kompresy – Sterilux ES .....	41
Kompresy – Medicomp .....	42
Kompresy – Zetuvit .....	43
Kompresy – Eycopad .....	44
Tampony – Pagasling .....	45
Obvazová gáza .....	46
Hotové obvazy .....	47
Tampony – Soft-Zellin .....	48
Tampony – Pur-Zellin .....	49
Fixační obinadla – Peha-fix .....	50
Fixační obinadla – Obinadla hydrofilní .....	51
Fixační obinadla – Obinadlo hydrofilní elastické sterilní .....	52
Fixační obinadla – Peha-haft .....	53
Hadicové obvazy – Stůlpa .....	54
Hadicové obvazy – Pruban .....	55
Hadicové obvazy – Coverflex fast .....	56

Hadicové obvazy – Coverflex grip .....	57
Podpůrné obvazy – Verba .....	58
Krátkotažná obinadla – Idealflex .....	59
Krátkotažná obinadla – Idealast-haft latex free .....	60
Krátkotažná obinadla – Idealast-haft Color latex free .....	61
Dlouhotažná obinadla – Idealtex .....	62
Zinkokliohová obinadla – Varolast .....	63
Polstrování – Rolta .....	64
Imobilizace – Klasické sádrové obvazy – Safix plus .....	65

## Náplasti

Fixační náplasti – Omniplast .....	66
Fixační náplasti – Omnipor .....	67
Fixační náplasti – Omnifilm .....	68
Fixační náplasti – Omnisilk .....	69
Fixační náplasti – Omnifix Elastic .....	70
Fixační náplasti – Omnistrip .....	71
Tejpovací náplasti – Omnitape .....	72
Pooperační náplasti – Cosmopor Steril .....	73
Fixační náplasti – Cosmopor I.V. .....	74
Pooperační náplasti – Hydrofilm, Cosmopor Transparent .....	75
Hřejivá náplast – Cosmos .....	76

## Vata

Vata Pehazell Clean .....	77
---------------------------	----

## Expert na hojení ran

Antiseptické čištění ran – Cosmos wound spray .....	79
Krytí ran – Medicomp .....	80
Fixace krytí a obinadel – Peha-haft Color, Cosmos cívkové náplasti, Omnifix elastic .....	81
Sterilní náplasti – Cosmopor silicone a skin color .....	82
Odřenyiny, puchýře, popáleniny – Cosmos .....	83
Drobná poranění – Cosmos .....	84–85
Dětské náplasti – Cosmos .....	86
Ekologické výrobky – Nature Care .....	87
Ekonomické náplasti na rány – Cosmos .....	88
Náplasti pro lékařskou praxi – DermaPlast .....	89–90

## První pomoc pro svaly a klouby

Tejpovací pásy – Cosmos Active .....	91
--------------------------------------	----

Gelové polštářky – Cosmos Active .....	92
--	----

## Prevence rizik

Preventia Surgical Irrigation .....	97
Jednorázové operační krytí – Foliodrape .....	98
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect Plus .....	99
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect .....	100
CombiSet .....	101
Pulzní laváž .....	102
Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl .....	103
Foliodrape Podložka na přenos pacienta .....	104
Operační pláště – Foliodress gown Comfort .....	105
Operační pláště – Foliodress gown Protect .....	106
Jednorázové operační oblečení – Foliodress Suit Comfort .....	107–108
Jednorázové operační oblečení – Foliodress Suit .....	109
Operační čepice – Foliodress Cap .....	110–111
Operační masky – Foliodress Mask Comfort .....	112
Operační masky – Foliodress Mask Protect .....	113
Operační masky – Foliodress Mask .....	114
Operační rukavice – Základní operační rukavice .....	115
Operační rukavice – Standardní operační rukavice .....	116
Operační rukavice – Speciální operační rukavice .....	117–119
Obvazové materiály pro operační sály – Telatrasť .....	120–121
Jednorázové chirurgické nástroje – Peha-instrument .....	122–123
MediSet .....	12–126
CombiSet .....	127
MediSet .....	128–134
Hygiena pacientů a personálu – Vyšetřovací rukavice .....	135–136
Hygiena pacientů a personálu – Jednorázové nálevky, jednorázový plášť .....	137

## Dezinfekce

Dezinfekce rukou pro domácí využití .....	141
Dezinfekce rukou .....	142
Mytí, ochrana a péče o pokožku .....	143
Dezinfekce kůže a těla .....	144
Dezinfekce nástrojů .....	145
Rychlá dezinfekce ploch a povrchů .....	146–147
Dezinfekce ploch a povrchů .....	148
Čištění ploch a povrchů .....	149
Dávkování .....	150–152

## Inkontinence

Inkontinence – MoliCare Lady .....	157
Inkontinence – MoliCare Absorpční spodní prádlo .....	158
Inkontinence – MoliCare Men .....	159
Inkontinence – MoliCare Pad .....	160
Inkontinence – MoliCare Lady a Men Pants .....	161
Inkontinence – MoliCare Mobile .....	162
Inkontinence – MoliCare Elastic .....	163
Inkontinence – MoliCare Slip .....	164
Inkontinence – MoliCare Form .....	165
Inkontinence – MoliCare Fixpants .....	166
Inkontinence – MoliCare Bed Mat .....	167–168
Péče o pokožku – MoliCare Skin .....	169–171
Hygiena pacientů a personálu – ValaClean .....	172
Hygiena pacientů a personálu – ValaFit .....	173
Hygiena pacientů a personálu – ValaProtect .....	174
Hygiena pacientů a personálu – ValaComfort .....	175
Hygiena pacientů a personálu – Peha-fresh, SicSac .....	176

## Krása a zdraví

Kosmetika a péče o tělo Kneipp .....	181–191
Léčiva a doplňky stravy Kneipp .....	192
Doplňky stravy Kneipp .....	193
Dětská hygiena – Bel baby .....	194
Dámská hygiena – Samu .....	195
Dámská hygiena – Ria .....	196–197
Vata a vatové výrobky Bel .....	198–199

## Ostatní

Domácí diagnostika – Veroval .....	203–209
Domácí diagnostika – Therموال .....	210–211
Domácí diagnostika – Testy Veroval .....	212–213
Stomické pomůcky Dansac – Kolostomické pomůcky .....	216–218
Stomické pomůcky Dansac – Ileostomické pomůcky .....	219–222
Stomické pomůcky Dansac – Urostomické pomůcky .....	223
Stomické pomůcky Dansac – Podložky .....	224–225
Stomické pomůcky Dansac – Doplnkový sortiment .....	226–227

## Abecední rejstřík výrobků

### A

Atrauman.....	24
Atrauman Ag.....	23
Atrauman Silicone.....	25

### B

Bacillol 30 Sensitive Foam.....	146
Bacillol 30 Sensitive Tissues.....	146
Bacillol AF.....	146
Bacillol Tissues.....	146
Bacillol Zero Tissues.....	146
Baktolan balm.....	143
Baktolan balm pure.....	143
Baktolan lotion.....	143
Baktolan lotion pure.....	143
Baktolan protect.....	143
Baktolan protect+ pure.....	143
Baktolin pure.....	143
Bambusová náplast.....	87
Bavlněná gáza.....	87
Bavlněná páska.....	87
Bavlněný obvaz.....	87
Bel baby prsní vložky.....	194
Bel baby vatové tyčinky.....	194
Bel cosmetic odličovací tampony.....	199
Bel cosmetic vatové tyčinky.....	199
Bel nature odličovací tampony.....	199
Bel nature vatové tyčinky.....	199
Bel premium odličovací tampony.....	199
Bel premium vatové tampony s odlakovačem.....	198
Bel premium vatové tyčinky.....	199
Bel premium vlhčené odličovací tampony.....	198
Bel premium vlhké odličovací ubrousky.....	198
Bodedex forte.....	145

BODE X-Wipes.....	147
BODE X-Wipes Safety Pack.....	147
Bomix plus.....	145

### C

CombiSet.....	101
CombiSet P.I.C.C.....	127
Cosmopor I.V.....	74
Cosmopor I.V. transparent.....	74
Cosmopor silicone – Expert na hojení ran.....	82
Cosmopor skin color – Expert na hojení ran.....	82
Cosmopor Steril.....	73
Cosmopor Transparent.....	75
Cosmos Active Kineziologická tejpovací páska.....	91
Cosmos Active Opakovaně použitelný gelový polštářek.....	92
Cosmos Aqua – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Aqua Fun – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos cívková netkaná náplast.....	81
Cosmos cívková textilní náplast.....	81
Cosmos Classic – Expert na hojení ran.....	85
Cosmos Flexible – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ.....	76
Cosmos Kids – Expert na hojení ran.....	84
Cosmos Klasická textilní.....	88
Cosmos Klasická voděodolná.....	88
Cosmos Klasická z netkané textilie.....	88
Cosmos Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy.....	86
Cosmos Na odřeniny.....	83
Cosmos Na popáleniny.....	83
Cosmos Na puchýře mix.....	83
Cosmos Na puchýře na patě.....	83
Cosmos Na puchýře XL.....	83
Cosmos Pevná.....	88
Cosmos PJ Masks.....	86
Cosmos Soft – Expert na hojení ran.....	85
Cosmos Soft Silicone – Expert na hojení ran.....	85

Cosmos Sport – Expert na hojení ran.....	<a href="#">85</a>	Eurospender 3.....	<a href="#">150</a>
Cosmos Universal – Expert na hojení ran.....	<a href="#">84</a>	Eurospender 3 flex.....	<a href="#">150</a>
Cosmos wound spray – Expert na hojení ran.....	<a href="#">79</a>	Eurospender RX5 Touchless.....	<a href="#">150</a>
Coverflex fast.....	<a href="#">56</a>	Eurospender Safety plus.....	<a href="#">150</a>
Coverflex grip.....	<a href="#">57</a>	Eycopad.....	<a href="#">44</a>
<b>Č</b>		<b>F</b>	
Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem.....	<a href="#">169</a>	Foliodrape.....	<a href="#">98</a>
Čisticí ubrousky.....	<a href="#">169</a>	Foliodrape Podložka na přenos pacienta.....	<a href="#">104</a>
<b>D</b>		Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl.....	<a href="#">103</a>
Dansac EasiSpray Odstraňovač adheziv.....	<a href="#">226</a>	Foliodrape Protect.....	<a href="#">100</a>
Dansac GX-tra kroužky.....	<a href="#">226</a>	Foliodrape Protect Plus.....	<a href="#">99</a>
Dansac Irigační odvodný sáček.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Apart.....	<a href="#">111</a>
Dansac Irigační souprava.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Astro.....	<a href="#">111</a>
Dansac Krém.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Astro Plus.....	<a href="#">111</a>
Dansac Pásek zajišťovací.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Bandana.....	<a href="#">111</a>
Dansac Pasta.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Form.....	<a href="#">110</a>
Dansac Pohlčovač zápachu Nodor S.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Form Plus.....	<a href="#">110</a>
Dansac Tělová voda.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Comfort Universal.....	<a href="#">110</a>
Dansac Tělové ubrousky.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Rondo.....	<a href="#">110</a>
Dansac TRE™ kroužky.....	<a href="#">226</a>	Foliodress Cap Rondo Plus.....	<a href="#">110</a>
Dansac X-tra půlkroužky.....	<a href="#">226</a>	Foliodress gown Comfort Extra Reinforced.....	<a href="#">105</a>
DermaPlast classic.....	<a href="#">90</a>	Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic.....	<a href="#">105</a>
DermaPlast soft.....	<a href="#">89</a>	Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced.....	<a href="#">105</a>
DermaPlast soft injection.....	<a href="#">89</a>	Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard.....	<a href="#">105</a>
DermaPlast soft spots.....	<a href="#">89</a>	Foliodress gown Comfort Reinforced.....	<a href="#">105</a>
Desomat 800 s displejem.....	<a href="#">152</a>	Foliodress gown Comfort Standard.....	<a href="#">105</a>
Dezinfekční vana.....	<a href="#">152</a>	Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced.....	<a href="#">105</a>
Dismofix G.....	<a href="#">149</a>	Foliodress gown Protect Basic.....	<a href="#">106</a>
Dismozon plus.....	<a href="#">148</a>	Foliodress gown Protect Reinforced.....	<a href="#">106</a>
Držák na láhve.....	<a href="#">150</a>	Foliodress gown Protect Standard.....	<a href="#">106</a>
<b>E</b>		Foliodress hygienické ponožky.....	<a href="#">108</a>
Eurodržák pro Sterillium.....	<a href="#">150</a>	Foliodress jacket Comfort.....	<a href="#">108</a>
Eurospender 1 plus.....	<a href="#">150</a>	Foliodress Mask Comfort Anti Fogging.....	<a href="#">112</a>
Eurospender 1 plus červený.....	<a href="#">150</a>	Foliodress Mask Comfort Anti Splash.....	<a href="#">112</a>
Eurospender 1 plus Touchless.....	<a href="#">150</a>	Foliodress Mask Comfort Perfect.....	<a href="#">112</a>

Foliodress Mask Comfort Senso .....	<a href="#">112</a>	Idealtex .....	<a href="#">62</a>
Foliodress Mask Loop type II .....	<a href="#">112</a>	<b>J</b>	
Foliodress Mask Protect Perfect .....	<a href="#">113</a>	Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá) .....	<a href="#">152</a>
Foliodress Mask Protect Senso .....	<a href="#">113</a>	Jednorázová pumpička na láhve (krátká) .....	<a href="#">152</a>
Foliodress Medimask Eye Protect .....	<a href="#">114</a>	<b>K</b>	
Foliodress nákrčník.....	<a href="#">108</a>	Kneipp 3 bylinky na odvodnění.....	<a href="#">193</a>
Foliodress S.....	<a href="#">137</a>	Kneipp balzám na rty Aloe vera.....	<a href="#">184</a>
Foliodress Suit.....	<a href="#">109</a>	Kneipp balzám na rty Mandle.....	<a href="#">184</a>
Foliodress Suit Comfort.....	<a href="#">108</a>	Kneipp balzám na rty Meruňka .....	<a href="#">184</a>
<b>G</b>		Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude .....	<a href="#">185</a>
Gáza obvazová.....	<a href="#">46</a>	Kneipp balzám na rty Natural Red .....	<a href="#">185</a>
Grassolind neutral.....	<a href="#">36</a>	Kneipp balzám na rty Natural Rosé .....	<a href="#">185</a>
<b>H</b>		Kneipp balzám na rty Repair & Prevent .....	<a href="#">184</a>
HARTMANN odličovací tampony.....	<a href="#">199</a>	Kneipp balzám na rty Vanilka.....	<a href="#">184</a>
HydroClean.....	<a href="#">27</a>	Kneipp Čistá mořská sůl do koupele .....	<a href="#">181</a>
HydroClean Cavity.....	<a href="#">27</a>	Kneipp Hřejivý balzám s arnikou.....	<a href="#">188</a>
HydroClean Solution .....	<a href="#">26</a>	Kneipp Chladivý gel s arnikou .....	<a href="#">188</a>
Hydrocoll.....	<a href="#">31</a>	Kneipp Kozlík .....	<a href="#">192</a>
Hydrocoll concave .....	<a href="#">31</a>	Kneipp Kozlík plus.....	<a href="#">192</a>
Hydrocoll sacral .....	<a href="#">31</a>	Kneipp Máslo pro péči o chodidla.....	<a href="#">189</a>
Hydrocoll thin .....	<a href="#">31</a>	Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel .....	<a href="#">189</a>
Hydrofilm .....	<a href="#">75</a>	Kneipp olej do koupele Deep Relaxation .....	<a href="#">181</a>
Hydrosorb Gel .....	<a href="#">30</a>	Kneipp olej do koupele Goodbye Stress .....	<a href="#">186</a>
HydroTac .....	<a href="#">32</a>	Kneipp olej do koupele Good Night .....	<a href="#">187</a>
HydroTac Border Multisite.....	<a href="#">32</a>	Kneipp Paměť a koncentrace .....	<a href="#">192</a>
HydroTac comfort.....	<a href="#">32</a>	Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress.....	<a href="#">186</a>
HydroTac Concave.....	<a href="#">32</a>	Kneipp pěna do koupele Good Night .....	<a href="#">187</a>
HydroTac Sacral.....	<a href="#">32</a>	Kneipp Regenerační krém na popraskané paty.....	<a href="#">189</a>
HydroTac Transparent .....	<a href="#">29</a>	Kneipp sada Goodbye Stress .....	<a href="#">191</a>
HydroTac Transparent Comfort .....	<a href="#">29</a>	Kneipp Sada olejů do koupele .....	<a href="#">190</a>
<b>I</b>		Kneipp Sada pro muže.....	<a href="#">191</a>
Idealast-haft Color latex free.....	<a href="#">61</a>	Kneipp sada Šťastné sprchování .....	<a href="#">191</a>
Idealast-haft latex free.....	<a href="#">60</a>	Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress.....	<a href="#">186</a>
Idealflex .....	<a href="#">59</a>	Kneipp sprchový gel As soft as velvet .....	<a href="#">183</a>
Idealflex Universal.....	<a href="#">59</a>	Kneipp sprchový gel Goodbye Stress .....	<a href="#">183, 186</a>

Kneipp sprchový gel Good Night.....	<a href="#">183</a> , <a href="#">187</a>	MediSet pro močovou katetrizaci.....	<a href="#">124</a>
Kneipp sprchový gel Levandulové snění.....	<a href="#">183</a>	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent.....	<a href="#">124</a>
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost.....	<a href="#">182</a>	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent II.....	<a href="#">124</a>
Kneipp sprchový gel Radost ze života.....	<a href="#">183</a>	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent III.....	<a href="#">124</a>
Kneipp sprchový gel Ranní budíček.....	<a href="#">182</a>	MediSet pro odstranění stehů.....	<a href="#">132</a>
Kneipp sprchový gel You are wonderful!.....	<a href="#">183</a>	MediSet pro ošetření cévních vstupů.....	<a href="#">129</a>
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek.....	<a href="#">181</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B.....	<a href="#">128</a>
Kneipp sůl do koupele Eukalyptus.....	<a href="#">181</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci – Basic.....	<a href="#">128</a>
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress.....	<a href="#">181</a> , <a href="#">186</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G	
Kneipp sůl do koupele Good Night.....	<a href="#">187</a>	Advanced set M3B.....	<a href="#">128</a>
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění.....	<a href="#">181</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a	
Kneipp sůl do koupele Miluji tě.....	<a href="#">181</a>	předplněnou stříkačkou Advanced set M4B.....	<a href="#">129</a>
Kneipp Sůl do koupele na chodidla.....	<a href="#">189</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G	
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby.....	<a href="#">181</a>	Advanced set M5B.....	<a href="#">129</a>
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění.....	<a href="#">193</a>	MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G	
Kneipp Třezalka.....	<a href="#">192</a>	Advanced set M2B.....	<a href="#">128</a>
Korsolex basic.....	<a href="#">145</a>	MediSet pro regionální anestezii.....	<a href="#">130</a>
<b>M</b>		MediSet pro suchý převaz rány.....	<a href="#">132</a>
Manusept basic.....	<a href="#">142</a>	MediSet pro šití ran.....	<a href="#">132</a>
Medicomp.....	<a href="#">42</a>	Mikrobac forte.....	<a href="#">148</a>
Medicomp Drain.....	<a href="#">42</a>	Mikrobac plus.....	<a href="#">148</a>
Medicomp – Expert na hojení ran.....	<a href="#">80</a>	Mikrobac Tissues.....	<a href="#">146</a>
MediSet – Dialýza set.....	<a href="#">133</a>	Mikrobac Virucidal Tissues.....	<a href="#">146</a>
MediSet – Dialýza set II.....	<a href="#">133</a>	Miniset Pulzní laváž.....	<a href="#">102</a>
MediSet – Dialýza Set III.....	<a href="#">133</a>	Miska 60 ml.....	<a href="#">134</a>
MediSet – Dialýza Set V.....	<a href="#">133</a>	Miska 120 ml.....	<a href="#">134</a>
MediSet – Dialýza Set VIII.....	<a href="#">133</a>	Miska 250 ml.....	<a href="#">134</a>
MediSet – Dialýza set XV.....	<a href="#">133</a>	Miska 500 ml.....	<a href="#">134</a>
MediSet pro anestezii I.....	<a href="#">130</a>	MoliCare Bed Mat 5 kapek.....	<a href="#">167</a>
MediSet pro ARO (epidurální).....	<a href="#">130</a>	MoliCare Bed Mat 7 kapek.....	<a href="#">167</a>
MediSet pro centrální žilní katetrizaci.....	<a href="#">125</a> , <a href="#">126</a>	MoliCare Bed Mat 7 kapek textilní.....	<a href="#">168</a>
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic.....	<a href="#">125</a>	MoliCare Bed Mat 8 kapek.....	<a href="#">167</a>
MediSet pro epidurální anestezii.....	<a href="#">130</a>	MoliCare Bed Mat 9 kapek.....	<a href="#">167</a>
MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci.....	<a href="#">124</a>	MoliCare Elastic 6 kapek.....	<a href="#">163</a>
MediSet pro malé chirurgické výkony.....	<a href="#">132</a>	MoliCare Elastic 8 kapek.....	<a href="#">163</a>

MoliCare Elastic 9 kapek .....	<a href="#">163</a>
MoliCare Elastic 10 kapek .....	<a href="#">163</a>
MoliCare Fixpants .....	<a href="#">166</a>
MoliCare Form .....	<a href="#">165</a>
MoliCare Lady .....	<a href="#">157</a>
MoliCare lady absorpční spodní prádlo .....	<a href="#">158</a>
MoliCare lady absorpční spodní prádlo s vložkami X-Change .....	<a href="#">158</a>
MoliCare Lady Pants 5 kapek .....	<a href="#">161</a>
MoliCare Lady Pants 7 kapek .....	<a href="#">161</a>
MoliCare MEN .....	<a href="#">159</a>
MoliCare MEN absorpční spodní prádlo .....	<a href="#">158</a>
MoliCare MEN absorpční spodní prádlo s vložkami X-Change .....	<a href="#">158</a>
MoliCare Men Pants 5 kapek .....	<a href="#">161</a>
MoliCare Men Pants 7 kapek .....	<a href="#">161</a>
MoliCare Mobile 5 kapek .....	<a href="#">162</a>
MoliCare Mobile 6 kapek .....	<a href="#">162</a>
MoliCare Mobile 8 kapek .....	<a href="#">162</a>
MoliCare Mobile 10 kapek .....	<a href="#">162</a>
MoliCare Pad .....	<a href="#">160</a>
MoliCare Premium Fixpants .....	<a href="#">166</a>
MoliCare Rectangular .....	<a href="#">167</a>
MoliCare Skin Čisticí pěna .....	<a href="#">169</a>
MoliCare Skin Hygienické ubrousky .....	<a href="#">169</a>
MoliCare Skin Krém na ruce .....	<a href="#">170</a>
MoliCare Skin Masážní gel .....	<a href="#">170</a>
MoliCare Skin Mycí emulze .....	<a href="#">169</a>
MoliCare Skin Napuštěné mycí žínky .....	<a href="#">169</a>
MoliCare Skin Ochranný krém se zinkem .....	<a href="#">171</a>
MoliCare Skin Ochranný olej ve spreji .....	<a href="#">171</a>
MoliCare Skin Ošetřující olej .....	<a href="#">170</a>
MoliCare Skin Šampon .....	<a href="#">169</a>
MoliCare Skin Tělové mléko .....	<a href="#">170</a>
MoliCare Slip 6 kapek .....	<a href="#">164</a>
MoliCare Slip 8 kapek .....	<a href="#">164</a>
MoliCare X-Change vložky pro absorpční spodní prádlo .....	<a href="#">158</a>
<b>N</b>	
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless .....	<a href="#">150</a>
Nálevka na kanystry .....	<a href="#">152</a>
Nova 1 .....	<a href="#">220</a>
Nova 1 Closed .....	<a href="#">216</a>
Nova 1 Urostomy X3 .....	<a href="#">223</a>
Nova 2 .....	<a href="#">220</a>
Nova 2 Closed .....	<a href="#">217</a>
Nova 2 podložky .....	<a href="#">224</a>
Nova 2 Urostomy .....	<a href="#">223</a>
NovaLife 1 Closed .....	<a href="#">216</a>
NovaLife 1 Open .....	<a href="#">219</a>
NovaLife 2 Closed .....	<a href="#">217</a>
NovaLife 2 Open .....	<a href="#">220</a>
NovaLife 2 podložky .....	<a href="#">224</a>
NovaLife TRE™ 1 Closed .....	<a href="#">216</a>
NovaLife TRE™ 1 Open .....	<a href="#">219</a>
NovaLife TRE™ 2 .....	<a href="#">224</a>
<b>O</b>	
Obinadlo hydrofilní .....	<a href="#">51</a>
Obinadlo hydrofilní elastické .....	<a href="#">52</a>
Obvaz hotový .....	<a href="#">47</a>
Octolin .....	<a href="#">176</a>
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium a pro Eurospender 3 flex .....	<a href="#">150</a>
Odkapávací miska pro RX5 Touchless .....	<a href="#">150</a>
Odkapávač pro Eurospender 1 plus .....	<a href="#">152</a>
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless .....	<a href="#">152</a>
Odměrka .....	<a href="#">152</a>
Odstraňovač kožních svorek .....	<a href="#">134</a>
Ochranná pěna .....	<a href="#">171</a>
Omnifilm .....	<a href="#">68</a>
Omnifix Elastic .....	<a href="#">70</a>
Omnifix elastic – Expert na hojení ran .....	<a href="#">81</a>
Omniplast .....	<a href="#">66</a>

Omnipor .....	<a href="#">67</a>	Peha-underglove LATEX .....	<a href="#">117</a>
Omnisilk .....	<a href="#">69</a>	Peha-underglove LATEXFREE.....	<a href="#">117</a>
Omnistrip .....	<a href="#">71</a>	Pehazell Clean.....	<a href="#">77</a>
Omnitape .....	<a href="#">72</a>	PermaFoam Classic.....	<a href="#">33</a>
Otvírač kanystrů .....	<a href="#">152</a>	PermaFoam Classic Border .....	<a href="#">33</a>
<b>P</b>		Plastová ústní lžička .....	<a href="#">134</a>
Pagasling .....	<a href="#">45</a>	Preventia Surgical Irrigation .....	<a href="#">97</a>
Peha-basic.....	<a href="#">117</a>	Pruban .....	<a href="#">55</a>
Peha-fix.....	<a href="#">50</a>	Pulzní laváž v setech CombiSet.....	<a href="#">102</a>
Peha-fresh .....	<a href="#">176</a>	Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus .....	<a href="#">152</a>
Peha-haft .....	<a href="#">53</a>	Pur-Zellin.....	<a href="#">49</a>
Peha-haft Color .....	<a href="#">53</a>	Pur-Zellin box.....	<a href="#">49</a>
Peha-haft Color – Expert na hojení ran.....	<a href="#">81</a>	<b>R</b>	
Peha-instrument – Doplnky.....	<a href="#">123</a>	RespoSorb Super .....	<a href="#">37</a>
Peha-instrument – Chirurgické nůžky .....	<a href="#">122</a>	Ria Classic.....	<a href="#">196</a>
Peha-instrument – Jehelce .....	<a href="#">123</a>	Ria Slip .....	<a href="#">197</a>
Peha-instrument – Pinzety.....	<a href="#">123</a>	Ria tampony .....	<a href="#">197</a>
Peha-instrument – Svorky .....	<a href="#">122</a>	Ria tampony Organic .....	<a href="#">197</a>
Peha-isoprene .....	<a href="#">118</a>	Ria tampony Sport .....	<a href="#">197</a>
Peha-micron .....	<a href="#">119</a>	Ria Ultra .....	<a href="#">196</a>
Peha-neon.....	<a href="#">118</a>	Rolta-soft .....	<a href="#">64</a>
Peha – nůž na stehy .....	<a href="#">134</a>	<b>S</b>	
Peha – plastová pinzeta .....	<a href="#">134</a>	Safix plus .....	<a href="#">65</a>
Peha-profile .....	<a href="#">116</a>	Safix plus Longety.....	<a href="#">65</a>
Peha-shield.....	<a href="#">119</a>	Samu Midi.....	<a href="#">195</a>
Peha-soft Latex protect .....	<a href="#">136</a>	Samu Mini.....	<a href="#">195</a>
Peha-soft nitrile.....	<a href="#">135</a>	Samu Sterilní .....	<a href="#">195</a>
Peha-soft Nitrile Blue.....	<a href="#">135</a>	Set pro přípravu hrudní punkce .....	<a href="#">131</a>
Peha-soft nitrile fino .....	<a href="#">135</a>	SicSac .....	<a href="#">176</a>
Peha-soft nitrile guard .....	<a href="#">135</a>	Soft-Zellin .....	<a href="#">48</a>
Peha-soft nitrile sterile.....	<a href="#">135</a>	Sorbalgon Classic .....	<a href="#">28</a>
Peha-soft nitrile white.....	<a href="#">135</a>	Sorbalgon T Classic.....	<a href="#">28</a>
Peha-soft powderfree.....	<a href="#">136</a>	Stellisept med.....	<a href="#">144</a>
Peha-taft.....	<a href="#">116</a>	Stellisept med gloves.....	<a href="#">144</a>
Peha-taft Classic pf .....	<a href="#">115</a>	Sterillium.....	<a href="#">142</a>



Sterillium classic pure .....	<a href="#">142</a>	Veroval compact + connect zápní tlakoměr .....	<a href="#">205</a>
Sterillium Gel pure.....	<a href="#">142</a>	Veroval duo control connect .....	<a href="#">204</a>
Sterillium med .....	<a href="#">142</a>	Veroval – Chlamydie.....	<a href="#">213</a>
Sterillium Protect & Care .....	<a href="#">141</a>	Veroval infračervený dotykový teploměr .....	<a href="#">208</a>
Sterillium pure .....	<a href="#">142</a>	Veroval – Mužská plodnost.....	<a href="#">213</a>
Sterilux ES.....	<a href="#">41</a>	Veroval – Nedostatek železa .....	<a href="#">212</a>
Stůlpa.....	<a href="#">54</a>	Veroval – Nesnášenlivost lepku.....	<a href="#">213</a>
<b>T</b>		Veroval pažní tlakoměr s EKG .....	<a href="#">203</a>
Telacomp.....	<a href="#">121</a>	Veroval – Pomohou vám k léčení antibiotika?.....	<a href="#">212</a>
Telaprep .....	<a href="#">121</a>	Veroval – Prevence žaludečních onemocnění .....	<a href="#">213</a>
Telasling .....	<a href="#">121</a>	Veroval sada ochranných krytů .....	<a href="#">208</a>
Telasorb.....	<a href="#">120</a>	Veroval – Zánět močových cest.....	<a href="#">212</a>
Thermoval kids.....	<a href="#">210</a>	Veroval zápní tlakoměr.....	<a href="#">206</a>
Thermoval kids flex.....	<a href="#">210</a>	VivanoMed.....	<a href="#">39</a>
Thermoval rapid.....	<a href="#">211</a>	VivanoMed bílá pěna .....	<a href="#">39</a>
Thermoval standard.....	<a href="#">211</a>	VivanoMed Gel Strip .....	<a href="#">39</a>
<b>U</b>		VivanoMed set břišní krytí.....	<a href="#">39</a>
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve .....	<a href="#">152</a>	VivanoMed set kruhové krytí.....	<a href="#">39</a>
<b>V</b>		VivanoMed set krytí .....	<a href="#">39</a>
ValaClean.....	<a href="#">172</a>	VivanoMed set tenké krytí.....	<a href="#">39</a>
ValaClean box.....	<a href="#">172</a>	VivanoTec port .....	<a href="#">38</a>
ValaComfort .....	<a href="#">175</a>	VivanoTec Pro .....	<a href="#">38</a>
ValaFit.....	<a href="#">173</a>	VivanoTec sběrná nádoba .....	<a href="#">38</a>
Valachauss S.....	<a href="#">137</a>	VivanoTec Y-Connector .....	<a href="#">38</a>
ValaProtect.....	<a href="#">174</a>	VivereX+ sada .....	<a href="#">40</a>
Varolast.....	<a href="#">63</a>	VivereX sada.....	<a href="#">40</a>
Vata obvazová skládaná.....	<a href="#">199</a>	Vlhčené ubrusky 3v1.....	<a href="#">169</a>
Vatové tyčinky .....	<a href="#">134</a>	<b>Z</b>	
Verba.....	<a href="#">58</a>	Zetuvit.....	<a href="#">43</a>
Veroval baby červený .....	<a href="#">209</a>	Zetuvit Plus Silicone .....	<a href="#">35</a>
Veroval baby modrý .....	<a href="#">209</a>	Zetuvit Plus Silicone Border .....	<a href="#">34</a>
Veroval baby stříbrný .....	<a href="#">209</a>		
Veroval compact .....	<a href="#">207</a>		
Veroval compact + connect pažní tlakoměr.....	<a href="#">205</a>		
Veroval compact + connect pažní tlakoměr s adaptérem .....	<a href="#">205</a>		



Ošetřování ran

Každá rána je potenciální vstupní branou pro infekci. Účinnou prevencí infekce je udržení rány v průběhu procesu hojení ve vlhkém prostředí.

Více z nabídky vlhkého krytí ran na str. 23–37 nebo na [www.lecbarany.cz](http://www.lecbarany.cz).

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce  
na minimum**

**missionprevention.cz**



# Atrauman Ag<sup>®</sup>

## Nepřilnavé bariérové sterilní krytí s obsahem stříbra

### Charakteristika

- Bariérové krytí obsahující stříbro.
- Tenké, lehké krytí, lze jej jednoduše stříhat.
- Zajišťuje těsný kontakt s celou spodinou rány.
- Podporuje klidný proces hojení.
- Preventivně zamezuje maceraci ochranou a péčí o okolní pokožku.
- Umožňuje bezbolestnou výměnu krytí minimální adhezí k ráně.
- Může být kombinován se všemi typy absorpčního krytí.
- Může být kombinován se systémem Vivano<sup>®</sup> pro podtlakovou terapii ran.
- Jednoduchá manipulace.
- Může být kombinován i s tradičním sekundárním krytím ran.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čistící fáze.

### Typy rány

Chronická i akutní, infikovaná, secernující, povleklá, hluboká.

### Výměna obvazu

Doba použití jednoho krytí nesmí překročit sedm dnů.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman Ag	5 x 5 cm	499 571	5001088 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	499 573	5001085 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	499 575	5010855 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Atrauman®

## Krytí s mastí na atraumatické ošetřování ran

### Charakteristika

- Sterilní měkký hydrofobní polyesterový tyl s drobnými oky, se základem masti bez účinných látek (složení masti: směs esterů přírodních rostlinných mastných kyselin s glycerinem a diglycerinem).
- Hladká povrchová struktura se neslepuje se spodinou rány.
- Udržuje okraje ran a elastické plochy a brání vysušení.
- Netraumatizuje ránu.
- Permeabilní pro plyny a sekrety.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná, suchá.
- Rány akutní – odřeniny, tržné rány, zhmožděny, opaření, poleptání, chronické ve fázi epitelizace, poškození po ozáření, překrytí ploch po transplantaci kůže atd.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



sterilní mastný tyl s neutrální mastí zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman	5 × 5 cm	499 510	5001113 Z	bal. à 10 ks
		499 550		bal. à 50 ks
	7,5 × 10 cm	499 513	5001112 Z	bal. à 10 ks
		499 553		bal. à 50 ks
	10 × 20 cm	499 536	5010854 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Atrauman® Silicone

## Silikonové krytí

### Charakteristika

- Kontaktní vrstva na ránu potažená po obou stranách silikonovým gelem.
- Ochrana jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
- Síťová struktura je propustná pro exsudát.

### Použití

- Pro atraumatické ošetření rány, kdy přilne na suché, ale ne na vlhké povrchy a předchází přilepení na ránu.

### Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná.

### Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.



sterilní, zatraveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód / kód ZP	fakturační jednotka
Atrauman Silicone	7,5 × 10 cm	499 561	5001063 Z	bal. à 5 ks
	10 × 20 cm	499 563	0170317 M	bal. à 5 ks
	20 × 30 cm	499 565	0170318 M	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny. M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

# HydroClean® Solution

Čistící, obkladový, zvlhčující a ošetřující roztok na akutní, chronické a infikované rány a popáleniny 1. a 2. stupně

## Charakteristika

- Čistící, oplachový, zvlhčující a ošetřující roztok na akutní, chronické a infikované rány a popáleniny 1. a 2. stupně.
- Odstraňuje nečistoty, strupy, krusty a mikroorganismy z rány.
- Nezpůsobuje podráždění ani bolest.
- Zabraňuje sekundární infekci způsobené patogeny a/nebo mikroorganismy v obvazovém materiálu odolnými vůči antibiotikům.

## Použití

- Antiseptické čištění infikovaných nebo neinfikovaných chronických ran (například diabetických vředů, bérčových vředů, dekubitů atd.).
- Antiseptické čištění, změkčení a odstranění obvazových materiálů, tj. obvazů, gáz a výplní ran, které jsou vysušené, kontaminované a přilepené k ráně.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroClean Solution	350 ml	531 999	5015443 Z	bal. à 6 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.



# HydroClean<sup>®</sup>, HydroClean<sup>®</sup> Cavity

## Krytí na rány pro interaktivní terapii v mokřém prostředí

### Charakteristika

- Savý polštářek ze superabsorbčního polyakrylátu s vyplachovacím účinkem se aktivuje Ringerovým roztokem, který je průběžně uvolňován do rány. Savé tělísko absorbuje zbytek odumřelých buněk, choroboplodných zárodků a toxinů, které již zpátky do rány nepustí. Podporuje tvorbu granulační tkáně.
- Vyčištění rány díky vyplachovacímu účinku odlučuje nektrózu.
- Podpora granulační tkáně – aktivním čisticím procesem se aktivují vlastní mechanizmy organismu: do oblasti rány migrují buňky, regenerují se v ní cévy.
- Zastavuje sekreci.
- Schopnost absorpce i při souběžné kompresivní terapii.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čistící fáze, granulační fáze.

### Typ rány

Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernující, povleklá, nekrotická, hluboká, zapáchající, komplikované rány.

### Cíl léčby

- Aktivní čištění rány.
- Podpora proliferace buněk.
- Podpora granulace.

### Sekundární krytí

V případě velmi silně secernujících ran doporučujeme použít jako sekundární krytí superabsorbční krytí RespoSorb Super.

V případě málo až středně secernujících ran doporučujeme použít silikonové krytí se superabsorbentem Zetuvit Plus Silicone Border.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

HydroClean – savý polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému použití.

HydroClean Cavity – savý oboustranný polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému použití.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroClean předaktivované čisticí krytí se SAP k vlhké terapii	Ø 4 cm	609 220	5013936 Z	bal. à 10 ks
	Ø 5,5 cm	609 224	5010618 Z	bal. à 10 ks
	4 × 8 cm	609 222	5010617 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	609 226	5010619 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	609 228	5010620 Z	bal. à 10 ks
	ovál	8 × 14 cm	609 230	5010621 Z
	10 × 17 cm	609 232	5010622 Z	bal. à 10 ks
HydroClean Cavity oboustranné předaktivované čisticí krytí se SAP k vlhké terapii	Ø 4 cm	609 002	5012442 Z	bal. à 10 ks
	Ø 5,5 cm	609 006	5012450 Z	bal. à 10 ks
	4 × 8 cm	609 004	5012452 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	609 008	5012453 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	609 012	5012451 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Sorbalgon® Classic

## Alginátové krytí

### Charakteristika

- Alginátové krytí je vyrobeno z mořských řas, které jsou bohaté na algináty (polymery s obsahem organických kyselin).
- Má čisticí efekt – vlákna alginátu se se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí; současně se sekretem z rány nasávají algináty zbytky odumřelých buněk, bakterií, hnisu a uzavírají je do vznikajícího gelu.
- Použití pro hluboké a těžko dostupné rány.
- Lze kombinovat s dalším krytím (PermaFoam).
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čisticí fáze, granulační fáze.

### Typ rány

Akutní i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hluboká, podminovaná, rozeklaná, s mírnou až silnou sekrecí či krvácením.

### Cíl léčby

- Rychlé čištění rány.
- Zabránění vysychání, udržení elasticity plochy a okrajů rány.
- Podpora granulace.

### Výměna obvazu

Po úplné přeměně vláken na gelovitou hmotu.

### Sekundární krytí

- Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit, RespoSorb Super).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

Sorbalgon® Classic

Sorbalgon® T Classic – tamponádní proužky určené speciálně

pro úzké píštělové chodby.



sterilní kalciumalginátové kompresy, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Sorbalgon Classic kompresy	5 x 5 cm	999 011	5015445 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	999 013	5015446 Z	bal. à 10 ks
Sorbalgon T Classic tamponádní proužky	2 g / 30 cm	999 017	5015447 Z	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# HydroTac<sup>®</sup> Transparent

## Hydrogelové krytí s technologií AquaClear

### Charakteristika

- Transparentní obvaz s vysokým obsahem vody (60 %).
- Vrchní vrstvu tvoří čirý polyuretan s mřížkou; gel se skládá z hydrofilních polyuretanových polymerů obsahujících izotonický roztok; tloušťka fólie 1,5–2 mm.
- AquaClear technologie umožňuje dlouhotrvající a rovnoměrný přísun vlhkosti do rány; příjem a uzavření sekretu.
- Chladicí efekt.
- Monitorování rány díky transparentnosti.
- Snímatelná dokumentační fólie.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; suchá.
- Popáleniny, odřeniny, kožní štěpy.

### Cíl léčby

- Okamžité vytvoření vlhkého prostředí v ráně.
- Ochrana, urychlování a povzbuzení granulace a epitelizace.
- Zabránění srůstům a traumatizaci rány.

### Výměna obvazu

Při slábnoucí sekreci lze na ráně ponechat až 7 dní.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typ produktu

HydroTac Transparent – bez samolepicího okraje.

HydroTac Transparent Comfort – se samolepicím okrajem.



	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka
<b>HydroTac Transparent</b> hydrogelové krytí		5 × 7,5 cm	685 905	5012454 Z	bal. à 10 ks
		10 × 10 cm	685 906	5012455 Z	bal. à 10 ks
		10 × 20 cm	685 907	5012456 Z	bal. à 10 ks
		20 × 20 cm	685 908	5012457 Z	bal. à 10 ks
<b>HydroTac Transparent Comfort</b> hydrogelové krytí s lepicím okrajem	4 × 4 cm	8 × 8 cm	685 925	5012458 Z	bal. à 10 ks
	8 × 8 cm	12,5 × 12,5 cm	685 926	5012459 Z	bal. à 10 ks
	5,5 × 15,5 cm	10 × 20 cm	685 927	5012460 Z	bal. à 10 ks
	2,5 × 6 cm	6,5 × 10 cm	685 928	5012461 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Hydrosorb® Gel

## Amorfní gel na vodní bázi

### Charakteristika

- Hydrosorb Gel udržuje vlhké prostředí, které napomáhá hojení ran. Je vhodný na ošetření většiny typů vředů, dekubit a jiných slabě exsudujících nebo nekrotických ran.
- V závislosti na stavu rány Hydrosorb Gel rehydratuje suchou nekrotickou tkáň, aby podpořil debridement v suchých ranách nebo vstřebával nekrotickou hmotu a exsudát z rány.
- Hydroaktivní účinek gelu umožňuje rychlé čištění rány.
- Lze kombinovat se všemi druhy krytí na rány.
- Jednoduchý k aplikaci a po nanesení zůstává gel na aplikovaném místě, nesjíždí z rány.
- Šetrný k pokožce. Bezbarvý, viskózní gel s neutrálním pH.
- Na infikovanou ránu lze použít pouze pod dohledem lékaře.

### Fáze hojení rány

Všechny fáze hojení ran.

### Typ rány

Chronická, akutní, infikovaná i neinfikovaná, suchá, nekrotická, hluboká.

### Výměna obvazu

Lze na ráně ponechat až 3 dny.



sterilní hydrogelové krytí	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrosorb Gel	15 g	900 832	5016666 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Hydrocoll®

## Hydrokoloidní krytí

### Charakteristika

- Přílnavý savý hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyuretanu.
- Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké prostředí v ráně.
- Nepropustný pro choroboplodné zárodky díky polyuretanové vrstvě.
- Podporuje granulaci a epitelizaci.
- Pojímá sekret z rány a uzavírá jej do sebe.
- Možnost sprchování.
- Sterilní verze.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; špatná tendence hojení; menší sekrece.
- Dlouhotrvající výstavba granulační tkáně; minimum povlaků.

### Cíl léčby

- Dočištění rány.
- Podpora granulace a epitelizace, podpora aktivace buněk.
- Udržování elasticity a vlhkosti rány.

### Výměna obvazu

Na ráně lze ponechat 7 dnů; indikací k výměně je vytvoření puchýře a viditelné zbarvení obvazu.

### Typy produktu

Hydrocoll thin – tenčí verze vhodná na méně secernující rány, může se stříhat; vhodný pod kompresivní punčochy.

Hydrocoll sacral – speciální tvar k ošetření v sakrální oblasti.

Hydrocoll concave – speciální tvar k ošetření na patě a lokti.



sterilní hydrokoloidní obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrocoll	5 x 5 cm	900 740	5001105 Z	bal. à 10 ks
	7,5 x 7,5 cm	900 742	5001104 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	900 744	5001103 Z	bal. à 10 ks
	15 x 15 cm	900 748		bal. à 5 ks
	20 x 20 cm	900 749		bal. à 5 ks
Hydrocoll thin	7,5 x 7,5 cm	900 757	5001099 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	900 758	5001098 Z	bal. à 10 ks
	15 x 15 cm	900 760		bal. à 5 ks
Hydrocoll sacral	12 x 18 cm	900 755		bal. à 5 ks
Hydrocoll concave	8 x 12 cm	900 756	5001101 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# HydroTac®

## Aktivní polyuretanové krytí s hydrogelem

### Charakteristika

- Hydrogel (obsahuje až 60 % vody) s technologií AquaClear ránu aktivně hydratuje.
- Polyuretanová pěna absorbuje exsudát a uzamyká ho uvnitř materiálu a podporuje proces granulace.
- Vytváří v ráně optimální vlhké prostředí, zvyšuje koncentraci růstových faktorů v ráně.
- Povrch krytí tvoří tenký polyuretanový film, který brání sekundární infekci, je propustný pro kyslík a vodní páry.
- Účinný i pod tlakem kompresivní terapie.
- Výměna krytí je atraumatická.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Pro suché a mírně nebo středně secernující rány.
- Neinfikované a povrchové rány.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

HydroTac – bez lepicího okraje.

HydroTac comfort – s lepicím okrajem.

HydroTac Concave

HydroTac Sacral

HydroTac Border Multisite – s lepicím okrajem.



pěnový polyuretanový obvaz	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroTac bez lepicího okraje	12,5 × 12,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 837	5010604 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	10 × 10 cm	685 832		bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	10 × 20 cm	685 841	5010605 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	15 × 15 cm	685 840	5010606 Z	bal. à 10 ks
	15 × 20 cm	15 × 20 cm	685 843	5010607 Z	bal. à 10 ks
	20 × 20 cm	20 × 20 cm	685 842	5010608 Z	bal. à 10 ks
HydroTac comfort s lepicím okrajem	10 × 10 cm	15 × 15 cm	685 818	5010853 Z	bal. à 10 ks
	3 × 10 cm	8 × 15 cm	685 807	5010610 Z	bal. à 10 ks
	5 × 14 cm	10 × 20 cm	685 813	5010611 Z	bal. à 10 ks
	5 × 25 cm	10 × 30 cm	685 830	5010612 Z	bal. à 10 ks
	9 × 14 cm	15 × 20 cm	685 821	5010613 Z	bal. à 10 ks
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	685 812	5010614 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 809	5010852 Z	bal. à 16 ks
HydroTac Sacral	13 × 10,6 cm	18 × 18 cm	685 827	5010615 Z	bal. à 10 ks
	16 × 13,6 cm	22 × 22 cm	685 850	5010616 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Concave		18 × 18,5 cm	685 825	5010609 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Border Multisite	Ø 6 cm	11,5 cm	685 823	5014130 Z	bal. à 10 ks
	8 × 11 cm	13 × 16 cm	685 829	5014131 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# PermaFoam® Classic

## Pěnový obvaz s pórovitou strukturou

### Charakteristika

- Hydrofilní polymerový materiál s trojrozměrnou pěnovou strukturou.
- Nepropustný pro choroboplodné zárodky.
- Pórovitá struktura fungující jako kapiláry odvádí exsudát. Elastická polyuretanová krycí vrstva je propustná pro vodní páry.
- Možnost kombinace s mastnými tily a kompresivní terapií (i při stlačení si zachovává 90 % absorpční kapacity).
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čistící a granulační fáze.

### Typ rány

- Pro silně až mírně exsudující rány; přímo jen na neinfikované rány.
- Pro infikované rány pouze v kombinaci s Atraumanem Ag.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až 7 dní.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

PermaFoam Classic – bez lepicího okraje.

PermaFoam Classic Border – s lepicím okrajem.



polyuretanové krytí	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	
PermaFoam Classic bez lepicího okraje		Ø 6 cm	882 004	5012696 Z	bal. à 10 ks	
		10 x 10 cm	882 000	5012697 Z	bal. à 10 ks	
		15 x 15 cm	882 001	5012708 Z	bal. à 10 ks	
		20 x 10 cm	882 002	5012698 Z	bal. à 10 ks	
		20 x 20 cm	882 003	5012699 Z	bal. à 10 ks	
	Tracheo	8 x 8 cm	882 005	5012700 Z	bal. à 10 ks	
PermaFoam Classic Border samolepicí	5 x 5 cm	10 x 10 cm	882 006	5012703 Z	bal. à 10 ks	
	10 x 10 cm	15 x 15 cm	882 007	5012704 Z	bal. à 10 ks	
	24 x 5 cm	30 x 10 cm	882 008	5012705 Z	bal. à 10 ks	
	Concave	10,5 x 12 cm	16,5 x 18 cm	882 009	5012701 Z	bal. à 10 ks
	Sacral	11,5 x 9,5 cm	18 x 18 cm	882 011	5012706 Z	bal. à 10 ks
Sacral	13,5 x 11,5 cm	22 x 22 cm	882 012	5012707 Z	bal. à 10 ks	

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Zetuvit® Plus Silicone Border

## Silikonové krytí se superabsorbentem a lepivým okrajem

### Charakteristika:

- Velmi vysoká absorpční a retenční schopnost.
- Vhodné řešení pro management exsudátu.
- Atraumatická výměna krytí díky silikonové kontaktní vrstvě.
- Superabsorbční hydropolymerů vážou inhibitory (např. MMP).
- Udržuje optimální mikroklima v ráně.
- Jednoduché použití.
- Lze jej kombinovat s lokálními antiseptiky a sekundárními obvazy.
- Schopnost vázat zápach z rány.

### Použití:

- K ošetření středně až silně secernujících ran, chronických i akutních ran.
- Lze použít jako primární krytí bez nutnosti sekundární fixace nebo jako sekundární krytí při vlhké terapii.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií.

### Typ rány

Vhodné na široké spektrum chronických i akutních ran, jako jsou bércové vředy, diabetické vředy na noze, pooperační či traumatické rány.

### Výměna krytí

Krytí může na ráně zůstat maximálně pět dní. Doporučená doba výměny krytí je však maximálně po třech dnech. Vždy záleží na úrovni saturace krytí.

### Složení

Vnější vrstva – hydrofobní vrstva s částečně průdušnou fólií odolnou proti sprchování i bakteriím.

Vnitřní vrstva – vysoce absorpční jádro se superabsorbčním hydropolymerem.

Kontaktní vrstva – silikonová kontaktní vrstva s okrajem.



silikonové krytí se SAP a okrajem	varianta produktu	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Zetuvit Plus Silicone Border samolepicí		8 x 8 cm	413 900	5016718 Z	bal. à 10 ks
		10 x 10 cm	413 901	5015984 Z	bal. à 10 ks
		12,5 x 12,5 cm	413 902	5015985 Z	bal. à 10 ks
		15 x 15 cm	413 903	5016719 Z	bal. à 10 ks
		17,5 x 17,5 cm	413 924	5015987 Z	bal. à 10 ks
		20 x 20 cm	413 905	5016721 Z	bal. à 10 ks
		16 x 26 cm	413 904	5016720 Z	bal. à 10 ks
	Sacrum	18 x 18 cm	413 906	5016722 Z	bal. à 10 ks
	Sacrum	23 x 23 cm	413 907	5016723 Z	bal. à 10 ks
	Oval	13 x 15,5 cm	413 908	5016724 Z	bal. à 10 ks
	Oval	12 x 23 cm	413 909	5016725 Z	bal. à 10 ks
	Heel (na nohu)	25 x 25 cm	413 911	5016726 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.



# Zetuvit® Plus Silicone

## Silikonové krytí se superabsorbentem bez lepivého okraje

### Charakteristika:

- Velmi vysoká absorpční a retenční schopnost.
- Vhodné řešení pro management exsudátu.
- Atraumatická výměna krytí díky silikonové kontaktní vrstvě.
- Superabsorpční hydropolymery vážou inhibitory (např. MMP).
- Udržuje optimální mikroklíma v ráně.
- Jednoduché použití.
- Lze jej kombinovat s lokálními antiseptiky a sekundárními obvazy.
- Schopnost vázat zápach z rány.

### Použití:

- K ošetření středně až silně secernujících chronických i akutních ran.
- Lze použít jako primární krytí nebo jako sekundární krytí při vlhké terapii.
- **Nutná fixace** krytí pomocí fixačních obvazů nebo náplastí.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií.

### Typ rány

Vhodné na široké spektrum chronických i akutních ran, jako jsou bérčové vředy, diabetické vředy na noze, pooperační či traumatické rány.

### Výměna krytí

Krytí může na ráně zůstat maximálně pět dní. Doporučená doba výměny krytí je však maximálně po třech dnech. Vždy záleží na úrovni saturace krytí.

### Složení

Vnější vrstva – hydrofobní vrstva z netkané textilie s částečně průdušnou fólií  
 Vnitřní vrstva – vysoce absorpční jádro se superabsorpčním hydropolymerem  
 Kontaktní vrstva – silikonová kontaktní vrstva, která umožňuje atraumatické odstranění krytí z rány



silikonové krytí se SAP	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Zetuvit Plus Silicone	8 × 8 cm	413 811	5015983 Z	bal. à 10 ks
	12,5 × 12,5 cm	413 812	5015979 Z	bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	413 813	5015978 Z	bal. à 10 ks
	20 × 20 cm	413 814	5015980 Z	bal. à 10 ks
	20 × 25 cm	413 815	5015981 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Grassolind® neutral

## Krytí s neutrální masť

### Charakteristika

- Masťný síťový tyl z bavlněného základu s velkými oky, který je impregnovaný masť: bílá vazelína, diglycerolester mono- a dikarboonových masťných kyselin, syntetický vosk.
- Velká oka zajišťují přístup kyslíku a odtok sekretu.
- Udržuje okraje ran a plochy elasticke a brání vysušení, netraumatizuje ránu.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Pro granulační a epitelizační fázi.

### Typ rány

Odřeniny, tržné rány, zhmožděné rány, bércový vřed, dekubity, popáleniny, opaření, poleptání, poškození po ozáření, abscesy, překrytí ploch po transplantaci kůže apod.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-fix).



sterilní masťný tyl s neutrální masť zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Grassolind neutral	7,5 × 10 cm	499 313	5001118 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 10 cm	499 353		bal. à 50 ks
	10 × 10 cm	499 314	5001116 Z	bal. à 10 ks
	10 × 20 cm	499 336	5010858 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# RespoSorb® Super

## Superabsorpční kompresy

### Charakteristika

- Savé krytí složené ze 4 různých vrstev materiálu.
- Kombinace buničiny a celulózy zajišťuje vysokou absorpci.
- Savé jádro vstřebává a uzavírá sekret z rány.
- Uzavírá tekutiny, propouští vzduch.
- Hydrofobní vrstva chrání před kontaminací rány a přilnutím.
- Sterilní.

### Použití

- K ošetření silně a velmi silně secernujících ran, jako jsou pooperační rány, bércové vředy či rány při onemocněních lymfatického systému.
- Jako primární krytí povrchových ran nebo sekundární krytí při vlhké terapii.
- Možno kombinovat s kompresivní terapií, kdy dosahuje největší absorpce.

### Složení

Vnější strana – dvouvrstvý netkaný textil z hydrofobních polyamidových vláken.

Vnitřní strana – tenká vrstva prodyšné netkané textilie.

Jádro – buničina doplněná superabsorpčním polymerem (SAP).



sterilní, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
RespoSorb Super	10 x 10 cm	685 020	5010599 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	685 021	5010600 Z	bal. à 10 ks
	15 x 20 cm	685 022	5010601 Z	bal. à 10 ks
	20 x 25 cm	685 023	5010602 Z	bal. à 10 ks
	20 x 40 cm	685 024	5010603 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Vivano®

## Podtlaková terapie

Podtlaková terapie pomocí systému Vivano® je neinvazivní procedura, která podporuje a urychluje hojení ran. Přístroj vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak aplikovaný portem VivanoTec. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Jednorázová krytí z polyuretanové pěny VivanoMed pomáhají stimulovat tvorbu granulace.

## Technologie Vivano®

Přístroj VivanoTec Pro s portem umožňuje kontrolovaný, kontinuální a bezpečný průběh podtlakové terapie:

- bezpečnostním signálem při ucpání hadičky nebo snížení tlaku,
- nastavením a monitorováním požadovaného podtlaku v ráně,
- přilnutím tenké silikonové vrstvy na jakoukoliv část těla,
- možností inteligentního módu citlivé regulace tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí bezpečnostní signál. VivanoTec Pro lze použít při stacionární i mobilní terapii, neboť udržuje stálý podtlak v ráně bez ohledu na pohyb či polohu ošetřovaného.

## Indikace

Urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace).



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoTec Pro		409 508		bal. à 1 ks
VivanoTec port		409 553	0173034 M	bal. à 3 ks
VivanoTec Y-Connector		409 557	0169060 M	bal. à 3 ks
VivanoTec sběrná nádoba (kanystr)	800 ml	409 520	0082418 M	bal. à 3 ks
	300 ml	409 523	0082419 M	bal. à 3 ks

M – označení pro zvlášť účtovatelný materiál (ZUM).

# Vivano®Med

## Kompletní sterilní sety na podtlakovou terapii

- Krytí je připraveno k okamžitému použití v jednom sterilním balení.
- Pěna VivanoMed podporuje procesy hojení ran a urychluje jejich léčbu.
- Port VivanoTec přilne na jakoukoliv část těla.

### Klinické přednosti podtlakové terapie

1. Poskytuje uzavřené prostředí – uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci.
2. Zmenšuje objem rány – léčba negativním tlakem stahuje okraje rány, a zmenšuje tak její objem.
3. Odvádí exsudát – pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány.
4. Pomáhá odvádět tkáňový mok – odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukcii otoků, a tím pomáhá zlepšit prokrvení rány.
5. Podporuje granulaci – řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk).

Upozornění: Léčbu vždy indikuje lékař.



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoMed set krytí*	S	409 728	0082420 M	bal. à 3 ks
	M	409 725	0082421 M	bal. à 3 ks
	L	409 722	0082422 M	bal. à 3 ks
	XL	409 731	0169057 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set kruhové krytí*		409 740	0169058 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set tenké krytí*		409 743	0169059 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set břišní krytí*		409 720	0169061 M	bal. à 1 ks
VivanoMed bílá pěna	S – 7,5 × 10 cm	409 760	0171105 M	bal. à 10 ks
	L – 15 × 10 cm	409 761	0171106 M	bal. à 10 ks
VivanoMed Gel Strip	10 × 7 cm	409 780	0173033 M	bal. à 10 ks
VivanoMed (PU pěna) velikost M	18 × 12,5 × 3,3 cm	409 737	0173035 M	bal. à 5 ks

\*Set obsahuje port, krytí, hydrofilm, PU pěnu. M – označení pro zvlášť účtovací materiál (ZUM).

# VivereX®

## Jednorázový systém podtlakové terapie

- Jednorázový systém podtlakové terapie, který umožňuje včasnější mobilizaci pacienta.
- Vhodný pro využití v domácím i nemocničním prostředí.
- Přístroj snižuje výskyt infekce v ráně a urychluje hojení rány.
- Používá se především na rány se střední až středně významnou sekrecí, na čisté a uzavřené operační rány a menší chronické rány.
- Systém VivereX® se skládá z jednoho ambulantního přístroje a dvou kusů krytí o vybrané velikosti.

### Charakteristika:

- Snadná efektivní léčba
- Péče o rány v nemocnici i doma
- Malý lehký přístroj s klípem na pásek
- Různé velikosti krytí
- Jednoduché ovládání
- Vizualní upozornění
- Výdrž 10 nebo 21 dnů
- Snižuje riziko výskytu infekce v ráně



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka
<b>VivereX sada</b> (1x přístroj + 2x krytí)	10 × 20 cm	4099110	1 ks
	10 × 30 cm	4099120	1 ks
	10 × 40 cm	4099130	1 ks
	16 × 26 cm	4099140	1 ks
	16 × 21 cm	4099150	1 ks
	16 × 31 cm	4099160	1 ks
	21 × 21 cm	4099170	1 ks
	26 × 26 cm	4099180	1 ks
<b>VivereX+ sada</b> (1x přístroj + 2x krytí)	10 × 20 cm	4099210	1 ks
	10 × 30 cm	4099220	1 ks
	10 × 40 cm	4099230	1 ks
	16 × 26 cm	4099240	1 ks
	16 × 21 cm	4099250	1 ks
	16 × 31 cm	4099260	1 ks
	21 × 21 cm	4099270	1 ks
	26 × 26 cm	4099280	1 ks

# Sterilux® ES

## Klasický gázový kompres se založenými okraji

### Charakteristika

- Klasický gázový kompres se založenými okraji může být použit i při vícenásobném rozložení a nevytváří třepivé okraje.
- Dodáván v několika velikostech pro všestranné využití.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

K všestrannému ošetření ran, zejména při prvním ošetření znečištěných, infikovaných a silně secernujících ran; ve formě tamponu při malých operačních zákrocích v ambulanci a v nemocnici.

### Technická specifikace

Hydrofilní gáza (17 vláken) 100% bavlna.



gázové kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterilux ES sterilní, zataveno po 2 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	205 020	5009943	bal. 25 × 2 ks	60 bal.
	7,5 × 7,5 cm	205 021	5009944	bal. 25 × 2 ks	30 bal.
	10 × 10 cm	205 022	5009945	bal. 25 × 2 ks	30 bal.
	10 × 20 cm	418 559		bal. 25 × 2 ks	15 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 5 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 002		bal. à 5 ks	240 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 007		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 10 cm	232 012		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 20 cm	232 017		bal. à 5 ks	100 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 10 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 003		bal. à 10 ks	200 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 008		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 10 cm	232 013		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 20 cm	232 018		bal. à 10 ks	80 bal.
Sterilux ES nesterilní, sterilizovatelné papírové sáčky, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	418 800	5009915	bal. à 100 ks	30 bal.
	7,5 × 7,5 cm	418 802	5009916	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	418 804	5009917	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	418 805		bal. à 100 ks	10 bal.

# Medicomp®

## Kompres z netkaného textilu

### Charakteristika

- Pro všechny typy ran jako sekundární krytí.
- Je k dispozici s různým počtem vrstev v různých rozměrech.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

- Ke všeobecnému ošetření ran.
- Jako krytí či tampon při drobných operačních zákrocích a převazech.

### Technická specifikace

Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.

### Typy produktu

Medicomp

Medicomp Drain

- Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheostomiích a extenzích.
- Při aplikaci kanyl a sond.



kompresy z netkaného textilu	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Medicomp sterilní, 4 vrstvy, zataveno po 2 kusech	5 × 5 cm	411 074	5009935	bal. à 25× 2 ks	50 bal.
	7,5 × 7,5 cm	411 072	5009936	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 10 cm	411 064	5009937	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 20 cm	411 075		bal. à 25× 2 ks	15 bal.
Medicomp nesterilní, 4 vrstvy, sterilizovatelné papírové sáčky	5 × 5 cm	421 821	5009947	bal. à 100 ks	24 bal.
	7,5 × 7,5 cm	421 823	5009948	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 825	5009946	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	421 827		bal. à 100 ks	6 bal.
Medicomp Drain sterilní, 6 vrstev, zataveno po 2 kusech	7,5 × 7,5 cm	421 533		bal. à 25× 2 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 535		bal. à 25× 2 ks	8 bal.
Medicomp* sterilní	7,5 × 7,5 cm	411 029		bal. à 5× 2 ks	60 bal.

\*Tento produkt najdete i na straně 80 v rámci řady Expert na hojení ran.



# Zetuvit®

## Savý kompres

### Charakteristika

- Modré vlákno na vnější straně.
- Je složen ze čtyř různých vrstev materiálu.
- Kompres je uzavřen a na koncích měkce slisován.
- Zamezuje prosáknutí sekretů.
- Je propustný pro dýchání pokožky.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na ošetření silně secernujících ran.

### Technická specifikace

Vnější obal – k ráně nelepivý dvouvrstvý netkaný textil.

Náplň – savé jádro z měkkých buničitých vloček, celulózová vložka pro rozvedení sekretu a ochranná vrstva z polypropylenového vliesu.



save kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Zetuvit sterilní, zatažené jednotlivě	10 × 10 cm	413 701	5001114	bal. à 25 ks	9 bal.
	10 × 20 cm	413 702	5014928	bal. à 25 ks	9 bal.
	13,5 × 25 cm	413 705		bal. à 10 ks	10 bal.
	20 × 20 cm	413 703	5014929	bal. à 15 ks	7 bal.
	20 × 40 cm	413 704	5014930	bal. à 5 ks	8 bal.
Zetuvit nesterilní	10 × 10 cm	413 801	5001045	bal. à 30 ks	18 bal.
	10 × 20 cm	413 802	5014925	bal. à 30 ks	4 bal.
	20 × 20 cm	413 803	5014926	bal. à 30 ks	4 bal.
	20 × 40 cm	413 804	5014927	bal. à 30 ks	4 bal.

# Eycopad®

## Oční kompres

### Charakteristika

- Na užších stranách kompresu je obal uzavřen pro zajištění soudržnosti.
- Neuvolňuje vlákna.
- Měkký a savý.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na oční obvazy.

### Technická specifikace

Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovém obalu z čisté bavlny.



oční kompres zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eycopad sterilní	56 × 70 mm	415 540	bal. à 25 ks	12 bal.
	70 × 85 mm	417 540	bal. à 25 ks	12 bal.
Eycopad nesterilní	56 × 70 mm	415 650	bal. à 50 ks	15 bal.
	70 × 85 mm	417 650	bal. à 50 ks	15 bal.

# Pagasling

## Tampony z gázy

### Charakteristika

- Hydrofilní gáza stočená do kuličky, bez gumičky a RTG nitě.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na odsávání krve a sekretů a při dezinfekci kůže.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pagasling nesterilní	velikost lískového ořechu	č. 1 481 290	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost vlašského ořechu	č. 2 481 293	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 294	bal. 2 × 500 ks	1 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 299	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
	zvláště velký	č. 5 400 131	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
Pagasling sterilní	velikost švestky	č. 3 481 274	bal. 20 × 4 ks	8 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 284	bal. 20 × 5 ks	8 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 414	bal. 18 × 20 ks	3 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 409	bal. 18 × 10 ks	3 bal.
	zvlášť velký	č. 5 481 400	bal. 18 × 10 ks	3 bal.

# Obvazová gáza

## Skládaná a přířezy

### Gáza hydrofilní skládaná

Skládané čtverce ze 100% bavlny jsou savé a nealergizují. Používají se pro krytí ran.

### Obvazová gáza

Technická specifikace: 100% bavlna v osnově ze 17 a 20 vláken. Gáza je nabízena v různém provedení jako skládaná a v přířezech. Dají se z ní zhotovit individuální krycí obvazy na všechny typy ran.



		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Gáza obvazová v přířezech	17 vláken	28 x 32 cm	205 220	bal. 5x 400 ks	1 bal.
	17 vláken	50 x 50 cm	205 221	bal. 2x 500 ks	1 bal.
Gáza obvazová skládaná	17 vláken	100 cm	206 112	bal. à 50 m	6 bal.
	20 vláken	105 cm	206 113	bal. à 50 m	6 bal.

# Hotové obvazy

## Sterilní

Použitelné při první předlékařské pomoci.

### Obvaz hotový č. 2

Sterilní obvaz složený z hydrofilního obinadla a 1 pevně připevněného savého kompresu (Zetuvit E).

### Obvaz hotový č. 3

Sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a 2 pevně připevněných savých kompresů (Zetuvit E).



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Obvaz hotový sterilní			
č. 2 – obinadlo a 1 kompres	700 032	bal. à 1 ks	230 ks
č. 3 – obinadlo a 2 kompresy	700 033	bal. à 1 ks	170 ks

# Soft-Zellin® C

## Nesterilní tampon s alkoholem pro dezinfekci

### Charakteristika

- Díky vhodně upravenému povrchu a zpevněné tissue vložce dobře zadržuje dezinfekční roztok.
- Zataven po jednom kuse – 3 x 3 cm, 2 vrstvy.
- Nesterilní.

### Použití

K očištění kůže před injekcí.

### Technická specifikace

Netkaný textil nasycený 0,5 ml izopropylalkoholu (70 % V/V).



nesterilní tampony impregnované alkoholem, zatavené jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Soft-Zellin C	60 x 30 mm	288 887	bal. à 100 ks	20 bal.

# Pur-Zellin®

## Hotový buničitý polštářek v roli

### Charakteristika

- Okraje tamponů jsou ražením zesílené, tampony mají tvar polštářku a dobrou soudržnost.
- Neprašné, mají stálý tvar, neatírají se.
- Nesterilní.

### Použití

- K očištění pokožky před injekcemi a infuzemi.
- Jako savý polštářek při malých zraněních.
- K lokální dezinfekci před menšími chirurgickými zákroky.
- Při laboratorních pracích.

### Technická specifikace

Vysoce bělená obvazová buničina.



vata buničitá dělená	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pur-Zellin	40 x 50 mm	143 223	5009964	bal. à 1 role à 500 ks	16 bal.
Pur-Zellin box zásobník		996 857		1 ks	1 ks

# Peha-fix®

## Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

### Charakteristika

- Možno aplikovat bez opakovaných otáček na všechny části těla.
- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Obinadlo je lehké a prodyšné.
- Nesterilní.

### Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a obřých částech těla.

### Technická specifikace

Viskóza, polyamid.



fixační obinadlo, délka v napnutém stavu 4 m	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-fix jednotlivé baleno	4 cm	303 085	5009902	bal. à 1 ks	20/160 ks
	6 cm	303 086	5009903	bal. à 1 ks	20/200 ks
	8 cm	303 087	5009904	bal. à 1 ks	20/200 ks
	10 cm	303 088	5009905	bal. à 1 ks	20/120 ks
	12 cm	303 089	5009906	bal. à 1 ks	20/80 ks
Peha-fix volně v krabicích po 20 ks	4 cm	303 090	5009951	bal. à 20 ks	8 bal.
	6 cm	303 091	5009952	bal. à 20 ks	10 bal.
	8 cm	303 092	5009953	bal. à 20 ks	10 bal.
	10 cm	303 093	5009949	bal. à 20 ks	6 bal.
	12 cm	303 094	5009950	bal. à 20 ks	4 bal.
Peha-fix nemocniční balení po 100 ks	6 cm	303 096		bal. à 100 ks	8 bal.
	8 cm	303 097		bal. à 100 ks	6 bal.
	10 cm	303 098		bal. à 100 ks	4 bal.
	12 cm	303 099		bal. à 100 ks	4 bal.



# Obinadla hydrofilní

## Pletená obinadla k fixaci krytí ran

### Obinadlo hydrofilní

#### Charakteristika

- Dodávané ve 4 různých šířkách.
- Lze použít na všechny části těla.
- Sterilní a nesterilní verze.

#### Použití

K fixaci krytí rány.

#### Technická specifikace

100% viskózová stráž.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
Obinadlo hydrofilní sterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 406	5010006	bal. à 1 ks	700 ks
	8 cm	300 408	5010008	bal. à 1 ks	560 ks
	10 cm	300 410	5010011	bal. à 1 ks	460 ks
	12 cm	300 412	5010013	bal. à 1 ks	420 ks
Obinadlo hydrofilní nesterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 206		bal. à 1 ks	660 ks
	8 cm	300 208		bal. à 1 ks	500 ks
	10 cm	300 210		bal. à 1 ks	450 ks
	12 cm	300 212	5010005	bal. à 1 ks	470 ks
Obinadlo hydrofilní délka 10 m, pletené, baleno po 10 ks	8 cm	300 308		bal. à 1 ks	360 ks
	12 cm	300 312		bal. à 1 ks	240 ks

# Obinadlo hydrofilní elastické sterilní

Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

## Charakteristika

- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Obinadlo je lehké a prodyšné.
- Sterilní.

## Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a oblých částech těla.

## Technická specifikace

Viskóza, polyamid.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Obinadlo hydrofilní elastické sterilní, délka 4 m v napnutém stavu, baleno po 10 ks	6 cm	932 001	5011951	bal. à 1 ks	240 ks
	8 cm	932 002	5011952	bal. à 1 ks	240 ks
	10 cm	932 003	5011953	bal. à 1 ks	180 ks
	12 cm	932 004	5011954	bal. à 1 ks	180 ks

# Peha-haft®

## Elastické fixační obinadlo s kohezivním efektem

### Charakteristika

- Nepotřebuje konečné upevnění, přilne samo na sebe, nelepí se na pokožku, vlasy ani oděv, neškrtí a neomezuje pohyb kloubů.
- Při použití obinadla není potřeba jednotlivé otáčky překládat – obvaz sedí pevně a bez záhybů, neuvolňuje se a nedochází k posunu.
- Díky přilnavosti obinadla je snížena spotřeba použitého materiálu.
- Prodyšný, savý materiál.
- Nesterilní.
- Neobsahuje latex.

### Použití

- Pro fixaci všeho druhu, především na kloubech a obličích či kónických částech těla.
- K upevnění polstrovacích materiálů, kanyl apod.

### Technická specifikace

Krepová vazba a mikrobodová impregnace vytvářející kohezivní efekt.

### Typy produktu

Peha-haft – bílá barva.

Peha-haft Color – červená a modrá barva.



kohezivní elastické fixační obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha-haft délka 4 m v napnutém stavu	4 cm	932 441	5009959	bal. à 1 ks	140 ks
	6 cm	932 442	5009960	bal. à 1 ks	140 ks
	8 cm	932 443	5009961	bal. à 1 ks	140 ks
	10 cm	932 444	5009962	bal. à 1 ks	140 ks
	12 cm	932 445	5009963	bal. à 1 ks	140 ks
Peha-haft role, délka 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 447		bal. à 1 role	24 ks
	8 cm	932 448		bal. à 1 role	24 ks
	10 cm	932 449		bal. à 1 role	24 ks
	12 cm	932 450		bal. à 1 role	24 ks
Peha-haft Color červené, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 460		bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 461		bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 462		bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color modré, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 473		bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 474		bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 475		bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color*, 4 m	10 cm	300 004		bal. à 1 ks	20 ks

\*Tento produkt najdete i na straně 81 v rámci řady Expert na hojení ran.

# Stülpa®

## Bezešvý pletený hadicový obvaz pro univerzální použití

### Charakteristika

- Vysoce elastický příčně i podélně.
- Přizpůsobuje se tvaru těla, neomezuje pohyb kloubů.
- Propouští vzduch.

### Použití

Výrobek se používá jako podklad zinkoklihoých, sádrových i kompresivních obvazů.

### Technická specifikace

Viskóza, bavlna.



vel. 0 R = dětské prsty a prsty u nohy  
 vel. 1 R = prsty  
 vel. 2 R = paže a dětské dolní končetiny  
 vel. 3 R = dolní končetiny, dětská hlava a podpaží  
 vel. 4 R = hlava, dolní končetiny a podpaží, obličejové masky  
 vel. 5 R = dětský trup, hlava, stehno a podpaží, napínací obvazy  
 vel. 6 R = dětský trup a stehno  
 vel. 7 R = nadměrný trup a stehno, Dessaultovy obvazy  
 vel. 8 R = trup, Dessaultovy obvazy

hadicový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Stülpa role po 15 m	vel. 0 R	1,5 cm	427 110	1 role 33 ks
	vel. 1 R	2,5 cm	427 111	1 role 27 ks
	vel. 2 R	6 cm	427 112	1 role 12 ks
	vel. 3 R	8 cm	427 113	1 role 9 ks
	vel. 4 R	10 cm	427 114	1 role 17 ks
	vel. 5 R	12 cm	427 115	1 role 6 ks
Stülpa role po 15 m	vel. 6 R	15 cm	427 146	1 role 4 ks
	vel. 7 R	21 cm	427 147	1 role 6 ks
	vel. 8 R	24 cm	427 148	1 role 6 ks
Stülpa hotové obvazy, jednotlivě balené	vel. 4	10 cm x 1 m	427 214	1 ks 250 ks

# Pruban®

## Vysoce elastický síťový obvaz

### Charakteristika

- Vysoce elastický obvaz se širokými oky určený k rychlé fixaci krytí ran na kterémkoliv místě těla.
- Pevné fixování ran i při všech pohybech, přizpůsobuje se tvaru těla, nevytahuje se.
- Při výměně krytí se nemusí odstraňovat.

### Použití

Pro fixaci všeho druhu a velikostí, k fixaci podložního materiálu na místech ohrožených dekubity.

### Technická specifikace

Bavlna, polyamid.



pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Pruban	vel. 1	10 mm	427 301	bal. à 20 m	130 bal.
			427 331	ks à 1 m	750 ks
	vel. 2	15 mm	427 302	bal. à 20 m	100 bal.
			427 332	ks à 1 m	600 ks
	vel. 3	20 mm	427 303	bal. à 20 m	90 bal.
			427 333	ks à 1 m	420 ks
	vel. 4	30 mm	427 304	bal. à 20 m	50 bal.
427 334			ks à 1 m	300 ks	
vel. 5	40 mm	427 305	bal. à 20 m	40 bal.	
		427 335	ks à 1 m	240 ks	
vel. 6	60 mm	427 306	bal. à 20 m	26 bal.	
		427 336	ks à 1 m	180 ks	
vel. 7	70 mm	427 307	bal. à 20 m	23 bal.	
		427 337	ks à 1 m	150 ks	

pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
vel. 8	80 mm	427 308	bal. à 20 m	20 bal.
		427 338	ks à 1 m	150 ks
vel. 9	90 mm	427 309	bal. à 20 m	18 bal.
		427 339	ks à 1 m	120 ks
vel. 10	100 mm	427 310	bal. à 20 m	16 bal.
		427 340	ks à 1 m	120 ks
vel. 12	120 mm	427 312	bal. à 20 m	12 bal.
vel. 14	140 mm	427 314	bal. à 20 m	10 bal.

vel. 1 = jednotlivé prsty  
 vel. 2 = jeden a více prstů  
 vel. 3 = zápěstí, chodidlo, kotník  
 vel. 4 = loket, koleno, kotník  
 vel. 5 = loket, koleno  
 vel. 6 = loket, koleno

vel. 7 = rameno, hlava  
 vel. 8 = rameno, hlava  
 vel. 9 = hrudník, stehno  
 vel. 10 = hrudník, stehno  
 vel. 12 = objemnější trup  
 vel. 14 = nadměrný trup

# Coverflex® fast

## Elastický hadicový obvaz

### Charakteristika

- Bezešvý, kruhově pletený hadicový obvaz.
- Nesterilní trvale elastický hadicový obvaz pro použití na lidské kůži.
- Je k jednorázovému použití.

### Použití

Coverflex® fast může být použit laicky i zdravotnickým personálem jako druhotné fixační krytí v kombinaci s primárním krytím v léčbě akutních i chronických ran.

Pod dozorem zdravotnického personálu

- jako vlhké krytí v dermatologii, pokud jde o krátkodobou léčbu (< 30 dní) v akutní fázi atopického exému speciální vlhkou a mastnou terapií aplikované v kombinaci s roztoky, mastmi a krémy,
- jako suché krytí v dermatologii pro dlouhodobou léčbu chronické fáze atopického exému s externí aplikací v kombinaci s mastmi, krémy, pudrem, tinkturou/mlékem, pastou,
- jako vnitřní vrstva pro dlouhodobou prevenci kožního podráždění aplikovanou v kombinaci s tlakovými, zinkovými, podpůrnými, sádrovými, lepicími a kohezivními obvazy.

### Technická specifikace

Viskóza, polyamid, polyuretan.



- vel. 1 = končetiny malé
- vel. 2 = končetiny střední
- vel. 3 = končetiny velké
- vel. 4 = končetiny velmi velké,  
hrudník malý, hlava
- vel. 5 = hrudník

hadicový obvaz trva- le elastický	barevný kód	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Coverflex fast	vel. 1 červená	3,5 cm × 10 m	931 025	5009965	bal. à 1 ks	81 bal.
	vel. 2 zelená	5 cm × 10 m	931 026	5009966	bal. à 1 ks	54 bal.
	vel. 3 modrá	7,5 cm × 10 m	931 027	5009967	bal. à 1 ks	36 bal.
	vel. 4 žlutá	10,7 cm × 10 m	931 028	5009969	bal. à 1 ks	27 bal.
	vel. 5 béžová	17,5 cm × 10 m	931 029	5009968	bal. à 1 ks	18 bal.

# Coverflex® grip

## Elastický hadicový obvaz

### Charakteristika

Elastický hadicový obvaz. Zaručuje vypnutí a stabilní usazení a stejnosměrně silný tlak, který nepovoluje.

### Použití

- Hadicový kompresní obvaz je určen k použití lékařskými pracovníky nebo pacienty k druhotné fixaci
  - jako ochrana pod dlahou,
  - jako podpora pro klouby a vazy.
- Kompresní efekt výrobku je díky materiálu a designu výrobku, ale nejedná se o výrobek určený ke kompresní terapii.

### Technická specifikace

Bavlna, elastan, polyamid.



- vel. A = dětská ruka a dětské rameno  
 vel. B = malá ruka, noha a rameno  
 vel. C = středně velká ruka, rameno, noha a bércec  
 vel. D = velká ruka, rameno, noha a bércec  
 vel. E = bércec, velké rameno a malé stehno  
 vel. F = bércec a stehno  
 vel. G = velké stehno  
 vel. K = střední trup

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Coverflex grip	vel. A	4 cm × 10 m	931 065	bal. à 1 role	36 bal.
	vel. B	6,25 cm × 10 m	931 066	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. C	6,75 cm × 10 m	931 067	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. D	7,5 cm × 10 m	931 068	bal. à 1 role	20 bal.
	vel. E	8,75 cm × 10 m	931 069	bal. à 1 role	18 bal.
	vel. F	10 cm × 10 m	931 070	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. G	12 cm × 10 m	931 071	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. K	22 cm × 10 m	931 073	bal. à 1 role	8 bal.

# Verba®

## Pooperační podpůrný pás s plošným rozdělením tlaku

### Charakteristika

- Podélná elasticita a příčná stabilita bandáže zaručují stejnoměrné plošné rozdělení tlaku, které ani při silné kompresi neomezuje dýchání pacienta.
- Jednoduchá aplikace pomocí suchého zipu.
- Suchý zip usnadňuje výměnu materiálu při kládaného na rány.
- Pásky suchého zipu mají u všech velikostí bandáží rezervu až 10 cm.
- Obvaz je prodyšný.
- Lze prát v pračce i vyvěřet při 95 °C.

### Použití

- K ošetření po hrudních a břišních operacích, k odlehčení ran, k zabránění dehiscence ran a k rychlé mobilizaci pacienta.
- Jako ochranný obvaz při traumatech hrudníku, např. zhmoždění hrudního koše a zlomeninách žebor.
- Ke korekci statiky páteře při kořenové neuralgii a výhřezu meziobratlové ploténky.
- Při diastáze po těhotenství.



pooperační podpůrný obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Verba	vel. 1 65–75 cm	932 531	5012713	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 2 75–85 cm	932 532	5012714	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 3 85–95 cm	932 533	5012715	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 4 95–105 cm	932 534	5012716	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 5 105–115 cm	932 535	5012717	bal. à 1 ks	15 ks



# Idealflex®

## Krátkotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Obinadlo s nízkou tažností (Idealflex 85 %, Idealflex Universal 95 %) vytváří tuhou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
- Obinadlo je měkké, prodyšné, při nošení se nevytahuje.
- Lze přiložit i na kónické části těla.
- Lze prát při teplotách do 60 °C.

### Použití

- K ošetřování akutních a chronických onemocnění žilního a lymfatického systému u mobilních i imobilních pacientů.
- Kompresivní obvaz na rány.
- Podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.

### Technická specifikace

Bavlna, polyamid, elastan.

### Typy produktu

Idealflex

Idealflex Universal



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealflex baleno jednotlivě	6 cm × 5 m	332 038	5009921	bal. à 1 ks	10/80 ks
	8 cm × 5 m	332 039	5009922	bal. à 1 ks	10/60 ks
	10 cm × 5 m	332 049	5009923	bal. à 1 ks	10/50 ks
	12 cm × 5 m	332 050	5009924	bal. à 1 ks	10/40 ks
	15 cm × 5 m	332 051	5011949	bal. à 1 ks	10/30 ks
	20 cm × 5 m	332 052	5011950	bal. à 1 ks	10/20 ks
Idealflex volně v krabicích	6 cm × 5 m	332 010		bal. à 10 ks	8 bal.
	8 cm × 5 m	332 022		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 cm × 5 m	332 033		bal. à 10 ks	5 bal.
	12 cm × 5 m	332 035		bal. à 10 ks	4 bal.
	15 cm × 5 m	332 036		bal. à 10 ks	3 bal.
	20 cm × 5 m	332 037		bal. à 10 ks	2 bal.
Idealflex Universal	6 cm × 5 m	931 321	5014923	bal. à 1 ks	10/250 ks
	8 cm × 5 m	931 322	5014924	bal. à 1 ks	10/200 ks
	10 cm × 5 m	931 323	5014920	bal. à 1 ks	10/240 ks
	12 cm × 5 m	931 324	5014921	bal. à 1 ks	10/200 ks
	15 cm × 5 m	931 325	5014922	bal. à 1 ks	10/160 ks

# Idealast®-haft latex free

## Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

### Charakteristika

- Samodržící kompresivní obinadlo s tažností 90 %.
- Pružnost zůstává i po opakovaném nošení.
- Otevřená struktura tkaniny zajišťuje její prodyšnost.
- Bavlněná vlákna odnímají vlhkost z kůže.
- Lze sterilizovat a je odolné vůči ozáření, možno prát v ruce.

### Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- K profylaxi a doléčení žilního onemocnění.
- Jako podpurný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.
- Jako kompresivní obvaz na rány a k připevnění dlah.

### Technická specifikace

Bavlna, polyamidová a elastanová vlákna.  
Oboustranná mikrobodová impregnace.



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealast-haft latex free délka 4 m v napnutém stavu, jednotlivě ve skládačkách	6 cm x 4 m	931 110	5009929	bal. à 1 ks	40 ks
	8 cm x 4 m	931 111	5009930	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm x 4 m	931 112	5009931	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm x 4 m	931 113	5009932	bal. à 1 ks	40 ks
Idealast-haft latex free délka 10 m v napnutém stavu	6 cm x 10 m	931 114		bal. à 1 ks	20 ks
	8 cm x 10 m	931 115		bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm x 10 m	931 116		bal. à 1 ks	20 ks
	12 cm x 10 m	931 117		bal. à 1 ks	20 ks

# Idealast®-haft Color latex free

## Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

### Charakteristika

- Samodržící kompresivní obinadlo s tažností 90 %.
- Jednotlivé vrstvy drží spolu, neslepují se s kůží, ochlupením nebo oblečením.
- Propustné pro vzduch.
- Bavlněná vlákna transportují vlhkost pryč od kůže.
- Je sterilizovatelné, a to i ozařováním, je možné ho jednou až dvakrát vyprat v ruce.
- V modré a červené barvě.

### Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškozeních pohybového aparátu a také jako sportovní bandáž.
- Jako sekundární obvaz na rány a k fixaci dlah.
- Také jako ochrana obvazů.

### Technická specifikace

Bavlna, oboustranně mikrobodově impregnováno.



elastické krátkotažné obinadlo, baleno jednotlivě v krabičkách	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealast-haft Color latex free barva modrá	4 cm × 4 m	931 090	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 091	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 092	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 093	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free barva červená	4 cm × 4 m	931 095	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 096	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 097	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 098	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free mix v kartonech (5x modrá, 5x červená)	4 cm × 4 m	931 100	bal. à 10 ks	15 bal.
	6 cm × 4 m	931 101	bal. à 10 ks	12 bal.
	8 cm × 4 m	931 102	bal. à 10 ks	9 bal.
	10 cm × 4 m	931 103	bal. à 10 ks	6 bal.

# Idealtex®

## Dlouhotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Elastické dlouhotažné obinadlo vytváří lehkou a střední kompresi s nízkým pracovním a vysokým klidovým tlakem.
- Tažnost 115 %.
- Vytváří rovnoměrný trvalý tlak, který působí pouze na povrchové žíly.
- Nevytváří rytmické střídání tlaku.

### Použití

- Jako podpůrný obvaz pohybového systému a na doléčení onemocnění žilního systému.
- Používá se jen u mobilních pacientů a na zesílení tlaku přes den; v noci nebo při delším odpočinku nutno sejmout.

### Technická specifikace

Viskóza, polyuretan, bez latexu.



elastické dlouhotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážná jednotka
Idealtex	8 cm x 5 m	931 061	5010036	bal. à 1 ks	250 ks
	10 cm x 5 m	931 062	5010034	bal. à 1 ks	210 ks
	12 cm x 5 m	931 063	5010040	bal. à 1 ks	150 ks
	14 cm x 5 m	931 064	5010038	bal. à 1 ks	140 ks

# Varolast® Plus

## Zinkoklihové obinadlo

### Charakteristika

- Podélně a příčně elastické zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití.
- Dvojrzměrná pružnost umožňuje obinadlo ovíjet pod rovnoměrným tlakem.
- Hotový obvaz z Varolastu představuje polotuhý trvalý obvaz.

### Použití

- Jako trvalý tlakový obvaz při:
  - subakutních a chronických trombózách,
  - flebitidách hloubkových a povrchových žil,
  - ulcus cruris a městnavých dermatózách v nemokvavém stadiu.
- Jako podpůrný obvaz ve všeobecné ortopedii a v ortopedické rehabilitaci.

### Složení

69 % bavlny, 31 % polyamidu, zinková pasta.



obinadlo zinkoklihové zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Varolast Plus	8 cm × 5 m	931 582	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 7 m	931 583	bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 585	bal. à 1 ks	20 ks

# Rolta®

## Polstrovací obinadlo

### Charakteristika

- Propustné pro vzduch a sekrety.
- Působí na vyrovnání teplotních rozdílů.
- Odvádí vlhkost, a tím brání vzniku otlaků a zatvrdlin.

### Použití

Podkladová výplň k ochraně kloubů při sádrovacích technikách a kompresivní terapii.

### Technická specifikace

Syntetická vata ze zkadeřených nesavých polyesterových vláken.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Rolta-soft nesterilní, jednotlivě rolované	6 cm × 3 m	932 048	bal. à 50 ks	1 bal.
	10 cm × 3 m	932 049	bal. à 30 ks	1 bal.
	15 cm × 3 m	932 050	bal. à 20 ks	1 bal.
	25 cm × 3 m	932 051	bal. à 10 ks	1 bal.

# Safix® plus

## Sádrový rychloobvaz

### Charakteristika

- Sádrový rychloobvaz s krémovitou konzistencí a pórovitou strukturou.
- Doba namáčení 4–5 sekund, teplota vody 20 °C.
- Modelace 2–3 minuty.
- Doba tuhnutí přibližně 5 minut, opatrná zátěž již po 30 minutách.
- Pórovitá struktura zajišťuje rovnoměrné promočení obvazu.
- Nános sádry zajišťuje pevnost a odolnost vůči zlomení.

### Použití

- Pro střední až extrémně silnou stabilizaci.
- Jako cirkulární sádra, vhodná pro primární i dodatečnou stabilizaci.

### Složení

Gáza a přírodní sádrovec.

### Typy produktu

Safix plus

Safix plus Longety – slouží jako dlahy zajišťující větší pevnost připevněním shora na sádrový rychloobvaz.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Safix plus sádrové obvazy (zatavené v balení po dvou)	6 cm × 2 m	332 730	bal. à 2 ks	28 bal.
	8 cm × 3 m	332 740	bal. à 2 ks	15 bal.
	10 cm × 3 m	332 741	bal. à 2 ks	12 bal.
	12 cm × 3 m	332 742	bal. à 2 ks	10 bal.
	14 cm × 3 m	332 743	bal. à 2 ks	10 bal.
	15 cm × 3 m	332 744	bal. à 2 ks	8 bal.
	20 cm × 3 m	332 745	bal. à 2 ks	6 bal.
Safix plus Longety čtyři vrstvy, délka 20 m	10 cm × 20 m	332 790	bal. à 1 ks	1 ks
	12 cm × 20 m	332 791	bal. à 1 ks	1 ks
	15 cm × 20 m	332 792	bal. à 1 ks	1 ks
	20 cm × 20 m	332 793	bal. à 1 ks	1 ks

# Omniplast®

## Klasická textilní náplast

### Charakteristika

- Syntetické kaučukové lepidlo.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.
- Vroubkovaný okraj zabraňuje roztřepení tkaniny.
- Hydrofobní impregnace chrání ránu před vnější vlhkostí.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.

### Použití

Pro fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl apod. u pacientů s normální citlivostí kůže. Při použití dbejte, aby pokožka byla čistá a suchá.

### Technická specifikace

Klasická fixační náplast z textilní tkaniny v barvě kůže se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



klasická náplast na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omniplast	1,25 cm × 5 m	900 440	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 441	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 442	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omniplast nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 452	bal. à 24 ks	12 bal.
	2,5 cm × 9,2 m	900 453	bal. à 12 ks	16 bal.
	5 cm × 9,2 m	900 454	bal. à 6 ks	12 bal.
	10 cm × 10 m	900 447	bal. à 5 ks	12 bal.



# Omnipor®

## Fixační náplast z bílého netkaného textilu

### Charakteristika

- Nosný netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
- Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží i pro dlouhodobé a velkoplošné fixace.
- Hydrofobní impregnace chrání ránu před vnější vlhkostí.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

### Použití

Pro překrytí a k fixaci obvazů u pacientů se zvlášť citlivou kůží, především u dlouhodobých obvazů a k upevnění měřicích přístrojů, sond apod. na citlivých částech těla.

### Technická specifikace

Bílý netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



náplast z netkaného textilu na cívice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnipor	1,25 cm × 5 m	900 436	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 437	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 438	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnipor nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 424	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 425	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 426	bal. à 1 ks	10/120 ks

# Omnifilm®

## Fixační náplast z porézní transparentní fólie

### Charakteristika

- Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží.
- Propouští vzduch a vodní páry.
- Je transparentní, umožňuje stálou vizuální kontrolu.
- Dá se odtrhnout příčně i podélně.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

### Použití

K fixaci ob vazů všeho druhu, k transparentnímu upevnění kanyl, sond, katetrů apod.

### Technická specifikace

Transparentní porézní materiál s polyakrylátovým lepidlem.



fixační náplast z porézní transparentní fólie, na cívce	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifilm	1,25 cm × 5 m	900 433	5009907	bal. à 1 ks	20/360 ks
	2,5 cm × 5 m	900 434	5009908	bal. à 1 ks	10/240 ks
	5 cm × 5 m	900 435	5009909	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnifilm nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 421		bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 422		bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 423		bal. à 1 ks	10/120 ks

# Omnisilk®

## Náplast z bílého hedvábí

### Charakteristika

- Náplast na cívce z bílého hedvábí.
- Hydrofobní impregnace chrání před vnější vlhkostí.
- Propouští vzduch a vodní páry.
- Zoubkovaný okraj.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

### Použití

K fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl, katetrů apod. u pacientů s citlivou kůží.

### Technická specifikace

Bílé umělé hedvábí se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.



náplast z bílého hedvábí, na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnisilk	1,25 cm × 5 m	900 430	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 431	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 432	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnisilk nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 418	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 419	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 420	bal. à 1 ks	10/120 ks

# Omnifix® Elastic

## Fixační náplast z netkaného textilu

### Charakteristika

- Fixační náplast z netkaného textilu k celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
- Propustná pro vzduch a vodní páry.
- Pro použití i na citlivou pokožku.
- Neabsorbuje rentgenové záření.
- Vlisovaný vlnovitý řez pro usnadnění stažení krycího papíru, na kterém je vytištěné měřítko pro odstřížení přesné velikosti.

### Použití

- K celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
- K fixaci krytí v oblasti kloubů, obličej a kónických částí těla.
- K upevnění měřicích přístrojů, sond, katetrů atd.

### Technická specifikace

Netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proučích.



fixační náplast z netkaného textilu	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifix Elastic s měřítkem na krycím papíře	5 cm x 10 m	900 602	5009934	bal. à 1 ks	63 ks
	10 cm x 10 m	900 603	5009956	bal. à 1 ks	36 ks
	15 cm x 10 m	900 604	5009957	bal. à 1 ks	24 ks
	20 cm x 10 m	900 605		bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm x 2 m	900 601	5009933	bal. à 1 ks	64 ks
	10 cm x 2 m	*900 661		bal. à 1 ks	64 ks

\*Tento produkt najdete i na straně 81 v rámci řady Expert na hojení ran.

# Omnistrip®

## Sterilní proužky na stažení rány

### Charakteristika

- Sterilní proužky zajišťují fixaci okrajů rány.
- Zakulacené rohy zabraňují shrnutí proužků.
- Bezbolestné odstranění.
- Propustné pro vzduch a vodní páru.
- Mikroelastická netkaná textilie zaručuje, že proužky drží i při zatížení.
- Sterilní.

### Použití

- Na stažení menších a primárně se uzavírajících ran.
- Na pooperační jizvy.
- Mohou být použity jako opora čerstvě zašitých ran.

### Technická specifikace

Netkaný textil v barvě kůže, na který je navrstveno polyakrylátové lepidlo.



sterilní proužky na stažení rány	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnistrip	3 × 76 mm	540 681	50× 5 ks*	6 bal.
	6 × 38 mm	540 682	50× 6 ks*	6 bal.
	6 × 76 mm	540 683	50× 3 ks*	6 bal.
	6 × 101 mm	540 684	50× 10 ks*	6 bal.
	12 × 101 mm	540 685	50× 6 ks*	6 bal.
	25 × 127 mm	540 686	50× 4 ks*	6 bal.

\*Obsah jednoho peel-balení.

# Omnitape®

## Tejpovací páska

### Charakteristika

- Neelastická lepicí fixační páska.
- Odtrhávání pásky možné v podélném i příčném směru.

### Použití

Zpevnění kloubů, šlach a svalů.

### Technická specifikace

Bavlna, jednostranně potažená kaučukovým lepidlem s obsahem oxidu zinečnatého.



tejpovací páska	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnitape	2 cm x 10 m	500 058	bal. à 1 ks	96 ks
	3,75 cm x 10 m	500 059	bal. à 1 ks	96 ks
	5 cm x 10 m	500 060	bal. à 1 ks	48 ks

# Cosmopor® Steril

## Sterilní samolepicí krytí na rány

### Charakteristika

- Vrstvu přiléhající k ráně tvoří mikrosíťka, která zabraňuje přilepení krytí k ráně.
- Měkký netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
- Polyakrylátové lepidlo.
- Sterilní.

### Použití

- Speciálně pro pooperační ošetření ran, ale také pro sterilní ošetření banálních poranění, např. v rámci první pomoci.
- Vhodný na mírně secernující rány.

### Technická specifikace

Polštářek z bavlněné vaty, nosný materiál z netkaného textilu s polyakrylátovým lepidlem.



náplast s polštářkem s hydrofobní mikrosítkou, zatavená jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Cosmopor Steril	7,2 × 5 cm	900 800	5013084	bal. à 50 ks	20 bal.	
			5009938	bal. à 1 ks	50/1000 ks	
	10 × 6 cm	900 802	900 833	5009958	bal. à 10 ks	20 bal.
			5013083	bal. à 25 ks	27 bal.	
	15 × 6 cm	900 804	5009939	bal. à 1 ks	25/675 ks	
			5013082	bal. à 25 ks	18 bal.	
	10 × 8 cm	900 806	5009940	bal. à 1 ks	25/450 ks	
			5013081	bal. à 25 ks	22 bal.	
	15 × 8 cm	900 808	5009941	bal. à 1 ks	25/550 ks	
			5013080	bal. à 25 ks	14 bal.	
	20 × 8 cm	900 810	5009942	bal. à 1 ks	25/350 ks	
			5013078	bal. à 25 ks	12 bal.	
	20 × 10 cm	900 812	5009970	bal. à 1 ks	25/300 ks	
			5013077	bal. à 25 ks	12 bal.	
	25 × 10 cm	900 814	5009971	bal. à 1 ks	25/300 ks	
			5013073	bal. à 25 ks	8 bal.	
	35 × 10 cm	900 816	5009972	bal. à 1 ks	25/200 ks	
			5013071	bal. à 25 ks	8 bal.	
			5009973	bal. à 1 ks	25/200 ks	

# Cosmopor® I.V.

## Sterilní samolepicí krytí pro fixaci i.v. kanyl

### Charakteristika

- Zaoblené rohy zabraňují srolování krytí.
- Široké lepicí okraje obemykají savý polštářek.
- Propustné pro vzduch a vodní páry.
- Sterilní.

### Použití

Pro fixaci kanyl.

### Technická specifikace

Měkká, pro vzduch propustná netkaná textilie se separátním polštářkem, lepidlo. Varianta 6 × 5 cm s dětskými motivy.



sterilní obvaz pro fixaci kanyl	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor I.V.	6 × 8 cm	900 805	bal. à 50 ks	8 bal.
Cosmopor I.V. transparent	6 × 5 cm	900 817	bal. à 100 ks	12 bal.
	9 × 7 cm	900 818	bal. à 100 ks	12 bal.
	12 × 10 cm	900 819	bal. à 50 ks	



# Hydrofilm<sup>®</sup>, Cosmopor<sup>®</sup> Transparent

## Samolepicí transparentní krytí na rány

### Charakteristika

- Samolepicí transparentní obvaz.
- Nepropustný pro mikroorganismy a vodu, propustný pro kyslík a vodní páry.
- Obvaz lze bez poškození nově vytvořeného epitelu sejmout.
- Průhlednost obvazu umožňuje inspekci rány a kůže, popř. fixaci katetru či kanyly bez snímání obvazu.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.

### Typ rány

Odřeny, tržné rány, fixace krytí, ochrana před sekundární infekcí a před mechanickou iritací.

### Výměna obvazu

Pokud se netvoří exsudát, lze ponechat 3 až 4 dny.

### Technická specifikace

Hydrofilm – polopropustná, transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem.

Cosmopor Transparent – polopropustná transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem a se savým polštářkem.

### Typy produktu

Hydrofilm

Cosmopor Transparent



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrofilm sterilní samolepicí transparentní obvaz na rány, vodovzdorný	6 × 7 cm	970 000	5015955 Z	bal. à 10 ks
	6 × 7 cm	970 001		bal. à 100 ks
	10 × 12,5 cm	907 002	5015956 Z	bal. à 10 ks
	10 × 12,5 cm	970 003		bal. à 100 ks
	10 × 15 cm	970 004	5015957 Z	bal. à 10 ks
	15 × 20 cm	970 006		bal. à 10 ks
	10 × 25 cm	970 008	5015958 Z	bal. à 25 ks
	12 × 25 cm	970 009	5015959 Z	bal. à 25 ks
Cosmopor Transparent transparentní krytí s absorpčním polštářkem	20 × 30 cm	970 010		bal. à 10 ks
	9 × 10 cm	901 052		bal. à 5 ks
	10 × 25 cm	901 059		bal. à 25 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Cosmos®

## Hřejivá náplast

Hřejivá náplast pro uvolnění svalového napětí. Teplo podporuje prokrvení pokožky, stimuluje krevní oběh a uvolňuje napětí. Náplast je možno stříhat na požadovaný rozměr.

### Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ

- Hřejivá látka kapsaicin v nižší koncentraci.
- Pro příjemné prohřátí.
- Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
- Není vhodná pro děti.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ	12,5 x 15 cm	703 374	bal. à 1 ks	20 bal.

# Vata Pehazell Clean

## Buničitá, vinutá a v přířezech

### Charakteristika

- Buničitá vata, vysoce bělená a nebělená.
- Zvlášť měkká a savá.

### Použití

- Jako tlaková poduška při obvazech.
- Jako podložka při menších operačních zákrocích a na různé hygienické účely.



vata	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Pehazell Clean</b>				
vata buničitá vinutá vysoce bělená	500 g	913 062	bal. à 1 ks	10 ks
	1 000 g	913 061	bal. à 1 ks	6 ks
vata buničitá v přířezech bělená	37 × 57 cm	913 067	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 066	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 19 cm	913 065	bal. à 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 069	bal. à 500 g	20 bal.
	37 × 57 cm	913 064	bal. à 15 kg	1 bal.
vata buničitá v přířezech nebělená	18,5 × 28,5 cm	913 074	bal. à 15 kg	1 bal.
	37 × 57 cm	913 076	bal. à 3 × 5 kg	1 bal.

# Expert na hojení ran

HARTMANN je expert na hojení všech druhů ran, od drobných poranění po velké chronické rány

Seznamte se s portfoliem volně prodejného sortimentu na ošetřování akutních ran:

## Antiseptické čištění ran



## Sterilní náplasti



## Drobná poranění



## Krytí ran



## Fixace krytí a obinadel



## Oděření Puchýře Popáleniny



# Cosmos® wound spray

Antiseptický sprej pro bezbolestné čištění ran

- Bezbolestná aplikace.
- Chrání před infekcí.
- Vhodný na citlivou pokožku.
- Bez zápachu a zbarvení.
- Podporuje hojení rány v kombinaci s ostatními HARTMANN produkty z řady pro hojení ran.
- Vhodný pro děti.
- Dermatologicky testováno.
- Vhodný na čištění akutních a chronických ran nebo pro opařeniny a popáleniny I. a II. stupně.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos wound spray	50 ml	531 030	bal. à 1 ks	40 bal.

# Medicomp®

## Kompres ke krytí a čištění ran a aplikaci mastí

- Kompres z netkané textilie.
- Měkký a jemný.
- Sterilní.
- Pro všechny typy ran jako sekundární krytí.
- Ke všeobecnému ošetření ran.
- Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Medicomp	7,5 × 7,5 cm	411 029	bal. à 5× 2 ks	60 bal.

# Peha-haft® Color

## K fixaci krytí ran

- Samodržící elastické obinadlo.
- Opakovaně použitelné.
- Lze stříhat dle potřeby.
- Neobsahuje akryláty ani chlor.

# Cosmos® cívkové náplasti

## K fixaci obinadel

### Cosmos® cívková netkaná náplast

- Cívková náplast z jemného netkaného textilu.
- Velmi dobrá přilnavost.

### Cosmos® cívková textilní náplast

- Textilní cívková náplast.
- Velmi dobrá přilnavost.

# Omnifix® elastic

## Pro celoplošnou fixaci krytí ran

- Fixační náplast z netkaného textilu.
- Měkký a jemný materiál.
- Lze stříhat a tvarovat dle potřeby.
- Vhodná pro fixaci krytí v ohebných částech těla.
- Elastická v příčném směru.

Zpět na Obsah



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-haft Color	10 cm × 4 m	300 004	bal. à 1 ks	20 ks
Cosmos cívková textilní náplast	1,25 cm × 5 m	900 400	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 401	bal. à 1 ks	120 bal.
Cosmos cívková netkaná náplast	1,25 cm × 5 m	900 402	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 403	bal. à 1 ks	120 bal.
Omnifix elastic	10 cm × 2 m	900 661	bal. à 1 ks	64 ks

# Cosmopor® silicone a skin color

## Náplasti se savým efektem

### Cosmopor® silicone

- Bezbolestné odstranění.
- Prodyšné, nepřilepují se k ráně.
- Netraumatizují ránu.
- Vhodné na citlivou pokožku.
- Je možné odlepit a znovu nalepit.
- Velmi vysoká absorpce tekutin z rány díky super absorpčnímu polštářku.

### Cosmopor® skin color

- Voděodolné.
- Diskrétní, v barvě kůže.
- Absorbují tekutinu bez přilnutí k ráně.
- Ochrana proti UV záření (UPF 50+).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor silicone	7,2 × 5 cm	901 116	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 8 cm	901 117	bal. à 5 ks	24 bal.
Cosmopor skin color	7,2 × 5 cm	901 970	bal. à 5 ks	10 bal.
	10 × 8 cm	901 971	bal. à 5 ks	10 bal.



# Cosmos®

## Hojivé náplasti

### Cosmos® Na odřenin

Hydrokoloidní náplasti na odřeniny.

- Zabraňují tvorbě strupů.
- Urychlují hojení.
- Vdrží na ráně i několik dní.
- Zmírňují bolest.
- Zaoblené rohy na aplikaci na kolenu a loktech.

### Cosmos® Na puchýře mix

Hydrokoloidní náplasti na puchýře kdekoliv na rukách i nohách.

- Plně hydrokoloidní náplasti s Twin-tec technologií.
- Urychlují hojení.
- Ulevují od bolesti.
- 3 velikosti v 1 mixu.

### Cosmos® Na puchýře na patě

Hydrokoloidní náplasti na puchýře na patě.

- Plně hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec.
- Ulevují od bolesti.
- Urychlují hojení.
- Tlumí tlak.

### Cosmos® Na puchýře XL

Hydrokoloidní náplasti extra velké.

- Plně hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec.
- Ulevují od bolesti.
- Urychlují hojení.
- Tlumí tlak.

### Cosmos® Na popáleniny

Hydrogelové náplasti na menší popáleniny.

- Ulevují od bolesti.
- Vodotěsné.
- Urychlují hojení.
- Chladivý efekt.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Na odřenin	100 × 85 mm	536 023	bal. à 4 ks	12 bal.
Cosmos Na puchýře mix	17 × 40 mm	536 053	3 ks	10 bal.
	19 × 55 mm		3 ks	
	45 × 76 mm		2 ks	
Cosmos Na puchýře na patě	76 × 45 mm	536 013	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na puchýře XL	75 × 45 mm	536 043	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na popáleniny	68 × 43 mm	532 046	bal. à 8 ks	80 bal.

# Cosmos®

## Náplasti

### Cosmos® Flexible

Pružné náplasti na ochranu drobných poranění.

- Elastické a pružné náplasti.
- Šetrné k pokožce.
- Možnost stříhání do různých tvarů a velikostí.

### Cosmos® Kids

Barevné dětské náplasti na drobná poranění.

- Voděodolné náplasti s různými barevnými motivy.
- Obsahují proužky 2 velikostí.
- Šetrné k pokožce.

### Cosmos® Aqua

Vodotěsné náplasti na ochranu drobných ran.

- Vodotěsné a transparentní.
- Balení obsahuje 3 velikosti.
- Vytváří bariéru proti bakteriím.



### Cosmos® Aqua Fun

Vodotěsné náplasti s dětskými motivy na ochranu drobných poranění.

- Vodotěsné průhledné náplasti.
- Chrání před bakteriemi.
- S veselými obrázky pro děti.



### Cosmos® Universal

Univerzální voděodolné náplasti na ochranu drobných poranění.

- Voděodolné a odpuzující nečistotu.
- Prodyšné a šetrné k pokožce.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Flexible	nedělené, 6 x 10 cm	535 236	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 230	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Kids	nedělené, 6 x 10 cm	535 630	bal. à 10 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 631	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Aqua	dělené, 3 rozměry	535 531	bal. à 10 ks	200 bal.
Cosmos Aqua Fun	dělené, 2 rozměry	535 532	bal. à 12 ks	200 bal.
Cosmos Universal	nedělené, 6 x 10 cm	535 130	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 137	bal. à 20 ks	200 bal.
	dělené, 5 rozměrů	535 138	bal. à 20 ks	200 bal.

# Cosmos®

## Náplasti

### Cosmos® Soft Silicone

Ultra jemné náplasti vhodné pro bezbolestné ošetření drobných poranění citlivé kůže.

- Bezbolestné odstranění.
- Vhodné pro uživatele s křehkou pokožkou.
- Měkké a šetrné náplasti.

### Cosmos® Soft

Jemné náplasti na ochranu drobných poranění citlivé kůže.

- Jemné elastické náplasti.
- Vhodné na citlivou pokožku.
- Dostupné ve 3 variantách.



### Cosmos® Sport

Na ochranu drobných poranění při sportu.

- Chrání před nečistotami.
- Polstrovaný polštáček pro tlumení nárazů.
- Voděodolná a prodyšná.
- Neomezuje v pohybu a nelepí se k ráně.

### Cosmos® Classic

Pevná nedělená náplast na všechny typy drobných poranění.

- Prodyšné, a přitom pevné náplasti.
- Otěruvzdorné.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Soft Silicone	nedělené, 6 x 10 cm	535 333	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené, 2 rozměry	535 313	bal. à 8 ks	200 bal.
Cosmos Soft	nedělené, 6 x 10 cm	535 330	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené (strips), 1 rozměr	535 332	bal. à 20 ks	200 bal.
	dělené (spots), 1 rozměr	535 336	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Sport	nedělené, 6 x 10 cm	535 430	bal. à 5 ks	200 bal.
	dělené (strips), 1 rozměr	535 431	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Classic	nedělené, 6 cm x 1 m	540 326	bal. à 1 ks	90 bal.
	nedělené, 8 cm x 1 m	540 335	bal. à 1 ks	90 bal.

# Cosmos®

## Dětské náplasti

### Cosmos® Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy

Náplasti s veselými obrázky k ochraně malých ran, vyrobené z materiálu odolného vůči vodě a odpuzujícího nečistotu.

- Náplast pro každodenní použití tam, kde je vyšší vlhkost a dochází k častějšímu styku s vodou.
- Chrání drobná poranění před nečistotou.
- Je prodyšná a šetrná k pokožce.
- Neslepuje se s ránou.



### Cosmos® PJ Masks

Ke kůži šetrné náplasti s motivy hrdinů z dětského seriálu PJ Masks z dílny Disney Junior.

- Náplast pro každodenní použití tam, kde je vyšší vlhkost a dochází k častějšímu styku s vodou.
- Chrání drobná poranění před nečistotou.
- Je prodyšná a šetrná k pokožce.
- Neslepuje se s ránou.
- Balení obsahuje 3 velikosti.



dětské náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy	25 × 72 mm	535 636	bal. à 16 ks	200 bal.
Cosmos PJ Masks	dělené, 3 rozměry	535 635	bal. à 12 ks	200 bal.

# Nature Care

## Ekologické výrobky na péči o rány

### Charakteristika:

- Ekologická řada výrobků na péči o rány od drobných poranění, krytí a fixace ran.
- Všechny produkty jsou vyrobeny ze 100% biologicky odbouratelných materiálů – bavlny a bambusu.
- Všechny obaly jsou 100% bez plastů a recyklovatelné.

### Bambusová náplast

- Na ochranu drobných poranění.
- 100% bambus.
- Ochranný obal ke sloupnutí před aplikací.
- Prodyšná.

### Bavlněná gáza

- Na čištění ran, krytí a aplikaci mastí.
- 100% bavlna.
- Papírový obal.
- Sterilní.

### Bavlněná páska

- Cívková náplast na fixaci krytí ran a obvazů.
- 100% bavlna.
- Papírová cívka.
- Prodyšná.

### Bavlněný obvaz

- Na fixaci krytí ran.
- 100% bavlna.

100%  
přírodní materiál  
0 %  
plastu



ekologické výrobky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bambusová náplast	25 × 72 mm	500 603	8 ks	60 bal.
	30 × 40 mm		6 ks	
	40 × 60 mm		6 ks	
Bavlněná gáza	7,5 × 7,5 cm	205 028	bal. à 5 × 2 ks	60 ks
Bavlněná páska	2,5 cm × 5 m	536 061	1 ks	120 ks
Bavlněný obvaz	6 cm × 5 m	332 086	1 ks	60 ks

# Cosmos®

## Ekonomické náplasti na rány

### Cosmos® Klasická textilní

- Pevná náplast k ochraně malých ran.
- Vyrobená z textilního materiálu.

### Cosmos® Klasická voděodolná

- Náplast odolná vůči vlhkosti a vodě.
- K ochraně malých poranění.
- Vyrobená z fólie, která odpuzuje nečistotu.

### Cosmos® Klasická z netkané textilie

- Náplast k ochraně malých ran.
- Vyrobená z bílé netkané textilie.

### Cosmos® Pevná

- Pevná náplast.
- K ochraně malých ran.
- Vyrobená z otěruvzdorného materiálu.



ekonomické náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Klasická textilní	1 m × 6 cm	540 345	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 346	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická voděodolná	1 m × 6 cm	540 349	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 350	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická z netkané textilie	1 m × 6 cm	540 347	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 348	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Pevná	6 × 2 cm	540 330	bal. à 50 × 5 ks	36 bal.
	8 × 4 cm	540 331	bal. à 50 × 3 ks	36 bal.

# DermaPlast®

## Náplasti pro lékařskou praxi

### DermaPlast® soft

#### Náplast z měkkého netkaného textilu

- Náplast z měkkého netkaného textilu v barvě kůže.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.

### DermaPlast® soft injection

#### Nastříhané poinjekční náplasti

- Jednotlivě nastříhané náplasti určené na ošetření místa po injekci nebo odběru krve.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.

### DermaPlast® soft spots

#### Kulaté náplasti z měkkého netkaného textilu

- Jednotlivě nastříhané kulaté náplasti (průměr 22 mm) určené na ošetření místa po drobném chirurgickém zákroku (např. odstranění mateřských znamének nebo bradavic).
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v prouzcích.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast soft	4 cm × 5 m	535 351	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 361	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 371	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast soft injection	4 cm × 1,6 cm	535 381	bal. à 250 ks	60 bal.
DermaPlast soft spots	Ø 22 mm	535 382	bal. à 200 ks	36 bal.

# DermaPlast®

## Náplasti pro lékařskou praxi

### DermaPlast® classic

#### Náplast na rány z tuhé textilní tkaniny

- Náplast na rány z textilní tkaniny pro ošetření menších poranění.
- Prodyšnost náplasti zajišťuje syntetické kaučukové lepidlo nanesené v proužcích.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast classic	4 cm × 5 m	535 051	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 061	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 071	bal. à 5 m	24 bal.



# Cosmos® Active

## První pomoc pro svaly a klouby

### Cosmos® Active Kineziologické tejpovací pásky

- Pružné pásky pro klouby, vazy a natažené a ochablé svaly.
- Prodyšné a voděodolné.
- Neomezující pohyb.
- K dostání ve třech barevných variantách.



	barevný kód	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kineziologická tejpovací páska	modrá	5 cm × 5 m	522 640	1 ks	8 ks
	růžová	5 cm × 5 m	522 641	1 ks	8 ks
	běžová	5 cm × 5 m	522 642	1 ks	8 ks

# Cosmos® Active

## První pomoc pro svaly a klouby

### Opakovaně použitelné gelové polštářky

K terapii chladem i teplem.

- Studená terapie: akutní záněty kloubů a svalů, tupá poranění, hematomy, kousnutí hmyzem, bolesti zubů...
  - Zchlazení v mrazničce.
- Teplá terapie: podporuje lokální krevní oběh, uvolňuje napětí, pro bolavé svaly, bolesti zad, menstruační potíže...
  - Nahřátí v horké vodě nebo mikrovlnné troubě.
- S ochranným obalem pro pohodlnou aplikaci.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Opakovaně použitelný gelový polštářek	12 x 29 cm	522 253	1 ks	27 ks
	13 x 14 cm	522 222	1 ks	24 ks



Prevence rizik

K omezení rizika vzniku infekce na operačních sálech i mimo ně slouží řada jednorázových zdravotnických prostředků určených pro operační i ambulantní zákroky.

Patří sem především jednorázové operační sety či sterilní jednorázové zákrokové balíčky.

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce  
na minimum**

**missionprevention.cz**



# Preventia® Surgical Irrigation

## Irigační roztok

### Charakteristika

- Roztok na výplach ran pro intraoperační čištění a irigaci neinfikovaných a infikovaných ran a popálenin 1. a 2. stupně.
- Působí za 1 minutu<sup>1</sup>.
- Redukuje 99,99 % bakterií<sup>2</sup>.
- Antimikrobiální účinek roztoku pomáhá bojovat proti tvorbě biofilmu.
- Chrání před multirezistentními (např. MRSA, VRE) a mykotickými patogeny.
- Nezpomaluje granulaci ani epitelizaci.
- Nedráždí a nezpůsobuje bolest.
- Nezpůsobuje přecitlivělost a lze jej bezpečně používat dlouhou dobu.
- Je dobře snášen alergiky i diabetiky.
- Tento produkt je zdravotnický prostředek třídy III.

### Složení

Polyhexanid 0,1 % (PHMB) – účinná látka

Poloxamer – povrchové aktivní látka



### Zdroje:

1. Kramer et al. (2018) Skin Pharmacol Physiol 2018; 31(1):28–58 (Related to PHMB solutions).
2. In-vitro results on minimum bactericidal concentration (MBC) and relative therapeutic index. Data on file.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Preventia Surgical Irrigation	350 ml	999 560 0	1 ks	bal. 12x 350 ml ks
Preventia Surgical Irrigation	1 l	999 550 0	1 ks	bal. 10x 1 l ks

# Foliodrape®

## Jednorázové sterilní roušky a sety

### Charakteristika

- Sterilní krytí Foliodrape je součástí profylaxe infekcí na operačních sálech.
- Materiál a provedení umožňuje zakrytí pacienta a jeho okolí při všech chirurgických zákrocích.
- Produktové řady krytí Foliodrape: Protect Plus a Protect ve formě jednotlivých roušek a standardních i zákaznických setů.

### Typy setů

- Sety pro všeobecnou chirurgii
- Sety pro hrudní a cévní chirurgii
- Sety pro ortopedii a traumatologii
- Sety pro gynekologii a porodnictví
- Sety pro urologii
- Sety pro neurochirurgii
- Sety pro ORL
- Sety pro oční chirurgii
- Sety pro pediatrii
- Další sety dle konkrétních zákroků



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Univerzální set III zesílený</b> obsah setu		938 712	bal. à 7 sad	1 bal.
1x návlek na instrumentační stolek	80 x 145 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	200 x 200 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	150 x 240 cm			
1x rouška na stolek, zesílená	150 x 190 cm			
2x rouška samolepicí, zesílená	75 x 90 cm			
1x lepicí páska	10 x 50 cm			
4x ubrousek	30 x 33 cm			

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Doplňky				
Návlek na instrumentační stolek	80 x 145 cm	258 300	bal. à 25 ks	2 bal.
Návlek na instrumentační stolek, zesílený	80 x 145 cm	938 851	bal. à 20 ks	2 bal.
Lepicí páska k fixaci roušek a hadiček	10 x 50 cm	258 347	bal. à 115 ks	4 bal.
Suchý zip k fixaci kabelů kamer, hadiček, kabelů kauterů atd.	2 x 23 cm	258 280	bal. à 200 ks	4 bal.

# Foliodrape® Protect Plus

## Jednorázové sety

### Charakteristika

- Operační materiál se zónovou absorpcí – tj. s vyšší absorpční kapacitou na místech, která jsou při operaci vystavena největšímu množství tekutiny.
- Pro standardní a dlouhé operace s rizikem většího úniku tekutin.
- Vysoká absorpční kapacita i při vysokém úniku tekutin.
- Materiál odolný proti protržení i při nasáknutí velkého objemu tekutiny.
- Měkký příjemný materiál.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Vyhovuje normě EN 13795.

### Dvouvrstvý materiál se zónovou vrstvou

- Zesílená absorpční zóna – netkaná textilie z polypropylenu
- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu
- Nepropustná vrstva pro mikroby a tekutiny – polyetylenová fólie



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kyčelní set VI obsah setu		938 771	bal. à 5 setů	1 bal.
2x rouška na stolek, zesílená	190 x 150 cm			
1x návlek na instrumentační stolek	80 x 145 cm			
4x celulózové ubrousky	33 x 30 cm			
3x OR páska, samolepicí	10 x 50 cm			
1x U-rouška, samolepicí, extra zesílená	245 x 280 cm (otvor 10 x 95 cm)			
1x chirurgická rouška, samolepicí, dvouvrstvá	300 x 170 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	90 x 75 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	100 x 150 cm			

	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Další vybrané sety			
Set pro artroskopii ramene III Protect Plus	938 702	bal. à 5 sad	1 bal.
Končetinový set VI Protect Plus	938 773	bal. à 5 sad	1 bal.
Univerzální set III Protect Plus	938 712	bal. à 7 sad	1 bal.
Laparoskopický set II Protect Plus	938 713	bal. à 5 sad	1 bal.
Abdomino-perineální set VI Protect Plus	938 714	bal. à 5 sad	1 bal.
Gynekologicko/perineální set II Protect Plus	938 719	bal. à 4 sad	1 bal.
Gynekologicko/abdomino-perineální set II	938 710	bal. à 5 sad	1 bal.

Zde uvádíme jen základní nabídku.



# Foliodrape® Protect

## Jednorázové roušky a sety

### Charakteristika

- Operační krytí pro jednodušší a kratší operační výkony s nižším únikem tekutin.
- Dvouvrstvý materiál se schopností absorpce tekutin.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Vyhovuje normě EN 13795.

### Dvouvrstvý materiál

- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
- Nepropustná vrstva – polyetylenová fólie.



jednorázové roušky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Roušky dvouvrstvé	45 × 75 cm	277 500	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 75 cm	936 155	bal. à 50 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 502	bal. à 35 ks	4 bal.
	90 × 150 cm	277 506	bal. à 20 ks	4 bal.
	150 × 100 cm	936 151	bal. à 35 ks	2 bal.
	150 × 200 cm	250 224	bal. à 18 ks	2 bal.
<b>Roušky dvouvrstvé samolepicí</b>				
lepení na 75 cm	45 × 75 cm	277 507	bal. à 60 ks	4 bal.
lepení na 90 cm	75 × 90 cm	277 508	bal. à 40 ks	4 bal.
<b>Roušky dvouvrstvé s otvorem</b>				
s otvorem 7 cm	45 × 75 cm	277 503	bal. à 65 ks	4 bal.
s otvorem 10 cm	75 × 90 cm	277 511	bal. à 40 ks	4 bal.
Variabilní roušky s otvorem samolepicí	45 × 75 cm	277 509	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 510	bal. à 40 ks	4 bal.

V materiálu Protect nabízíme jednotlivé roušky, standardní operační sety i sety vyvinuté dle požadavků zákazníka.

# CombiSet®

## Individualizovaný zákaznický set

### Charakteristika

- Sestaven dle individuálních požadavků pro konkrétní operační výkon.
- Výběr z řady komponent od společnosti HARTMANN a dalších dodavatelů, vyhovujících požadavkům MDR.
- Sety jsou sestavovány a sterilizovány v Evropě.

### Příklad složení setu CombiSet® pro totální endoprotézu kolenního kloubu

Chirurgická fáze	Počet kusů	Název komponenty	Popis
Předoperační fáze	1	Operační plášť Protect standard	L
	1	Operační plášť Protect standard	XL
	1	Operační plášť Protect zesílený	XL
	4	Savý ubrousek	33 x 30 cm
	1	Návlek na instrumentační stolec, extra zesílený	80 x 145 cm
	1	Rouška na pomocný stolec, extra zesílená zóna	190 x 150 cm
	2	Rouška na pomocný stolec skládaná	190 x 150 cm
	15	Tampon gázový	vel. 5 extra
	1	Rouška Protect	175 x 150 cm
	1	Rouška samolepicí, zónová	300 x 170 cm
	1	Končetinová rouška, zónová	225 x 320 cm
	1	Návlek na končetinu	35 x 80 cm
	3	Lepicí páska	10 x 50 cm
	1	Incizní fólie	45 x 49 cm (45 x 55 cm)
	Operační fáze	3	Čepelka na skalpel
1		Sací set Yankauer	24/8,00 CH/mm, bez podtlaku
1		Stříkačka	20 ml, Luer, dvoudílná



Chirurgická fáze	Počet kusů	Název komponenty	Popis	
	1	Miska	plast, 500 ml (S)	
	1	Špachtle	17,5 x 3,2 cm	
	1	Pulzní laváž	290 cm	
	1	Elektrokoagulace	320 cm, 16,5 cm, jedno- pólová, Erbe	
	10	Břišní rouška s rentgenkontrastním vláknem	45 x 45 cm, 4 vrstvy	
	1	Redonův drén	12/4,00 CH/mm, 50 cm, 14 cm	
	1	Redonova lahev	400 ml, Luer-Lock	
	3	Odstraňovač čepelek		
	Pooperační fáze	1	Kožní stapler	35 svorek, široký, 0,65 cm
		1	Absorpční krytí na rány	15 x 20 cm
10		Kompres gázový	10 x 10 cm	
1		Polstrované obinadlo Rolta	15 cm x 3 m	
2	Elastické obinadlo střednětažné	12 cm x 5 m bílé		

# Pulzní laváž v setech CombiSet®




## Jednorázová pulzní laváž pro ortopedické výkony

Jednorázová, vysokotlaká pulzní laváž, která je součástí setů CombiSet®, je určena k použití pro:

ortopedickou výměnu kloubů a interní fixaci

čištění ran

čištění a výplach během výkonu



### Komponenty pulzní laváže:

- Ergonomická pistole
- Koncovka s hrotem
- Externí baterie
- Krátká a dlouhá koncovka
- Přepínač tlaku
- Dvě oddělené hadice

K dispozici samostatně balený Miniset Pulzní laváž.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Miniset Pulzní laváž	233 138 1	1 ks	bal. à 13 ks

# Foliodrape® Podložka pod pacienta na operační stůl


## Jednorázová nesterilní podložka

### Charakteristika

- Jednorázová podložka určená k zakrytí operačního stolu.
- Vyrobená z třívrstvého materiálu se schopností absorpce tekutin.
- Materiál odolný proti protržení za mokra i za sucha.
- PE vrstva pro ochranu před infekcí.
- Bez latexu a dalších látek podle nařízení REACH.
- Likvidace po použití bez nutnosti separace produktu.
- Vyhovuje normě EN 13795-1.
- Splňuje podmínky MDR dle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích třídy I nesterilní.

### Třívrstvý materiál

- Vrchní bílá netkaná vrstva.
- Jádro se schopností absorpce tekutin.
- Spodní nepropustná PE vrstva.




	velikost	číslo výroby	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodrape Podložka pod pacienta na operační stůl	220 x 100 cm	936 675	bal. à 40 ks	1 bal.

# Foliodrape® Podložka na přenos pacienta

## Jednorázová nesterilní podložka

### Charakteristika

- Jednorázová podložka pro přenos, zvedání a přemísťování pacienta na a z operačního stolu.
- Umožňuje polohování pacienta během operace.
- Podložka je určena k manipulaci s pacientem o hmotnosti do 150 kg.
- Jednovrstvý netkaný materiál odolný proti roztržení.
- Bez latexu a dalších látek podle nařízení REACH.
- S nízkým uvolňováním částic odpovídajícím požadavkům normy EN 13795-1.
- Likvidace po použití bez nutnosti separace produktu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodrape Podložka na přenos pacienta	145 × 100 cm	936 680	bal. à 30 ks	1 bal.

# Foliodress® gown Comfort

## Jednorázový operační plášť

### Charakteristika

- Materiál pláště zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Plášť má anatomický střih, který umožňuje volný pohyb rukou.
- Pevný materiál odolný proti otěru s antistatickou úpravou odpuzující alkoholu.
- Zapínání na krku – Combatape – je vyrobeno z měkkého materiálu a drží na kterékoli části pláště.
- Široký lem kolem krku.
- Manžety z elastického materiálu.
- U pásku lze zvolit optimální šíři.

### Typy plášťů

Foliodress® Comfort Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Comfort Standard – standardní zavinovací plášť pro operační zákroky.

Foliodress® Comfort Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Urology, Ultra Reinforced – zesílený plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Extra Reinforced – zavinovací plášť, extra zesílené rukávy, vhodný pro výkony s velkým únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Standard (nezesílený)	M	122 cm	992 904	36 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 905	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 906	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 907	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Reinforced (zesílený)	M	122 cm	992 912	32 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 913	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 914	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 915	28 ks	1 bal.

chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 921	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 922	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 923	28 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced (ultra zesílený)	L	130 cm	992 937	32 ks	1 bal.
	XL	150 cm	992 938	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic (nezesílený)	L	123 cm	992 901	32 ks	1 bal.
	XL	149 cm	992 902	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard (nezesílený)	L	127 cm	992 909	36 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 910	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 925	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 926	28 ks	1 bal.
	XXLL	177 cm	992 927	28 ks	1 bal.

# Foliodress® gown Protect

## Jednorázový operační plášť

### Charakteristika

- Materiál pláště zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný materiál odolný proti otěru.
- Zapínání na krku – Combitape – je vyrobeno z měkkého materiálu a drží na kterékoliv části pláště.
- Široký lem kolem krku.
- Manžety z elastického materiálu.
- U pásku lze zvolit optimální šíři.

### Typy plášťů

Foliodress® Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Standard – zavinovací plášť, standardní plášť pro operační zákrok.

Foliodress® Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Protect Basic (nezesílený)	L	125 cm	992 801	36 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 802	36 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Standard (nezesílený)	M	115 cm	992 808	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 809	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 810	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 811	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zesílený)	M	115 cm	992 816	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 817	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 818	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 819	28 ks	1 bal.

# Foliodress® Suit Comfort

## Oblečení pro operační sály

### Charakteristika

- Jednorázové oblečení pro operační sály.
- Vyrobené ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupné v 7 velikostech.
- Možnost kombinovat velikosti – haleny a kalhoty jsou baleny samostatně.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodávané v dispenzorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

### Foliodress kabátek

- Jednorázové kabátky pro operační sály.
- Vyrobené ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupné ve 2 velikostech M a L.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodávané v dispenzorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

### Foliodress hřejivý límec

- Jednorázový límec.
- Vyrobený ze SMS materiálu, který zajišťuje termofyziologický komfort při nošení.
- Univerzální velikost.
- Dostupný v modré barvě.
- Antistatický.

### Foliodress jednorázové ponožky

- Materiál: 100% polyamid.
- Jednorázové.
- Univerzální velikost.
- Dostupné v bílé barvě.
- Latex-free.





tunika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 622	47 ks	2× 47 ks
	S	992 623	47 ks	2× 47 ks
	M	992 624	47 ks	2× 47 ks
	L	992 625	42 ks	2× 42 ks
	XL	992 626	37 ks	2× 37 ks
	XXL	992 627	37 ks	2× 37 ks
	XXXL	992 628	32 ks	2× 32 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 642	47 ks	2× 47 ks
	S	992 643	47 ks	2× 47 ks
	M	992 644	47 ks	2× 47 ks
	L	992 645	42 ks	2× 42 ks
	XL	992 646	37 ks	2× 37 ks
	XXL	992 647	37 ks	2× 37 ks
XXXL	992 648	32 ks	2× 32 ks	

kalhoty	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 632	38 ks	2× 38 ks
	S	992 633	37 ks	2× 37 ks
	M	992 634	35 ks	2× 35 ks
	L	992 635	35 ks	2× 35 ks
	XL	992 636	30 ks	2× 30 ks
	XXL	992 637	30 ks	2× 30 ks
	XXXL	992 638	28 ks	2× 28 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 652	38 ks	2× 38 ks
	S	992 653	37 ks	2× 37 ks
	M	992 654	35 ks	2× 35 ks
	L	992 655	35 ks	2× 35 ks
	XL	992 656	30 ks	2× 30 ks
	XXL	992 657	30 ks	2× 30 ks
XXXL	992 658	28 ks	2× 28 ks	

kabátek	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress jacket Comfort královská modrá	M	992 824	32 ks	2× 32 ks
	L	992 825	30 ks	2× 30 ks
Foliodress jacket Comfort smaragdově zelená	M	992 834	32 ks	2× 32 ks
	L	992 835	30 ks	2× 30 ks

nákrčník	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress nákrčník královská modrá	univerzální velikost	992 850	50 ks	6× 50 ks

hygienické ponožky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress hygienické ponožky bílé	univerzální velikost	992 860	600 ks	1× 600 ks

# Foliodress® Suit

## Kalhoty s tunikou pro operační sály

### Charakteristika

- Dvoudílný oděv pro operační sály.
- Třívrstvý materiál zajišťuje ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků.
- Propouští vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný materiál odolný proti otěru.



kalhoty s tunikou pro operační sály	velikost	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit	S	modrá	992 514	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 515	bal. à 50 ks	1 bal.
	M	modrá	992 516	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 517	bal. à 50 ks	1 bal.
	L	modrá	992 518	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 519	bal. à 50 ks	1 bal.
	XL	modrá	992 520	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 521	bal. à 50 ks	1 bal.
	XXL	modrá	992 522	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 523	bal. à 50 ks	1 bal.

# Foliodress® Cap

## Čepice pro operační sály

### Charakteristika

- Čepice na operační sály pro všechny typy zákroků.
- Materiál z prodyšného netkaného textilu vhodný i pro delší výkony.
- Brání přenosu infekce z vlasů či částí pokožky.
- Dostupné v několika tvarech a variantách pro různé délky vlasů.



**Universal**  
Základní typ.



**Form**  
Typ s gumičkou v rozšířené zadní části, vhodný pro delší vlasy.



**Form plus**  
Typ s potítkem a gumičkou.



**Rondo**  
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



**Rondo plus**  
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Cap Comfort Universal	bílá	992 466	bal. à 100 ks	8 bal.
	zelená	992 465	bal. à 100 ks	8 bal.
Foliodress Cap Comfort Form	zelená	992 464	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus	zelená	992 468	bal. à 60 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo	zelená	992 463	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo Plus	zelená	992 467	bal. à 100 ks	6 bal.

# Foliodress® Cap

## Čepice pro operační sály

### Charakteristika

- Čepice na operační sály pro všechny typy zákroků.
- Materiál z prodyšného netkaného textilu vhodný i pro delší výkony.
- Brání přenosu infekce z vlasů či částeček pokožky.
- Dostupné v několika tvarech a variantách pro různé délky vlasů.



### Apart

„Sesterský“ šátek.



### Bandana

„Pirátský“ šátek.



### Astro

Kukla.



### Astro Plus

Kukla s potítkem.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Cap Comfort Apart	zelená	992 462	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Bandana	zelená	992 477	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro	zelená	992 460	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro Plus	zelená	992 461	bal. à 100 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask Comfort

## Chirurgické masky pro operační sály

### Základní typy



#### Loop

Jednoduchá maska s elastickými pásky za uši, vhodná pro návštěvy nebo drobné chirurgické výkony. Ochranný typ II.



#### Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Ochranný typ II.



### Typy s rozšířenými vlastnostmi



#### Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Ochranný typ II.



#### Anti Fogging

Maska pro chirurgické výkony s ochranou proti mlžení brýlí, vhodná pro operátory s brýlemi či štítem. Ochranný typ II.

### Masky s vyšším ochranným typem



#### Anti Splash

Maska pro chirurgické výkony odolná proti postříkání. Ochranný typ IIR.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.

chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Loop type II	modrá	600 000 22	bal. à 50 ks	40 bal.
Foliodress Mask Comfort Perfect	zelená	992 143	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Senso	zelená	992 138	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging	zelená	992 530	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash	zelená	992 528	bal. à 40 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask Protect

## Chirurgické masky pro operační sály

### Charakteristika

- Ochranné masky pro lékaře i pacienty.
- Dostupné v několika variantách podle stupně ochrany.
- Jemný materiál vhodný i pro delší výkony.

### Základní typ



#### Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Typ II.

### Typ s rozšířenými vlastnostmi



#### Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Typ II.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.



chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Protect Perfect	zelená	992 532	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Protect Senso	modrá	992 535	bal. à 50 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask

## Ochranné brýle



### Medimask Eye Protect

Ochranné brýle s úpravou proti mlžení.

Typ – osobní ochrana očí.



ochranné brýle	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Medimask Eye Protect	modrá	992 524	bal. à 5 ks	12 bal.

# Základní operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha-taft® Classic

- Latexové rukavice bez pudru.
- Hladký povrch pro vysokou citlivost.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
- Splňují normu EN 455 a normu EN 374.



	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-taft Classic pf	latex	bez pudru	latexově bílá	hladký

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výroby	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-taft Classic pf bez pudru	5,5	942 644	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 645	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 646	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 647	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 648	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 649	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 650	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 651	bal. à 50 párů	4 bal.



# Standardní operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha-taft LATEX

- Latexové bílé rukavice s nízkým obsahem proteinů.
- Mikro-zdrsňený povrch pro zachování vysoké citlivosti.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymerem.
- Vysoká rezistence proti roztržení pro speciální ochranu.
- Splňují normu EN 455 a EN 374.

### Peha-profile

- Latexové bílé rukavice pro větší bezpečnost.
- S texturovaným povrchem a zesílenou manžetou.
- Potažené polymerem pro jednoduché navlékání.
- Vysoká rezistence proti roztržení pro speciální ochranu.
- Splňují normu EN 455 a EN 374.



	materiál	puद्र	barva	povrch
Peha-taft LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	mikro-zdrsňený
Peha-profile LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá (semitransparentní)	texturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-taft bez pudru	5,5	942 589	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 590	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 591	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 592	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 593	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 594	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 595	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 596	bal. à 50 párů	4 bal.

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-profile bez pudru	5,5	942 690	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 691	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 692	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 693	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 694	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 695	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 696	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 697	bal. à 50 párů	4 bal.

# Speciální operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha®-basic LATEX

- Univerzální latexově bílé rukavice s mikro-zdrsňným povrchem.
- Zesílená manžeta.
- Chlorovaný vnitřní povrch pro jednoduché navlékání.
- Vysoká rezistence proti roztržení.



### Peha®-underglove LATEX

- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



### Peha®-underglove LATEXFREE

- Syntetické operační rukavice z polyizoprenu – vhodné pro alergiky.
- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



Všechny typy splňují normu EN 455 a EN 374.

	materiál	puďr	barva	povrch
Peha-basic LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	mikro-zdrsňný
Peha-underglove LATEX	latex	bez pudru	zelená	netexturovaný
Peha-underglove LATEXFREE	syntetické	bez pudru	zelená	netexturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha-basic	5,5	942 500	bal. à 25 párů	4 bal.
	6	942 501	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 502	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 503	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 504	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 505	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 506	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 507	bal. à 25 párů	4 bal.
	Peha-underglove LATEX	5,5	942 510	bal. à 25 párů
6		942 511	bal. à 25 párů	4 bal.
6,5		942 512	bal. à 25 párů	4 bal.
7		942 513	bal. à 25 párů	4 bal.
7,5		942 514	bal. à 25 párů	4 bal.
8		942 515	bal. à 25 párů	4 bal.
8,5		942 516	bal. à 25 párů	4 bal.
9		942 517	bal. à 25 párů	4 bal.
Peha-underglove LATEXFREE		5,5	942 520	bal. à 25 párů
	6	942 521	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 522	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 523	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 524	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 525	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 526	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 527	bal. à 25 párů	4 bal.

# Speciální operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### PeHa®-neon

- Syntetické rukavice z polychloroprenu bez pudru.
- Texturovaný povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.



### PeHa®-isoprene

- Syntetické rukavice z polyizoprenu bez pudru.
- Mikro-zdrsňený povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.



Všechny typy splňují normu EN 455 a EN 374.

	materiál	pudr	barva	povrch
PeHa-neon LATEXFREE	syntetické	bez pudru	hnědá	texturovaný
PeHa-isoprene LATEXFREE	syntetické	bez pudru	latexově bílá	mikro-zdrsňený

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
PeHa-neon	5,5	942 544	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 545	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 546	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 547	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 548	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 549	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 550	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 551	bal. à 50 párů	4 bal.
PeHa-isoprene	5,5	942 717	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 718	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 719	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 720	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 721	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 722	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 723	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 724	bal. à 50 párů	4 bal.

# Speciální operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha-micron®

- Mimořádně tenké pro vysokou citlivost.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymery.
- Při použití jako spodních rukavic snadné zjištění perforace vnější vrstvy.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



### Peha®-shield

- Stínící účinek proti rozptýlenému rentgenovému záření (faktor 2).
- Neobsahují olovo.
- Vysoká citlivost díky měkkému materiálu.



Všechny typy splňují normu EN 455 a EN 374.

	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-micron LATEX	latex	bez pudru	hnědá	mikro-zdrsněný
Peha-shield LATEXFREE	syntetické	bez pudru	černá	texturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-micron	5,5	942 570	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 571	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 572	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 573	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 574	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 575	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 576	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 577	bal. à 50 párů	4 bal.
Peha-shield	6	942 879	bal. à 5 párů	4 bal.
	6,5	942 880	bal. à 5 párů	4 bal.
	7	942 881	bal. à 5 párů	4 bal.
	7,5	942 882	bal. à 5 párů	4 bal.
	8	942 883	bal. à 5 párů	4 bal.
	8,5	942 884	bal. à 5 párů	4 bal.
	9	942 885	bal. à 5 párů	4 bal.

# Telatrast®

## Obvazové materiály, kompresy a tampony s RTG vláknem

### Telacomp®

Kompresy z hydrofilní gázy, se založenými okraji a zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem, v papírových sterilizovaných sáčcích.

### Telaprep®

Preparační tampon z hydrofilní gázy, z 24 vláken, jednovrstvý, pevně stočený, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

### Telasling®

Stáčený tampon z hydrofilní gázy, z 20 vláken, jednovrstvý, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

### Telasorb®

Předeprané břišní roušky k jednorázovému použití, s našitými Telatrast-rentgenkontrastními tělisky a tkanicemi.



obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telasorb nesterilní 4 vrstvy, bílá 20 vláken	20 x 30 cm	760 541	bal. à 40x 5 ks	1 bal.
	45 x 45 cm	760 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.
	45 x 45 cm	760 553	bal. à 100x 5 ks	1 bal.
	90 x 8 cm	760 548	bal. à 30x 5 ks	1 bal.
4 vrstvy, zelená 20 vláken	45 x 45 cm	761 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.
6 vrstev, bílá 20 vláken	45 x 45 cm	760 563	bal. à 20x 5 ks	1 bal.

obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telasorb sterilní 4 vrstvy, bílá 20 vláken	20 x 30 cm	454 008	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
	20 x 30 cm	454 012	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 009	bal. à 12x 2 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 013	bal. à 12x 5 ks	4 bal.
	90 x 8 cm	454 010	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
4 vrstvy zelená 20 vláken	20 x 30 cm	454 000	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 001	bal. à 12x 2 ks	8 bal.
	45 x 45 cm	454 002	bal. à 12x 5 ks	4 bal.
	50 x 60 cm	454 005	bal. à 15x 2 ks	4 bal.
6 vrstev, bílá 20 vláken	90 x 8 cm	454 007	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 011	bal. à 18x 2 ks	3 bal.
	45 x 45 cm	454 014	bal. à 9x 5 ks	4 bal.
6 vrstev zelená 20 vláken	45 x 45 cm	454 004	bal. à 18x 2 ks	4 bal.
	45 x 45 cm	454 003	bal. à 9x 5 ks	4 bal.
	50 x 60 cm	454 006	bal. à 13x 2 ks	4 bal.

obvazové materiály, kompresy a tampony		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telacomp nesterilní	8 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	232 093	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 923	bal. à 100 ks	10 bal.
	12 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	232 070	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	401 930	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 942	bal. à 100 ks	10 bal.
16 vrstev, 17 vláken	10 × 12,5 cm	401 931	bal. à 100 ks	10 bal.	
	10 × 20 cm	401 932	bal. à 100 ks	10 bal.	
	5 × 5 cm	401 934	bal. à 100 ks	30 bal.	
32 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	401 938	bal. à 100 ks	10 bal.	
	10 × 10 cm	401 939	bal. à 100 ks	10 bal.	
	10 × 10 cm	401 940	bal. à 50 ks	10 bal.	
Telacomp sterilní	12 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	452 133	bal. à 12×10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 233	bal. à 12×20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 135	bal. à 16×10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 235	bal. à 12×20 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	452 137	bal. à 12×10 ks	6 bal.
	16 vrstev, 17 vláken	10 × 20 cm	452 237	bal. à 8×20 ks	6 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 143	bal. à 10×10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 243	bal. à 12×20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 145	bal. à 14×10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 245	bal. à 10×20 ks	6 bal.
32 vrstev, 20 vláken	10 × 10 cm	452 165	bal. à 10×10 ks	6 bal.	

	velikost	rozměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telaprep nesterilní	č. 1, malý	6 × 6 cm	489 000	bal. à 1 000 ks	6 bal.
		8 × 8 cm	489 001	bal. à 1 000 ks	6 bal.
		12 × 12 cm	489 002	bal. à 1 000 ks	6 bal.
Telaprep sterilní	č. 1, malý	6 × 6 cm	450 100	bal. à 30×10 ks	4 bal.
		6 × 6 cm	450 200	bal. à 30×20 ks	4 bal.
	č. 2, střední	8 × 8 cm	450 101	bal. à 30×10 ks	4 bal.
		8 × 8 cm	450 201	bal. à 16×20 ks	4 bal.
	č. 3, velký	12 × 12 cm	450 103	bal. à 16×10 ks	4 bal.
		12 × 12 cm	450 203	bal. à 16×20 ks	4 bal.
Telasling nesterilní	č. 2, vel. vlašského ořechu	13 × 13 cm	482 000	bal. à 1 000 ks	6 bal.
		č. 3, velikost švestky	20 × 20 cm	482 294	bal. à 500 ks
	č. 4, velikost vejce	24 × 24 cm	482 299	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 5, zvláště velký	34 × 34 cm	400 493	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 6, velikost pěsti	47 × 40 cm	482 295	bal. à 125 ks	4 bal.
	Telasling sterilní	č. 2, vel. vlašského ořechu	13 × 13 cm	451 103	bal. à 30×10 ks
č. 3, velikost švestky			20 × 20 cm	451 104	bal. à 20×10 ks
č. 4, velikost vejce		20 × 20 cm	451 204	bal. à 12×20 ks	6 bal.
		24 × 24 cm	451 109	bal. à 18×10 ks	6 bal.
č. 5, zvláště velký		24 × 24 cm	451 209	bal. à 10×20 ks	6 bal.
		24 × 24 cm	451 309	bal. à 15×30 ks	3 bal.
č. 6, velikost pěsti	34 × 34 cm	451 106	bal. à 10×10 ks	6 bal.	
	34 × 34 cm	451 206	bal. à 6×20 ks	6 bal.	
	47 × 40 cm	451 105	bal. à 7×10 ks	6 bal.	

# Peha®-instrument

## Jednorázové chirurgické nástroje

### Charakteristika

- Jednorázové chirurgické nástroje z matné kartáčované oceli.
- Nástroje jsou sterilní a použitelné až 5 let.
- Každý nástroj je balen jednotlivě.
- Nástroje jsou označeny barevným kódováním, tzn. na každém nástroji je v určitém místě nanesena barva, která slouží k odlišení jednorázových a opakovaně sterilizovatelných nástrojů.
- Barevné kódování je odolné vůči oděru a otěru i vůči dezinfekci.



jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-instrument – Chirurgické nůžky</b>				
Chirurgické nůžky hrotnaté rovné	13 cm	991 083	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné	14,5 cm	991 081	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky tupé rovné	14,5 cm	991 082	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris rovné	11,5 cm	991 086	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris zahnuté	11,5 cm	991 087	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky na nehty	9,5 cm	991 091	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky Metzenbaum zahnuté	14,5 cm	991 084	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro nůžky pružinové	11 cm	991 085	bal. à 15 ks	1 bal.
Nůžky převazové	16 cm	991 090	bal. à 20 ks	1 bal.
Preparační nůžky Mayo tupé, zahnuté	15,5 cm	991 094	bal. à 20 ks	1 bal.
Schumacher nůžky na pupeční šňůru	16 cm	991 093	bal. à 20 ks	1 bal.
Jemné disekční nůžky zahnuté	14,5 cm	991 092	bal. à 20 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky tupé rovné	18 cm	991 095	bal. à 20 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-instrument – Svorky</b>				
Peán anatomický rovný	14 cm	991 040	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	14 cm	991 042	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná	12,5 cm	991 044	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	16 cm	991 051	bal. à 20 ks	1 bal.
Chirurgická svorka Micro-Mosquito rovná	12,5 cm	991 050	bal. à 20 ks	1 bal.
Peán anatomický rovný	20 cm	991 052	bal. à 20 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	18 cm	991 053	bal. à 20 ks	1 bal.
Svorka Halsted-Mosquito anatomická zahnutá	12,5 cm	991 041	bal. à 25 ks	1 bal.
Tamponové kleště	16 cm	991 046	bal. à 20 ks	1 bal.
Hadicová svorka bez zářezů	16 cm	991 047	bal. à 15 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-instrument – Pinzety</b>				
Standardní pinzeta chirurgická rovná	14 cm	991 063	bal. à 25 ks	1 bal.
Standardní pinzeta anatomická rovná	14 cm	991 064	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná	12 cm	991 062	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná	12 cm	991 060	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro-Adson anatomická pinzeta	12 cm	991 067	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická	12 cm	991 066	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta DeBakey rovná	15,5 cm	991 061	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta na úlomky rovná	9 cm	991 065	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Jansen	15,5 cm	991 071	bal. à 15 ks	1 bal.
Chirurgická pinzeta s malým hrotem	16 cm	991 070	bal. à 20 ks	1 bal.
Pinzeta na obvazy	18 cm	991 072	bal. à 20 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-instrument – Jehelce</b>				
Jehelec Mayo-Hegar	12 cm	991 031	bal. à 25 ks	1 bal.
Jehelec Mayo-Hegar	14 cm	991 030	bal. à 25 ks	1 bal.
<b>Peha-instrument – Doplnky</b>				
Ostrá lžička kombinovaná	16,5 cm	991 010	bal. à 25 ks	1 bal.
Knoflíková kanyla	8,1 cm	991 011	bal. à 25 ks	1 bal.
Hák na rány kombinovaný	16 cm	991 012	bal. à 15 ks	1 bal.
Kyreta Fox	14,5 cm	991 013	bal. à 25 ks	1 bal.
Ostrá lžička Volkmanm kombinovaná	16 cm	991 024	bal. à 25 ks	1 bal.
Retraktor víček	16 cm	991 022	bal. à 20 ks	1 bal.
Retraktor očních víček Barraquer Colibri	43 cm	991 020	bal. à 25 ks	1 bal.
Oční retraktor typu 1 s uzavřenými chapadly	41,4 cm	991 021	bal. à 25 ks	1 bal.
Ostrá lžička Jansen kombinovaná	17 cm	991 023	bal. à 26 ks	1 bal.
Williger raspatory	16 cm	991 025	bal. à 25 ks	1 bal.
Gillies hák na rány	18 cm	991 026	bal. à 25 ks	1 bal.



# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Močová katetrizace

### Charakteristika

- Hotové sterilní balíčky pro aseptické provádění zákroků.
- Obsahuje kompletní sadu zdravotnického materiálu a nástrojů pro daný zákrok.
- Složení setu odpovídá typu zákroku s logickým sledem komponent.

### MediSet® pro jednorázovou močovou katetrizaci

- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 2x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x rouška 50 x 45 cm



### MediSet® pro močovou katetrizaci

- 1x rouška 50 x 55 cm
- 1x rouška 50 x 50 cm – s oválným otvorem 10 x 5 cm
- 2x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampon gázový, vel. 3, švestka
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x pinzeta anatomická zelená, plast
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x miska 500 ml



### MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent

- 1x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x sterilní voda, ampule 10 ml
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml L



### MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent II

- 2x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x předvyplněná stříkačka Aqua-Glycerol 10 %



### MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent III

- 1x rouška 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 4x tampon netkaný, vel. 2, ořech
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x předvyplněná stříkačka Aqua-Glycerol 10 %

sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci	475 634	1 ks	28 ks
MediSet pro močovou katetrizaci	455 271	1 ks	10 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent	475 388	1 ks	42 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent II	475 625	1 ks	48 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent III	480 035	1 ks	48 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Centrální žilní katetrizace

### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 20 ml LL
- 1× injekční stříkačka 10 ml LL
- 1× skalpel, č. 11
- 1× pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 1× Hydrofilm 10 × 12,5 cm
- 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov



### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1× Cosmopor E 10 × 8 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml L
- 1× injekční stříkačka 20 ml L
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 2× rouška 75 × 90 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1× peán 14 cm, plast
- 1× skalpel č.11
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov
- 1× kádinka průhledná 120 ml



### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci – Basic

- 2× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 2× injekční stříkačka 10 ml LL
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 2× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm
- 1× Hydrofilm 6 × 7 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	455 272	1 ks	21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic	455 273	1 ks	21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	475 200	1 ks	16 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Centrální žilní katetrizace

### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 4x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml LL
- 1x injekční stříkačka 20 ml LL
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1x rouška 75 × 90 cm
- 6x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x nůžky hrotnaté 11 cm, plastové s kovovou špičkou
- 1x jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov
- 1x kádinka průhledná 120 ml



### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1x kádinka průhledná 60 ml
- 5x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x jehelec Mayo-Hegar 14 cm, kov
- 1x peán 14 cm, plast
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 1x rouška 75 × 90 cm
- 1x nůžky rovné 11,5 cm, kov



### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1x nůžky rovné 13 cm, kov
- 1x jehelec Mayo – Hegar 14 cm, kov
- 1x plášť XL
- 1x peán 19 cm, plast
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x injekční stříkačka 5 ml L
- 1x injekční stříkačka 2,5 ml L
- 10x kompres netkaný 10 × 10 cm
- 1x kádinka průhledná 60 ml
- 1x kádinka modrá 60 ml
- 6x tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1x pinzeta Adson se zoubky 12 cm, kov
- 1x rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 9 cm s lepením
- 1x rouška na stůl 150 × 100 cm
- 1x rouška 150 × 100 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	475 751	1 ks	24 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	478 553	1 ks	12 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	478 666	1 ks	36 ks

# CombiSet®

## Sterilní zákrokové sety – PICC

- 1× rouška na pomocný stolek 160 × 150 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml, L
- 1× injekční stříkačka 20 ml, L
- 1× jehla černá 0,7 × 40 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× návlék na kameru 12,5 × 230 cm
- 1× rouška s otvorem 200 × 280 cm, otvor Ø 15 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm
- 7× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× operační plášť XL
- 4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× operační čepice
- 2× ústenka
- 1× jednorázový skalpel č. 11
- 2× tyčinka s houbou na natírání 4 cm
- 1× kádinka transparentní červená 120 ml
- 1× kádinka transparentní modrá 120 ml
- 1× lepicí štítek oranžový LOKAL
- 1× ultrasonický gel
- 1× sběrná kapsa jednokomorová



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
CombiSet PICC	235 676	balení à 7 ks	1 bal.

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Periferní žilní katetrizace

### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci – Basic

- 1× lepicí pásky
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× rouška 37 × 45 cm



### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G Advanced set M3B

- 1× lepicí pásky, 1× škrtdlo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 18G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× vyšetřovací rukavice velikost M
- 1× rouška 37 × 45 cm



### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B

- 1× lepicí pásky
- 1× škrtdlo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× vyšetřovací rukavice velikost M
- 1× rouška 37 × 45 cm



### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G Advanced set M2B

- 1× lepicí pásky
- 1× škrtdlo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 22G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× vyšetřovací rukavice velikost M
- 1× rouška 37 × 45 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro periferní žilní katetrizaci – Basic	480 018	1 ks	66 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci Advanced set M1B	480 019	1 ks	48 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 22G Advanced set M2B	480 020	1 ks	40 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G Advanced set M3B	480 021	1 ks	40 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Periferní žilní katetrizace

### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a předplněnou stříkačkou Advanced set M4B

- 1× lepicí pásky, 1× bezjehlový spoj, 1× škrtildo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 18G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× prodlužovací hadice
- 1× vyšetřovací rukavice velikost M
- 1× rouška 37 × 45 cm
- 1× předplněná stříkačka NaCl 10 ml



### MediSet® pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G Advanced set M5B

- 1× lepicí pásky, 1× škrtildo
- 3× netkaný tampon vel. švestka
- 2× netkaný kompres 7,5 × 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla 20G
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× vyšetřovací rukavice velikost L
- 1× rouška 37 × 45 cm



### Mediset pro ošetření cévních vstupů

- 1× dvouvrstvá rouška 75 × 90 cm (obalová rouška)
- 1× rouška 50 × 45 cm
- 1× miska dvoukomorová, tvrdá
- 1× pinzeta anatomická zelená, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 18G a předplněnou stříkačkou Advanced set M4B	480 022	1 ks	24 ks
MediSet pro periferní žilní katetrizaci s bezpečnostní kanylou 20G Advanced set M5B	480 023	1 ks	40 ks
Mediset pro ošetření cévních vstupů	480 055	1 ks	42 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Anestezie

### MediSet® pro anestezii I

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 30 × 20 cm
- 1× rouška 50 × 50 cm
- 1× peán, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml
- 4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm



### MediSet® pro ARO (epidurální)

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× rouška 60 × 90 cm s otvorem
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml
- 1× peán, plast
- 1× injekční stříkačka 20 ml
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka



### MediSet® pro epidurální anestezii

- 1× rouška 75 × 90 cm, obalová
- 1× plášť vel. XL
- 1× injekční stříkačka 5 ml L
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× jehla zelená 0,8 × 40 mm
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem 15 × 12 cm, s lepením na okraji
- 1× kádinka průhledná 120 ml



### MediSet® pro regionální anestezii

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× peán 14 cm, plast
- 4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× rouška 50 × 50 cm – s lepením na okraji
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml LL
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka, v obalu
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro anestezii I	470 631	1 ks	30 ks
MediSet pro ARO (epidurální)	470 968	1 ks	27 ks
MediSet pro epidurální anestezii	475 668	1 ks	24 ks
MediSet pro regionální anestezii	475 433	1 ks	28 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrovový set – Punkce

### Set pro přípravu hrudní punkce

- 1x rouška 50 × 50 cm – otvor oválný tvar 5 × 10 cm s lepením
- 5x tampon gázový, vel. 3 švestka
- 1x jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1x jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1x injekční stříkačka 20 ml L
- 1x skalpel, čepelka č. 11
- 1x pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm, kov
- 1x chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné 14,5 cm, kov
- 1x peán anatomický rovný 14 cm, kov
- 1x rouška 75 × 90 cm
- 4x kompres netkaný 10 × 10 cm



sterilní zákrovový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Set pro přípravu hrudní punkce	478 551	1 ks	21 ks



# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Chirurgie

### MediSet® pro šití ran

- 1× rouška 48 × 48 cm s otvorem s lepením Ø 10 cm
- 4× tampon netkaný, vel. 3, švestka
- 1× nůžky hrotnaté 11,5 cm, kov
- 1× pinzeta Adson chirurgická rovná 12 cm, kov
- 1× jehelec Mayo-Hegar 14 cm, kov



### MediSet® pro malé chirurgické výkony

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem Ø 10 cm
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka



### MediSet® pro suchý převaz rány

- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pinzeta anatomická zelená, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3, švestka



### MediSet® pro odstranění stehů

- 1× pinzeta anatomická šedá, plast
- 1× nůž na stehy, balený
- 3× tampon netkaný, vel. 3, švestka



### MediSet® pro odstranění stehů

- 1× pinzeta anatomická modrá, plast
- 1× nůž na stehy, balený
- 3× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro šití ran	475 633	1 ks	72 ks
MediSet pro malé chirurgické výkony	470 967	1 ks	24 ks
MediSet pro suchý převaz rány	470 632	1 ks	66 ks
MediSet pro odstranění stehů	475 381	1 ks	84 ks
MediSet pro odstranění stehů	479 996	1 ks	66 ks

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Dialýza

### Dialýza set

1x rouška 50 x 45 cm  
1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M  
5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm  
3x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza set II

1x rouška 45 x 50 cm  
1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M  
5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm

### Dialýza Set III

5x kompres netkaný 5 x 5 cm  
5x kompres netkaný 5 x 5 cm, v obalu  
1x pár vyšetřovacích rukavic,  
nitrilové, bez pudru, vel. M  
1x rouška 38 x 45 cm  
4x fixační náplast dvojitá 15 cm



### Dialýza Set V

1x rouška 45 x 50 cm  
1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M  
5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm  
5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm  
3x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza Set VIII

1x rouška 38 x 45 cm  
3x kompres gázový 5 x 5 cm  
3x fixační náplast dvojitá 15 cm  
2x tampon netkaný, vel. 3, švestka, balený



### Dialýza set XV

1x rouška 45 x 50 cm  
1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M  
8x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm  
6x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza set

3x fixační náplast dvojitá 15 cm  
5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm  
1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M  
1x rouška 38 x 45 cm  
5x tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený

sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet – Dialýza set	479 241	1 ks	64 ks
MediSet – Dialýza set II	475 106	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set III	475 118	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set V	475 151	1 ks	42 ks
MediSet – Dialýza Set VIII	475 202	1 ks	168 ks
MediSet – Dialýza set XV	475 480	1 ks	80 ks
MediSet – Dialýza set	478 519	1 ks	36 ks

# MediSet®

## Sterilní doplňky

### Peha – plastová pinzeta

Sterilní jednorázová pinzeta.



### Peha – nůž na stehy

Sterilní nůž na vytahování stehů.



### Plastová ústní lžička

Sterilně balená ústní lžička.



### Odstraňovač kožních svorek



### Miska

60 ml, 120 ml, 150 ml,  
250 ml, 500 ml



### Vatové tyčinky



sterilní doplňky	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha – plastová pinzeta	zelená	712 056	1 ks	100 ks
	šedá	706 031	1 ks	100 ks
Peha – nůž na stehy		999 591	100 ks	10 ks
Vatové tyčinky		967 950	100 bal. x 2 ks	1 bal.
Plastová ústní lžička		478 580	1 ks	80 ks
Odstraňovač kožních svorek		706 146	1 ks	54 ks
Miska 60 ml + netkaný tampon		471 742	1 ks	240 ks
Miska 120 ml + netkaný tampon		471 741	1 ks	240 ks
Miska 250 ml + netkaný tampon		471 743	1 ks	110 ks
Miska 500 ml + netkaný tampon		471 744	1 ks	60 ks

# Vyšetřovací rukavice

## Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Texturované prsty. Certifikované jako zdravotnický prostředek podle ČSN EN 455 a ČSN EN 374. Certifikované pro kontakt s potravinami. Osobní ochranné prostředky PPE cat III.

### Peha-soft® nitrile guard

- Ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Prodloužená manžeta.

### Peha-soft® nitrile

- Ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Modrá barva.
- Nesterilní a sterilní verze.



nitrilové vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft nitrile guard prodloužená nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, světle modré	XS	942 200	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 201	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 202	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 203	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 204	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	XS	942 189	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 190	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 191	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 192	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 193	bal. à 90 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile sterile sterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	S	942 211	bal. à 50 párů	4 bal.
	M	942 212	bal. à 50 párů	4 bal.
	L	942 213	bal. à 50 párů	4 bal.

### Peha-soft® nitrile fino

- Univerzální použití.
- Tmavě modrá barva.

### Peha-soft® nitrile white

- Univerzální použití.
- Bílá barva.

### Peha-soft® Nitrile Blue

- Univerzální použití.
- Modrá barva.



nitrilové vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft nitrile fino nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, tmavě modré	XS	942 195	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 196	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 197	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 198	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 199	bal. à 150 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile white nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, bílé	XS	942 205	bal. à 200 ks	10 bal.
	S	942 206	bal. à 200 ks	10 bal.
	M	942 207	bal. à 200 ks	10 bal.
	L	942 208	bal. à 200 ks	10 bal.
	XL	942 209	bal. à 180 ks	10 bal.
	S	942 216	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 217	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft Nitrile Blue nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	L	942 218	bal. à 100 ks	10 bal.
	XS	942 011	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 012	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 013	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 014	bal. à 150 ks	10 bal.
XL	942 015	bal. à 150 ks	10 bal.	

# Vyšetřovací rukavice

## Peha-soft® powderfree

- Latexové rukavice bez pudru.
- Rukavice pro univerzální použití.
- 9N.
- Mechanická pevnost materiálu.
- Zdrsněné s texturou na prstech.
- Světle žlutá barva.

## Peha-soft® Latex protect

- Latexové rukavice bez pudru.
- 6N.
- Rukavice pro univerzální použití.
- Dvojitá certifikace – zdravotnický prostředek (MD) a prostředek osobní ochrany (OOPP).



vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft powderfree nesterilní latexové bez pudru	XS	942 159	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 160	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 161	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 162	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 163	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft Latex protect nesterilní latexové rukavice bez pudru	XS	942 006	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 007	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 008	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 009	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 010	bal. à 100 ks	10 bal.

# Jednorázové návleky, jednorázový plášť

## Valachauss S

Jednorázové návleky na boty z bílé netkané textilie.

## Foliodress S

Jednorázový nesterilní plášť z modré netkané textilie.



jednorázové návleky, jednorázový plášť	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Valachauss S	bílá	604 743	bal. à 250 párů	1 bal.
Foliodress S	modrá	604 705	bal. 5x 10 ks	1 bal.



Dezinfekce

S použitím těch správných dezinfekčních postupů a přípravků lze efektivně snížit rizika infekcí spojených se zdravotní péčí.

Náš výzkumný ústav BODE SCIENCECENTER hledá odpovědi na nejzávažnější otázky ohledně ochrany zdravotnického personálu a pacientů před infekcemi. Díky jeho podrobným analýzám nejaktuálnějších vědeckých studií nabízíme vzdělávací materiály, poradenské služby a projekty pro zvyšování informovanosti zdravotnického personálu a pacientů o významu hygienických opatření.

Náš společný cíl:

**Snížit riziko infekce  
na minimum**

**missionprevention.cz**





# Dezinfekce rukou pro domácí využití

## Sterillium® Protect & Care

Vysoce účinný dezinfekční gel na ruce s komplexem látek pečujících o pokožku. Ničí 99,99 % virů a bakterií. Účinkuje rychle a efektivně, zároveň pečuje o pokožku a zanechává na rukou příjemný pocit. K použití doma i na cestách.

### Charakteristika a použití

Sterillium Protect & Care poskytuje rychlou účinnost proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům včetně norovirů a rotavirů. Vysoce účinný díky obsahu 85 % ethanolu (hm./hm.). Rychle zasychá a zanechává příjemný pocit na pokožce. Použijte nezředěný přímo na pokožku rukou, důkladně rozetřete po celé ploše rukou, nezapomeňte na palce a konečky prstů. Používejte, kdykoliv si nemůžete umýt ruce vodou a mýdlem a potřebujete ochránit sebe a své blízké před viry a bakteriemi.

### Popis

- Ničí 99,99 % patogenů, vč. norovirů.\*
- Účinkuje proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům vč. norovirů a rotavirů.
- Rychlá účinnost.
- Zanechává příjemný pocit na pokožce.
- Komplex látek pečujících o pokožku.
- Skvělá kožní snášenlivost.
- Dermatologicky testovaný.
- Zvyšuje hydrataci pokožky<sup>1)</sup>.

\* testováno s MNV

<sup>1)</sup> Kampf G, Muscatello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium Protect & Care	bal. à 35 ml	981 758	1 ks	15 ks
	bal. à 100 ml	981 759	1 ks	10 ks
	bal. à 475 ml	981 760	1 ks	6 ks

# Dezinfekce rukou

## Sterillium® pure

Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, vhodný i pro alergiky, astmatiky a atopiky.

## Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.  
CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® classic pure

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® med

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. Plně virucidní (EN 14476) za 30 s. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® Gel pure

Etanolový dezinfekční přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou ve formě gelu. Plně virucidní dle EN 14476.

## Manusept® basic

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium pure	bal. à 100 ml	981 693	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 684	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 686	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 687	1 ks	1 ks
Sterillium	bal. à 100 ml	980 271	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 096	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 407	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 097	1 ks	1 ks



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium classic pure	bal. à 100 ml	980 398	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 282	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 283	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 009	1 ks	1 ks
Sterillium med	bal. à 100 ml	981 096	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 037	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 034	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 039	1 ks	1 ks
Sterillium Gel pure	bal. à 100 ml	981 314	1 ks	45 ks
	bal. à 475 ml	981 397	1 ks	20 ks
Manusept basic	bal. à 100 ml	980 512	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 587	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 586	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 588	1 ks	1 ks

# Mytí, ochrana a péče o pokožku

## Baktolin® pure

Hypoalergenní emulze na bázi moderních tenzidů k mytí rukou a těla. K pokožce neutrální pH.

## Baktolan® lotion

Regenerační emulze pro péči o pokožku. Složení olej ve vodě (o/v).

## Baktolan® lotion pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® lotion.

## Baktolan® balm

Krém k intenzivní péči o suchou a citlivou pokožku. Složení voda v oleji (v/o).

## Baktolan® balm pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® balm.

## Baktolan® protect

Krém pro dlouhotrvající ochranu při častém kontaktu pokožky s vodou. Složení voda v oleji (v/o).

## Baktolan® protect<sup>+</sup> pure

Vyživující mast k ochraně před substancemi rozpustnými ve vodě a pro suchou, velmi namáhanou pokožku. Složení voda v oleji ve vodě (v/o/v).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Baktolin pure	bal. à 500 ml	981 328	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 329	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 330	1 ks	1 ks
Baktolan lotion	bal. à 350 ml	980 171	1 ks	20 ks
Baktolan lotion pure	bal. à 350 ml	980 253	1 ks	20 ks
Baktolan balm	bal. à 350 ml	980 144	1 ks	20 ks
Baktolan balm pure	bal. à 350 ml	980 360	1 ks	20 ks
Baktolan protect	bal. à 100 ml	980 140	1 ks	25 ks
Baktolan protect <sup>+</sup> pure	bal. à 100 ml	981 137	1 ks	25 ks

# Dezinfekce kůže a těla

## Stellisept® med

Antibakteriální emulze na mytí rukou, celého těla a vlasů MRSA pozitivních pacientů. K dostání i v láhvi s integrovanou pumpičkou.

## Stellisept® med gloves

Vlhčené rukavice k antibakteriálnímu mytí celého těla a vlasů pacientů kolonizovaných MRSA. Neoplachuje se.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Stellisept med	bal. à 100 ml	980 499	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 501	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 498	1 ks	10 ks
Stellisept med gloves	bal. à 10 ks flow pack	981 203	1 ks	12 ks

# Dezinfekce nástrojů

## Bomix® plus

Dezinfekční přípravek s čistícím účinkem a materiálovou snášenlivostí, bez aldehydů.

## Korsolex® basic

Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci nástrojů, druhý a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů.

## Bodedex® forte

Čistící přípravek na nástroje a endoskopy. Odstraňuje biofilm a rezidua RTG kontrastních látek.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bomix plus	bal. à 2 l	980 320	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 321	1 ks	1 ks
Korsolex basic	bal. à 2 l	980 150	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 152	1 ks	1 ks
Bodedex forte	bal. à 2 l	980 244	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 250	1 ks	1 ks

# Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

## Bacillo® AF

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků postřikem na bázi alkoholu. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

## Bacillo® 30 Sensitive Foam

Alkoholový dezinfekční přípravek k rychlé dezinfekci citlivých povrchů.

## Bacillo® Tissues

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků pomocí utěrek napuštěných alkoholovým roztokem. Nezanechává na povrchu žádná rezidua.

## Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů z citlivých materiálů (např. displeje, monitory, mobilní telefony apod.).

## Mikrobac® Virucidal Tissues

Bezalkoholové a bezaldehydové utěrky s virucidní a sporicidní účinností a vynikající materiálovou snášenlivostí, vhodné k dezinfekci ultrazvukových sond pro abdominální, vaginální a rektální vyšetřování.

## Mikrobac® Tissues

Utěrky napuštěné dezinfekčním roztokem bez obsahu alkoholu k rychlé dezinfekci zdravotnických prostředků.

## Bacillo® Zero Tissues

Široce účinné a k materiálu šetrné čisticí a dezinfekční utěrky na bázi organických kyselin k dezinfekci zdravotnických prostředků i kontaktních ploch.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bacillo AF	bal. à 500 ml	980 373	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 217	1 ks	1 ks
Bacillo 30 Sensitive Foam	bal. à 750 ml	981 690	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 861	1 ks	1 ks
Bacillo Tissues	dóza 100 ks	980 505	1 ks	12 ks
	náhradní náplň 100 ks	980 506	1 ks	12 ks
Bacillo 30 Sensitive Tissues	flowpack 80 ks	981 693	1 ks	6 ks
	XXL flowpack 40 ks	981 865	1 ks	6 ks
Mikrobac Virucidal Tissues	flowpack 80 ks	981 531	1 ks	6 ks
Mikrobac Tissues	flowpack 80 ks	981 809	1 ks	6 ks
Bacillo Zero Tissues	flowpack 100 ks	981 935	1 ks	6 ks


# Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

## BODE X-Wipes

Systém zásobníků a flísových utěrek. Utěrky v zásobníku se zalijí dezinfekčním roztokem na plochy a povrchy. Otestovaná stabilita 28 dní se všemi tekutými dezinfekčními přípravky HARTMANN na plochy a povrchy.

## BODE X-Wipes Safety Pack

Systém jednorázového zásobníku a role flísových utěrek vhodný pro všechny tekuté dezinfekční přípravky HARTMANN na plochy a povrchy. Stabilita 28 dní. Po spotřebování se zásobník vyhodí, odpadá nutnost čištění a dezinfekce zásobníku.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
role	40 utěrek	980 557	1 role	12 ks
role	90 utěrek	980 556	1 ks	6 ks
role v igelitovém sáčku	90 utěrek	981 946	1 ks	8 ks
jednorázový zásobník	X-Wipes Safety Pack	981 945	1 ks	4 ks
zásobník modrý	1 ks	981 370	1 ks	4 ks
zásobník zelený	1 ks	981 372	1 ks	4 ks
zásobník červený	1 ks	981 371	1 ks	4 ks
držák na stěnu	1 ks	980 583	1 ks	1 ks
zámek na držák	1 ks	980 584	1 ks	1 ks



# Dezinfekce ploch a povrchů

## Mikrobac® forte

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů.

## Mikrobac® plus

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů s tuberkulocidním účinkem.

## Dismozon® plus

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů na bázi aktivního kyslíku. Se sporicidním účinkem.



	velikost	číslo výrobu	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Mikrobac forte	bal. à 250× 20 ml	980 434	1 ks	250 ks
	bal. à 5 l	980 435	1 ks	1 ks
Mikrobac plus	bal. à 5 l	981 917	1 ks	1 ks
Dismozon plus	bal. à 16 g	895 137/1	1 ks	1 ks
	bal. á 50× 16 g	981 579	1 ks	1 ks

# Čištění ploch a povrchů

## Dismofix® G

Čistící přípravek s leštící přísadou na všechny voděodolné povrchy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dismofix G	bal. à 1 000 ml	980 198	1 ks	12 ks
	bal. à 5 l	980 200	1 ks	1 ks

# Dávkování

## Eurospender 1 plus

Kovový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou, mycí emulze a ošetřující mléka. Snadná výměna náhradní pumpičky bez demontáže zadní stěny.

## Eurospender 1 plus Touchless

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci, mycí emulze a krémy.

## Eurospender RX5 Touchless

Automatický bezdotykový dávkovač mycích a dezinfekčních přípravků na ruce pro láhve 500 ml.

## Eurospender 3 flex\*

Díky svému 360stupňovému úchytu může být dávkovač upevněn na všechny trubky či desky v blízkosti pacienta a v místě péče.

## Eurospender Safety plus\*

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou.

## Eurospender 3\*

Dávkovač k zavěšení na lůžko pro alkoholovou dezinfekci rukou.



## Eurodržák pro Sterillium®\*

Plastový držák na láhve 350/500 ml dezinfekčních přípravků, mycích emulzí a krémů.

## Držák na láhve\*

Plastový držák na láhve dezinfekčních přípravků, mycí emulze a krémy v lahvičkách o objemu 350/500 ml.

\* dávkovací pumpička není součástí balení



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 478	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 479	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus červený	350/500 ml	981 251	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus Touchless	500 ml	981 227	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 234	1 ks	1 ks
Eurospender RX5 Touchless	500 ml	981 730	1 ks	1 ks
Odkapávací miska pro RX5 Touchless		981 732	1 ks	1 ks
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless		981 731	1 ks	1 ks
Eurospender 3 flex	500 ml	981 450	1 ks	10 ks
	1000 ml	981 460	1 ks	10 ks
Eurospender Safety plus	500 ml	981 467	1 ks	1 ks
Eurospender 3	500 ml	980 381	1 ks	10 ks
Eurodržák pro Sterillium®	500 ml	981 734	1 ks	2 ks
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium® a pro Eurospender 3 flex		981 735	1 ks	6 ks
Držák na láhve	500 ml	980 333	1 ks	1 ks

# Dávkování

## Jednorázová pumpička na láhve (krátká)

Vhodná na láhve 350/500 ml nebo 1 000 ml.

## Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)

Vhodná do Eurospender Safety plus nebo Eurospender 3 flex.

## Náhradní pumpička

do Eurospenderu 1 plus.

## Odkapávač

pro Eurospender 1 plus.

## Univerzální pistolový rozprašovač

vhodný pro Bacillo!® AF.

## Otvírač kanystrů

pro 5l a 2l kanystry.



## Odměrka

pro správné odměření koncentráту.

## Desomat 800 s displejem

Směšovací přístroj na ředění koncentrátů pro čištění a dezinfekci nástrojů a ploch.

## Dezinfekční vany

o objemu 3, 5, 10 a 30 litrů.

## Nálevka na kanystry

pro 5l a 2l kanystry.

## Standardní pumpy na kanystry

pro 5l a 2l kanystry.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus	500 ml	980 480	1 ks	2 ks
	1 000 ml	980 481	1 ks	2 ks
Jednorázová pumpička na láhve (krátká)	500 ml	981 600	1 ks	200 ks
	1 000 ml	981 601	1 ks	200 ks
Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)	500 ml	981 602	1 ks	200 ks
	1 000 ml	981 603	1 ks	200 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 335	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 336	1 ks	1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless	350/500/1000 ml	981 365	1 ks	1 ks
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve	500 ml	980 035	1 ks	1 ks
Standardní pumpa na kanystry	10 ml	980 029	1 ks	1 ks
Standardní pumpa na kanystry	20 ml	980 030	1 ks	1 ks
Otvírač kanystrů		980 051	1 ks	1 ks
Odměrka	250 ml	980 014	1 ks	1 ks
Nálevka na kanystry	2/5 l	980 034	1 ks	1 ks
Desomat 800 s displejem		895 139	1 ks	1 ks
Dezinfekční vana				
objem 3 l	300 × 200 × 110 mm	980 060	1 ks	1 ks
objem 5 l	550 × 200 × 120 mm	980 057	1 ks	1 ks
objem 10 l	390 × 290 × 170 mm	980 059	1 ks	1 ks
objem 30 l	615 × 400 × 210 mm	980 061	1 ks	1 ks



Inkontinence

Se správnými inkontinenčními pomůckami se pacienti mohou vrátit do běžného života bez strachu z drobných nehod. Naše portfolio inkontinenčních pomůcek pokrývá potřeby pacientů od lehkého úniku moči přes silnější inkontinenci až po těžkou inkontinenci.

**Více informací i na [moliklub.cz](https://moliklub.cz)**





# MoliCare® Lady

## Vložky pro lehký únik moči speciálně pro ženy

- Osm velikostí vložek.
- Savost je označena počtem kapek.
- Vložky se savostí 1, 1,5 a 2 kapky jsou balené jednotlivě.

### Charakteristika

- Dámské prodyšné vložky na lehký únik moči.
- Povrch s aloe vera a pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

### Použití

Při lehkém úniku moči, jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Lady</b>					
MoliCare Lady 0,5 kapky 	70 ml	168 131	5009781	bal. à 28 ks	8 bal.
MoliCare Lady 1 kapka 	181 ml	168 132	5009814	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 1,5 kapky 	252 ml	168 624	5009787	bal. à 14 ks	24 bal.
MoliCare Lady 2 kapky 	331 ml	168 634	5009788	bal. à 14 ks	18 bal.
MoliCare Lady 3 kapky 	504 ml	168 644	5009789	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4 kapky 	782 ml	168 682	5009851	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4,5 kapky 	914 ml	168 654	5009790	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 5 kapek 	1 029 ml	168 670	5013945	bal. à 14 ks	12 bal.

# MoliCare® absorpční spodní prádlo

## Spodní prádlo pro lehký únik moči pro ženy i muže

Pratelné absorpční spodní prádlo pro ženy i muže ve velikostech M a L.

### Charakteristika

- Dámské a pánské absorpční spodní prádlo na lehký únik moči.
- Opakovaně pratelné, vydrží až 100 prání na 60 °C, vhodné i do sušičky.
- Obsahuje Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Možné používat samostatně nebo v kombinaci s vložkami X-Change, které zvyšují absorpci prádla.
- Jednorázové vložky X-Change jsou vyměnitelné a vkládají se do skryté kapsy uvnitř prádla.

### Použití

Při lehkém úniku moči nebo při menstruaci. Jako ochrana po gynekologických nebo urologických zákrocích nebo jako pomůcka při dočasné inkontinenci po porodu.



absorpční spodní prádlo s vložkami	obvod boků	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare lady absorpční spodní prádlo s vložkami X-Change</b>				
Medium	67–71 cm	166 310	bal. à 1 ks	5 bal.
Large	72–76 cm	166 311	bal. à 1 ks	5 bal.
<b>MoliCare MEN absorpční spodní prádlo s vložkami X-Change</b>				
Medium	80–85 cm	166 312	bal. à 1 ks	5 bal.
Large	86–91 cm	166 313	bal. à 1 ks	5 bal.
MoliCare X-Change vložky pro absorpční spodní prádlo		166 314	bal. à 20 ks	6 bal.

absorpční spodní prádlo	obvod boků	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare lady absorpční spodní prádlo</b>				
Medium	67–71 cm	166 301	bal. à 1 ks	5 bal.
Large	72–76 cm	166 302	bal. à 1 ks	5 bal.
<b>MoliCare MEN absorpční spodní prádlo</b>				
Medium	80–85 cm	166 303	bal. à 1 ks	5 bal.
Large	86–91 cm	166 304	bal. à 1 ks	5 bal.

# MoliCare® MEN

## Vložky pro lehký únik moči speciálně navržené pro muže

- Tři typy absorpčních pomůcek anatomicky tvarovaných pro muže.
- Savost je označena počtem kapek.

### Charakteristika

- Pánské prodyšné absorpční pomůcky na lehký únik moči.
- Obsahují citrát, který udržuje vyvážené pH pokožky a eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Distribuční kanálek rozvádí moč po celé délce vložky, ochranná ADL vrstva zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

### Použití

Při lehkém úniku moči a jako ochrana po urologických zákrocích.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare MEN					
MoliCare MEN 2 kapky	2	355 ml	168 067	5009811	bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare MEN 4 kapky	4	511 ml	168 068	5009818	bal. à 14 ks 12 bal.
MoliCare MEN 5 kapek	5	906 ml	168 069	5013947	bal. à 14 ks 12 bal.

# MoliCare® Pad

## Vložky pro lehký únik moči unisex

- Tři typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.

### Charakteristika

- Unisex vložky na lehký únik moči.
- Obsahují citrát, který udržuje vyvážené pH pokožky a eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Distribuční kanálek rozvádí moč po celé délce vložky, ochranná ADL vrstva zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

### Použití

Při lehkém úniku moči, jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Pad</b>					
MoliCare Pad 2 kapky	2	324 ml	168 082	5009815	bal. à 30 ks 12 bal.
MoliCare Pad 3 kapky	3	510 ml	168 083	5009816	bal. à 30 ks 6 bal.
MoliCare Pad 4 kapky	4	849 ml	168 084	5009817	bal. à 30 ks 9 bal.

# MoliCare® Lady a Men Pants

## Anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

- Anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro muže a pro ženy.
- Dva typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.
- Tvarem i barvou připomínají spodní prádlo.

### Charakteristika

- Prodyšné natahovací kalhotky na střední a těžký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Dámské kalhotky mají povrch s aloe vera.
- Kroucené vlákno odvádí moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.

### Použití

Při středním a těžkém úniku moči, plně nahradí spodní prádlo.



plenkové kalhotky	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
<b>MoliCare Lady Pants 5 kapek</b>							
Medium	5	843 ml	80–120 cm	915 867	5009879	bal. à 8 ks	8 bal.
Large	5	844 ml	100–150 cm	915 868	5009880	bal. à 7 ks	8 bal.
<b>MoliCare Lady Pants 7 kapek</b>							
Medium	7	1 442 ml	80–120 cm	915 877	5009881	bal. à 8 ks	4 bal.
Large	7	1 373 ml	100–150 cm	915 870	5009882	bal. à 7 ks	4 bal.
<b>MoliCare Men Pants 5 kapek</b>							
Medium	5	974 ml	80–120 cm	915 817	5009873	bal. à 8 ks	4 bal.
Large	5	1001 ml	100–150 cm	915 818	5009874	bal. à 7 ks	4 bal.
<b>MoliCare Men Pants 7 kapek</b>							
Medium	7	1 455 ml	80–120 cm	915 827	5009877	bal. à 8 ks	4 bal.
Large	7	1 412 ml	100–150 cm	915 828	5009878	bal. à 7 ks	4 bal.

# MoliCare® Mobile

## Natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

- Absorpční natahovací kalhotky.
- Čtyři typy savostí.
- Savost je označena počtem kapek.
- Tvarem připomínají běžné spodní prádlo.

### Charakteristika

- Prodyšné natahovací kalhotky na střední a těžký únik moči.
- Povrch s pH 5,5 eliminuje až 99,9 % bakterií.
- Obsahují Odour Neutralizer, který plně zcela pohltí zápach.
- Kroucené vlákno odvádí moč do savého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Mají indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

### Použití

- Při středním a těžkém úniku moči, jako náhrada spodního prádla u mobilních pacientů.
- Zelené balení je vhodné pro střední únik moči.
- Modré balení je vhodné na použití během dne a fialové balení na noc.
- Tmavě šedá varianta je určena pro nejtěžší stupeň inkontinence nebo pro použití na noc.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Mobile 5 kapek</b>							
Medium	5	1 017 ml	80–120 cm	915 852	5009812	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	5	1 198 ml	100–150 cm	915 853	5009813	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	5	1 183 ml	130–170 cm	915 854	5009850	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 6 kapek</b>							
Extra small	6	1 361 ml	45–70 cm	915 840	5009819	bal. à 14 ks	4 bal.
Small	6	1 475 ml	60–90 cm	915 831	5009797	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	6	1 662 ml	80–120 cm	915 832	5009794	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	6	1 963 ml	100–150 cm	915 833	5009795	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	6	2 140 ml	130–170 cm	915 834	5009820	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 8 kapek</b>							
Small	8	1 791 ml	60–90 cm	915 871	5009822	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	8	2 015 ml	80–120 cm	915 872	5009823	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	8	2 279 ml	100–150 cm	915 873	5009824	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	8	2 421 ml	130–170 cm	915 874	5009848	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 10 kapek</b>							
Medium	10	2 626 ml	80–120 cm	915 878	5009869	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	2 613 ml	100–150 cm	915 879	5009871	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	10	2 757 ml	130–170 cm	915 880	5009872	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliCare® Elastic

## Zalepovací kalhotky s elastickými bočními pásy

- Absorpční zalepovací kalhotky s pružnými bočními pásy a 2 širokými lepičky pro těžký únik moči.

### Charakteristika

- Distribuční systém pro rychlou absorpci tekutiny do svého jádra pomůcky.
- Technologie krouceného vlákna přispívá k rychlému odvodu moči do svého jádra a omezuje její pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

### Použití

- Pro těžký únik moči nebo stolice pro ženy i pro muže.
- Modrá balení jsou vhodná na použití během dne a fialová balení na noc.
- Tmavě modrá a šedá varianta jsou určeny pro nejtěžší stupeň inkontinence nebo pro použití na noc.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Elastic 6 kapek</b>							
Small	6	1 667 ml	70–90 cm	165 271	5009826	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	6	2 159 ml	85–120 cm	165 272	5009827	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 349 ml	115–145 cm	165 273	5009828	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	6	2 786 ml	140–175 cm	165 274	5009861	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 8 kapek</b>							
Small	8	2 356 ml	70–90 cm	165 471	5009829	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	8	3 144 ml	85–120 cm	165 472	5009830	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	8	3 220 ml	115–145 cm	165 473	5009831	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	8	3 591 ml	140–175 cm	165 474	5009862	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 9 kapek</b>							
Small	9	2 546 ml	70–90 cm	165 571	5009863	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	9	3 521 ml	85–120 cm	165 572	5009865	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	9	3 856 ml	115–145 cm	165 573	5009866	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	9	3 951 ml	140–175 cm	165 574	5009867	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 10 kapek</b>							
Medium	10	3 696 ml	85–120 cm	165 672	5011398	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	4 279 ml	140–175 cm	165 673	5011399	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliCare® Slip

## Zalepovací kalhotky pro těžký únik moči

- Absorpční zalepovací kalhotky se 4 fixačními lepitky\*.

### Charakteristika

- Distribuční systém pro rychlou absorpci tekutiny do svého jádra pomůcky.
- Technologie krouceného vlákna přispívá k rychlému odvodu moči do svého jádra a omezuje její pronikání zpět na povrch.
- Superabsorbent (SAP) v svém jádře přemění moč v gel.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

### Použití

- Pro těžký únik moči nebo stolice pro ženy i pro muže.
- Modrá balení jsou vhodná na použití během dne.
- Fialová jsou vhodná hlavně na noc.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Slip 6 kapek</b>							
Extra small*	6	1 367 ml	40–60 cm	169 190	5009833	bal. à 30 ks	4 bal.
Small*	6	1 437 ml	70–90 cm	169 191	5009852	bal. à 30 ks	4 bal.
Medium	6	1 891 ml	90–120 cm	165 232	5009806	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 283 ml	120–150 cm	165 233	5009807	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	6	2 714 ml	150–175 cm	165 234	5009843	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Slip 8 kapek</b>							
Medium	8	2 686 ml	90–120 cm	165 432	5009809	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	8	2 973 ml	120–150 cm	165 433	5009810	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	8	3 531 ml	150–175 cm	165 434	5009844	bal. à 14 ks	4 bal.

\* Pouze 2 fixační lepitka



# MoliCare® Form

## Vložné pleny pro střední až těžký únik moči

• Absorpční vložné pleny.

### Charakteristika

- Vložné pleny pro střední únik moči pro mobilní i ležící pacienty.
- Povrch s vyváženým pH pro udržení zdravé pokožky.
- Obsahují Odour Neutralizer, který pohlcuje zápach.
- Superabsorbent (SAP) v savém jádře přemění moč v gel.
- Mají indikátor savosti, který upozorní na včasnou výměnu kalhotek.

### Použití

- Používají se společně s fixačními kalhotkami MoliCare Premium Fixpants, které zajišťují jejich fixaci na těle.



vložné pleny	barevný kód	savost ISO	rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MoliCare Form 4 kapky	4	1 492 ml	62 x 30 cm	168 404	5014651	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 5 kapek	5	1 661 ml	62 x 30 cm	168 405	5014652	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 6 kapek	6	2 353 ml	69 x 31 cm	168 406	5014657	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Form 8 kapek	8	3 017 ml	69 x 31 cm	168 408	5014662	bal. à 32 ks	4 bal.

# MoliCare® Fixpants

## Elastické kalhotky k fixaci porodnických vložek a inkontinenčních vložných plen

- Dva typy kalhotek.
- Výběr velikostí S–3XL.

### Charakteristika

#### MoliCare Premium Fixpants

- Prodyšné kalhotky s bežešvými manžetami.
- Jsou vysoce elastické a drží tvar.
- Dají se prát v pračce při 60 °C a jsou opakovaně použitelné.

#### MoliCare Fixpants

- Prodyšné kalhotky ze síťovaného materiálu.
- Zcela prodyšné.
- Dají se rovněž prát v pračce a opakovaně použít.

### Použití

- Umožňují fixaci inkontinenčních vložek, vložných plen a porodnických vložek.
- Vhodné pro ležící i pro mobilní pacienty.



elastické fixační kalhotky	barevný kód	obvod pasu	číslo výrobu	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Premium Fixpants</b>						
Small	●	45–80 cm	947 795	5009837	bal. à 5 ks	60 bal.
Medium	●	60–100 cm	947 796	5009838	bal. à 5 ks	40 bal.
Large	●	80–120 cm	947 797	5009839	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Large	●	100–160 cm	947 798	5009840	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Large	●	140–180 cm	947 799	5009841	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Extra Large	●	160–200 cm	947 815	5009868	bal. à 5 ks	40 bal.
<b>MoliCare Fixpants</b>						
Medium	●	60–100 cm	947 745	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.
Large	●	80–120 cm	947 748	5009783	bal. à 3 ks	100 bal.
			947 746	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.
Extra Large	●	100–160 cm	947 750	5009784	bal. à 3 ks	100 bal.
			947 747	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.

# MoliCare® Bed Mat

## Jednorázové podložky pod pacienty

Podložky pod pacienty se savým jádrem z celulózy.

### Charakteristika

- Podložky s absorpčním jádrem, které tvoří několik vrstev celulózy s vnější nepropustnou a neklouzavou fólií.
- Celá plocha podložky je potažena po obvodu uzavřenou netkanou textilií.

### Použití

- Jednorázové podložky pod pacienty trpící inkontinencí jako sekundární ochrana lůžka a ložního prádla.
- Typ Rectangular se používá i jako ochrana lůžka při převazech ran.



podložky pod pacienty	barevný kód	savost ISO	rozměr savé plochy	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
<b>MoliCare Bed Mat 5 kapek</b>							
	5	449 ml	60 × 40 cm	161 061		bal. à 30 ks	6 bal.
	5	715 ml	60 × 60 cm	161 063		bal. à 30 ks	4 bal.
	5	971 ml	60 × 90 cm	161 065		bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Bed Mat 7 kapek</b>							
	7	561 ml	60 × 40 cm	161 067		bal. à 30 ks	6 bal.
	7	979 ml	60 × 60 cm	161 069		bal. à 30 ks	4 bal.
	7	1 241 ml	60 × 90 cm	161 071		bal. à 30 ks	4 bal.
se záložkami*	7	1 201 ml	60 × 90 cm	161 072	5012323	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Bed Mat 8 kapek</b>							
	8	1 040 ml	60 × 60 cm	161 087	5012324	bal. à 30 ks	4 bal.
	8	1 407 ml	60 × 90 cm	161 088	5012325	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Bed Mat 9 kapek</b>							
	9	2 719 ml	60 × 90 cm	161 077		bal. à 15 ks	4 bal.
	9	2 719 ml	60 × 90 cm	161 078		bal. à 30 ks	2 bal.
<b>MoliCare Rectangular</b>							
	3	430 ml	20 × 40 cm	160 890		bal. à 50 ks	6 bal.
	4	780 ml	20 × 60 cm	160 892		bal. à 50 ks	4 bal.

# MoliCare® Bed Mat textilní

## Pratelné podložky pod pacienty

### Charakteristika

- Opakovaně použitelná textilní podložka s vysokou absorpční kapacitou.
- Vydřídí až 250 praní na 95 °C, vhodné i do sušičky.
- Spodní vrstva podložek nekluže a díky zvrásnění dobře drží na lůžku.
- Zachovávají si svůj tvar díky pevně všitým švům.

### Použití

- Opakovaně použitelné podložky pod pacienty trpící inkontinencí jako sekundární ochrana lůžka a ložního prádla.



podložky pod pacienty	barevný kód	savost ISO	rozměr savé plochy	číslo výroby	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Bed Mat 7 kapek textilní</b>							
	7	2 273 ml	85 × 90 cm	155 010	5013292	bal. à 1 ks	25 bal.
	7	2 273 ml	85 × 90 cm	155 011		bal. à 10 ks	3 bal.
se záložkami	7	1 945 ml	75 × 85 cm (75 × 185 cm)	155 012	5013293	bal. à 1 ks	25 bal.
se záložkami	7	1 945 ml	75 × 85 cm (75 × 185 cm)	155 013		bal. à 10 ks	3 bal.

# MoliCare® Skin

## Čištění a péče o zralou a citlivou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce.

### Čisticí pěna

K rychlému a šetrnému čištění znečištěných partií pokožky při inkontinenci. Díky kreatinu spolehlivě chrání pokožku před působením škodlivých látek, a udržuje ji tak zdravější. Účinně neutralizuje zápach, příjemně a svěže voní.

### Mycí emulze

K jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky panthenolu dodává pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach.

### Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem

Pro pohodlné čištění vlasů zejména pro pacienty upoutané na lůžko. Bez nutnosti použití vody.

### Šampon

K mytí vlasů suché a citlivé pokožky hlavy.

### Vlhčené ubrousky 3v1

Čistí, chrání a zvlhčují pokožku a udržují její přirozeně kyselý ochranný plášť. S aloe vera, glycerinem a heřmánkovým extraktem. Bez alkoholu. Velikost 20 x 30 cm.

### Čisticí ubrousky

K rychlému a šetrnému čištění intimních partií při inkontinenci. Účinně neutralizují zápach. Příjemně a svěže voní. Velikost 20 x 30 cm.

### Napuštěné mycí žínky

Pro rychlé a ultrajemné čištění celého těla osoby na lůžku bez použití mýdla a vody. Speciální složení vyvinuto pro zralou, citlivou nebo namáhanou pokožku.

### Hygienické ubrousky

Snadná a rychlá hygiena intimních partií a doplněk na sport či cestování. Speciální složení s pH 5,5 vyvinuto pro citlivou pokožku v intimních partiích, navíc obohaceno o zklidňující heřmánek.



čisticí kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Čisticí pěna	bal. à 400 ml	995 029	1 ks	12 ks
Mycí emulze, láhev	bal. à 500 ml	995 027	1 ks	12 ks
Čepice impregnovaná šamponem a kondicionérem	bal. à 1 ks	995 077	1 ks	30 ks
Šampon	bal. à 500 ml	995 030	1 ks	12 ks
Vlhčené ubrousky 3v1	bal. à 50 ks	995 096	1 ks	12 bal.
Čisticí ubrousky	bal. à 50 ks	995 075	1 ks	12 bal.
Napuštěné mycí žínky	bal. à 8 ks	995 074	1 ks	24 bal.
Hygienické ubrousky	bal. à 10 ks	995 138	1 ks	20 bal.

# MoliCare® Skin

## Péče o zralou a citlivou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Speciální složení vyvinuto pro hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce.

### Tělové mléko

Pro péči o zralou a citlivou pokožku. Díky kreatinu podporuje přirozené mechanismy ochrany pokožky.

### Krém na ruce

Pečuje o namáhané a vysušené ruce. Svým složením vrací pokožce vlhkost a elasticitu. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film na pokožce.

### Ošetřující olej

Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje vysoce účinné přírodní oleje a ochranný vitamin E. Lehce se roztírá. Vhodný i pro citlivou a podrážděnou pokožku.

### Masážní gel

Obsahuje mentol, který podporuje prokrvení pokožky a její látkovou výměnu. Je určen na masáže a natírání krku, zad, rukou a nohou. Má zklidňující účinek a zmírňuje svalovou tenzi. Rychle se vstřebává.



pečující kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Tělové mléko	bal. à 500 ml	995 032	1 ks	12 ks
Krém na ruce	bal. à 200 ml	995 033	1 ks	12 ks
Ošetřující olej	bal. à 500 ml	995 072	1 ks	12 ks
Masážní gel	bal. à 200 ml	995 031	1 ks	12 ks

# MoliCare® Skin

## Ochrana a péče o namáhanou a zralou pokožku

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky mají vyvážené pH šetrné k pokožce. Ochranná řada speciálně vyvinuta pro potřeby osob s únikem moči.

### Ochranný krém se zinkem

Chrání pokožku v intimní oblasti, kde je vystavena působení agresivních látek v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinek (20 %), který chrání pokožku proti infekcím. Nanáší se na pokožku ve velmi tenké vrstvě. Vhodný i pro podrážděnou pokožku.

### Ochranná pěna

Je účinná ochrana pokožky v intimní oblasti zatěžované inkontinencí před agresivními látkami obsaženými v moči a ve stolici. Vysoce účinná díky panthenolu a močovině (urea 4,5 %). Příjemně lehká pěna, která se snadno roztírá a působí jako prevence proti proleženinám na namáhaných místech.

### Ochranný olej ve spreji

Chrání zralou pokožku před vnějšími vlivy. Přírodní účinné látky panthenolu a mandlového oleje podporují regeneraci pokožky a dodávají jí pružnost. Jednoduše se nastříká na pokožku a lehce se roztírá.



ochranná kosmetika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ochranný olej ve spreji	bal. à 200 ml	995 036	1 ks	12 ks
Ochranný krém se zinkem	bal. à 200 ml	995 035	1 ks	12 ks
Ochranná pěna	bal. à 100 ml	995 037	1 ks	12 ks

# Vala® Clean

## Jednorázové žínky a utěrky k očištění těla i ploch

### Jednorázové žínky

Vyrobeny z měkkého netkaného textilu, netrhají se za mokra. Díky zaoblenému otvoru se snadno navlékají.

#### ValaClean basic

Jemný netkaný textil.

#### ValaClean soft

Ultrajemný netkaný textil, velmi nasávkavé.

#### ValaClean film

Netkaná textilie s fólií uvnitř pro lepší ochranu ošetřovatele.

### Jednorázové utěrky

#### ValaClean roll

Jednorázové utěrky z netkaného textilu v praktických rolích, zvýšená absorpční kapacita.

#### ValaClean box

Zásobník na jednorázové utěrky pro připevnění na stěnu. Chrání utěrky ValaClean roll před znečištěním.



jednorázové žínky a utěrky	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>ValaClean</b>					
jednorázové žínky	basic	15,7 × 23 cm	992 245	bal. à 50 ks	40 bal.
	soft	15,7 × 23 cm	992 242	bal. à 50 ks	20 bal.
	film	15,5 × 23,5 cm	992 243	bal. à 50 ks	28 bal.
jednorázové utěrky	roll	22 × 30 cm	992 251	1 role (= 175 ks)	18 bal.
ValaClean box	zásobník		996 858	1 ks	1 ks



# Vala®Fit

## Jednorázové bryndáky

Jednorázové ochranné bryndáky k zachycení zbytků potravy a tekutin určené na ochranu prádla a povlečení. Nepromokavé, extrémně nasákové.

### ValaFit band

Z netkané textilie s integrovanou fólií, s kulatým výstřihem, na uvázání. 3vrstvý.

### ValaFit tape

Z netkané textilie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkční kapsou, kulatým výstřihem a fixačními lepicími okraji. 2vrstvý.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaFit ochranné bryndáčky	band	37 x 70 cm	992 252	bal. à 100 ks	6 bal.
	tape	37 x 65 cm	992 253	bal. à 100 ks	6 bal.

# Vala® Protect

## Jednorázová prostěradla pod pacienta

Nepropustné ochranné podložky pod pacienta. Chrání před znečištěním povlečení a vyšetřovacího lůžka. Zabraňují přenosu infekce.

### ValaProtect basic

Vrstva netkané textilie ihned vstřebává vlhkost. Nepropustná fólie na spodní straně.

### ValaProtect special

Z nasákavé dvouvrstvé netkané textilie s fólií na spodní straně. Vlhkost se hned vstřebává. Obzvláště odolné díky zesíleným vláknům. S ochranou proti promočení.

### ValaProtect special eco

Z nasákavé dvouvrstvé recyklované netkané textilie s fólií na spodní straně. Vlhkost se hned vstřebává. Obzvláště odolné díky zesíleným vláknům. S ochranou proti promočení.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaProtect ochranné podložky	basic	38 × 40 cm	992 226	bal. à 250 ks	8 bal.
		80 × 140 cm	992 227	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 228	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 229	bal. à 100 ks	1 bal.
	special	80 × 175 cm	992 238	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 239	bal. à 100 ks	1 bal.
	special eco	80 × 175 cm	992 258	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 259	bal. à 100 ks	1 bal.

# Vala® Comfort

## Jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře

Speciální série jednorázových hygienických produktů (utěrky, deky a polštáře).

### ValaComfort net

Víceúčelové utěrky ze síťované strukturované netkané textilie. Velmi jemné a nasákové, za mokra se netrhají.

### ValaComfort multi

Víceúčelové utěrky z pevné netkané textilie. Pevné, nasákové, neuvolňují vlákna.

### ValaComfort blanket

Příkrývka z netkaného polyesteru, příjemná na dotek, propouští vzduch i vlhkost, čímž vyrovnává teplotu. Je obzvlášť lehká – 480 g.

### ValaComfort pillow

Polštář s povlakem z netkaného textilu a jemnou náplní z polyesteru. Velmi lehké a vzdušné.

### ValaComfort zástěra

Ochranná igelitová zástěra na ochranu oblečení personálu.



jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>ValaComfort</b>					
víceúčelové utěrky	multi	30 × 32 cm	684 012	bal. à 50 ks	16 bal.
víceúčelové utěrky	net	35 × 38 cm	992 330	bal. à 100 ks	12 bal.
příkrývky	blanket	135 × 195 cm	992 332	bal. à 1 ks	12 bal.
polštáře	pillow	40 × 50 cm	992 333	bal. à 4 ks	5 bal.
zástěra	apron	70 × 135cm	684 011	bal. à 100 ks	10 bal.

# Doplňující sortiment

## Další materiály, které usnadňují péči o inkontinentního nebo imobilního pacienta

### Peha-fresh

Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy. Vhodný k používání v prostorách, kde pobývají pacienti trpící inkontinencí.

### SicSac

Praktické sáčky s pevným kruhovým okrajem pro případ nevolnosti.

### Octolin

Univerzální jednorázové utěrky vyrobeny ze 100% celulózy, určeny k hygieně nebo k čištění nástrojů či povrchů v kombinaci s vhodným čisticím přípravkem.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-fresh osvěžovač vzduchu ve spreji	400 ml	995 705	bal. à 1 ks	12 ks
SicSac	Ø11 cm	999 586	bal. à 50 ks	6 bal.
Octolin	30 x 30 cm	684 357	bal. à 50 ks	24 bal.



Krása a zdraví

Každý den toužíme cítit se pohodlně a sebejistě, pečovat o své tělo těmi nejkvalitnějšími produkty a to nejlepší dopřávat i svým blízkým. Proto přinášíme produkty značky Bel pro vaši čistou a zářivou pleť, Bel Baby pro suchou a hebkou pokožku vašeho dítěte, Kneipp pro péči o celé tělo se silou přírody a Ria pro maximální pohodlí během menstruace i mimo ni.

**Navštivte [kneipp.cz](https://www.kneipp.cz)**



# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Soli a oleje do koupele

Kosmetika Kneipp má vynikající účinky na tělo i mysl, obsahuje maximální možný podíl přírodních složek. Do kosmetiky nejsou přidávány konzervanty (typu paraben), parafíny, silikon či minerální oleje. Produkty nejsou testované na zvířatech.

### Kneipp sůl do koupele Levandulové snění

Sůl do koupele Levandulové snění vytvoří spolu s teplou vodou jedinečný zážitek z koupele, uvolní a uklidní po hektickém dni. Sůl a olej obsahují vzácný přírodní éterický levandulový olej, který navozuje klid a podporuje intenzivní uvolnění.

### Kneipp sůl do koupele Eukalyptus

Tato sůl je v kombinaci s horkou lázní skvělým pomocníkem při prvních příznacích nachlazení. Extrakt z eukalyptu příjemně prohřívá organismus, pomáhá uvolnit ztuhlé svaly a dýchací cesty.

### Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby

Koupele se solí Svaly a klouby je vhodná pro regeneraci těla po svalové námaze. Přípravek obsahuje výtažek z arniky a přírodní éterické oleje z rozmarýny, borovice a dřeviny cabreuva.

### Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek

Sůl do koupele Dokonalý odpočinek je vhodné použít při vyčerpání a nahromaděném stresu. Obsahuje směs éterických olejů z meduňky lékařské a citronové trávy, které mají uvolňující a relaxační účinek na tělo i mysl.

### Kneipp olej do koupele Deep Relaxation

Tento olej okouzlí vaši mysl opojnou vůní esenciálního oleje pačuli a výtažkem ze santalového dřeva. Pačuli uvolňuje napětí a navozuje pocit vnitřní pohody. Santalové dřevo zklidňuje mysl a pomáhá tělu relaxovat.

### Kneipp sůl do koupele Miluji tě

Koupelová sůl Kneipp® Miluji tě s přírodním výtažkem z malin a pečujícím brusinkovým olejem dá najevo vaši lásku. Sladká ovocná vůně navodí smyslnou atmosféru. Termální solanka pečuje o pokožku a léčí kožní problémy.

### Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress

Do této soli jsme přidali vodní mátu a rozmarýn – bylinky, které nádherně voní a prokazatelně přeměňují stres v pozitivní energii.

### Kneipp Čistá mořská sůl do koupele

Tato sůl do koupele obsahuje čistou mořskou sůl, která se těží v německém Luisenhallu z hloubky 460 metrů. Kdysi zde býval pravěký oceán a sůl je tak plná minerálů a stopových prvků.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění	500 g	391 441 1	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Eukalyptus	500 g	391 449 1	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby	500 g	391 444 1	1 ks	6 ks
	60 g	391 445 1	1 ks	12 ks
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek	500 g	391 452 1	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Deep Relaxation	100 ml	391 450 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Miluji tě	60 g	895 620 5	1 ks	12 ks
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress	500 g	390 087 0	1 ks	6 ks
	60 g	390 038 0	1 ks	12 ks
Kneipp Čistá mořská sůl do koupele	500 g	391 630 0	1 ks	6 ks



# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Sprchové gely

### Kneipp sprchový gel Pánská záležitost

Sprchový gel Pánská záležitost 2v1 obsahuje kombinaci výtažků z červeného pomeranče a černého pepře. Gel účinně myje pokožku i vlasy.

### Kneipp sprchový gel Ranní budíček

Sprchový gel Ranní budíček 2v1 obsahuje přírodní rostlinné výtažky z citronové trávy a guarany. Gel účinně myje pokožku i vlasy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost	200 ml	390 187 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp sprchový gel Ranní budíček	200 ml	895 621 4	1 bal.	6 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Sprchové gely

### Kneipp sprchový gel Levandulové snění

Sprchový gel Levandulové snění jemně čistí a zároveň zanechává pokožku jemnou a pružnou. Přírodní levandulový olej má uklidňující účinek.

### Kneipp sprchový gel You are wonderful!

Sprchový gel s ovocnou vůní a přírodními výtažky z granátového jablka a kakaa během sprchování příjemně zvláční pokožku celého těla.

### Kneipp sprchový gel Radost ze života

Sprchový gel Radost ze života obsahuje vysoce kvalitní přírodní oleje, které pokožku jemně čistí a zároveň vyživují. Osvěžující citrusová vůně povzbudí a navodí pocit uvolnění.

### Kneipp sprchový gel As soft as velvet

Sprchový gel As soft as velvet promění vaši pokožku v sametově hebkou. Díky obsahu přírodních olejů a bambuckého másla dodá sprchový gel vaší pokožce potřebnou hydrataci až na 24 hodin i bez následného použití tělového mléka.

### Kneipp sprchový gel Goodbye Stress

Sprchový gel s uklidňujícím účinkem nádherně voní po vodní mátě a rozmarýnu a prokazatelně přeměňuje stres v pozitivní energii.

### Sprchový gel Good Night

Sprchový gel s esenciálními oleji z borovice limba a amyris poskytuje relaxaci pro klidnou noc.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Levandulové snění	200 ml	391 055 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel You are wonderful!	200 ml	391 638 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Radost ze života	200 ml	391 016 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel As soft as velvet	200 ml	391 535 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Goodbye Stress	200 ml	390 029 2	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Good Night	200 ml	390 082 1	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Balzámy na rty

100% přírodní balzám na rty Kneipp. Vstřebává se postupně, aby vašim rtům přinesl dlouhodobý účinek. Jako veškerá kosmetika Kneipp ani tento produkt neobsahuje konzervanty (např. parabeny), parafíny, silikony či minerální oleje. A co víc, balzám je v balení z korku a krabička je vyrobena z 25 % z trávy – pro co nejmenší ekologickou stopu. Hýčkejte své rty se 100% přírodní recepturou v nádherném balení.

- Balzám na rty Vanilka – s máslem cupuacu a extraktem z pravé vanilky
- Balzám na rty Mandle – s kandelilovým voskem a mandlovým olejem
- Balzám na rty Aloe vera – s výtažkem z máty vodní a aloe vera
- Balzám na rty Repair & Prevent – s výtažky z heřmánku a meduňky
- Balzám na rty Meruňka – s olejem z meruňkových a marulových jader



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp balzám na rty Vanilka	391 029 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Mandle	391 030 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Aloe vera	391 510 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Repair & Prevent	390 070 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Meruňka	391 565 0	1 bal.	7 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Barevné balzámy na rty

### Kneipp balzám na rty Natural Red

Barevný balzám na rty Natural Red obsahuje jenom přírodní rostlinné oleje – pro příklad mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Vyživuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu extraktu z ředkvičky navíc zbarví vaše rty do jemně červené a perfektně nahradí rtěnku.

### Kneipp balzám na rty Natural Rosé

Barevný balzám na rty Natural Rosé obsahuje pouze přírodní rostlinné oleje – mimo jiné mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Zvláčňuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu výtažku z ředkvičky navíc zbarví vaše rty do jemně růžové, a skvěle tak nahradí rtěnku.

### Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude

Barevný balzám na rty Natural Dark Nude obsahuje pouze přírodní rostlinné oleje – například mangové máslo, slunečnicový olej nebo berry vosk. Hydratuje vaše rty a zabraňuje, aby se vysoušely nebo praskaly. Díky přírodnímu extraktu z ředkvičky a oxidu železa navíc zbarvuje vaše rty do jemně hnědé, a dokonale tak nahrazuje rtěnku.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp balzám na rty Natural Red	390 071 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Natural Rosé	390 072 1	1 bal.	7 bal.
Kneipp balzám na rty Natural Dark Nude	390 073 1	1 bal.	7 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Holistická řada

Co kdybyste po každé sprše nebo koupeli měli mnohem lepší náladu? Kosmetická řada Goodbye Stress díky tyrkysově modré barvě a podmanivé vůni vodní máty s rozmarýnem prokazatelně přemění váš stres v pozitivní energii. Ověřeno laboratorními testy. Stačí pár minut v koupelně a rázem zapomenete na starosti s dětmi, deadlines v práci nebo seminárky ve škole.

### Kneipp sprchový gel Goodbye Stress

Sprchový gel s uklidňujícím účinkem a podmanivou vůní máty a rozmarýnu. Při každé sprše zklidní vaši mysl, zjemní pokožku a zbaví vás nahromaděného stresu a napětí.

### Kneipp olej do koupele Goodbye Stress

Přírodní olej do koupele, který příjemně zvláční vaši pokožku a okamžitě vám zlepší náladu. Jeho tyrkysová barva má zklidňující účinek a podmanivá vůně vodní máty s rozmarýnem vás zbaví stresu i starostí. Prokazatelně.

### Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress

Sůl nádherně voní po rozmarýnu a vodní mátě. Navíc jsme ji zabalili do speciálního nelakovaného sáčku, který je šetrnější k životnímu prostředí.

### Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress

Zachumlejte se při sprše do krémové jemné pěny s okouzující vůní máty a rozmarýnu. Pěna zklidní vaši mysl, zjemní pokožku, uvolní napětí a navíc dlouho a příjemně voní.

### Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress

Pocit celkového uvolnění můžete zažít i ve vlastní koupelně. Stačí použít pěnu do koupele s esenciálním olejem z rozmarýnu a výtažkem z vodní máty. Tyrkysová barva koupele působí uklidňujícím dojmem, svěží vůně povzbudí vaše smysly a do bohaté pěny se budete mít chuť zachumlat na nekonečně dlouhou dobu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Goodbye Stress	200 ml	390 029 2	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Goodbye Stress	100 ml	390 037 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress	60 g	390 038 0	1 ks	12 ks
Kneipp sprchová pěna Goodbye Stress	200 ml	390 040 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Goodbye Stress	500 g	390 087 0	1 ks	6 ks
Kneipp pěna do koupele Goodbye Stress	400 ml	391 632 0	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Holistická řada

Kvalita spánku ovlivňuje úplně vše – pracovní výkon, míru trpělivosti s okolím, celkovou náladu i tělesnou hmotnost. Kosmetická řada Good Night s relaxační vůní švýcarské borovice a indického santalového dřeva snižuje krevní tlak a mírní stres. Pomůže vám v klidu uzavřít právě končící den. Usnete snadněji a díky hlubšímu spánku budete ráno připraveni na vše, co vás v novém dni čeká.

### Kneipp sůl do koupele Good Night

K lepšímu spánku vám pomůže krátká večerní koupel. Sůl do koupele Good Night obsahuje tu nejčistší přírodní sůl z termálního pramene a rostlinné i éterické oleje. Uvolní svaly i mysl a zároveň dodá důležité minerály. Sůl z termálního pramene – dodá pokožce důležité minerály a stopové prvky. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Olej z indického santalového dřeva (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl.

### Kneipp olej do koupele Good Night

Ve složení najdete přírodní éterické oleje ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva. Koupel nezanechá mastný film na vašich vlasech ani vám. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Indické santalové dřevo (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl. Jojobový olej – regeneruje a hydratuje pokožku.

### Kneipp sprchový gel Good Night

Dopřejte si před spaním krátkou sprchu s uvolňujícími éterickými oleji ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva. Tato kombinace zaručeně vyžene z hlavy všechny starosti končícího dne. Olej ze švýcarské borovice – snižuje srdeční frekvenci, a tím pomáhá ke klidnějšímu spánku. Indické santalové dřevo (Amyris) – uvolňuje svaly a zklidňuje mysl. Jojobový olej – regeneruje a hydratuje pokožku.

### Kneipp pěna do koupele Good Night

Pěna do koupele Good Night s přírodními éterickými oleji ze švýcarské borovice a indického santalového dřeva promění vaši koupelnu v prostor pro relaxaci a odpočinek



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sůl do koupele Good Night	500 g	391 542 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Good Night	60 g	391 543 0	1 ks	12 ks
Kneipp olej do koupele Good Night	100 ml	391 544 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Good Night	200 ml	390 082 1	1 ks	6 ks
Kneipp pěna do koupele Good Night	400 ml	391 631 0	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Balzámy a gely na svaly a klouby

### Kneipp Hřejivý balzám s arnikou

Hřejivý balzám s arnikou je nepostradatelným pomocníkem při masážích krku, zad a šíje. Vhodné je jeho použití po zvýšené svalové námaze, kdy prohřívá pokožku v místě aplikace a přináší velmi rychlou úlevu a uvolnění. Zažene také pocit chladu u promrzlých nohou.

### Kneipp Chladivý gel s arnikou

Chladivý gel s arnikou přináší okamžité osvěžení a úlevu. Kombinace extraktu z arniky, přírodního oleje z kosodřeviny a panthenolu je vhodná pro použití po delší fyzické námaze. Gel se velmi rychle vstřebává a nezanechává mastný film.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Hřejivý balzám s arnikou	100 ml	895 600 4	1 ks	6 ks
Kneipp Chladivý gel s arnikou	200 ml	895 600 5	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Péče o chodidla

Kneipp péče o chodidla je postavená na receptuře obsahující ureu, měsíček lékařský, esenciální rostlinné oleje, vitamín E, panthenol a další cenné složky. Produkty jsou koncipovány pro domácí pedikúru a pravidelnou péči dokážou bez použití pilníku efektivně eliminovat popraskanou kůži, zrohovatělé paty, otlaky a další kožní neduhy chodidel. Řada je navíc velmi šetrná a vhodná pro diabetiky.

### Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel

Obsahuje 25 % urey, díky které účinně redukuje zrohovatělou kůži, změkčuje popraskaná místa, hydratuje a poskytuje kožním buňkám potřebnou ochranu.

### Kneipp Sůl do koupele na chodidla

Obsahuje čistě přírodní sůl z termální solanky, která jemně očistí vaše unavené a namožené nohy. Složení je dále doplněno o 20% podíl urey, bio výtažek z měsíčku lékařského a esenciální pomerančový olej.

### Kneipp Máslo pro péči o chodidla

Máslo pro péči o chodidla pomáhá zjemnit zrohovatělou kůži. 10% obsah urey napomáhá hydrataci pokožky, bambucké máslo a vitamín E přispívají k lepší regeneraci.

### Kneipp Regenerační krém na popraskané paty 50 ml

Regenerační krém na popraskané paty s 30% podílem urey, 5 přírodními oleji a výtažky z měsíčku lékařského, který prokazatelně zlepšuje vzhled popraskané pokožky a změkčuje chodidla.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel	50 ml	390 026 1	1 ks	8 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	500 g	390 027 1	1 ks	6 ks
Kneipp Máslo pro péči o chodidla	100 ml	390 025 1	1 ks	6 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	40 g	390 028 2	1 ks	6 ks
Kneipp Regenerační krém na popraskané paty	50 ml	390 135 0	1 ks	8 ks



# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Dárková balení

### Kneipp Sada 5 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Bohatá nabídka uspokojí i ty nejnáročnější. Sada obsahuje:

- Dokonalý odpočinek – olej s extraktem z meduňky
- Deep Relaxation – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva
- Mandlový olej
- Svaly a klouby – olej s extraktem z arniky
- Back Comfort – olej s extraktem z čertova drápu

### Kneipp Sada 3 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Oleje pečují o pokožku a neznechávají mastný film. Sada obsahuje:

- Deep Relaxation – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva
- Mandlový olej
- Back Comfort – olej s extraktem z čertova drápu



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Sada olejů do koupele	5 x 20 ml	390 160 0	1 bal.	6 bal.
	3 x 20 ml	390 163 0	1 bal.	8 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Dárková balení

### Dárková sada Goodbye stress

Sada obsahuje sprchový gel a tělové mléko s okouzující vůní vodní máty a rozmarýnu a prokazatelně přeměňuje stres v pozitivní energii.

### Kneipp Sada pro muže

Sada pro muže je doplněna o přírodní vyživující oleje pečující o pokožku a vlasy. Sada obsahuje:

- sprchový gel Pánská záležitost 2.0 – obsahuje výtažky z červeného pomeranče a černého pepře
- sprchový gel Ranní budíček – obsahuje výtažky z citronové trávy a guarany

### Kneipp sada Šťastné sprchování

Se sadou sprchových gelů Kneipp® Šťastné sprchování poznáte pečující účinky přírodních výtažků a olejů. Tyto sprchové gely hydratují pokožku, pečují o její krásu a zdraví. Vůně éterických olejů uvolní vaše smysly a dodá vám novou energii. Sada obsahuje sprchové gely:

- Be Free and Happy s výtažky ze čtyřlístků (šťável mexický) a olejem z pomerančové kůry
- Radost ze života s výtažky z marakuji a grapefruitu
- Mandlový květ s olejem ze sladkých mandlí a bambuckým máslem



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sada Goodbye Stress	2 × 200 ml	390 154 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Sada pro muže	2 × 200 ml	390 157 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp sada Šťastné sprchování	3 × 75 ml	391 602 0	1 bal.	6 bal.

# Léčiva a doplňky stravy Kneipp

Doplňky stravy jsou koncentrované zdroje živin, bylin nebo jiných látek, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Léčiva a doplňky stravy značky Kneipp jsou vyrobené z bylinek. Podporují a povzbuzují organismus ve vyrovnávání se s následky působení hektického životního stylu. Jsou velmi šetrné a účinné. Zárukou kvality je především 130 let zkušeností a výroba v Německu.

## Kneipp Kozlík

### Léčivo

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Současně podporuje usínání a dosažení kvalitního a zdravého spánku. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti. Kneipp Kozlík je registrovaný lék s garantovaným množstvím účinné látky a jeho účinnost je potvrzena klinickými studiemi.

## Kneipp Kozlík plus

### Doplňěk stravy

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Účinek kozlíku lékařského je doplněn vitaminy skupiny B, které přispívají k dobrému fungování nervového systému. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti.

## Kneipp Třezalka

### Doplňěk stravy

Třezalka tečkovaná je tradičně používanou bylinkou, která podporuje psychickou pohodu a utiňuje nervový systém. Po třezalce je dobré sáhnout v těžkých životních situacích, při velkém pracovním vypětí, při odvykání kouření nebo při redukčních dietách.

## Kneipp Paměť a koncentrace

### Doplňěk stravy

Dobrá paměť, schopnost učení a duševní kondice jsou předpokladem pro zvládání stresových situací a vysokých nároků, které jsou na člověka denně kladeny. Kneipp Paměť a koncentrace obsahuje extrakt z kořene ženšenu, který má blahodárný vliv na fyzický stav organismu. Obsahuje také kombinaci vitaminů skupiny B a vitamin C.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Kozlík	90 tablet	391 546 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Kozlík plus	40 dražé	390 121 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Třezalka	90 dražé	390 119 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Paměť a koncentrace	30 tobolek	390 122 1	1 bal.	6 bal.

# Doplňky stravy Kneipp

## Kneipp 3 bylinky na odvodnění

### Doplňěk stravy

Doplňěk stravy Kneipp 3 bylinky na odvodnění je vhodný pro podporu vylučování vody z těla při nadměrném pocení či při pocitu těžkých a unavených chodidel. Doplněk pomáhá z těla vyloučit přebytečnou tekutinu s odpadními látkami.

## Kneipp Odvodnění šumivé tablety

### Doplňěk stravy

Kneipp Odvodnění šumivé tablety má vyvážené složení (hořčík, vápník, kofein a extrakt z listů kopřivy dvoudomé), které napomáhá vylučování vody z těla a podporuje zrychlení metabolismu. Zefektivňuje tak účinek odvodňovací kúry. Šumivé tablety pomáhají doplnit důležité minerály, které tělo běžně ztrácí společně s vodou například při saunování, sportu, psychickém vypětí nebo odvodňovací kúře.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp 3 bylinky na odvodnění	60 tobolek	390 120 1	1 bal.	3 bal.
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění	20 tablet	391 614 0	1 bal.	8 bal.

# Dětská hygiena Bel baby

## Bel baby prsní vložky

Prsní vložky Bel baby jsou mimořádně měkké a vysoce savé díky absorpčnímu jádru z buničiny. Anatomicky tvarované s lepicím páskem pro zabránění posunutí a pro optimální komfort při nošení. Prodyšná vnější vrstva chrání oblečení před vlhkostí a ušpiněním. Dermatologicky potvrzené.

## Bel baby dětské vatové tyčinky

Zaručují bezpečný způsob čištění dětského ouška. Vatová kulička na konci tyčinky zabrání vniknutí tyčinky hlouběji do zvukovodu. Díky obsahu aloe vera a provitaminu B5 poskytují Bel baby dětské vatové tyčinky šetrnou a ohleduplnou péči. Tyčinka i krabička jsou vyrobeny z papíru, celý výrobek je tak šetrnější k životnímu prostředí. Nezávádějte tyčinky hlouběji do zvukovodu.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel baby prsní vložky		491 191	bal. à 30 ks	12 bal.
Bel baby vatové tyčinky		187 281	bal. à 60 ks	16 bal.

# Samu

## Porodnické vložky

### Charakteristika

- Porodnické vložky bez fólie a se savým jádrem.
- Prodyšný materiál.
- Vyrobené ze 100% buničiny.
- Vhodné k použití s fixačními kalhotkami.
- Sterilní a nesterilní varianta.



vložky porodnické	rozměr	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Samu Mini	6,5 x 22 cm	716 221	bal. à 20 ks	30 bal.
Samu Midi	11 x 30 cm	716 212	bal. à 56 ks	4 bal.
Samu Sterilní	10,5 x 33 cm	716 414	bal. à 15 ks	10 bal.

# Dámská hygiena Ria

## Dámské vložky

### Ria Classic

Dámské vložky Ria Classic s jemným povrchem z netkaného textilu poskytují maximální jistotu při nošení. Boční drážky spolehlivě odvádějí tekutinu do jádra vložky. Extra savé jádro zaručuje maximální pocit bezpečí.

### Ria Ultra

Ultratenké dámské vložky Ria Ultra zajistí každé ženě pohodlí, maximální jistotu a šetrnou péči. Díky unikátnímu savému jádru, které promění tekutinu v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu nikdy nepropustí.

Varianta Odour Neutraliser navíc disponuje schopností pohlcovat zápach, a zaručí tak maximální diskrétnost.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ria Classic klasické vložky	Normal	710 510	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus	710 521	bal. à 10 ks	24 bal.
	Night	710 522	bal. à 9 ks	24 bal.
Ria Ultra ultratenké vložky	Normal Plus	713 110	bal. à 9 ks	24 bal.
	Odour Neutraliser	713 101	bal. à 9 ks	24 bal.
	Super Long	713 109	bal. à 9 ks	24 bal.
	Night	713 120	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Duopack	713 421	bal. à 18 ks	12 bal.
	Normal Plus Duopack	713 422	bal. à 18 ks	12 bal.
	Deo Duopack	713 423	bal. à 18 ks	12 bal.
	Odour Neutraliser Duopack	713 430	bal. à 18 ks	12 bal.
	Super Long Duopack	713 424	bal. à 18 ks	12 bal.
	Night Duopack	713 427	bal. à 16 ks	12 bal.

# Dámská hygiena Ria

## Slipové vložky, tampony

### Ria Slip

Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchem s obláčkovou ražbou pro každodenní spolehlivou a diskrétní ochranu prádla.

### Ria tampony

Tampony Ria jsou jistou a spolehlivou ochranou pro všechny dny menstruace. Úzká, zaoblená špička a hladký povrch umožňují snadné zavedení a odstranění tamponu. Prostřednictvím 7 drážek se tampon rovnoměrně rozšiřuje a optimálně přizpůsobuje tělu. Díky otevírání twist & open se navíc velmi rychle a snadno rozbaluje.

### Ria tampony Sport

Navrženy pro sport. Díky speciálním ochranným drážkám se dokonale přizpůsobí tělu a ochrání před protečením i při zvýšené zátěži.

### Ria tampony Organic

Tampony jsou vyrobeny ze 100% biobavlny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství. Díky tomu jsou šetrnější k tělu i k přírodě.



	varianta	číslo výrobku	fakurační jednotka	přepravní jednotka
Ria Slip slipové vložky	Normal	722 634	bal. à 25 ks	21 bal.
	Normal	722 631	bal. à 50 ks	14 bal.
	Girl	722 635	bal. à 25 ks	21 bal.
	Girl	722 632	bal. à 50 ks	14 bal.
	Air	722 636	bal. à 25 ks	21 bal.
	Air	722 630	bal. à 50 ks	14 bal.
Ria tampony menstruační tampony	Mini Comfort	709 116	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal Comfort	709 400	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 216	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 014	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super	709 316	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 015	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super Plus	709 016	bal. à 16 ks	14 bal.
Ria tampony Sport menstruační tampony	Normal	709 135	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 233	bal. à 16 ks	30 bal.
Ria tampony Organic	Normal	709 500	bal. à 16 ks	20 bal.
	Super	709 600	bal. à 16 ks	20 bal.



# Vata a vatové výrobky Bel

## Bel premium vlhké odličovací ubrousky, 25 ks

Jemné prémiové kosmetické ubrousky Bel čistí pokožku obličeje jemně a důkladně. Odstraní i voděodolný (oční) make-up. Bez alkoholu\*, pH neutrální, dermatologicky i oftalmologicky potvrzeno. Obohacené o výtažek z okurky. Ideální na cesty. Biologicky odbouratelný ubrousek ze 100% viskózy.

\*Etanol

## Bel premium vlhčené odličovací tampony s mořskými minerály a aloe vera

Vlhčené odličovací tampony jsou vatové tampony napuštěné micelární vodou vhodnou k rychlému a snadnému čištění a odličení očí, pleti obličeje a dekoltu. Micelární voda odličí dokonce i voděodolný (oční) make-up. Dermatologicky i oftalmologicky potvrzeno. Varianta obohacená o aloe vera nebo o mořské minerály. Biologicky odbouratelný vatový tampon.

## Bel premium vatové tampony s odlakovačem

Jemné vatové tampony napuštěné odlakovačem s vůní citrusů, bez acetonu, s přísadkou vitamínu E, šetrné k pokožce i nehtové kůžičce. Odlakování nehtů je tak bez nepříjemného zápachu. Dermatologicky potvrzené. Tamponek ze 100% bavlny.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel premium vlhké odličovací ubrousky	916 294	bal. à 25 ks	20 bal.
Bel premium vlhčené odličovací tampony			
s aloe vera	918 987	bal. à 30 ks	6 bal.
s mořskými minerály	918 988	bal. à 30 ks	6 bal.
Bel premium vatové tampony s odlakovačem	918 984	bal. à 30 ks	36 bal.

# Vata a vatové výrobky

## Bel cosmetic odličovací tampony

Odličovací tampony Bel cosmetic čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu **mikrovlákna**. Mají jemný a hladký povrch. Dobře absorbují odličovací přípravky a neuvolňují vlákna. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.



## Bel premium odličovací tampony

Odličovací tampony Bel premium čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu mikrovlákna. Navíc obsahují pečující přísady aloe vera a pantenol, které zklidňují pokožku. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.



## Bel nature odličovací tampony

Bel nature odličovací tampony jsou vyrobeny ze 100% certifikované bio bavlny, při jejíž výrobě se nepoužívají žádné chemikálie. Díky tomu jsou vhodné i pro velmi citlivou pokožku.



## HARTMANN odličovací tampony

Odličovací tampony vyrobené ze 100% bavlny. Tampon s jednostrannou ražbou a obšitím. K dostání ve 3 barevných variantách.

## Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky

Vatové tyčinky pro každodenní hygienu a ošetřování. Jemná struktura vaty s mikrovláknem umožňuje šetrnou péči, dlouhá vlákna bavlny pak zajistí pevné namotání dostatečného množství vaty na tyčinku. Plastovou tyčinku nahradila papírová, která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Vatové tyčinky Bel premium navíc obsahují aloe vera a provitamin B5.



## Bel nature vatové tyčinky

Mají vatové hlavičky ze 100% certifikované bio bavlny. Jednotlivé tyčinky jsou z papíru, který nezatěžuje životní prostředí. Jsou ideální pro denní použití.

## Obvazová vata skládaná

K dostání ve třech velikostech balení: 50 g, 100 g a 200 g.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel cosmetic odličovací tampony	kulaté	918 514	bal. à 70 ks	60 bal.
	kulaté	918 515	bal. à 35 ks	21 bal.
Bel premium odličovací tampony	kulaté	918 593	bal. à 75 ks	14 bal.
	oválné	918 594	bal. à 45 ks	12 bal.
Bel nature odličovací tampony	kulaté	918 481	bal. à 70 ks	20 bal.
HARTMANN odličovací tampony	kulaté	703 349	bal. à 80 ks	36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky	v krabičce	187 622	bal. à 200 ks	30 bal.
	v sáčku	187 610	bal. à 160 ks	42 bal.
Bel premium vatové tyčinky	v krabičce	187 000	bal. à 300 ks	24 bal.
	v krabičce	187 612	bal. à 160 ks	24 bal.
Bel nature vatové tyčinky	v krabičce	187 521	bal. à 200 ks	24 bal.
Vata obvazová skládaná (55 % bavlny, 45 % viskózy)	50 g	110 232	1 bal.	28 bal.
	100 g	110 233	1 bal.	28 bal.
	200 g	110 235	1 bal.	30 bal.



Ostatní

Pravidelné sledování zdravotního stavu je důležitou součástí odpovědné péče o zdraví. Pro monitoring zdravotního stavu v domácím prostředí a včasnou indikaci případného zdravotního problému či závažného onemocnění jsou určeny produkty domácí diagnostiky.

Portfolio HARTMANN doplňují také stomické pomůcky.



# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® pažní tlakoměr s EKG

Kombinovaný přístroj 2v1: pro kontrolu srdečního rytmu a měření krevního tlaku

- Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG), krevního tlaku a tepové frekvence.
- Automatické vyhodnocení srdečního rytmu pomocí ikon.
- Správa a snadné sdílení naměřených hodnot vč. záznamu EKG pomocí mobilní aplikace nebo software Veroval® medi.connect.
- Záznam srdečního rytmu během 30 sekund.
- Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm).
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochází tak k nepříjemnému přetlakování manžety.
- Kapacita paměti 2x 64 měření (režim pro 2 uživatele).
- Propojení s mobilním zařízením pomocí Bluetooth a s PC prostřednictvím USB Bluetooth.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval pažní tlakoměr s EKG	925 347	bal. à 1 ks	4 bal.

# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® duo control connect

Pažní tlakoměr pro měření krevního tlaku i při poruchách srdečního rytmu

- Patentovaná technologie DUO SENSOR kombinující dvě metody měření (oscilometrickou a Korotkovou – poslechovou).
- Klinicky validovaný tlakoměr vhodný i pro profesionální využití.
- Velký podsvícený displej, zvuková signalizace, jednoduché ovládání.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Automatické třífázové měření (expertní režim) pro ještě přesnější naměřené hodnoty.
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochází tak k nepříjemnému přetlakování manžety.
- Manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení ve dvou velikostech:
  - manžeta vel. M pro obvod paže 22–32 cm,
  - manžeta vel. L pro obvod paže 32–42 cm.
- Indikátor klidové polohy a správné teploty okolí.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele + režim HOST).
- Správa a snadné sdílení naměřených hodnot pomocí aplikace Veroval® medi.connect.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control connect s manžetou M (22–32 cm)	925 504	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval duo control connect s manžetou L (32–42 cm)	925 524	bal. à 1 ks	4 bal.
Dárkové balení Veroval duo control connect Veroval duo control connect + manžety vel. M i L + síťový adaptér	703 494	bal. à 1 ks	4 bal.

příslušenství k tlakoměrům Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control connect adaptabilní manžeta M (22–32 cm)	925 531	bal. à 1 ks	10 bal.
Veroval duo control connect adaptabilní manžeta L (32–42 cm)	925 532	bal. à 1 ks	10 bal.
Síťový adaptér pro tlakoměr Veroval duo control connect	925 391	bal. à 1 ks	30 bal.

# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® compact + connect pažní tlakoměr

Doporučeno pro klinické i domácí použití

- Indikátor poruchy srdečního rytmu včetně fibrilace síní (AFib).
- Vysoká přesnost měření díky expertnímu třífázovému měření.
- Správa a sdílení naměřených hodnot pomocí mobilní aplikace Veroval® medi.connect.
- Vysoká přesnost měření, certifikováno.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- Paměť pro 2 uživatele.
- Indikátor správně nasazené manžety a klidové polohy.
- Barevný indikátor pro snadnější kategorizaci výsledků měření.
- Klinicky validováno, v souladu s doporučeními ESH a DHS.
- Technologie Comfort Air odhadne na začátku měření přibližnou hodnotu systolického tlaku a podle něj natlakuje manžetu jen na nezbytně nutnou úroveň. Nedochozí tak k nepříjemnému přetlakovávání manžety.
- Prodloužená záruka 3 roky.

### Veroval® compact + connect zápěstní tlakoměr

Doporučeno pro klinické i domácí použití

- Indikátor poruchy srdečního rytmu.
- Vysoká přesnost měření díky expertnímu třífázovému měření.
- Správa a sdílení naměřených hodnot pomocí mobilní aplikace Veroval® medi.connect.
- Vysoká přesnost měření, certifikováno.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- V praktickém pouzdře pro snadnou přenositelnost.
- Paměť pro 2 uživatele.
- Barevný indikátor pro snadnější kategorizaci výsledků měření.
- Klinicky validováno, v souladu s doporučením ESH.
- Prodloužená záruka 3 roky.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval compact + connect pažní tlakoměr	925 104	bal. à 1 ks	8 bal.
Veroval compact + connect pažní tlakoměr s adaptérem	390 088	bal. à 1 ks	5 bal.
Veroval compact + connect zápěstní tlakoměr	925 204	bal. à 1 ks	8 bal.



# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® zápěstní tlakoměr

#### Tlakoměr k měření krevního tlaku na zápěstí

- Měření krevního tlaku a tepové frekvence.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Velký displej.
- Manžeta pro obvod zápěstí 12,5–21 cm.
- Optická kontrola správné polohy paže pro přesně naměřené hodnoty.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval

číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
---------------	---------------------	--------------------

Veroval zápěstní tlakoměr

925 324	bal. à 1 ks	4 bal.
---------	-------------	--------

# Tlakoměry Veroyal®

## Domácí diagnostika

### Veroyal® compact

#### Tlakoměr k měření krevního tlaku na paži

- Plně automatický pažní tlakoměr.
- Zjistí a upozorní na poruchy srdečního rytmu.
- Velký displej a tlačítka na ovládání.
- Univerzální manžeta pro obvod paže 22–42 cm.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Indikátor správně nasazené manžety.
- Záruka 3 roky.



domácí diagnostika Veroyal	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroyal compact	925 423	bal. à 1 ks	4 bal.

# Teploměry Veroval®

## Infračervené teploměry

### Veroval® horečka

#### Infračervený dotykový teploměr 2v1

- Dvě možnosti způsobu měření teploty – na čele a v uchu.
- Výsledek – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
- Snadné ovládání jedním tlačítkem + tlačítko na boku pro přepínání režimu měření.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Akustický (lze vypnout) a optický signál při zahájení i ukončení měření.
- Sada ochranných krytů pro hygienické měření (10 kusů v balení).
- Životnost baterií – kapacita min. 1 000 měření
- Ochranné pouzdro proti rozbití.
- Záruka 3 roky.



infráčervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval infračervený dotykový teploměr	925 463	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval sada ochranných krytů (2x 10 ks)	925 482	bal. à 20 ks	10 bal.

# Teploměry Veroval®

## Infračervené teploměry

### Veroval® baby

#### Infračervený bezdotykový teploměr 3v1

- Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách.
- Měří teplotu lidského těla, předmětů (např. kojenecké lahve) i okolí (např. dětského pokoje).
- Ovládání jedním tlačítkem.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Optický alarm při horečce – bez zvukového znamení.
- Ochranné pouzdro proti rozbití.
- Kapacita baterií min. 1 000 měření.
- Prodloužená záruka 5 let.



infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval baby červený	925 123	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby modrý	925 133	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby stříbrný	925 073	bal. à 1 ks	4 bal.

# Teploměry Thermoval®

## Digitální teploměry

### Thermoval® kids flex

Digitální teploměr s pružnou špičkou a ergonomickým tvarem

- Měření v ústech a podpažní.
- Měření teploty v desítkách sekund díky 10 s high speed technology.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

### Thermoval® kids

Digitální teploměr s dětským designem

- K dostání ve dvou barevných variantách.
- Měření teploty v desítkách sekund díky 10 s high speed technology.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval kids flex	925 053	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval kids	925 043	bal. à 1 ks	48 bal.

# Teploměry Thermoval®

## Digitální teploměry

### Thermoval® rapid

#### Digitální teploměr pro rychlé měření

- Měření teploty v desítkách sekund pomocí 10 s high speed technology.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

### Thermoval® standard

#### Digitální teploměr s akustickým signálem na začátku a na konci měření

- Rychlost měření 60–90 sekund.
- Velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 9 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 3 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 2 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval rapid	925 033	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval standard	925 023	bal. à 1 ks	48 bal.

# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

Testy Veroval® jsou založeny na diagnostických metodách a jsou určeny pro domácí použití. Výsledky jsou známy během několika minut. Přesnost testů byla ověřena v řadě hodnotících studií a garantuje spolehlivost mezi 95 a 98 % (podle typu testu).

### Veroval® – Pomohou vám k léčení antibiotika?

#### Test ke zjištění bakteriální infekce v organismu

Princip testu: Zjištění zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu v krvi, signalizujícího probíhající bakteriální zánět v organismu.

- Zjištění bakteriálního či virového původu onemocnění během 5 minut.
- Zjištění potenciální potřeby antibiotik k léčení sezónních onemocnění.
- Přesnost testu je vyšší než 95 %\* (\*relativní analytická citlivost a relativní diagnostická klinická přesnost > 95%).
- Vhodný i pro děti.

### Veroval® – Zánět močových cest

#### Test ke zjištění bílýchrvinek, nitritů a bílkovin

Princip testu: Zjištění leukocytů, nitritů a bílkovin v moči.

- Zjištění přítomnosti látek v moči signalizujících onemocnění močových cest, močového měchýře nebo ledvin během jedné minuty.
- Přesnost testu je vyšší než 97 %.
- Vhodný i pro děti.

### Veroval® – Nedostatek železa

#### Test ke zjištění nízké hladiny železa

Princip testu: Imunologické zjištění proteinu feritinu v krvi, ve kterém se železo ukládá v buňkách.

- Zjištění koncentrace železa v krvi během 10 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 95 %.
- Vhodný i pro děti.



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
CRP test	924 147	bal. à 1 ks	112 bal.
Zánět močových cest	924 127	bal. à 2 ks	112 bal.
Nedostatek železa	924 107	bal. à 1 ks	112 bal.

# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

### Veroval® – Nesnášenlivost lepku

#### Test ke zjištění celiakie

Princip testu: Zjištění protilátek proti transglutamináze (IgA protilátek), které jsou známkou nesnášenlivosti lepku.

- Zjištění celiakie během 10 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 98 %.
- Vhodný i pro děti.

### Veroval® – Prevence žaludečních onemocnění

#### Test ke zjištění bakterie *Helicobacter pylori*

Princip testu: Imunologické zjištění protilátek IgG proti bakterii *Helicobacter pylori* v krvi.

- Zjištění výskytu specifické bakterie v krvi během 10 minut, která může být spojována s nemocemi, jako je gastritida, žaludeční vřed nebo např. rakovina žaludku.
- Přesnost testu je vyšší než 96 %.

### Veroval® – Chlamydie

#### Test k prokázání infekce chlamydiemi

Princip testu: Zjištění bakterie *Chlamydia trachomatis* (mezni hodnota: přibližně 2,5 µg EB/ml) po stěru z vaginální sliznice.

- Zjištění přítomnosti bakterie *Chlamydia trachomatis* během 15 minut.
- Přesnost testu je vyšší než 97 %.
- Test je určen pro ženy.



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nesnášenlivost lepku	924 207	bal. à 1 ks	112 bal.
Prevence žaludečních onemocnění	924 007	bal. à 1 ks	112 bal.
Chlamydie	924 407	bal. à 1 ks	112 bal.







# Kolostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### NovaLife TRE™ 1 Closed

Řada stomických pomůcek Dansac s technologií TRE.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

#### NovaLife TRE™ 1 Closed EasiView

Sáčky s plochou lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife TRE™ 1 Closed Convex EasiView

Sáčky s konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife TRE™ 1 Closed Soft Convex EasiView

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife 1 Closed

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Nízce strážená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Oranžové nelepivé ouško slouží na odstranění pomůcky z těla.

#### NovaLife 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### NovaLife 1 Closed EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiView nahlížecím okénkem, umožňujícím průhled při nasazování a kontrolu stomie.

#### NovaLife 1 Closed Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají EasiView nahlížecí okénko, okénko umožňující průhled při nasazování a kontrolu stomie.

#### NovaLife 1 Closed Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

#### Nova 1 Closed

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.

#### Nova 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### Nova 1 Closed Mini Cap

Nejmenší uzavřený sáček v sortimentu. Vhodný pro irigující stomiky.



## Dvoudílný systém

### NovaLife 2 Closed

Vlastnosti:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

### Nova 2 Closed

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.



	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 928 0	5013389	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–70/90 mm	895 934 0	5013395	30	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 935 0	5013396	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–37 mm	895 929 0	5013390	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–59 mm	895 930 0	5013391	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Soft Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 931 0	5013392	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed Soft Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 932 0	5013393	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Mini	běžový	10–38/50 mm	895 770 8	5000901	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Midi	běžový	10–55/70 mm	895 770 0	5000900	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 770 2	5000898	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 770 3	5000897	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 770 4	5000896	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 770 5	5000895	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 770 6	5000894	30	10 bal.
	běžový	50–55/70 mm	895 770 7	5000893	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 770 9	5009654	30	10 bal.
	přehledný	10–70/90 mm	895 771 0	5009655	30	10 bal.

	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>NovaLife 1 Closed EasiView Midi</b>	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 5	5000935	30	10 bal.
<b>NovaLife 1 Closed EasiView Maxi</b>	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 6	5009738	30	10 bal.
<b>NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi</b>	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 3	5000939	10	10 bal.
<b>NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi</b>	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 4	5000938	10	10 bal.
<b>NovaLife 1 Closed Convex Midi</b>	běžový	10–46 mm	895 897 2	5000909	10	10 bal.
	průhledný	10–46 mm	895 897 4	5000908	10	10 bal.
<b>Nova 1 Closed</b>	běžový	20–60 mm	895 713 3	5009687	30	10 bal.
	běžový	25 mm	895 713 4	5009689	30	10 bal.
	běžový	30 mm	895 713 5	5009690	30	10 bal.
	běžový	35 mm	895 713 6	5009691	30	10 bal.
	běžový	40 mm	895 713 7	5009693	30	10 bal.
	běžový	45 mm	895 713 8	5009694	30	10 bal.
	běžový	50 mm	895 713 9	5009695	30	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 714 0	5009697	30	10 bal.
<b>Nova 1 Closed Mini Cap</b>	běžový	20–50 mm	895 036 0	5009737	30	10 bal.
<b>NovaLife 2 Closed Midi</b>	běžový	43 mm	895 771 1	5009656	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 771 3	5009657	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 771 5	5009658	30	10 bal.
<b>NovaLife 2 Closed Maxi</b>	běžový	55 mm	895 034 1	5000944	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 034 2	5000943	30	10 bal.
<b>Nova 2 Closed</b>	běžový	43 mm	895 701 0	5009702	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 701 1	5009704	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 701 2	5009705	30	10 bal.

# Ileostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### NovaLife TRE™ 1 Open

Řada stomických pomůcek Dansac s technologií TRE.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

#### NovaLife TRE™ 1 Open EasiView

Sáčky s plochou lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife TRE™ 1 Open Convex EasiView

Sáčky s konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife TRE™ 1 Open Soft Convex EasiView

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou TRE a EasiView nahlížecím okénkem.

#### NovaLife 1 Open

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Níže střížená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Oranžové nelepivé ouško slouží na odstranění pomůcky z těla.

Ve dvou variantách:

- výpustná část na suchý zip,
- skrytá výpustná část.

#### NovaLife 1 Open

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### NovaLife 1 Open EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a EasiView nahlížecím okénkem umožňujícím průhled při nasazování a kontrolu stomie.

#### NovaLife 1 Open Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají EasiView nahlížecí okénko umožňující průhled při nasazování a kontrolu stomie.

#### NovaLife 1 Open Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úroveň kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.



## Nova 1

Vlastnosti:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem (kromě dětského sáčku Infant), který není nutné přelepovat během koupání.
- Výpustná část na suchý zip.

### Nova 1 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro ochranu filtru, které fungují i v noci.

### Nova 1 Fold Up X3

Sáček obsahuje navíc od Nova 1 Fold Up měkkou konvexní lepicí plochu, která zajišťuje tlak v okolí stomie a omezuje podtékání.

### Nova 1 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem.

### Nova 1 Infant

Sáček vyvinutý pro děti a přilnutí k jemné dětské pokožce. Nemá filtr a uzavírá se pomocí svorek, které jsou součástí balení.

## Dvoudílný systém

### NovaLife 2 Open

Vlastnosti:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

Ve dvou variantách:

- výpustná část na suchý zip,
- skrytá výpustná část.

### Nova 2

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
- Výpustná část na suchý zip.

### Nova 2 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro ochranu filtru, které fungují i v noci.

### Nova 2 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem.



	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife TRE 1 Open EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 921 0	5013382	30	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–70/90 mm	895 926 0	5013387	10	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–55/70 mm	895 927 0	5013388	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–37 mm	895 922 0	5013383	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–59 mm	895 933 0	5013394	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Soft Convex EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 923 0	5013384	10	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open Soft Convex EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 925 0	5013385	10	10 bal.
	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 924 0	5013386	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Mini	běžový	10–38/50 mm	895 842 9	5000925	30	10 bal.
	průhledný	10–38/50 mm	895 843 0	5000925	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Midi	běžový	10–55/70 mm	895 842 2	5000924	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 842 3	5000923	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 859 5	5000922	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 859 4	5000921	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 842 6	5000920	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 842 7	5000919	30	10 bal.
	průhledný	10–55/70 mm	895 842 8	5000918	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 842 0	5009646	10	10 bal.
	průhledný	10–70/90 mm	895 857 5	5009646	10	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView Midi	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 7	5000933	30	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView Maxi	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 8	5000932	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 5	5000937	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 6	5000936	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Midi	běžový	10–46 mm	895 897 7	5000907	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Maxi	běžový	50–59 mm	895 898 0	5000906	10	10 bal.



	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Fold Up	běžový	15–60 mm	895 715 3	5000982	30	10 bal.
	běžový	20–60 mm	895 715 4	5000981	30	10 bal.
	běžový	25–60 mm	895 715 5	5000980	30	10 bal.
	běžový	30–60 mm	895 715 6	5000979	30	10 bal.
	běžový	35–60 mm	895 715 7	5000978	30	10 bal.
	běžový	40–60 mm	895 715 8	5000977	30	10 bal.
	běžový	45–60 mm	895 715 9	5000976	30	10 bal.
	průhledný	15–60 mm	895 716 0	5000975	30	10 bal.
Nova 1 Fold Up Maxi	běžový	15–90 mm	895 714 6	5009729	10	10 bal.
	průhledný	15–90 mm	895 714 7	5009730	10	10 bal.
Nova 1 Fold Up X3	běžový	15–46 mm	895 716 1	5000968	10	10 bal.
	průhledný	15–46 mm	895 716 2	5000967	10	10 bal.
Nova 1 High Output	běžový	20–60 mm	895 034 3	5000942	10	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 034 4	5000941	10	10 bal.
Nova 1 Infant	průhledný	0–40 mm	895 714 8	5009662	30	10 bal.
	průhledný	10–40 mm	895 714 9	5009663	30	10 bal.
NovaLife 2 Open Midi	běžový	43 mm	895 873 1	5009649	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 873 2	5009653	10	10 bal.
NovaLife 2 Open Maxi	běžový	55 mm	895 873 6	5000913	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 873 7	5000912	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 873 9	5000911	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up	běžový	43 mm	895 702 4	5009698	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 702 5	5009699	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 702 6	5009701	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up Maxi	běžový	55 mm	895 703 5	5000952	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 703 6	5000951	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 7	5000950	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 703 8	5000949	10	10 bal.
Nova 2 High Output	průhledný	55 mm	895 701 9	5009732	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 702 0	5009734	10	10 bal.

# Urostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### Nova 1 Urostomy X3

Vlastnosti:

- Lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Mírně konvexní sáček (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená).
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který zneumožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Vyprazdňovací ventil s viditelným označením.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.



### Dvoudílný systém

#### Nova 2 Urostomy

Vlastnosti:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který zneumožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Vyprazdňovací ventil s viditelným označením.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

#### Noční odvodný sáček

- Lze napojit na urostomický sáček jednodílného nebo dvoudílného systému.
- Správné napojení sáčků je doprovázeno slyšitelným zacvaknutím.
- Hadička (120 cm) je zajištěna proti přehýbání, které by způsobilo přerušení toku kapaliny.
- Obsah sáčku je 2 000 ml.

	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Urostomy X3	běžový	12–46 mm	895 716 3	5009706	10	10 bal.
	průhledný	12–46 mm	895 716 4	5009715	10	10 bal.
Nova 2 Urostomy	běžový	43 mm	895 703 1	5009721	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 703 2	5009724	10	10 bal.
	průhledný	43 mm	895 703 3	5009726	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 4	5009727	10	10 bal.
Sáček noční odvodný	průhledný	–	895 708 7	5009735	10	6 bal.

# Podložky

## Dvoudílný systém

### NovaLife TRE™ 2

Podložka Dansac NovaLife TRE 2 s oválnou lepicí plochou TRE pro kolostomické, ileostomické i urostomické pacienty.

Vlastnosti:

- přilne k okolí stomie,
- absorbuje přebytečné tekutiny,
- udržuje v okolí stomie vyrovnané pH.

### NovaLife TRE™ 2

Podložka NovaLife TRE s plochou lepicí plochou.

### NovaLife TRE™ 2 Convex

Podložka NovaLife TRE s konvexní lepicí plochou. Hloubka konvexity je 6 mm.

### NovaLife TRE™ 2 Soft Convex

Měkká konvexní podložka podložka, která jemně přilne k pokožce a vytvaruje okolí stomie dle potřeb pacienta.

### NovaLife 2

Vlastnosti:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Oválná lepicí plocha.
- Oranžové nelepivé ouško slouží k odstranění pomůcky z těla.

### NovaLife 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

### NovaLife 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u pištělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

### Nova 2

Vlastnosti:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.

### Nova 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

### Nova 2 X3

Podložka s mírně konvexní lepicí plochou (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená). Vhodné především pro ileostomiky a urostomiky.

### Nova 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u pištělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.



	velikost kroužku	velikost otvoru	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepравní jednotka
NovaLife TRE 2	43 mm	15–35 mm	895 936 0	5013397	5	20 bal.
	55 mm	15–47 mm	895 937 0	5013398	5	20 bal.
	70 mm	15–62 mm	895 941 0	5013402	5	20 bal.
NovaLife TRE 2 Convex	43 mm	15–30 mm	895 938 0	5013399	5	20 bal.
	55 mm	15–42 mm	895 939 0	5013400	5	20 bal.
	70 mm	15–59 mm	895 940 0	5013401	5	20 bal.
NovaLife 2	43 mm	10–35 mm	895 771 7	5000876	5	20 bal.
	55 mm	10–47 mm	895 772 0	5000875	5	20 bal.
	55 mm	35–47 mm	895 772 1	5000890	5	20 bal.
	55 mm	40–47 mm	895 772 2	5000889	5	20 bal.
	70 mm	10–62 mm	895 772 3	5000888	5	20 bal.
	70 mm	45–62 mm	895 772 4	5000887	5	20 bal.
NovaLife 2 Convex	43 mm	10–30 mm	895 900 0	5000905	5	20 bal.
	55 mm	10–42 mm	895 900 1	5000904	5	20 bal.
	70 mm	10–59 mm	895 251 3	5000931	5	20 bal.
	70 mm	40–59 mm	895 900 2	5000903	5	20 bal.
	70 mm	45–59 mm	895 900 3	5000902	5	20 bal.
Nova 2	43 mm	15–35 mm	895 700 6	5009665	5	20 bal.
	55 mm	15–47 mm	895 700 7	5009667	5	20 bal.
	70 mm	15–62 mm	895 700 8	5009668	5	20 bal.
Nova 2 X3	55 mm	15–42 mm	895 704 4	5000964	5	20 bal.
Nova 2 Convex	43 mm	15–30 mm	895 704 5	5000959	5	20 bal.
	43 mm	25 mm	895 704 6	5000958	5	20 bal.
	43 mm	30 mm	895 704 7	5000957	5	20 bal.
	55 mm	15–42 mm	895 704 8	5000956	5	20 bal.
	55 mm	35 mm	895 704 9	5000955	5	20 bal.
NovaLife TRE 2 Soft Convex	43 mm	15–25 mm	895 944 0	5014493	5	20 bal.
	55 mm	15–38 mm	895 945 0	5014494	5	20 bal.
	70 mm	15–52 mm	895 946 0	5014495	5	20 bal.

# Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment slouží k ošetřování stomie a jejího okolí.

## Dansac Tělová voda

Čisticí voda na omytí a očištění peristomální pokožky. Složení: Iněný olej, mýdlo, etanol a destilovaná voda.

## Dansac Tělové ubrousky

Ubrousky k omytí a očištění pokožky v okolí stomie. Jsou napuštěné Dansac Tělovou vodou.

## Dansac Krém

Krém na vysušenou a podrážděnou pokožku v okolí stomie. Není mastný, je bezbarvý a neperfumovaný. Lze jej aplikovat při každé výměně pomůcky. Složení: aloe, vitaminy A, D, E a parabeny (konzervant).

## Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S

Je určen k potlačení zápachu při vyprazdňování nebo výměně sáčku. Je čirý a neperfumovaný. Složení: hliníková a zinková sůl v destilované vodě.

## Dansac Pasta

Ideální výplň kožních nerovností a jizev v okolí stomií a píštělí. Složení: isopropylester PVM MA kopolymer, pektin, želatina, polyakrylamid, polysorbát, vonná sílice, alantoin a parabeny (konzervant), etanol.

## Dansac EasiSpray Odstraňovač adheziv

Sprej na odstranění stomické pomůcky. Lze jej aplikovat ze všech úhlů.

## Dansac X-tra půlkroužky

Půlkroužky sloužící k vyrovnání nerovností v okolí stomie. Složení: 100% GX-hydrokoloid.

## Dansac TRE™ kroužky

Vyrovnávací kroužky k nalepení v okolí stomie. Obsahují superabsorbenty a pH pufr, který udržuje na pokožce neutrální pH.



## Dansac GX-tra kroužky

Tvarovací kroužky k nalepení v okolí stomie v případech, kdy je pokožka v okolí stomie nerovná nebo zřasená. Složení: CMC, polyisobutylen, pektin, želatina a bavlněná vlákna. Ochranný film je vyroben z polyethylenu a silikonu. Tloušťka kroužku je 2,5 mm.

## Dansac Pásek zajišťovací

Může se použít s dvoudílným systémem (přípevněním k ouškům sáčku) nebo s vybraným jednodílným systémem (přípevněním na speciální plastový kroužek). Pásek zajišťovací je dostupný v bílé barvě a v délce 100 cm. Složení: polyetylen.

## Dansac Irigační souprava

Je určena pro kolostomiky, kteří vyprazdňují střevo irigací. Obsahuje vše potřebné pro irigaci zabalené v toaletní taštičce.

## Dansac Irigační odvodný sáček

Náhradní odvodné sáčky k Dansac Irigační soupravě s hydrokoloidní lepicí plochou a velikostí otvoru 35 mm. Sáčky jsou určeny na jedno použití.

	balení/velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dansac Tělová voda	200 ml	895 712 5	5009680	1	50 ks
	50 ml	895 712 6	5009659	1	300 ks
Dansac Tělové ubrousky	min. 10 ks	895 712 7	5009660	1	800 ks
Dansac Krém	100 ml	895 700 2	5009673	1	160 ks
	50 ml	895 700 3	5009661	1	120 ks
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S	250 ml	895 700 1	5009674	1	45 ks
Dansac Pasta	50 g	895 713 2	5009678	1	54 ks
Dansac X-tra půlkroužky	30 ks	895 265 4	5009744	30	24 box
Dansac TRE kroužky	kroužek 18 mm	895 916 0	5011660	10	24 box
	kroužek 20 mm	895 914 0	5011662	30	10 box
	kroužek 30 mm	895 915 0	5011661	30	10 box
Dansac GX-tra kroužky	kroužek 20 mm	895 712 8	5009682	30	10 bal.
	kroužek 30 mm	895 712 9	5009684	30	8 bal.
	kroužek 40 mm	895 713 0	5009685	30	8 bal.
	kroužek 50 mm	895 713 1	5009686	30	8 bal.
Dansac Pásek zajišťovací	1 ks	895 700 4	5009664	1	50 ks
Dansac Irigační souprava	1 ks	895 716 5	5009671	1	10 ks
Dansac Irigační odvodný sáček	20 ks	895 214 0	5009739	20	10 ks
Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv	50 ml	895 584 1	5009741	1	300 ks



**HARTMANN – RICO a.s.**  
Masarykovo nám. 77  
664 71 Veverská Bítýška

hartmann.cz  
missionprevention.cz  
lecbarany.cz  
moliklub.cz  
kneipp.cz