



CombiSets® für die Augenchirurgie

Mehr Sicherheit bei IVOM-Operationen

Ebenfalls erhältlich:
**Augentuch mit
Auffangbeutel**

Tischabdecktuch als Einschlagtuch

Augentuch mit perforierter Inzisionsfolie

ES-Kompressen

Lidsperrer
offen oder geschlossen

Augenstäbchen

Skleralmarker

Wattestäbchen

	IVOM-Set Standard G	IVOM-Set Standard O	IVOM-Set G Standard	IVOM-Set O Standard
Artikelnummer:	296 810	296 809	296 824	296 823
Versandseinheit:	48 Sets	48 Sets	64 Sets	64 Sets
Tischabdecktuch (Einschlag), 90 x 75 cm	1	1	1	1
Augentuch, perforierte Inzisionsfolie, 75 x 75 cm, Loch: 10 x 7 cm			1	1
Augentuch, perforierte Inzisionsfolie und Auffangbeutel 75 x 75 cm, Loch: 8 x 6 cm	1	1		
Lidsperrer geschlossen , 4 x 3,5 cm	1		1	
Lidsperrer offen , 4 x 3,5 cm		1		1
Augenstäbchen, 66 x 5 mm	3	3	2	2
ES-Kompressen, 5 x 5 cm, 8-fach	2	2	2	2
Skleralmarker, 80 mm, Radius 1: 3,5 mm, Radius 2: 4,0 mm	1	1	1	1
Wattestäbchen, 15 cm, kleiner Kopf 4-5 mm	2	2	2	2



CombiSets® für die Augen Chirurgie

Mehr Sicherheit mit HARTMANN

Standardisierung bei IVOM leicht gemacht

Unsere vier vorkonfektionierten Standard IVOM Sets beinhalten alle relevanten Komponenten für die intravitreale operative Medikamentengabe bei Makuladegeneration.

Gemeinsam die optimale Zusammenstellung für Katarakt-Sets finden

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen zusammengestellt. Schnell und einfach bereit sein für Ihre Katarakt-Operationen. Mit allen relevanten Komponenten aus rund 4000 Produkten individuell für Sie zusammengestellt.

Kompetente, professionelle und individuelle Beratung

Jetzt direkt einen Termin mit Ihrem HARTMANN-Ansprechpartner oder über das Kontakt-Formular beantragen



Qualität & Sicherheit in jeder Phase

Prä-, intra- und postoperativ – die Produkte von HARTMANN begleiten Sie nicht nur durch den gesamten Prozess einer jeden OP. Sondern auch davor und danach – ganz wie Sie wollen.



Prä-operativ

- Bereichskleidung
- Händereinigung und -desinfektion
- Flächendesinfektion



Intra-operativ

- CombiSets®, individuell oder vorgepackt für Katarakt- und IVOM-Operationen
- OP-Bekleidung
- OP-Handschuhe
- OP-Augentuch
- Kompressen



Post-operativ

- Bereichskleidung
- Händereinigung und -desinfektion
- Flächendesinfektion

Alle HARTMANN Produkte sind voll MDR-konform

