

HARTMANN



Ohne mich
geht hier
gar nichts



Helden der Praxis

CAPTAIN CLASSIC

Der Klassiker

Deutschlands meist- verordnete Kompressen*

ES-Kompressen unsteril

- Zur **Reinigung von intakter Haut**, z. B. vor Injektionen
- Als **Sekundärverband**, z. B. in Kombination mit Salben- oder Silikondistanzgittern

ES-Kompressen steril

- zur **Erstversorgung** von Wunden
- als **Tupfer** und als **Kompressen** bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz und auf der Station


* Insight Health Verordnungsdaten 2022, nach Anzahl der Verordnungen im Kompressenmarkt D03A

WARUM PROFIS UNSERE KOMPRESSEN SO SCHÄTZEN:

- Klassische **Mullkompressen** mit eingeschlagener Schnittkante
- Aus **100 % Baumwolle**, dadurch **saugfähig, weich und luftdurchlässig**
- Können ein- bzw. **mehrfach aufgefaltet werden**, **ohne** dass störende **Randfäden** auftreten
- In **vielen verschiedenen Produkt- und Packungsgrößen**

Jederzeit einsatzbereit!

ES-Kompressen von HARTMANN
sind in jedem KV-Bereich
verordnungsfähig**
Die PZNs für Ihr nächstes Rezept
finden Sie hier:



plhn.de/SSB-Helden



** Für die Angaben zur Verordnungsfähigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Verbindlich ist die jeweils gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung Ihrer kassenärztlichen Vereinigung.