

HARTMANN



Diagnostik, Erste Hilfe und Desinfektion

Sortimentskatalog



Blutdruck- und andere Messgeräte

Fieberthermometer

Wundversorgung und Pflaster

Sportsortiment

Desinfektion



Starke Marken, hohe Qualität, einfache Anwendung

Ob in der Diagnostik oder in der Ersten Hilfe – auf HARTMANN ist stets Verlass. Produkte und Services sind optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.



Blutdruck- und andere Messgeräte

Fieberthermometer

Wundversorgung und Pflaster

Sportsortiment

Desinfektion



INHALT

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| Blutdruck- und andere Messgeräte | 4 | Wundversorgung und Pflaster | 16 |
| Veroval® Duo Control | 6 | ROLLENPFLASTER | 29 |
| Veroval® compact + Oberarm Blutdruckmessgerät | 7 | DermaPlast® Professional classic | 29 |
| Veroval® compact + Handgelenk Blutdruckmessgerät | 7 | DermaPlast® Professional soft | 29 |
| Veroval® compact Oberarm Blutdruckmessgerät | 8 | DermaPlast® Professional injection soft | 30 |
| Veroval® 2 in 1 Kombigerät | 9 | DERMAPLAST® ERGÄNZUNGSSORTIMENT | 30 |
| | | DermaPlast® Alginat | 30 |
| Fieber und Fieberthermometer | 10 | DermaPlast® Compress Gel | 31 |
| DIGITAL-THERMOMETER | 12 | DermaPlast® Compress Plus | 31 |
| Thermoval® standard | 12 | PROFESSIONELLE WUNDVERSORGUNG | 32 |
| Thermoval® rapid und Thermoval® kids | 12 | DermaPlast® MEDICAL Vliesverband | 33 |
| Thermoval® kids flex | 13 | DermaPlast® MEDICAL Transparentverband | 33 |
| INFRAROT-THERMOMETER | 14 | DermaPlast® MEDICAL Fixiervlies | 34 |
| Veroval® 2 in 1 Fieberthermometer | 14 | DermaPlast® MEDICAL Fixierfolie | 34 |
| Veroval® baby | 15 | DermaPlast® MEDICAL Vliesstoffkompress | 35 |
| | | Verbandpäckchen | 35 |
| Wundversorgung und Pflaster | 16 | DermaPlast® Sportsortiment | 36 |
| TRADITIONELLE PFLASTER | 18 | DermaPlast® ACTIVE Cool Gel/Sport Roll-On | 37 |
| DermaPlast® Water-resistant | 18 | DermaPlast® ACTIVE Instant Ice | 37 |
| DermaPlast® Soft | 19 | DermaPlast® ACTIVE Cool Patch | 38 |
| DermaPlast® Soft Silicone | 19 | DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold | 38 |
| DermaPlast® Flexibel | 20 | DermaPlast® ACTIVE Warm Cream | 39 |
| DermaPlast® Protect Plus | 20 | DermaPlast® ACTIVE CoolFix | 39 |
| DermaPlast® Aqua | 21 | DermaPlast® ACTIVE SportFix | 40 |
| DermaPlast® Kids | 21 | DermaPlast® ACTIVE Kinesiology | 40 |
| DermaPlast® Comfort | 22 | DermaPlast® ACTIVE Sport Tape | 41 |
| DermaPlast® Transparent | 22 | DermaPlast® ACTIVE Anti Chafing Gel | 41 |
| Nature Care Bambus Pflaster | 23 | Desinfektion | 42 |
| Nature Care Baumwoll-Tape | 23 | STERILLIUM® | 42 |
| Nature Care Baumwoll-Bandage | 24 | Sterillium® | 44 |
| Nature Care Baumwoll-Mull-Kompress | 24 | Sterillium® pure | 45 |
| DermaPlast® Quick Aid | 25 | Sterillium® med | 46 |
| HYDROAKTIVE PFLASTER | 26 | | |
| DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster | 26 | | |
| DermaPlast® EFFECT Schürfwundenpflaster | 26 | | |
| DermaPlast® EFFECT Fieberblasenpflaster | 27 | | |
| DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster | 28 | | |
| DermaPlast® EFFECT Hühneraugenpflaster | 28 | | |

Das gesamte HARTMANN-Sortiment finden Sie online: at.catalog.hartmann.info

Höchste Messgenauigkeit für zu Hause und unterwegs

Die Veroval® Blutdruckmessgeräte – unsere Besten für Ihren Blutdruck.

Blutdruckschwankungen im Tagesverlauf sind völlig normal und eine Anpassungsreaktion des Körpers auf verschiedene Einflussfaktoren. Ist der Blutdruck jedoch dauerhaft erhöht, darf das nicht unterschätzt werden. Bluthochdruck, medizinisch Hypertonie genannt, ist eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Hauptmerkmal ist ein erhöhter Druck in den Arterien, durch den im Laufe der Zeit Folgeschäden an Blutgefäßen und dementsprechend auch an lebenswichtigen Organen entstehen können. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat folgende Klassifizierung von Blutdruck vorgenommen:

| Klassifikation | systolisch* | diastolisch** |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| optimal | bis 120 mmHg | bis 80 mmHg |
| normal | bis 130 mmHg | bis 85 mmHg |
| „noch“ normal | bis 130-139 mmHg | 85-89 mmHg |
| leichte Hypertonie (Schweregrad 1) | bis 140-159 mmHg | 90-99 mmHg |
| mittelschwere Hypertonie (Schweregrad 2) | bis 160-179 mmHg | 100-109 mmHg |
| schwere Hypertonie (Schweregrad 3) | über 180 mmHg | über 110 mmHg |

* Blutdruck, wenn sich der Herzmuskel zusammen zieht

** Blutdruck, wenn sich der Herzmuskel entspannt

Bluthochdruck kann Ursache oder Folgeerscheinung vieler Krankheiten sein. HARTMANN empfiehlt, regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren.



Veroval®

Kontrolle ist gut. Veroval® ist besser.

HARTMANN ist seit über 10 Jahren im Segment Blutdruckmessgeräte tätig und zählt zu den führenden Anbietern in Österreich. Die ausgeprägte Kompetenz und Erfahrung bei Blutdruckmessgeräten bilden die Grundlage für die Innovativität der Marke Veroval. Je nach Anforderungen und Bedürfnissen des Patienten, gibt es das passende Geräte zur Auswahl.

Veroval Blutdruckmessgeräte sind klinisch validiert und garantieren somit höchste Messgenauigkeit. Sie tragen die Siegel unabhängiger, international anerkannter Institutionen wie z. B. der Deutschen Hochdruckliga. Die Marke steht zudem für Empfehlung und Vertrauen.


Sicherheit in jeder Hinsicht ermöglicht eine einfach verständliche Gebrauchsanweisung und zusätzlich verfügbares Informationsmaterial. Einer unkomplizierten, benutzerfreundlichen und sicheren Messung steht somit nichts mehr im Wege.

Mehr zu Veroval®: www.veroval.at



Veroval® Duo Control

Der innovative Profi – misst auch bei Herzrhythmusstörungen korrekt



Zur zuverlässigen Blutdruckmessung am Oberarm; ist besonders geeignet bei Personen mit sehr hohem Blutdruck und diversen Arten von Herzrhythmusstörungen; es wurde bei Patienten mit Vorhofflimmern, einer häufigen Form von Herzrhythmusstörungen, getestet und als zuverlässig bewertet; die Auswahl der Manschettengröße ist abhängig vom Oberarmumfang und maßgeblich für das Messergebnis.

Auszug klinischer Validierungen und sonstiger unabhängiger Bewertungen

DUO SENSOR Technologie

Die innovative DUO SENSOR Technologie kombiniert zwei professionelle Messmethoden: die oszillometrische Messung und die Korotkoff-Messung. Während die meisten automatischen Blutdruckmessgeräte nur mit der oszillometrischen Technologie arbeiten, die die Pulswellen auswertet, misst die DUO SENSOR Technologie zusätzlich nach der äußerst exakten Korotkoff-Methode, bei der ein Mikrofon verwendet wird, um Herzgeräusche aufzuzeichnen. Ärzte können die Korotkoff-Technologie auch zur Blutdruckmessung einsetzen, da sie höchst zuverlässig (Goldstandard) ist und auch bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen korrekte Messwerte liefert.

Comfort Air Technologie

Das Veroval Duo Control Oberarm-Blutdruckmessgerät mit der Comfort Air Technologie sorgt für ein sanftes Messen. Anders als bei den meisten automatischen Blutdruckmessgeräten mit voreingestelltem Aufpumpdruck wird bei Geräten mit der Comfort Air Technologie bei jeder Messung der ungefähre systolische Blutdruck bestimmt und für eine höhere Messgenauigkeit um 30 mmHg erhöht. Hierdurch wird eine angenehmere Messung am Oberarm ermöglicht.

Produkteigenschaften

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm. Erkennt und misst korrekt bei Herzrhythmusstörungen dank der 2 Messmethoden (Korotkoff- und oszillometrische Messung). Erleichtert korrektes Messen dank patentierter „Secure fit“-Manschette, Manschettensitzkontrolle und Ruheindikator. Großes, beleuchtetes Display für leichtes Ablesen der Messwerte sowie einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem. Einfaches Speichern der Daten mit der Veroval medi.connect Software und Kombination mit allen Veroval Geräten, 5 Jahre Langzeitgarantie.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval® Duo Control, inkl. Zugbügelmanschette medium/large | 925 501 | 22-32 cm | 1 Stück | 4 | 4897168 |
| | 925 521 | 32-42 cm | 1 Stück | 4 | 4897174 |
| Zugbügelmanschette medium/large | 925 531 | 22-32cm | 1 Stück | 10 | 5059742 |
| | 925 532 | 32-42cm | 1 Stück | 10 | 5059759 |
| Netzgerät | 925 391 | – | 1 Stück | 60 | 4727383 |

Die Blutdruckmessgeräte mit dem

Einfach - Praktisch - Präzise

Benutzerfreundlichkeit, Konnektivität für den Datenaustausch und geprüfte Messgenauigkeit zeichnen die neuen Modelle aus der Veroval compact+ Serie aus. Durch die integrierte, vollautomatische Dreifachmessung sind die Messergebnisse hochpräzise und bieten verlässliche Ergebnisse. Die Verbindung via Bluetooth mit der Veroval medi.connect App vereinfacht das Auswerten von Messergebnissen. Beide Produkte stechen durch das neue, schwarze Design hervor.

Veroval[®] compact + Oberarm Blutdruckmessgerät

Mit dem zuverlässigen Plus



Mittelklassegeräte für Personen, die Wert auf erweiterte Funktionen legen und regelmäßig Blutdruck messen.

Produkteigenschaften

Anzeige von Herzrhythmusstörungen, und Vorhofflimmern – dank der integrierten Afib-Funktion kann Vorhofflimmern erkannt und damit das Schlaganfallrisiko gesenkt werden. Die vollautomatisierte Dreifachmessung gewährleistet hochpräzise Messwerte – Durchschnittswerte auf Basis von drei Einzelmessungen. Bluetooth Anbindung zur einfachen Datenübertragung an die Veroval medi.connect App, Manschettensitzkontrolle und Ruheindikator sowie intuitives, leicht lesbares Display.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval [®] compact+ Oberarm Blutdruckmessgerät | 925 101 | 22-42 cm | 1 Stück | 4 | 5759534 |

Veroval[®] compact + Handgelenk Blutdruckmessgerät

Der handliche Begleiter mit dem Plus



Mittelklassegeräte für Personen, die Wert auf erweiterte Funktionen legen und regelmäßig Blutdruck messen.

Produkteigenschaften

Anzeige von Herzrhythmusstörungen, automatische Dreifachmessung für noch genauere Werte nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bluetooth Anbindung zur einfachen Datenübertragung an die Veroval medi.connect App. Intuitives, leicht lesbares Display.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval [®] compact+ Handgelenk Blutdruckmessgerät | 925 201 | 12,5-21 cm | 1 Stück | 4 | 5759540 |

Veroval® compact Oberarm Blutdruckmessgerät

Der anwenderfreundliche Vollautomat



Vollautomatisches Blutdruckmessen am Oberarm; geeignet für Personen, die nicht unter stark erhöhtem Blutdruck oder Herzrhythmusstörungen leiden; weiche Universalmanschette mit integrierter Manschettensitzkontrolle; besonders sanftes Messen garantiert die Comfort Air Technologie.



Produkteigenschaften

Blutdruckmessgerät für den Oberarm, das anhand der oszillometrischen Messtechnologie die Blutdruckwerte ermittelt. Zwei separate Speicherplätze für je 100 Messwerte für die Anwendung bei zwei Personen; Erkennung von Herzrhythmusstörungen, großes Display zum leichten Ablesen, einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval® compact Oberarm Blutdruckmessgerät | 925 421 | 22-42 cm | 1 Stück | 4 | 4897180 |

Veroval® 2 in 1 Kombigerät

Mobiles EKG und Oberarm-Blutdruckmessgerät



Zur Schlaganfall-Prophylaxe: Das Veroval 2 in 1 Kombigerät zur mobilen Herzrhythmus-Kontrolle (EKG) und Blutdruckmessung.

Produkteigenschaften

Mobile EKG-Funktion: Erkennt Vorhofflimmern – eine Hauptursache für Schlaganfälle; Aufzeichnung des Herzrhythmus in 30 Sekunden – jederzeit und überall; sofortige, leicht verständliche Ergebnisanzeige + Detail-Anzeige (Elektrokardiogramm) für den Arzt; erkennt Herzrhythmusstörungen wie z. B. Extrasystolen, ein frühes Anzeichen für Durchblutungsstörungen und Entzündungen des Herzmuskels.

Vollautomatische Blutdruck-Messfunktion: Zur sanften und präzisen Messung am Oberarm; bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform; hohe Messgenauigkeit; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; Daten kombinierbar mit allen Veroval Geräten, z. B. Waage; USB-Bluetooth-Adapter inklusive; einfaches Speichern der Daten mit der Veroval medi.connect Software.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval® 2 in 1 Kombigerät | 925 341 | 22-42 cm | 1 Stück | 4 | 4616525 |

Fieberthermometer, die zu Ihren Kunden passen

Lernen Sie die Thermoval® und Veroval® Familie kennen.

Fieber ist keine Krankheit, sondern indiziert, dass der Körper mit einer Krankheit kämpft. In der Regel ist Fieber die Folge einer Infektion mit Viren oder Bakterien. Der Körper setzt nach Kontakt mit Erregern bestimmte Stoffe frei, die zu einer Erhöhung der Körpertemperatur führen. Man spricht von Fieber, wenn die Körpertemperatur über 38,5 °C rektal ansteigt. Leichtes Fieber sollte nicht gleich medikamentös gesenkt werden, erst ab ca. 39,1 °C rektal wird Fieber behandlungsbedürftig. Dauerhaft anhaltendes Fieber kann gefährlich werden. Meist ist das Fieber am späten Nachmittag am höchsten. In der Praxis hat sich jedoch herausgestellt, dass die aussagekräftigsten Werte für Fieber zwischen 19.00 und 20.00 Uhr liegen. Die Genauigkeit der Körpertemperaturmessung hängt vom Messort und dem Messverfahren ab. Die bekannten Messorte sind Mund, Mastdarm, Achselhöhle, Stirn und Innenohr. Je nach Messort ergeben sich unterschiedliche Einteilungen des Fiebers.



| | Stirn/Ohr | Rektal | Mund/Achsel |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Untertemperatur | bis 35,7 °C | bis 36,2 °C | bis 35,8 °C |
| Normaltemperatur | 35,8-36,9 °C | 36,3-37,4 °C | 35,9-37,0 °C |
| Erhöhte Temperatur | 37,0-37,5 °C | 37,5-38,0 °C | 37,-37,5 °C |
| Leichtes Fieber | 37,6-38,0 °C | 38,1-38,5 °C | 37,6-38,0 °C |
| Fieber | 38,1-38,5 °C | 38,6-39,0 °C | 38,1-38,5 °C |
| Hohes Fieber | ab 38,6 °C | ab 39,1 °C | ab 38,6 °C |

Für die Beobachtung und richtige Interpretation des Temperaturverlaufs über einen gewissen Zeitraum ist wichtig, dass Messort und Messtechnologie beibehalten werden.

HARTMANN bietet verschiedene Fieberthermometer, die sich in zwei Messtechnologien unterteilen lassen:

Maximumthermometer mit digitaler Anzeige

Da der Mikrochip im Thermometer je nach Messort unterschiedliche Wärmebedingungen zur Ermittlung der Temperatur vorfindet, errechnet er immer die maximale Temperatur. Bei **Thermoval standard** wird die Messung beendet, wenn ein stabiler Messwert bei einem Temperaturanstieg innerhalb 16 Sekunden kleiner 0,1 °C erreicht ist. **Thermoval rapid kids/flex** gibt das Signal, wenn der Anstieg innerhalb von 4 Sekunden kleiner als 0,03 °C ist (deshalb ist die Messung auch sehr schnell). In Einzelfällen kann der gemessene Wert im Display auch über den Signalton hinaus noch ansteigen. Speziell bei der axillaren Messung sollte die Messzeit verlängert werden, da bei dieser Messart die Oberflächentemperatur der Haut ermittelt wird. Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, das der Körperkerntemperatur am nächsten kommt, braucht die Metallspitze mehr Zeit um die maximale Wärme der Haut zu ermitteln.

Infrarot-Thermometer

Der Vorteil der Infrarot-Technologie liegt in der äußerst schnellen Ermittlung der Temperatur.

Veroval 2 in 1 Fieberthermometer wird zur Messung im Ohr und an der Stirn verwendet. Das Trommelfell ist ein idealer Ort für die Temperaturmessung. Es wird vom gleichen Blut versorgt wie der Hypothalamus, dem Temperaturregelzentrum des Menschen, so kann direkt die Kerntemperatur gemessen werden. Die Stirnmessung eignet sich auch gut zur Messung der Körpertemperatur, da an den Schläfen die Aorta Temporalis verläuft, die wiederum guten Aufschluss über die Kerntemperatur gibt.

Thermoval baby bietet geräuschloses Messen ganz ohne Hautkontakt. So wird das Baby in seinem erholsamen Schlaf nicht gestört. Die praktische Zusatzfunktion ermöglicht Messungen der Raum- und Oberflächen-Temperatur.

Thermoval® standard

Die ideale Lösung für preisbewusste Kunden



Elektronisches Fieberthermometer zur oralen, axillaren oder rektalen Messung der Körpertemperatur.

Produkteigenschaften

Elektronisches Fieberthermometer mit gut ablesbarer, klarer Digitalanzeige; Messzeit ca. 60-90 Sekunden; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; bruchfestes Gehäuse; mit auswechselbarer Langzeitbatterie für mind. 3.000 Messungen. In weiß erhältlich.



| Artikel | Art.-Nr. | Farbe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------|----------|-------|-----------------|-----------------------|---------|
| Thermoval® standard | 925 021 | weiß | 1 Stück | 12 / 48 | 4279631 |

Thermoval® rapid und Thermoval® kids

Das schnelle und einfache Thermometer für alle; auch als farbenfrohe Thermometer mit freundlichen Motiven



Elektronisches Fieberthermometer zur oralen, axillaren oder rektalen Messung der Körpertemperatur.

Produkteigenschaften

Sekundenschnelle Messung durch die 10 sek. Highspeed-Technologie, wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse mit Jumbo-Display, akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und nach Beendigung der Messung, Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; inklusive auswechselbarer Langzeitbatterien für mind. 4.000 Messungen. In weiß oder als Kids-Edition erhältlich.



| Artikel | Art.-Nr. | Farbe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Thermoval® rapid | 925 031 | weiß | 1 Stück | 12 / 48 | 4279625 |
| Thermoval® kids | 925 041 | Prinzessin & Pirat | 1 Stück | 12 / 48 | 4271144 |



Thermoval® kids flex

Die flexible Lösung für Babys und Kleinkinder



Elektronisches Fieberthermometer zur oralen, axillaren oder rektalen Messung der Körpertemperatur.

Produkteigenschaften

Ausführung wie Thermoval rapid (siehe Vorderseite), aber mit weicher, flexibler Spitze für sanftes Fiebermessen besonders bei Babys und Kleinkindern.



| Artikel | Art.-Nr. | Farbe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Thermoval® kids flex | 925 051 | dunkelblau/weiß | 1 Stück | 12 / 48 | 4279619 |

Veroval® 2 in 1 Fieberthermometer

Das Infrarot-Thermometer für Ohr und Stirn



Elektronisches Fieberthermometer mit Infrarot-Technologie zur Messung der Körpertemperatur im Ohr und an der Stirn.


Produkteigenschaften

Schnelle Infrarotmessung in 1 Sekunde. Einfache Messung im Ohr und an der Stirn. Ideal für Familien mit Kindern. Hohe Messgenauigkeit, hygienisch durch Einmal-Schutzkappen (10 Stk. enthalten). Einfache Bedienung, 3 Jahre Garantie.



| Artikel | Art.-Nr. | Farbe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval® 2 in 1 Infrarot-Fieberthermometer | 925 461 | dunkelblau/weiß | 1 Stück | 4 | 4897205 |
| Einmal-Schutzkappen | 925 481 | – | 2 x 10 Stück | 10 | 4898127 |

Messung im Ohr



Messung an der Stirn



Veroval® baby

Das berührungslose Infrarot-Thermometer



Wahre Liebe braucht keine Berührung. Berührungsloses und geräuschloses Fiebermessen besonders für Babys.

Produkteigenschaften

Stressfreie Temperaturmessung auf bequeme und sanfte Art und Weise – ganz ohne Töne oder Berührung. Damit Ihr Baby den ruhigen Schlaf bekommt, den es braucht, um sich zu erholen. Außerdem bietet es praktische Funktionen, wie die Messung der Objekttemperatur von z. B. Babynahrung, Milchflaschen, Badewasser und sogar der Umgebungstemperatur, z. B. in dem Zimmer Ihres Babys.



| Artikel | Art.-Nr. | Farbe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Veroval® baby grau | 925 091 | grau/weiß | 4 Stück | 16 | 4378267 |
| Veroval® baby rot | 925 121 | rot/weiß | 4 Stück | 16 | 5816924 |
| Veroval® baby blau | 925 131 | blau/weiß | 4 Stück | 16 | 5816930 |
| Veroval® baby grün | 925 141 | grün/weiß | 4 Stück | 16 | 5816947 |
| Veroval® baby gelb | 925 151 | gelb/weiß | 4 Stück | 16 | 5816953 |

DermaPlast® exklusiv im medizinischen Fachhandel

DermaPlast® – die richtige Wahl zur Selbstversorgung kleiner Wunden und Verletzungen.

Für die Wundbehandlung ist es von großer Bedeutung, dass die Haut, wie kaum ein anderes Organ, in der Lage ist, sich zu regenerieren und aus eigener Kraft zu heilen. Das richtige Vorgehen und die kompetente Auswahl an Verbandstoffen sollen die natürliche Selbstheilungstendenz unterstützen.

Die Wundversorgung lässt sich in folgende Schritte einteilen:

- Erstversorgung durch Reinigung oder Desinfektion
- Wundabdeckung durch traditionelle oder hydroaktive Pflaster
- Fixierung je nach gewünschter Bewegungsfreiheit


Bei Bagatellverletzungen liegt das Hauptaugenmerk auf der Auswahl einer geeigneten Wundabdeckung, da es sich in der Regel um keine allzu komplexen Wunden handelt und die Wundphasen dementsprechend kürzer sind als z. B. bei chronischen Wunden.

Im Zuge der Wundabdeckung kann man grundsätzlich zwischen traditionellen, trockenen Pflastern und der hydroaktiven Wundversorgung wählen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich Hautzellen in einem feuchten Wundmilieu besser vermehren. Der natürliche Heilungsprozess der Haut wird gefördert und beschleunigt. Das Pflaster kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben, was ein Hinzukommen von Schmutz und Bakterien verhindert. Weiters wird auch gewährleistet, dass bereits aufgebautes Epithelgewebe durch einen Pflasterwechsel nicht unabsichtlich entfernt wird. Diese Faktoren bewirken, dass die Wunde schneller abheilen kann und weniger Schorf oder Narben verbleiben.

HARTMANN führt unter der Marke DermaPlast beide Wundversorgungsvarianten exklusiv für den medizinischen Fachhandel:

DermaPlast Standard


Traditionelle Klebepflaster in unterschiedlichen Formen und Ausführungen sind in dieser Gruppe beinhaltet.



DermaPlast EFFECT

Verschiedene Pflaster mit Hydrogelen oder Hydrokolloiden sind dieser Kategorie zugehörig.

Für offene Wunden legen sich Hydrokolloid-Pflaster wie eine zweite Haut über die Wunde und saugen austretendes Wundsekret auf. Die Bildung von neuen Hautzellen wird durch das feuchte Wundmilieu angeregt.



Geschlossene Wunden sind vorzugsweise mit einer Wundauflage aus einem Hydrogel zu versorgen, da diese eine polsternde Gelschicht bildet, die den Druckschmerz zusätzlich lindert und noch besser vor Reibung schützt. Zudem wird Feuchtigkeit an die Wunde abgegeben, eine Narbenbildung wird vermieden.

Ist Bedarf für traditionelle Pflaster in Rollenform oder Injektionspflaster gegeben, wird die Sortimentsgruppe **DermaPlast Professional** diesen Anforderungen gerecht.

Dermaplast MEDICAL ist die logische Ergänzung des Pflasterangebots in der Freiwahl mit professioneller Wundversorgung für zu Hause.

DermaPlast® Water-resistant

Das schmutzabweisende Pflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Wasserfest, schmutzabweisend und luftdurchlässige Pflaster aus dehnbare Polyethylen-Folie, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Water-resistant | 535 143 | 25 x 72 mm (8x) 18 x 72 mm (12x) | 20 Strips | 10 / 200 | 3047255 |
| | 535 140 | Ø 22 mm (4x) 9 x 38 mm (6x) 9 x 72 mm (12x) 16 x 57 mm (8x) 25 x 72 mm (10x) | 40 Strips | 10 / 160 | 3047261 |

DermaPlast® Soft

Das Pflaster für besonders sensible Haut



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Besonders weich, anschmiegsamer Vliesstoff für besonders empfindliche Haut geeignet, luftdurchlässig, hypoallergener Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Soft | 535 341 | 6 x 10 cm | 10 Abschnitte | 10 / 200 | 3047203 |
| | 535 342 | 19 x 72 mm | 20 Strips | 10 / 200 | 3047226 |

DermaPlast® Soft Silicone

Das Pflaster mit Silikonkleber für einen besonders schonenden Schutz der Wunde



Speziell für Kinder und ältere Leute sowie Personen mit irritierter und sensibler Haut aber auch bei häufig notwendigem Pflasterwechsel.

Produkteigenschaften

Extra sanft und schmerzfrei zu entfernen, aus besonders weichem und flexiblem Material für gereizte und sensible Haut geeignet, hypoallergener Silikonkleber, luftdurchlässig.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Soft Silicone | 535 311 | 2 Größen | 8 Strips | 10 / 200 | 4996775 |
| | 535 331 | 6 x 10 cm | 10 Abschnitte | 10 / 200 | 4996781 |

DermaPlast® Flexibel


Das anpassungsfähige Pflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Flexibel, aus querelastischem Textilgewebe, wasserabweisend imprägniert, anschmiegsam, luftdurchlässig, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber. In verschiedenen (Spezial) Formen oder als Fingerpflasterstrips im praktischen Mäppchen erhältlich.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Flexibel | 535 243 | 6 x 10 cm | 10 Abschnitte | 10 / 200 | 3047166 |
| | 535 244 | 8 x 10 cm | 10 Abschnitte | 10 / 200 | 3047172 |
| | 535 140 | 20 x 60 mm (12x) 20 x 80 mm (8x) | 20 Strips | 10 / 200 | 3047195 |

DermaPlast® Protect Plus

Das polsternde Pflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Polsternd, aus weichem Polyethylen-Schaum mit Mikroperforation, zum Schutz besonders beanspruchter Stellen, auch für druckempfindliche Stellen geeignet, luftdurchlässig, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber, wasserfest und schmutzabweisend.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Protect Plus | 535 441 | 6 x 10 cm | 10 Abschnitte | 10 / 160 | 3047232 |
| | 535 442 | 19 x 72 mm | 20 Strips | 10 / 200 | 3041577 |

DermaPlast® Aqua

Das wasserfeste Folienpflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Zum Duschen und Baden geeignet, wasserfest, transparent, luft- und wasserdampfdurchlässig, aus Polyethylen-Film, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Aqua | 535 540 | 25 x 72 mm (8x) 30 x 40 mm (6x) 40 x 60 mm (6x) | 20 Strips | 10 / 200 | 4173909 |
| DermaPlast® Aqua Finger Mix | 535 541 | 22 x 80 mm (6x) 45 x 50 mm (6x) 25 x 72 mm (4x) | 16 Stück | 10 / 200 | 5328308 |
| DermaPlast® Aqua Fun | 535 547 | 30 x 40 mm (8x) 40 x 60 mm (4x) | 12 Stück | 10 / 200 | 5328314 |

DermaPlast® Kids

Das Pflaster mit lustigen Motiven



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Mit lustigen Kindermotiven, wasserfest, schmutzabweisend und luftdurchlässig, aus dehnbare Polyethylen-Folie, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Kids | 535 640 | 19 x 72 mm (10x) 16 x 57 mm (10x) | 20 Strips | 10 / 200 | 3041583 |

DermaPlast® Comfort

Das flexible und wasserfeste Pflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Flexibel und wasserfest, aus elastischem Material, luftdurchlässig und schmutzabweisend, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Comfort | 535 840 | 19 x 72 mm (12x) 25 x 72 mm (8x) | 20 Strips | 10 / 200 | 4173890 |

DermaPlast® Transparent

Das diskrete Pflaster



Zur sanften und schnellen Versorgung kleiner Verletzungen. Bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Transparent und wasserabweisend für diskreten Schutz, luftdurchlässig und schmutzabweisend, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Transparent | 535 740 | 25 x 72 mm (8x) 30 x 40 mm (6x) 40 x 60 mm (6x) | 20 Strips | 10 / 200 | 4173915 |

Nature Care

Wundversorgung von Mutter Natur

Nature Care von HARTMANN ist das erste und einzige umweltfreundliche* Wundversorgungs-Sortiment** zum Abdecken, Reinigen und Fixieren kleiner Verletzungen:

- Alle Produkte bestehen zu **100 % aus biologisch abbaubaren Materialien** wie Baumwolle und Bambus.
- Alle Verpackungen sind zu **100 % frei von Plastik und wiederverwertbar**.

Dadurch hilft, schützt und kümmert sich Nature Care nicht nur um die ganze Familie sondern gleichzeitig auch um die Umwelt und erfüllt so den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

Nature Care Bambus Pflaster

Gut haftendes, atmungsaktives Pflaster



Produkteigenschaften

Atmungsaktiv, hautfreundlich.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Nature Care Bambus Pflaster | 500 601 | 25 x 72 mm (8x) 30 x 40 mm (6x) 40 x 60 mm (6x) | 20 Stück | 10 | 5759528 |

Nature Care Baumwoll-Tape

Atmungsaktives Fixierpflaster



Produkteigenschaften

100 % Baumwolle, atmungsaktives Fixierpflaster, Papier-Spule, leicht abreißbar.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Nature Care Baumwoll-Tape | 536 002 | 2,5 cm x 5 m | 1 Stück | 5 | 5759586 |

* Materialien und Verpackungen sind öko-freundlich.

** Sortiment bezieht sich auf Wundabdeckung, -fixierung und Verbände.

Nature Care Baumwoll-Bandage

Elastische, atmungsaktive Binde



Produkteigenschaften

100 % Baumwolle, einfach anzuwenden,
elastische Fixierbinde, sicherer Halt

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Nature Care Baumwoll-Bandage | 332 067 | 6 cm x 5 m | 1 Stück | 3 | 5759592 |

Nature Care Baumwoll-Mull-Kompresse

Hautfreundliche, saugfähige Mullkompressen



Produkteigenschaften

100 % Baumwolle, Papier Peel-Packung,
steril.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Nature Care Baumwoll-Mull-Kompresse | 205 026 | 7,5 x 7,5 cm (5x 2 Stk.) | 1 Stück | 5 | 5759563 |



DermaPlast® Quick Aid

Der elastische Wundverband aus Schaumstoff





Je nach Stärke der Blutung ein Wundkissen falten, auf die Wunde legen und mit mittlerem Druck umwickeln. Bei kleinen Verletzungen kann auch auf das Wundkissen verzichtet werden.

Produkteigenschaften

Selbstklebend, elastisch, wasserabweisend, blutabsorbierend, klebt nicht auf Haut, Haaren und Wunden, hautfreundlich;



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Quick Aid |  550 010 | 6 cm x 2 m | 1 Stück | 20 | 4938950 |
| |  550 011 | 6 cm x 2 m | 1 Stück | 20 | 4938967 |

DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster

Das kühlende Pflaster aus der Hydrogel-Gruppe



Pflaster zur Verwendung bei kleinen Brandwunden.

Produkteigenschaften

Angenehm kühlend, lindert Schmerzen, transparentes Hydrogel-Pflaster, das sofort für ein ausgewogenes, feuchtes Wundmilieu sorgt, mit guter Polsterwirkung. Die Transparenz ermöglicht eine gute Wundkontrolle, sicherer Sitz durch umlaufende, hypoallergene Fixierfolie, atmungsaktiv und wasserfest, in hygienischer Einzelverpackung.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster | 536 150 | 45 x 65 mm | 3 Stück | 12 / 144 | 3478340 |
| | 536 250 | 7,5 x 10 cm | 3 Stück | 12 / 144 | 4173921 |

DermaPlast® EFFECT Schürfwundenpflaster

Das transparente Pflaster speziell für Ellbogen und Knie aus der Hydrokolloid-Gruppe



Pflaster zur Verwendung bei Schürf- und Kratzwunden.

Produkteigenschaften

Schnellere Heilung, lindert Schmerzen, transparentes Hydrokolloid-Pflaster, anatomisch geformt, speziell entwickelt für Schürfwunden an Ellenbogen und Knie, verhindert Schorfbildung, mehrere Tage anwendbar, wasserfest und in hygienischer Einzelverpackung.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® EFFECT Schürfwundenpflaster | 536 350 | 100 x 85 mm | 4 Stück | 12 / 144 | 3590338 |



DermaPlast® EFFECT Fieberblasenpflaster

Das Fieberblasen-Patch aus der Hydrokolloid-Gruppe



Pflaster zur Behandlung von Herpesblasen (HSV-1) in allen Fieberblasenstadien an Lippen oder an der Nase, nicht geeignet für den Bereich der Mundhöhle, auf Schleimhäuten oder im Genitalbereich. Vor und nach Gebrauch Hände waschen. Pflaster erst entfernen wenn es sich von selbst zu lösen beginnt.



Produkteigenschaften

Diskret, passt sich den Lippen an, transparent, oval, absorbiert Wundflüssigkeit und beschleunigt die Heilung, reduziert Hautspannungen und verringert das Risiko weiterer Kontamination und Verbreitung, inkl. Pinzette und Spiegel in praktischer Plastikbox.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® EFFECT Fieberblasenpflaster | 536 840 | 17 x 12 mm | 16 Stück | 10 / 50 | 3423327 |

DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster

Die druckentlastenden Blasenpflaster aus der Hydrokolloid-Gruppe



Zur sanften und schnellen Versorgung von Blasen und Druckstellen. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Lindert Druck und Schmerz, anatomisch geformte Hydrokolloid-Pflaster Strips in kleiner, großer und XL-Variante sowie als zuschneidbares Pflaster mit kleiner Schere. Nimmt Blasenflüssigkeit auf, wasserfest und schmutzabweisend, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber, in hygienischer Einzelverpackung und praktischer Plastikbox.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® EFFECT Kleine Blasen | 536 340 | 19 x 55 mm | 6 Stück | 10 / 50 | 4331308 |
| DermaPlast® EFFECT Blasen an der Ferse | 536 140 | 76 x 45 mm | 6 Stück | 10 / 50 | 4331277 |
| DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster XL (große, extradicke 65 x 35 mm Wundauflage) | 536 240 | 75 x 45 mm | 6 Stück | 10 / 50 | 4331314 |
| DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster (zuschneidbar) | 536 640 | 6,5 x 9 cm | 3 Stück | 10 / 50 | 3741599 |

DermaPlast® EFFECT Hühneraugenpflaster

Das schmerzlindernde Hühneraugenpflaster aus der Hydrokolloid-Gruppe



Zur schonenden Versorgung von Hühneraugen. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Hydrokolloid-Pflaster mit verstärktem 10 mm rundem Hydrokolloid-Kissen, das die verhornte Haut aufweicht und so die Entfernung des Hühnerauges erleichtert; wirkt druckentlastend und schmerzlindernd; die abgeflachten hydrokolloiden Ränder lassen sich leicht anmodellieren und schonen die Haut.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® EFFECT Hühneraugenpflaster | 536 540 | 40 x 17 mm | 7 Stück | 10 / 50 | 4331320 |

DermaPlast® Professional classic

Das strapazierfähige Rollenpflaster aus der Professional-Gruppe



Zur Versorgung von kleineren Verletzungen. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Trockenes Rollenpflaster aus textilem Gewebe, wasserabstoßend imprägniert, individuell zuschneidbar, hypoallergen und hautfreundlich durch synthetischen Kautschuk-Kleber, kolophoniumfrei.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Professional classic | 535 051 | 4 cm x 5 m | 1 Rolle | 32 | 2993933 |
| | 535 061 | 6 cm x 5 m | 1 Rolle | 32 | 2993979 |
| | 535 071 | 8 cm x 5 m | 1 Rolle | 24 | 2993985 |

DermaPlast® Professional soft

Rollenpflaster für besonders sensible Haut aus der Professional-Gruppe



Zur Versorgung von kleineren Verletzungen, insbesondere für besonders empfindliche Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Aus weichem Vliesstoff mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit, individuell zuschneidbar, hypoallergen und hautfreundlich durch synthetischen Kautschuk-Kleber, kolophoniumfrei.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Professional soft | 535 351 | 4 cm x 5 m | 1 Rolle | 32 | 2994134 |
| | 535 361 | 6 cm x 5 m | 1 Rolle | 32 | 2994140 |
| | 535 371 | 8 cm x 5 m | 1 Rolle | 24 | 2994157 |

DermaPlast® Professional injection soft

Das Injektionspflaster aus der Professional-Gruppe



Zur Versorgung der Einstichstelle nach Injektionen.

Produkteigenschaften

Aus weichem Vliesstoff mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit, hypoallergen und hautfreundlich durch synthetischen Kautschuk-Kleber, kolo-phoniumfrei.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Professional injection soft | 535 381 | 40 x 16 mm | 250 Stück | 60 | 2994163 |

DermaPlast® Alginat

Blutstillende Watte



Produkteigenschaften

Die blutstillende Watte hilft zuverlässig bei Nasenbluten und anderen oberflächlichen Blutungen. Die Watte aus Kalzium-Alginat-Fasern ist gebrauchsfertig, einfach die Flasche öffnen, Watte herausnehmen und auf die Wunde bzw. in die Nase platzieren.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------|----------|-------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Alginat | 601 510 | 2 g | 1 Stück | 10 / 170 | 4337222 |

DermaPlast® Compress Gel

Gelkompresse nicht haftend mit einer integrierten Absorptionsschicht aus Vlies



Mit Gel beschichtete Wundkompresse

Produkteigenschaften

- Zur Wundabdeckung von Brand-, Schürf-, Schnitt- oder Risswunden
- Das Gel hält die Wundränder weich und geschmeidig
- Gelbeschichtung vermindert ein Verkleben mit der Wunde
- Saugstark



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Compress Gel | 218 700 | 5 x 5 cm | 20 Stück | 189 | 4337156 |
| | 218 710 | 5 x 7,5 cm | 20 Stück | 147 | 4337162 |
| | 218 720 | 7,5 x 10 cm | 10 Stück | 147 | 4337179 |

DermaPlast® Compress Plus

Wundkompresse mit perforierter und beschichteter Folie



Produkteigenschaften

- Zur Wundabdeckung von Schürf-, Schnitt- oder Risswunden
- Die Beschichtung vermindert ein Verkleben mit der Wunde
- 100 % Baumwolle
- Saugstark



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® Compress Plus | 550 301 | 5 x 7,5 cm | 15 Stück | 10 / 480 | 4358336 |
| | 550 311 | 7,5 x 10 cm | 25 Stück | 10 / 160 | 4358342 |



DermaPlast® MEDICAL

Die professionelle Wundversorgung
für zu Hause.

Mit Dermaplast MEDICAL schließt HARTMANN die Lücke im Bereich der effektiven Selbstversorgung anspruchsvoller Wunden. Dermaplast MEDICAL bietet ein breites Sortiment ursprünglich für den professionellen Bereich entwickelter Produkte.

Als einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Wundversorgungsprodukte für Klinik und Arztpraxis garantiert HARTMANN die Versorgung jeder Wunde auf dem modernsten medizinischen Stand.



DermaPlast® MEDICAL Vliesverband

Das Pflaster für sensible Haut aus der Klinik für zu Hause



Gut versorgt bei sensibler Haut: Steriler, selbstklebender und atmungsaktiver Wundverband mit einem saugstarken Wundkissen aus 100 % Baumwollwatte. Geeignet zum sterilen Abdecken von Wunden, nach einem operativen Eingriff oder als besonders hautverträgliches Pflaster.



Produkteigenschaften

Für sensible Haut, hautfreundlich, steril, atmungsaktiv, einfache Applikation, kein Aufrollen durch abgerundete Ecken.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Dermaplast® MEDICAL Vliesverband | 531 312 | 15 x 9 cm | 5 Stück | 10 | 4489558 |
| | 531 311 | 10 x 8 cm | 5 Stück | 10 | 4489541 |
| | 531 310 | 7,2 x 5 cm | 5 Stück | 20 | 4489535 |

DermaPlast® MEDICAL Transparentverband

Das Dusch-Pflaster aus der Klinik für zu Hause



Gut versorgt bei Wasser und Schmutz: Steriler, transparenter und atmungsaktiver Wundverband mit einem saugstarken Wundkissen. Geeignet zum sterilen und keimdichten Abdecken von Wunden oder nach einem operativen Eingriff. Ideal zum Duschen und Baden.



Produkteigenschaften

Ideal zum Duschen und Baden, hautfreundlich, steril, keimdicht, Schutz vor Wasser und Schmutz, transparent für visuelle Kontrolle.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Dermaplast® MEDICAL Transparentverband | 531 421 | 10 x 9 cm | 5 Stück | 22 | 4489570 |
| | 531 420 | 7,2 x 5 cm | 5 Stück | 30 | 4489564 |

DermaPlast® MEDICAL Fixiervlies

Hautfreundliches und anschmiegsames Fixiervlies. Geeignet zur vollflächigen Verbandfixierung auch an beweglichen Körperstellen



Zur Behandlung von Wunden, auch nach einem operativen Eingriff, für sensible Haut.

Produkteigenschaften

Einfache Applikation, atmungsaktiv, hautfreundlich, steril.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Dermaplast® MEDICAL Fixiervlies | 531 351 | 10 x 2 cm | 1 Stück | 24 | 4489676 |

DermaPlast® MEDICAL Fixierfolie

Wasserdichter Folienvorband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen. Schützt vor Schmutz und Keimen



Zur Behandlung von Wunden, auch nach einem operativen Eingriff.

Produkteigenschaften

Schutz vor Wasser und Schmutz, atmungsaktiv, hautfreundlich, steril, keimdicht, ideal zum Duschen und Baden.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|
| Dermaplast® MEDICAL Fixierfolie | 531 350 | 10 x 2 cm | 1 Stück | 24 | 4489682 |



DermaPlast® MEDICAL Vliesstoffkomresse

Gefaltete Vliesstoffkomresse aus weichem und saugstarkem Material



Geeignet für die Reinigung von Wunden oder als sterile Wundauflage bei sensibler Haut. Zu empfehlen nach operativen Eingriffen.

Produkteigenschaften

Einfache Applikation, atmungsaktiv, hautfreundlich, steril, saugstark.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Dermaplast® MEDICAL Vliesstoffkomresse | 531 330 | 7,5 x 7,5 cm | 10 Stück | 104 | 4489653 |

Verbandpäckchen

Fixierbinde mit Kompressenauflage nach DIN 13151



Elastische Fixierbinde mit integrierter saugfähiger Wundkomresse, nach DIN 13151.

Produkteigenschaften

Steril.



| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Verbandpäckchen DIN 13151-K | 780 821 | 60 x 80 mm | 1 Stück | 100 | 1566399 |
| Verbandpäckchen DIN 13151-M | 780 822 | 80 x 100 mm | 1 Stück | 200 | 1566407 |
| Verbandpäckchen DIN 13151-G | 780 823 | 100 x 120 mm | 1 Stück | 200 | 1566413 |

Schnell zu Deiner Bestleistung

Mit dem Gesamtpaket für Sportler – zur Vorbeugung, Unterstützung und Akutbehandlung.

Lifestyle trifft Kompetenz: DermaPlast ACTIVE

Beim Training alles geben und dabei der Gesundheit noch etwas Gutes tun ist für viele zu einem unverzichtbaren Teil des Alltags geworden. Kleine Blessuren wie Zerrungen, Muskelprobleme oder Verspannungen können das Training und die Fitnessziele jedoch durcheinander bringen.

DermaPlast ACTIVE ist ein professionelles Sortiment zur schnellen und wirksamen Behandlung typischer Sportverletzungen, zur Vorbeugung von Beschwerden und zum Ausschöpfen der eigenen Leistungsfähigkeit.

Insgesamt elf, in Spitzensport und Physiotherapie bewährte Produkte, helfen akute Schmerzen zu lindern, verspannte Muskeln zu lockern, Gelenke und Bänder zu stabilisieren und den Körper bei Belastungen zu unterstützen.



DermaPlast® ACTIVE Cool Gel / Sport Roll-On

Kühlgel und kühlender Roll-on (ideal für unterwegs)



Akutbehandlung/Erholung

Produkteigenschaften

Zur Kühlung und Schmerzlinderung nach körperlicher Anstrengung oder bei stumpfen Traumata wie Prellungen oder Zerrungen; vorbeugend gegen Muskelkater oder bei Überlastungsbeschwerden wie Verstauchungen und Sehnenentzündungen (z. B. Tennisarm); mehrmals täglich anwendbar; auch in Kombination mit physikalischen Anwendungsmethoden geeignet.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Cool Gel | 522 010 | 100 ml | 1 Stück | 8 | 4749143 |
| DermaPlast® ACTIVE Sport Roll-On | 522 011 | 50 ml | 1 Stück | 12 | 4749166 |

DermaPlast® ACTIVE Instant Ice

Sofort-Kühlbeutel



Akutbehandlung/Erholung

Produkteigenschaften

Kühlt von selbst; sofort einsatzbereit – ideal für erste Hilfe; bei Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen, Schwellungen, Verbrennungen, Blutergüssen und Zahnschmerzen; einmal verwendbar.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Instant Ice | 522 021 | 15 x 25 cm | 1 Stück | 12 | 4749195 |
| | 522 020 | 15 x 17 cm | 1 Stück | 12 | 4749203 |

DermaPlast® ACTIVE Cool Patch

Kühlendes Schmerzpflaster



Akutbehandlung/Erholung

Produkteigenschaften

Lindert Schmerzen an Muskeln und Gelenken. Kühlt bis zu 6 Stunden, bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Blutergüssen, Schwellungen, Entzündungen und Fieber.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Cool Patch | 522 014 | 10 x 14 cm | 5 Stück | 40 | 5132841 |

DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold

Wiederverwendbare Gel-Kompresse



Akutbehandlung/Erholung

Zum Einsatz in der Kälte- und Wärmetherapie mit Schutzhülle.

Produkteigenschaften

Kaltanwendung: lokal schmerzlindernd und abschwellend bei akuten Entzündungen von Gelenken und Muskeln, stumpfen Verletzungen, Blutergüssen, Insektenstichen und Zahnschmerzen.

Warmanwendung: lokal durchblutungsfördernd und spannungslösend bei Muskelkater, Rückenschmerzen sowie Menstruationsbeschwerden.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold | 522 023 | 12 x 29 cm | 1 Stück | 12 | 4749226 |
| | 522 022 | 13 x 14 cm | 1 Stück | 24 | 4749232 |

DermaPlast® ACTIVE Warm Cream

Wärmende Creme



Intensive Wärmecreme ideal für Sportler.

Produkteigenschaften

Das intensive und langanhaltende Wärmegefühl beruht auf einer speziell abgestimmten Wirkformel aus pflanzlichen Extrakten; feuchtigkeitsspendend und pflegend; zieht schnell ein, ohne zu fetten; dermatologisch getestet.

Vorbeugung/Unterstützung

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Warm Cream | 522 030 | 100 ml | 1 Stück | 8 | 4749172 |

DermaPlast® ACTIVE CoolFix

Selbstkühlende Stützbinde



Produkteigenschaften

Zur Kühlung nach Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und Schwellungen; kühlt sofort für ca. 2 Stunden.

Akutbehandlung/Erholung

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|----------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE CoolFix | 522 013 | 6 cm x 4 m | 1 Stück | 13 | 4749083 |

DermaPlast® ACTIVE SportFix

Kurzzugbinde



Sportbandage zur Fixation.

Produkteigenschaften

Zur Fixation und Ruhigstellung bei Verrenkungen, Verstauchungen und Zerrungen; kohäsiv (selbsthaftend); erhältlich in blau und hautfarben.

Vorbeugung/Unterstützung

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE SportFix | 421 324 | 6 cm x 5 m | 1 Stück | 10 | 4758308 |
| | 421 322 | 8 cm x 5 m | 1 Stück | 10 | 4758283 |

DermaPlast® ACTIVE Kinesiology

Kinesiologisches Tape



Kinesiologisches Tape für Sport, Therapie und Freizeit.

Produkteigenschaften

Für Gelenke, Bänder und verspannte Muskeln; atmungsaktiv und wasserbeständig; keine Bewegungseinschränkung; hoher Tragekomfort; Trägermaterial: 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan, latexfrei; inkl. ausführlicher Klebeanleitung.

Vorbeugung/Unterstützung

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Kinesiology | 522 040 | 5 cm x 5 m | 1 Stück | 8 | 4749114 |
| | 522 041 | 5 cm x 5 m | 1 Stück | 8 | 4749120 |
| | 522 042 | 5 cm x 5 m | 1 Stück | 8 | 4749137 |

DermaPlast® ACTIVE Sport Tape

Tapeverband



Vorbeugung/Unterstützung

Produkteigenschaften

Kann direkt auf die Haut aufgebracht werden; strapazierfähiges Pflasterband; leicht abrollbar und anschmiegsam; haftet gut; nicht elastisch, zugfest.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Sport Tape | 522 050 | 3,75 cm x 7 m | 1 Stück | 96 | 4749108 |

DermaPlast® ACTIVE Anti Chafing Gel

Haut- und Wundschutz-Gel



Vorbeugung/Unterstützung

Schluss mit Wundscheuern.

Produkteigenschaften

Das Haut- und Wundschutz-Gel gegen Wundscheuern und Blasenbildung legt sich als dünne, unsichtbare Schutzschicht auf die Haut und hilft dabei Sport für lange Zeit ungestört ausüben zu können. Das Gel ist geruchsneutral, atmungsaktiv sowie wasserfest und eignet sich auch ideal für Neoprenanzüge. Es hat eine sehr hohe Hautverträglichkeit, ist leicht abwaschbar und sehr ergiebig.

| Artikel | Art.-Nr. | Größe | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------------|---------|
| DermaPlast® ACTIVE Anti Chafing Gel | 522 080 | 50 ml | 1 Stück | 12 | 5191329 |

Hygiene aus Profession

Als einer der führenden Spezialisten für Desinfektion und Hygiene, schützen unsere Produkte weltweit Personal, Patienten und Produkte vor Infektionen und Kontaminationen.



Die Händedesinfektion ist die wichtigste Maßnahme zum Schutz vor Infektionen. Weltweit haben sich alkoholische Einreibepreparate als wirksamste und hautverträglichste Methode zur Desinfektion von Händen etabliert. Ihr Vorreiter: Sterillium, das erste marktfähige Hände-Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, und inzwischen seit mehr als 50 Jahren erfolgreich im Einsatz. Der Klassiker der Händedesinfektion verbindet eine über Jahrzehnte nachgewiesene Wirksamkeit mit einer sehr guten Hautverträglichkeit.

Unter dem Markendach Sterillium bietet PAUL HARTMANN heute ein Produktsortiment, das für nahezu jede klinische Situation und jeden Anwenderbedarf das richtige Hände-Desinfektionsmittel bereithält. Anwender können zwischen propanol- und ethanolhaltigen Präparaten, farbstoff- und parfümfreien Produkten für die sehr empfindliche Haut sowie Produkten für besondere Risikosituationen wählen.

Allen Sterillium Produkten gemeinsam ist eine umfassende Leistungsprüfung durch interne und externe Gutachter, eine sehr gute Hautverträglichkeit und hohe Anwenderakzeptanz.



Sterillium® – umfassend wirksam und besonders hautverträglich.

Sterillium Produkte können als gebrauchsfertige alkoholische Einreibepreparate – unabhängig von Wasser und Waschbecken – in allen hygiene relevanten Bereichen des Gesundheitswesens, der Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur Vorbeugung von Infektionen eingesetzt werden.

Alle Sterillium-Einreibepreparate eignen sich sowohl zur hygienischen wie auch zur chirurgischen Händedesinfektion.



Blutdruck- und andere Messgeräte

Fieberthermometer

Wundversorgung und Pflaster

Sportsortiment

Desinfektion

Sterillium®

Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit. Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion und ist begrenzt viruzid PLUS

Produkteigenschaften

- breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Inaktivierung von Noroviren* innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Ganzjahresprodukt
- sehr gut hautverträglich u. rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen und Industrie geeignet, in denen Wert auf breite Wirksamkeit bei sehr guter Hautverträglichkeit gelegt wird. Gemäß Arzneimittelzulassung auch zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen und Impfungen) einsetzbar.

*Getestet am murinen Norovirus (MNV)



Wirkstoffe pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, Polyomavirus

Klassifizierung

Arzneimittel

Zertifikat/Listung

VAH, ÖGHMP, IHO Desinfektionsmittelliste; ArM Zul.-Nr. 1-22055

Anwendung

Sterillium wird unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk soll auf Fingerkuppen und Daumen gerichtet werden. Die Hände müssen während der gesamten Einreibzeit mit Sterillium feucht gehalten werden.



| Wirksamkeit | Prüfmethode | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| Bakterien / Pilze | | |
| Hygienische Händedesinfektion | VAH / EN 1500 | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion | VAH / EN 12791 | 1,5 Min. |
| Bakterizidie | EN 13727 | 15 Sek. |
| Levurozidie | EN 13624 | 15 Sek. |
| Tuberkulozidie | EN 14348 | 30 Sek. |
| Mykobakterizidie | EN 14348 | 30 Sek. |
| Viren | | |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / EN 14476 | 15 Sek. |
| Begrenzt viruzid PLUS | EN 14476 | 1 Min. |
| Norovirus | EN 14476 | 30 Sek. |

| Artikel | Art.-Nr. | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR | |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------|-------|---------|
| Sterillium® | 980 455 | Flasche | 100 ml | 45 | – |
| | 981 376 | Flasche | 100 ml | 20 | 2163924 |
| | 980 456 | Flasche | 500 ml | 20 | – |
| | 981 377 | Flasche | 500 ml | 6 | 2163930 |
| | 980 457 | Flasche | 1000 ml | 10 | 2163947 |
| | 980 458 | Kanister | 5 Liter | 1 | 2272814 |

Sterillium® pure

Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Ohne Duft- oder Farbstoffe.
Das erste ECARF-zertifizierte flüssige Hände-Desinfektionsmittel

Produkteigenschaften

- die neuste Generation der propanolischen Hände-Desinfektionsmittel aus dem HARTMANN Konzern
- breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- inaktiviert Noroviren in 15 Sek.
- mit bewährtem Hautpflegekomplex
- pflegt die Haut auch bei täglicher Anwendung
- Ganzjahresprodukt
- schnell wirksam*
- sehr gut hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- erhält den natürlichen pH-Wert der Haut
- ECARF-zertifiziert: das erste nachweislich geprüfte, flüssige allergikerfreundliche Händedesinfektionsmittel für die empfindliche Haut, atopische Haut und Asthmatiker
- dermatologisch getestet
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

Sterillium pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium pure ist farbstoff- und parfümfrei, und eignet sich auch gut für

*Hygienische Händedesinfektion (EN 1500) in 30 Sek.



Anwender mit empfindlicher Haut, atopischer Haut sowie Asthmatiker.

Wirkstoffe pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Klassifizierung

Biozid

Zertifikat/Listung

VAH, ÖGHMP, IHO Desinfektionsmittelliste

Anwendung

Sterillium pure wird unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk soll auf Fingerkuppen und Daumen gerichtet werden. Die Hände müssen während der gesamten Einreibzeit mit Sterillium pure feucht gehalten werden.



| Wirksamkeit | Prüfmethode | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| Bakterien / Pilze | | |
| Hygienische Händedesinfektion | VAH / EN 1500 | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion | VAH / EN 12791 | 1,5 Min. |
| Bakterizidie | EN 13727 | 15 Sek. |
| Levurozidie | EN 13624 | 15 Sek. |
| Tuberkulozidie | EN 14348 | 15 Sek. |
| Mykobakterizidie | EN 14348 | 15 Sek. |
| Viren | | |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / EN 14476 | 30 Sek. |
| Begrenzt viruzid PLUS | EN 14476 | 1 Min. |
| Norovirus | EN 14476 | 15 Sek. |
| Rotavirus | EN 14476 | 15 Sek. |

| Artikel | Art.-Nr. | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR | |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
| Sterillium® pure | 981 533 | Flasche | 100 ml | 45 | – |
| | 981 921 | Flasche | 100 ml | 20 | 5744188 |
| | 981 534 | Flasche | 500 ml | 20 | – |
| | 981 923 | Flasche | 500 ml | 6 | 5744283 |
| | 981 537 | Flasche inkl. Pumpe | 500 ml | 20 | – |
| | 981 922 | Flasche inkl. Pumpe | 500 ml | 6 | 5744231 |
| | 981 535 | Flasche | 1 Liter | 10 | 5743823 |
| | 981 536 | Kanister | 5 Liter | 1 | 5743869 |
| | 981 578 | CleanSafe Flasche mit vormontierter Dosierpumpe | 1 Liter | 10 | 5600822 |

Sterillium® med

Ethanolisches Präparat ohne Farb- und Parfümstoffe mit bewährtem Sterillium Hautpflegekomplex. Viruzid wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion

Produkteigenschaften

- breites Wirkungsspektrum, viruzid innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- Ganzjahresprodukt mit schneller Wirksamkeit*
- hohe Hautverträglichkeit mit bewährtem Hautpflegekomplex
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Besonders geeignet, wenn ein erweitertes Wirkungsspektrum mit kurzen Einwirkzeiten gefordert wird.

Wirkstoffe pro 100 g

Ethanol 85,0 g

*Hygienische Händedesinfektion (EN 1500) in 30 Sek.



Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid

Klassifizierung

Biozid

Zertifikat/Listung

VAH, ÖGHMP, IHO Desinfektionsmittelliste



Anwendung

Sterillium med wird unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk soll auf Fingerkuppen und Daumen gerichtet werden. Die Hände müssen während der gesamten Einreibzeit mit Sterillium med feucht gehalten werden.

| Wirksamkeit | Prüfmethode | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| Bakterien / Pilze | | |
| Hygienische Händedesinfektion | VAH / EN 1500 | 30 Sek. |
| Chirurgische Händedesinfektion | VAH / EN 12791 | 1,5 Min. |
| Bakterizidie | EN 13727 | 15 Sek. |
| Levurozidie | EN 13624 | 15 Sek. |
| Tuberkulozidie | EN 14348 | 15 Sek. |
| Mykobakterizidie | EN 14348 | 15 Sek. |
| Fungizidie | EN 13624 | 30 Sek. |
| Viren | | |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / EN 14476 | 15 Sek. |
| Viruzid | EN 14476 | 15 Sek. |
| Norovirus | EN 14476 | 10 Sek. |

| Artikel | Art.-Nr. | Originalpackung | Versand-Einh. in Pkg. | PHZNR |
|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| Sterillium® med | 981 032 | Flasche | 100 ml | 3836012 |
| | 981 033 | Flasche | 500 ml | 3836029 |
| | 981 316 | Flasche mit integrierter Pumpe | 500 ml | 4094423 |
| | 981 034 | Flasche | 1000 ml | 3836035 |
| | 981 035 | Kanister | 5 Liter | 1 |

Pflichttext auf Seite 47

Mehr Informationen zur Desinfektion und Hygiene finden Sie im Sortimentskatalog Desinfektion und Hygiene.





Pflichtangaben

Pflichttexte für Arzneimittel in Österreich gemäß Arzneimittelgesetz (AMG)

Sterillium: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetronium-etilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 % (E 131), Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann es zu einer leichten Trockenheit oder Reizung der Haut kommen. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Darf nicht bei Früh- und Neugeborenen angewendet werden. Eine Berührung mit den Augen muss vermieden werden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Zur Vermeidung einer Kontamination ist auf das Umfüllen von Sterillium von einem Behältnis in ein anderes möglichst zu verzichten. Ist ein Umfüllen nicht zu vermeiden, muss es unter aseptischen Bedingungen erfolgen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter „Laminar Flow“). Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Präparats ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO₂ löschen. (Stand: 06/2014)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg
Vertrieb: PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., IZ NÖ Süd Straße 3, A-2355 Wiener Neudorf

Allgemeine Geschäftsbedingungen

HARTMANN Österreich

Hier können Sie unsere AGB's herunterladen:
<https://www.hartmann.info/de-at/agb>

Stand Dezember 2022



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

(12/23) 0848037

Desinfektion

Sportsortiment

Wundversorgung und Pflaster

Fieberthermometer

Blutdruck- und andere Messgeräte

