



Wirksam und nachhaltig

Bacillo[®] Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher.



100% plastikfreies Vliestuchmaterial



Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten



organic acid complex – patentierte Formulierung auf Basis organischer Fruchtsäuren



Sehr gute Materialverträglichkeit



Frei von Alkoholen, QAV, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen



Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar*

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



CE 0482

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo[®] Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 20 x 17 cm	981 935	18662925	6
Bacillo[®] Zero Tissues XL	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	19301508	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	-	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wirksamkeiten (hohe Belastung)

Bakterien / Pilze		
Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
Viren		
Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.

** Modifizierter 4-Felder-Test.



Erfahren Sie mehr unter:
<https://plhn.de/bzt>

Mehr als
98,5%
Inhaltsstoffe
organischen Ursprungs