

Peha-haft® color

Kohesiv elastisk latexfri fixeringsbinda i färg

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i sig själv och som är enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning. Färgen gör att Peha-haft color ser fräsch ut längre än en vit binda.



- 1 Peha-haft color har en elasticitet på 100 %
- 2 Ingen ytterligare fixering krävs
- 3 Fungerar för alla typer av fixering

Fördelar:

Bekväm att bära
Ekonomisk
Många användningsområden
Självförslutande
Latexfri



Egenskaper

Peha-haft color har en kräppad struktur och en ytbeläggning som gör att bindan sitter säkert på plats. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande på båda sidor och det räcker att linda bindan ett fåtal varv och avsluta med ett lätt tryck på bindans ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. De få antal lindningsvarv ger en låg materialförbrukning. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna vävstrukturen. Bindan har även en hög absorptionskapacitet på grund av den höga andelen naturliga fibrer. Peha-haft color är både hudvänlig och behaglig att bära.

Material

40% bomull, 31% viskos, 29% polyamid med en speciell latexfri beläggning. Bindan finns i färgerna röd och blå. Peha-haft color kan steriliseras i autoklav. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 20 m

Outsträckt längd: ca 10 m

Elasticitet: 100%

Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband vid huvud och fingrar. Fixerar även polstermaterial och kanyler. Kan fungera som lättare stödbinda. Passar alla användare som är allergiska mot latex. Kontraindikationer: Inga kända.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Färg	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-haft®color	20 m x 6 cm	röd	932 460	1 st	24 Afp
Styckförpackade i ask	20 m x 8 cm	röd	932 461	1 st	24 Afp
	20 m x 10 cm	röd	932 462	1 st	24 Afp
	20 m x 6 cm	blå	932 473	1 st	24 Afp
	20 m x 8 cm	blå	932 474	1 st	24 Afp
	20 m x 10 cm	blå	932 475	1 st	24 Afp