

Peha-micron® latex

Ekstra tynd pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Ekstra tynd pudderfri operationshandske med fremragende taktil følsomhed. Kan bruges til alle typer kirurgi især mikrokirurgi, neuro-kirurgi og plastikkirurgi.



Fordele:

Handskens farve minimerer risiko for lysreflektion


Lav AQL

Ekstra tynd for øget følsomhed

Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Brun
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,18 mm
Tykkelse håndflade	0,17 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	CE-mærket ifølge EU-direktiv 89/686/EEC for PPE Klasse III
Farvekode	Brun
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-micron® latex	5,5	942 570	50 par	4 AFP
	6,0	942 571	50 par	4 AFP
	6,5	942 572	50 par	4 AFP
	7,0	942 573	50 par	4 AFP
	7,5	942 574	50 par	4 AFP
	8,0	942 575	50 par	4 AFP
	8,5	942 576	50 par	4 AFP
	9,0	942 577	50 par	4 AFP