

Peha-neon® latexfri

Pudderfri operationshandske af syntetisk polychloropren

Operationshandske af polychloropren med høj elasticitet og slidstyrke. Kan bruges som dobbelthandske ved f.eks håndtering af knoglecement. Den kan bruges til alle kirurgiske indgreb.



Fordele:

Høj modstandskraft mot knoglecement
Latexfri
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet

Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk polychloropren
Farve	Brun
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,21 mm
Tykkelse håndflade	0,19 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	Fri fra latexprotein
AQL	0,65
PPE	CE-mærket ifølge EU-direktiv 89/686/EEC for PPE Klasse III
Farvekode	Orange
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671

• Anvender man dubbele Peha-neon har man høj modstandskraft mot knoglecement i op til 8 minutter



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-neon® latexfri	5,5	942 544	50 par	4 AFP
	6,0	942 545	50 par	4 AFP
	6,5	942 546	50 par	4 AFP
	7,0	942 547	50 par	4 AFP
	7,5	942 548	50 par	4 AFP
	8,0	942 549	50 par	4 AFP
	8,5	942 550	50 par	4 AFP
	9,0	942 551	50 par	4 AFP