

MoliMed® pants active

Skydd i byxmöbell vid liten inkontinens

MoliMed pants active är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliMed pants active till en diskret och säker lösning för aktiva kvinnor med liten inkontinens.



- 1 Trelagers absorptionsdyna med DryPlus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 3 Hög midjeresår**
Hög midjeresår med stor elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser. Produkten både ser ut och känns som vanliga underbyxor.
- 4 Färgade trådar**
Antalet färgade trådar på byxans framsida visar produktens storlek. Färgen visar dess absorptionsnivå.
- 5 Avfallspåse**
Avfallspåsar följer med produktförpackningen, vilket gör hanteringen och användningen diskret och hygienisk.



Fördelar:

Lika enkel att använda som
vanliga underbyxor
Mjukt och andningsbart material
Säker och diskret

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt klass I, osteril och är
CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC..

Sortiment		Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Medium	2 blå trådar	168 661	75-100 cm	49 gr	847 ml	4x12 st
Large	3 blå trådar	168 662	100-125 cm	56 gr	874 ml	4x10 st