

Peha-taft® classic latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med microtexturerad yta för optimalt grepp. Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är lämplig vid hantering av cytostatika och kemikalier.



Fördelar:

Ekonomisk
Hög elastik och slitstyrka
Hög användarkomfort
Indikatorsystem

Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige/vit transparent
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,22 mm
Tjocklek handflata	0,20 mm
Tjocklek krage	0,18 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	CE-märkt enligt EU-direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
Färgkod	Ljusblå
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671

• Peha-taft classic latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-taft® classic latex	5,5	942 644	50 par	4 AFP
	6,0	942 645	50 par	4 AFP
	6,5	942 646	50 par	4 AFP
	7,0	942 647	50 par	4 AFP
	7,5	942 648	50 par	4 AFP
	8,0	942 649	50 par	4 AFP
	8,5	942 650	50 par	4 AFP
	9,0	942 651	50 par	4 AFP