

Foliodrape® Protect Plus


Universal slitslakanset II

Används för steril drapering vid olika typer inom ortopedisk, kärl- och ryggkirurgi.



Fördelar:


Högabsorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp




140 x 190 cm




80 x 145 cm



260 x 200 cm



170 x 250 cm



150 x 200 cm



33 x 33 cm

 reinforced 

Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
1 st Slitslakan, förstärkt & häftande 260 x 200 cm, slits 15 x 95 cm
1 st Operationslakan, förstärkt & häftande 170 x 250 cm
1 st Operationslakan 150 x 200 cm
4 st Torkdukar 33 x 33 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Universal slitslakanset II	938 739	4 st	1 AFP