

Peha-micron® latex

Extra tunn puderfri operationshandske av naturgummilatex

Extra tunn puderfri operationshandske med utmärkt taktil känslighet.
Lämplig för alla typer av kirurgi, speciellt mikrokirurgi, neurokirurgi och
plastikkirurgi.



Fördelar:

Extra tunn för ökad fingertoppskänsla


Hög elasticitet och slitstyrka

Hög användarkomfort

Lämplig för ögon- och plastikkirurgi

Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Brun/beige
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	CE-märkt enligt EU-direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
Färgkod	Brun
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-micron® latex	5,5	942 570	50 par	4 AFP
	6,0	942 571	50 par	4 AFP
	6,5	942 572	50 par	4 AFP
	7,0	942 573	50 par	4 AFP
	7,5	942 574	50 par	4 AFP
	8,0	942 575	50 par	4 AFP
	8,5	942 576	50 par	4 AFP
	9,0	942 577	50 par	4 AFP