

Peha-neon® latexfri

Puderfri operationshandske av syntetisk polykloropren

Operationshandske av polykloropren med hög elasticitet och slitstyrka.
Kan användas som dubbelhandske vid hantering av bencement.
Passar alla typer av kirurgi, i synnerhet inom ortopedi.



Fördelar:

Hög användarkomfort
Hög elasticitet och slitstyrka
Passar personer med latexallergi
Hög motståndskraft mot bencement

Produktbeskrivning

Material	Syntetisk polykloropren
Färg	Brun
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,21 mm
Tjocklek handflata	0,19 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	Fri från latexprotein
AQL	0,65
PPE	CE-märkt enligt EU-direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
Färgkod	Orange
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671

- Använder man dubbla Peha-neon handskar har man en hög motståndskraft i upp till 8 minuter mot bencement.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-neon® latexfri	5,5	942 544	50 par	4 AFP
	6,0	942 545	50 par	4 AFP
	6,5	942 546	50 par	4 AFP
	7,0	942 547	50 par	4 AFP
	7,5	942 548	50 par	4 AFP
	8,0	942 549	50 par	4 AFP
	8,5	942 550	50 par	4 AFP
	9,0	942 551	50 par	4 AFP