

MoliMed® pants active

Buksebleie for liten inkontinens

MoliMed pants active er en absorberende inkontinensbeskyttelse med bukse og beskyttelse i ett. Buksen brukes som vanlig undertøy og er enkel å ta på og av. Kombinasjonen av bukse og beskyttelse gjør MoliMed pants active til en diskret og sikker løsning for aktive kvinner med liten inkontinens.



- 1 Trelags absorpsjonskjerne med DryPlus sikt**
Tre lags absorpsjonsoverflate gir beskyttelsen ekstra stabilitet. Dry Plus området leder væsken raskt inn i absorpsjonskjernen og beskytter mot fuktighet.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbentene absorberer væsken raskt og forhindrer uønsket lukt.
- 3 Høy midje**
Høy midje med stor elastikk gjør at beskyttelsen sitter godt og former seg etter kroppens former og bevegelser. Produktet både ser og føles som vanlig undertøy.
- 4 Fargede sømmer**
Antallet fargede sømmer på buksens fremside, viser produktets størrelse. Fargen viser dens absorpsjonsnivå.
- 5 Avfallspose**
Avfallspose følger med produktforpakningen, noe som gjør håndteringen og bruken diskret og hygienisk.



Fordeler:

Like enkelt som å bruke vanlig undertøy
Mykt og pustende material
Sikker og diskret

Material:

Absorpsjonskjerne: Cellulose og superabsorbenter

Barrierelag: Polyeten

Utside: Polypropen non-woven

Strikk: Lycra

Produktet er klassifisert som medisinsk produkt klasse 1, usteril og er CE-merket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment		Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
Medium	2 blå tråder	168 661	75-100 cm	49 gr	847 ml	4x12 stk
Large	3 blå tråder	168 662	100-125 cm	56 gr	874 ml	4x10 stk