

HARTMANN



Foliodrape®

Einwegprodukte für mehr Effizienz
und Sicherheit im OP

Sortimentserweiterung:

- Foliodrape® OP-Tisch Patientenunterlage
- Foliodrape® Patiententransfertuch




Foliodrape® OP-Tisch Patientenunterlage

Verkürzung der Wechselzeiten und mehr Sicherheit im OP

Die Vorteile auf einen Blick:*


- Einfache und schnelle Anwendung
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Einfaches Entsorgen nach Gebrauch
- Senkt das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Hautfreundliches Material



Leistungsfähiges und hautfreundliches Material


Flüssigkeiten werden durch Oberfläche und Saugkörper aus Vliesstoff absorbiert, Größe des Saugkörpers 220 x 50 cm

Undurchlässige PE-Schicht auf der Unterseite senkt das Risiko von Kreuzkontaminationen



• Geringe Partikelfreisetzung und Standardleistung gemäß EN 13795-1

• 3-lagiges Material mit hoher Reißfestigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen

	Produkt	Artikelnummer	Produktgröße	Stück/PE-Beutel	PE-Beutel/OK	GTIN OK
	Foliodrape® OP-Tisch Patientenunterlage, unsteril	936 6750	220 x 100 cm	40	1	4052199582238



Jede Minute zählt und immer mehr Eingriffe sind mit begrenzten Personalressourcen durchzuführen. Sei es die Vorbereitung einer Operation, ihre Durchführung, das Umlagern von Patienten oder das Reinigen des OPs nach erfolgten Eingriffen. Deshalb erweitern wir unser Foliodrape® Sortiment um Sie noch mehr in Ihrem OP-Alltag zu unterstützen.

Foliodrape® Patiententransfertuch

Das praktische Einwegprodukt zum Heben und Umlagern von Patienten

Die Vorteile auf einen Blick:*

- Einsetzbar bis zu einem Körpergewicht des Patienten von 150 kg
- Erleichtert das Heben auf bzw. vom OP-Tisch
- Ermöglicht einfaches Umlagern des Patienten während der Operation
- Angenehmes Material
- Einfaches Entsorgen nach der Verwendung





Abb. zeigt das Foliodrape® Patiententransfertuch auf der Foliodrape® OP-Tisch Patientenunterlage liegend


Einlagiger, reißfester Vliesstoff

Größe optimiert für das Halten und Heben eines Patienten



• Geringe Partikelfreisetzung nach EN 13795-1

• Für einen Patienten mit einem Körpergewicht bis zu 150 kg verwendbar

Produkt	Artikelnummer	Produktgröße	Stück/PE-Beutel	PE-Beutel/OK	GTIN OK
 Foliodrape® Patiententransfertuch, unsteril	936 6800	100 x 145 cm	30	1	4052199582269

* Quellen: Online-Befragung OP-Tisch Patientenunterlage und Patiententransfertuch mit 55 Teilnehmern aus 13 Ländern, September-Oktober 2021; EN 13795-1 Testbericht, interner Labortestbericht, klinischer Evaluierungsbericht November 2021



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

www.hartmann.de

(03/22) 086 355/4