

HARTMANN



Wundbehandlung

Sortimentskatalog



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen





Von Wundbehandlung verstehen wir eine ganze Menge.

Für die Wundbehandlung ist es von großer Bedeutung, dass die Haut wie kaum ein anderes Organ in der Lage ist, sich zu regenerieren und aus eigener Kraft zu heilen.



INHALT

Services für langfristigen Erfolg	4	Tupfer und Tamponaden	31
Hydroaktive/Interaktive Wundauflagen	7	Pagasling®	31
HydroClean®	7	Pur-Zellin®	32
Sorbalgon® Classic	8	Soft-Zellin-C®	33
Atrauman® Ag	9	HARTMANN Tamponadebinden	33
PermaFoam® classic	10	Mull und Zellstoff	35
HydroTac®	11	HARTMANN Verbandmull	35
Hydrocoll®	12	Pehazell® Clean	35
HydroTac® transparent	13	Wundpflaster und -verbände	37
RespoSorb® Super	14	DermaPlast® Professional	37
RespoSorb® Silicone und	15	Cosmopor® steril	38
RespoSorb® Silicone Border	15	Cosmopor® advance	39
Wundspüllösung	17	Cosmopor® I.V.	40
HydroClean® Solution	17	Cosmopor® I.V. transparent	41
Wundkontaktschichten	19	Hydrofilm®	42
Grassolind®	19	Hydrofilm® plus	43
Atrauman®	20	Fixierbinden und -verbände	45
Atrauman® Silicone	21	Peha-haft®	45
Mull- und Vliesstoffkompressen	23	Peha®-Mullbinden	46
ES-Kompressen	23	Peha-fix®	47
Peha® Schlitzkompressen	25	Stülpa®	48
Medicomp®	26	Stülpa-fix®	49
Kombinierte Saugkompressen	29	Coverflex® fast	50
Zetuvit®	29	Coverflex® grip	51
Eycopad®	30	Fixierpflaster und -vliese	53
		Omnifix® elastic	55
		Omnistrip®	56

Das gesamte HARTMANN-Sortiment finden Sie online: at.catalog.hartmann.info

Services für langfristigen Erfolg.

Für uns ist ganzheitliche Unterstützung kein wunder Punkt.

Vielfältige Qualitätsprodukte

Unser qualitativ hochwertiges Sortiment ist vielfältig: Von der Kompressionsbehandlung, akuter und chronischer Wundversorgung bis hin zur Fixierung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand.

Klassische Wundauflagen wie Mull- und Vlieskompressen, unterschiedliche Saug- und Salbenkompressen, interaktive Wundauflagen, sowie die schützende Fixierung können Sie aus unserem breiten Sortiment kombinieren und für Ihre Therapie integrieren. Neue, innovative Therapieformen ergänzen laufend die Produktpalette.



Hydro-/Interaktive
Wundauflagen

Wundspülösung

Wundkontakt-
schichten

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Kombinierte
Saugkompressen

Tupfer und
Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster
und -verbände

Fixierbinden
und -verbände

Fixierpflaster
und -vliese



Professionelle Beratung

Nutzen Sie die kompetente Beratung und persönliche Betreuung durch unsere Außendienstmitarbeiter und unser Fachberatungsteam, sowie durch unsere Mitarbeiter in der Zentrale in Wiener Neudorf.



Aktuelle Fachinformationen

Ein breit gefächertes Angebot von kostenlosen Online- und Printmedien zur modernen Wundbehandlung auf aktuellem medizinischen und pflegerischen Stand steht Ihnen zur Verfügung:

- Zeitschrift WundForum – online oder als Printausgabe, 4x jährlich
- Schulungsvideos
- Behandlungsempfehlungen
- Patientenbroschüren



Praxisnahe Wissensvermittlung

Langjährige Erfahrungswerte, hilfreiche Tipps aus der Praxis und Schulungen zur professionellen und effizienten Anwendung der Wundauflagen unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit und helfen, Zeit zu sparen:

- **Bed-side teachings**
Schulung mit Experten direkt am Krankenbett
- **inhouse Schulungen**
durch unsere Fachberater
- **E-Learning**
- **Fortbildungsseminare**
in Kooperation mit externen Referenten, im Seminarraum oder auch im Online-Format



HARTMANN
Akademie 



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



HydroClean®

Das Wundkissen mit dem automatischen Saug-Spül-Mechanismus



HydroClean sind für die Nasstherapie von trockenen, leicht und mäßig nässenden Wunden, besonders von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz, indiziert. Das Produkt eignet sich besonders zur Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase. HydroClean kann auch zur Behandlung von infizierten Wunden angewendet werden.



Produkteigenschaften

HydroClean ist eine hydroaktive Wundauflage, die als zentralen Bestandteil eine in Zellulose- und Zellstoffasern eingebettetes superabsorbierendes Polyacrylat (SAP) enthält, das mit Ringerlösung aktiviert ist. Die Wundkontaktschicht besteht aus einem Polypropylengestrick, auf das Silikonstreifen aufgetragen wurden, die einem Verkleben mit der Wunde zusätzlich entgegenwirken. Auf der wundabgewandten Seite verhindert eine wasserundurchlässige Polypropylenfolie zusammen mit einem darüber liegenden hydrophoben Polypropylen-Vliesstoff ein frühzeitiges Austrocknen des Wundkissens. Gleichzeitig wird ein Durchfeuchten des Verbandes durch die Folie weitgehend verhindert. HydroClean gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab. Da die Wundauflage gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein. Das im HydroClean verwendete SAP inaktiviert wundheilungsstörende Matrix-Metallo-Proteasen (MMP).

HydroClean mini ist speziell für die Therapie kleiner und tiefer Wunden geeignet.

HydroClean cavity zum Eintamponieren in tiefe Wunden.

HydroClean, HydroClean mini und HydroClean cavity dürfen nicht zugeschnitten werden!

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
HydroClean®; steril; einzeln eingeschiegelt	609 220	Ø 4 cm	10 Stück	6	5310656
	609 224	Ø 5,5 cm	10 Stück	6	5310662
	609 222	oval 4 x 8 cm	10 Stück	6	5310679
	609 226	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	6	5310685
	609 228	10 x 10 cm	10 Stück	6	5310691
	609 230	oval 8 x 14 cm	10 Stück	6	5310716
	609 232	10 x 17 cm	10 Stück	6	5310722
HydroClean® cavity; steril, einzeln eingeschiegelt	609 002	Ø 4 cm	10 Stück	6	5310745
	609 006	Ø 5,5 cm	10 Stück	6	5310627
	609 004	oval 4 x 8 cm	10 Stück	6	5310633
	609 008	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	6	5310751
	609 012	10 x 10 cm	10 Stück	6	5310610
HydroClean® mini; steril, einzeln eingeschiegelt	609 001	Ø 3 cm	10 Stück	6	5310739



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Sorbalgon® Classic

Die Kalziumalginat-Kompresse mit der ausgezeichneten Tamponierbarkeit



Sorbalgon Classic ist für mäßig bis stark sezernierenden oberflächlichen und tiefen Wunden, sowie für Wundhöhlen geeignet; Sorbalgon Classic unterstützt ebenfalls beim Stoppen von Blutungen.

Produkteigenschaften

Sorbalgon Classic besteht aus Naturfasern (Kalziumalginat), die aus Meerestalg stammen. Das Alginat absorbiert Wundsekrete und bildet eine gelartige Abdeckung der Wunde, die ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält und dabei unterstützt, eine Blutung zu stoppen – dies führt zu einer Beschleunigung des Heilungsprozesses. Die gelartige Oberfläche verhindert außerdem, dass die Kompresse mit der Wunde verklebt, sodass sie schmerzarm wieder entfernt werden kann.

Die Tamponadestreifen Sorbalgon T Classic sind für das Tamponieren von Wundhöhlen geeignet.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Sorbalgon® Classic; steril, einzeln eingeschiegelt	999 011	5 x 5 cm	10 Stück	28	1118034
	999 013	10 x 10 cm	10 Stück	18	1118040
	999 014	10 x 20 cm	5 Stück	12	2665353
Sorbalgon® T Classic, Tamponadestreifen; steril, einzeln eingeschiegelt	999 017	30 cm (2 g)	5 Stück	15	2221308



Atrauman® Ag


Die silberhaltige Salbenkomresse unterstützt die ungestörte Wundheilung



Atrauman Ag eignet sich für die Behandlung von chronischen Wunden wie Ulcus cruris, diabetischem Beinulkus und Dekubitus. Das Produkt dient außerdem zur Behandlung akuter Verbrennungen bis Grad 2. Atrauman Ag kann mit allen absorbierenden Sekundärverbänden kombiniert werden.

Produkteigenschaften

Atrauman Ag ist eine silberhaltige Salbenkomresse aus hydrophobem Gittertüll aus Polyamid, dessen Fasern mit elementarem Silber ummantelt sind. Imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse (auf Triglyzerid-Basis) besonders weich. Das weiche, dünne Trägermaterial ist gut drapierfähig und stellt einen engen Kontakt mit dem Wundgrund sicher. Die Oberfläche des Materials und die Imprägnierung wirken einem Verkleben mit der Wunde entgegen, sodass ein atraumatischer Verbandwechsel möglich ist.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Atrauman® Ag; steril, einzeln eingeschiegelt	499 571	5 x 5 cm	10 Stück	12	2991822
	499 573	10 x 10 cm	10 Stück	12	2991845
	499 575	10 x 20 cm	10 Stück	6	2991868



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese




PermaFoam® classic

Der hydrophile Schaumverband mit besonderer Porenstruktur



PermaFoam classic und PermaFoam classic Border sind für akute und chronische Wunden mit mittlerem bis starkem Wundexsudat indiziert, wie z. B. venöse Ulzera, Dekubitusgeschwüre II-IV, diabetische Fußgeschwüre, Spalthautentnahmestellen, Schürfwunden und Inzisionen.



Produkteigenschaften

PermaFoam classic ist ein Schaumstoffverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur und einer wasserdampfdurchlässigen Deckschicht aus Polyurethan. PermaFoam Classic und PermaFoam Classic Border nehmen wirksam Wundexsudat auf und sorgen für ein feuchtes Wundmilieu. Keime und Zelltrümmer werden sicher gebunden, auch unter Kompression.

PermaFoam classic Border hat einen umlaufenden Kleberand, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.

PermaFoam classic Tracheostomy eignet sich für die Versorgung von Eintrittsstellen von Tracheostomiekanülen und Sondenapplikationen.

PermaFoam classic Concave eignet sich durch den speziellen Zuschnitt zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellbogen.

PermaFoam classic Sacral eignet sich durch den speziellen Zuschnitt für den Sakralbereich.

Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
PermaFoam® classic; steril, einzeln eingeschiegelt	882 004	Ø 6 cm	10 Stück	24	5306815
	882 000	10 x 10 cm	10 Stück	6	5306821
	882 002	10 x 20 cm	10 Stück	6	5306838
	882 001	15 x 15 cm	10 Stück	6	5306844
	882 003	20 x 20 cm	10 Stück	6	5306850
PermaFoam® classic Border; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand; einzeln eingeschiegelt	882 006	10 x 10 cm (5 x 5 cm)	10 Stück	6	5306867
	882 007	15 x 15 cm (10 x 10 cm)	10 Stück	6	5306873
	882 008	30 x 10 cm (24 x 5 cm)	10 Stück	6	5306904
PermaFoam® classic sacral; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	882 011	18 x 18 cm (11 x 9,5 cm)	10 Stück	6	5306910
	882 012	22,5 x 22,5 cm (13,5 x 11,5 cm)	10 Stück	10	5306927
PermaFoam® classic concave; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	882 009	16,5 x 18 cm (10,5 x 12 cm)	10 Stück	6	5306896
PermaFoam® classic tracheostomy; steril, einzeln eingeschiegelt	882 005	8 x 8 cm	10 Stück	24	5306933

HydroTac®

Der hydrophile Schaumstoffverband, der trockene Wunden feucht und feuchte Wunden trocken hält



HydroTac eignet sich besonders zur Wundbehandlung von gering bis mäßig exsudierenden Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase.

Produkteigenschaften

HydroTac ist ein Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie. Der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen. Bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung des feuchten Wundmilieus. Die Wundaufgabe ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden.

HydroTac Comfort hat einen umlaufenden Kleberand, beschichtet mit einem Polyacrylat-Kleber.

HydroTac sacral eignet sich durch den speziellen Zuschnitt für den Sakralbereich.

HydroTac concave eignet sich für die Behandlungen an Ferse, Knie und Ellbogen.

HydroTac Border Multisite passt sich durch das spezielle Design des Kleberandes optimal an die Körperkonturen an.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
HydroTac®; steril, einzeln eingeschiegelt	685 849	Ø 6 cm	10 Stück	4	4034444
	685 832	10 x 10 cm	10 Stück	4	4034467
	685 837	12,5 x 12,5 cm	10 Stück	6	4133956
	685 839	15 x 15 cm	3 Stück	12	4133979
	685 833	10 x 20 cm	3 Stück	12	4034473
	685 843	15 x 20 cm	10 Stück	4	4133985
	685 844	20 x 20 cm	3 Stück	6	4034496
HydroTac® Comfort; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	685 810	8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)	10 Stück	6	4034504
	685 811	6,5 x 10 cm (2,5 x 6 cm)	10 Stück	6	4134016
	685 815	12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5 cm)	10 Stück	6	4034527
	685 807	8 x 15 cm (3 x 10 cm)	10 Stück	6	5310490
	685 813	10 x 20 cm (5 x 14 cm)	10 Stück	6	4134039
	685 830	10 x 30 cm (5 x 25 cm)	10 Stück	6	5310484
	685 817	15 x 15 cm (10 x 10 cm)	3 Stück	12	4134045
	685 821	15 x 20 cm (9 x 14 cm)	10 Stück	6	4134051
	685 822	20 x 20 cm (14 x 14 cm)	3 Stück	12	4034556
HydroTac® Border Multisite; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	685 823	Ø 11,5 cm (Ø 6 cm)	10 Stück	12	5310509
	685 829	oval 13 x 16 cm (oval 8 x 11 cm)	10 Stück	6	5310515
HydroTac® sacral; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	685 826	18 x 18 cm (13 x 10,6 cm)	3 Stück	6	4134068
	685 827	18 x 18 cm (13 x 10,6 cm)	10 Stück	6	4134074
	685 828	22 x 22 cm (16 x 13,6 cm)	3 Stück	6	4134080
HydroTac® concave; steril, einzeln eingeschiegelt	685 825	18 x 18,5 cm	10 Stück	6	4134105



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundpflösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Hydrocoll®

Der schnell saugende Hydrokolloid-Verband



Hydrocoll eignet sich zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau.

Produkteigenschaften

Hydrocoll ist ein saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semi-permeabler, keimdichter Deckschicht. Er bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu. Er ist ohne Wundirritation zu entfernen und in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Hydrocoll sacral ist durch den speziellen Zuschnitt zur Behandlung im Sakralbereich geeignet.

Hydrocoll concave ist durch den speziellen Zuschnitt zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellbogen geeignet.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Hydrocoll®; steril, einzeln eingeseigelt	900 740	5 x 5 cm	10 Stück	20	2665399
	900 742	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	20	2665407
	900 744	10 x 10 cm	10 Stück	20	1526230
	900 748	15 x 15 cm	5 Stück	16	1526247
	900 749	20 x 20 cm	5 Stück	16	2032116
Hydrocoll® thin; steril, einzeln eingeseigelt	900 757	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	20	2665413
	900 758	10 x 10 cm	10 Stück	20	2219412
	900 760	15 x 15 cm	5 Stück	16	2219429
Hydrocoll® sacral; steril, einzeln eingeseigelt	900 755	12 x 18 cm	5 Stück	16	2640867
Hydrocoll® concave; steril, einzeln eingeseigelt	900 756	8 x 12 cm	10 Stück	20	2625402



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

HydroTac® transparent

Der transparente, hydrozelluläre Gel-Verband




HydroTac transparent ist ein transparenter Hydrogel-Verband und geeignet für die Behandlung trockener oder leicht exsudierender Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase.

Produkteigenschaften

Die Hydro-Gel-Schicht von HydroTac transparent gibt Feuchtigkeit ab und kann eine begrenzte Menge Exsudat aufnehmen; die semi-permeable, wasserdampfdurchlässige Deckschicht verhindert das Eindringen von Keimen. Aufgrund seines hohen Wassergehalts von etwa 60 % schafft es ein ausgewogenes feuchtes Wundmilieu und fördert so die Wundheilung. HydroTac transparent ermöglicht einen atraumatischen Verbandswechsel; Dank der Transparenz lässt sich die Wunde jederzeit kontrollieren, ohne den Verband zu entfernen.

HydroTac transparent comfort ist mit einem umlaufenden, hautfreundlichen Kleberand versehen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
HydroTac® transparent; steril, einzeln eingeschiegelt	685 905	5 x 7,5 cm	10 Stück	12	5310521
	685 906	10 x 10 cm	10 Stück	12	5310538
	685 907	10 x 20 cm	10 Stück	6	5310544
	685 908	20 x 20 cm	10 Stück	3	5310550
HydroTac® transparent comfort; steril, mit umlaufendem, hypoallergenem Kleberand, einzeln eingeschiegelt	685 928	6,5 x 10 cm (2,5 x 6 cm)	10 Stück	8	5310567
	685 925	8 x 8 cm (4 x 4 cm)	10 Stück	8	5310596
	685 926	12,5 x 12,5 cm (8 x 8 cm)	10 Stück	4	5310573
	685 927	10 x 20 cm (5,5 x 15,5 cm)	10 Stück	4	5310604



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

RespoSorb® Super

Die Saugkomresse mit Superabsorber und besonders hoher Aufnahmekapazität



RespoSorb Super eignet sich zur Behandlung von stark sezernierenden Wunden in allen medizinischen Bereichen.

Produkteigenschaften

RespoSorb Super ist eine besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkomresse mit einem speziell entwickelten Saugkern aus weichen Zellstoff-Flocken, die mit flüssigkeitsspeicherndem Superabsorber vermischt und in einen flüssigkeitsverteilenden Vliesstoff eingehüllt sind. Auf der wundabgewandten Seite (grün) ist RespoSorb Super zum Schutz gegen Kontamination mit einem wasserabweisenden, aber dennoch luftdurchlässigen Spezialvlies versehen. Die Saugkomresse ist weich und luftdurchlässig, schmiegt sich leicht an die Körperkonturen an und hat eine hohe Polsterwirkung. RespoSorb Super wird entsprechend der Wundgröße ausgewählt, so dass der Verband die Wundränder um min. 1-2 cm überdeckt – die Wundauflage darf nicht zugeschnitten werden!



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
RespoSorb® Super; steril, einzeln eingeseigelt	685 020	10 x 10 cm	10 Stück	6	4600441
	685 021	10 x 20 cm	10 Stück	6	4600458
	685 022	15 x 20 cm	10 Stück	6	4600464
	685 023	20 x 25 cm	10 Stück	6	4600470
	685 024	20 x 40 cm	10 Stück	5	4600487



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

RespoSorb® Silicone und RespoSorb® Silicone Border

Die superabsorbierende Saugkomresse mit dem zusätzlichen atraumatischen Effekt



RespoSorb Silicone und RespoSorb Silicone Border eignen sich für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden akuten Wunden (traumatische Wunden, Verbrennungen, postoperative Wunden) und chronischen Wunden (Ulzera, Dekubitus, Tumorzellen, diabetischer Fuß).

Produkteigenschaften

RespoSorb Silicone und RespoSorb Silicone Border bestehen genauso wie RespoSorb Super aus Zellulose und superabsorbierenden Partikel (SAP), die Wundexsudat aufnehmen und binden. Auf der Wundseite (weiß) sind RespoSorb Silicone und RespoSorb Silicone Border mit einem feinmaschigen Silikonnetz bedeckt, das ein einfaches Anlegen des Verbands ermöglicht und das Anhaften an der Wunde verhindert. Der Verbandsträger besteht aus einem grünen, hydrophoben Polypropylenvlies, das luftdurchlässig ist und den Gasaustausch ermöglicht. RespoSorb Silicone Border ist zusätzlich mit einem Silicone-Hafrand versehen – es ist keine weitere Fixierung notwendig. RespoSorb Silicone und RespoSorb Silicone Border dürfen nicht zugeschnitten werden.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
RespoSorb® Silicone; steril, einzeln eingeschiegelt	685 040	8 x 8 cm	10 Stück	12	5340864
	685 041	12,5 x 12,5 cm	10 Stück	6	5340870
	685 042	10 x 20 cm	10 Stück	6	5340887
	685 043	20 x 20 cm	10 Stück	6	5340893
	685 044	20 x 25 cm	10 Stück	6	5340901
RespoSorb® Silicone Border; steril, einzeln eingeschiegelt	685 140	10 x 10 cm (5 x 5 cm)	10 Stück	12	5340918
	685 150	12,5 x 12,5 cm (7 x 7 cm)	10 Stück	6	5340924
	685 160	17,5 x 17,5 cm (11,5 x 11,5 cm)	10 Stück	6	5340930
	685 170	15 x 25 cm (9 x 19 cm)	10 Stück	6	5340947
	685 180	20 x 25 cm (14 x 19 cm)	10 Stück	6	5340953



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspüllösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



HydroClean® Solution

Die antiseptische Wundspüllösung



HydroClean Solution ist eine Wundspüllösung zur antiseptischen Spülung, Reinigung, Befeuchtung und Pflege von akuten, chronischen und infizierten Wunden sowie von Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Produkteigenschaften

HydroClean Solution reinigt die Wunde und Wundumgebung mechanisch. Tenside in der Lösung ermöglichen die bequeme und schmerzlose Reinigung, wie vor der Wundversorgung erforderlich, indem die Oberflächenspannung reduziert wird. HydroClean Solution ist dermatologisch getestet – die Kombination von Wasser Poloxamer und Polyhexanid (PHMB) ermöglicht eine effiziente Wundreinigung und ist hochwirksam gegen multiresistente Erreger (MRSA, VRE) und mykotische Pathogene (*C. albicans*).

Aufgrund der hohen Biokompatibilität, kann HydroClean Solution gefahrlos über einen langen Zeitraum angewendet werden und ist auch bei Allergie- und Diabetes-Patienten gut verträglich.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
HydroClean® Solution; Spüllösung in der Flasche	531 999	350 ml	1 Stück	6	5446479

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-
schichtenMull- und Vlies-
stoffkompressenKombinierte
SaugkompressenTupfer und
Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster
und -verbändeFixierbinden
und -verbändeFixierpflaster
und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



Grassolind®


Die Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe



Grassolind ist geeignet zur Wundbehandlung und zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, insbesondere für sezernierende, oberflächliche Wunden wie großflächige Schürf- oder Risswunden, sowie Verbrennungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nadelextraktionen, Phimoseoperationen, etc., zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren von Spalthauttransplantaten.

Produkteigenschaften

Grassolind ist eine wirkstofffreie Salbenkomresse aus weitmaschigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer wasserfreien Salbenmasse (weißes Vaseline, Diglycerinester und mikrokristallines Kohlenwasserstoffwachs).



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Grassolind®; steril, einzeln eingesiegelt	499 310	5 x 5 cm	10 Stück	40	2368193
	499 350	5 x 5 cm	50 Stück	12	2368201
	499 313	7,5 x 10 cm	10 Stück	20	1088899
	499 353	7,5 x 10 cm	50 Stück	6	1752529
	499 314	10 x 10 cm	10 Stück	20	1520233
	499 336	10 x 20 cm	30 Stück	5	1232646



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Atrauman®

Die Salbenkomresse mit dem hydrophoben Polyestertüll



Atrauman wird zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden verwendet. Als nicht verklebende Wundkontaktschicht ist der Verband besonders geeignet, um ein Verkleben des Sekundärverbands mit dem Wundbett zu vermeiden; außerdem sorgt er dafür, dass die Wundränder und die Umgebungshaut geschmeidig bleiben.

Produkteigenschaften

Die wirkstofffreie Salbenkomresse besteht aus einem hydrophobem Polyestertüll, imprägniert mit einer wirkstofffreien Salbenmasse auf Triglycerid-Basis (Neutralfette).



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Atrauman®, steril, einzeln eingeseigelt	499 510	5 x 5 cm	10 Stück	40	1520061
	499 550	5 x 5 cm	50 Stück	16	1708876
	499 513	7,5 x 10 cm	10 Stück	20	1520084
	499 553	7,5 x 10 cm	50 Stück	8	1708882
	499 536	10 x 20 cm	30 Stück	5	1520115



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Atrauman® Silicone

Schutz für empfindliche Strukturen



Atrauman Silicone ist eine Wundkontaktschicht, die bei Behandlungen von oberflächlichen akuten und chronischen, leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden aller Art eingesetzt wird. Atrauman Silicone wird als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und auf Stellen mit empfindlicher Haut eingesetzt.

Produkteigenschaften

Atrauman Silicone besteht aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikongel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist. Diese Wundkontaktschicht dient der atraumatischen Wundbehandlung und ist dünn, weich, zuschneidbar und drapierfähig. Durch die offene Netzstruktur ist es durchlässig für Exsudat. Sie haftet sanft und sicher auf trockenen, nicht aber auf feuchten Oberflächen. Somit wirkt sie einem Verkleben mit der Wunde entgegen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Atrauman® Silicone; steril, einzeln eingeschiegelt	499 568	5 x 7 cm	10 Stück	10	4522095
	499 562	7,5 x 10 cm	10 Stück	4	4522103
	499 564	10 x 20 cm	10 Stück	8	4522126
	466 565	20 x 30 cm	5 Stück	4	4302301



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



ES-Kompressen – steril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten



ES-Kompressen werden bei der allgemeinen Wundversorgung verwendet, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, aber auch als Tupfer und Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.

Produkteigenschaften

ES-Kompressen werden aus 100 % Verbandmull nach EN 14079, mit eingeschlagenen Schnittkanten gefertigt – sie überzeugen mit einer guten Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR	
ES-Kompresse; steril eingeschelt; 8fach, je 2 Stück in der Peelpackung	401 621	5 x 5 cm	5 x 2 Stück	360	1113462	
	401 623	7,5 x 7,5 cm	5 x 2 Stück	240	0892470	
	401 625	10 x 10 cm	5 x 2 Stück	160	1152864	
	401 645	10 x 20 cm	5 x 2 Stück	100	1152870	
	205 012	10 x 20 cm	25 x 2 Stück	15	1152887	
	401 721	5 x 5 cm	25 x 2 Stück	60	1152841	
	401 723	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	36	1152858	
	401 725	10 x 10 cm	25 x 2 Stück	24	0776031	
	401 900	5 x 5 cm	50 x 2 Stück	32	5662438	
	401 901	7,5 x 7,5 cm	50 x 2 Stück	20	5662444	
	401 902	10 x 10 cm	50 x 2 Stück	12	5662450	
	ES-Kompresse; steril eingeschelt; 12fach, 1 Stück in der Peelpackung	401 515	10 x 10 cm	50 x 1 Stück	12	2790928
	ES-Kompresse; steril eingeschelt; 12fach, je 2 Stück in der Peelpackung	401 731	5 x 5 cm	25 x 2 Stück	40	2790934
401 733		7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	24	2790940	
205 011		10 x 10 cm	25 x 2 Stück	16	2790957	
ES-Kompresse; steril eingeschelt; 12fach, 5 Stück in der Peelpackung	205 010	10 x 10 cm	10 x 5 Stück	12	1152893	
ES-Kompresse; steril eingeschelt; 16fach, je 2 Stück in der Peelpackung	401 802	5 x 5 cm	40 x 2 Stück	15	3062591	
	401 805	7,5 x 7,5 cm	40 x 2 Stück	15	3062616	
	401 820	18 x 8 cm	40 x 2 Stück	10	3062639	
	401 799	10 x 10 cm	40 x 2 Stück	10	3062645	
	401 815	10 x 12,5 cm	40 x 2 Stück	10	3062651	
ES-Kompresse; steril eingeschelt; 16fach, je 5 Stück in der Peelpackung	401 801	5 x 5 cm	20 x 5 Stück	15	3062668	
	205 013	7,5 x 7,5 cm	20 x 5 Stück	15	3062674	
	401 807	9 x 7,5 cm	20 x 5 Stück	10	3062680	
	401 819	18 x 8 cm	20 x 5 Stück	10	3062697	
	401 809	10 x 10 cm	20 x 5 Stück	10	3062705	
ES-Kompresse; steril eingeschelt; 16fach, je 10 Stück in der Peelpackung	401 800	5 x 5 cm	10 x 10 Stück	15	3062728	
	401 803	7,5 x 7,5 cm	10 x 10 Stück	15	3062734	
	401 818	18 x 8 cm	10 x 10 Stück	10	3062757	
	401 798	10 x 10 cm	10 x 10 Stück	12	3062763	



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

ES-Kompressen – unsteril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
ES-Kompressen; unsteril im Papierbeutel; 8fach	407 821	5 x 5 cm	100 Stück	30	1152901
	407 823	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	10	1152918
	407 825	10 x 10 cm	100 Stück	10	1152924
ES-Kompressen; unsteril im Papierbeutel; 12fach	407 831	5 x 5 cm	100 Stück	30	1152930
	407 833	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	10	1152947
	407 835	10 x 10 cm	100 Stück	10	1152953
	407 836	10 x 12,5 cm	100 Stück	10	1152976
	407 837	10 x 20 cm	100 Stück	10	1152982
ES-Kompressen; unsteril im Papierbeutel; 16fach	407 841	5 x 5 cm	100 Stück	30	1036862
	407 843	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	10	0863379
	407 845	10 x 10 cm	100 Stück	10	0863362
	407 846	10 x 12,5 cm	100 Stück	10	1152999



Peha® Schlitzkompressen

Die Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt



Zur Wundversorgung bei Drainagen,
Tracheotomien und Extensionen.

Produkteigenschaften

Peha Schlitzkompressen sind aus 100 % gebleichter Baumwolle gemäß EN 14079 gefertigt; 12-fach gelegt, mit Y-Schnitt.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Peha® Schlitzkompressen; steril, eingesiegelt, je 2 Stück in der Peelpackung	401 503	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	12	1212081
	401 505	10 x 10 cm	20 x 2 Stück	18	1816666



Hydro-/Interaktive
Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-
schichten

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Kombinierte
Saugkompressen

Tupfer und
Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster
und -verbände

Fixierbinden
und -verbände

Fixierpflaster
und -vliese

Medicomp® – steril

Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur



Medicomp eignet sich zur allgemeinen Wundversorgung bei kleineren operativen Eingriffen. Medicomp Drain wird speziell zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen sowie als Schutz bei Kanülen- und Sondenapplikationen eingesetzt.

Produkteigenschaften

Medicomp bestehen aus einer Mischung aus Zellwolle und Polyesterfasern. Sie sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, weich und luftdurchlässig.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Medicomp®; steril eingeschelt, 4fach, je 2 Stück in der Peelpackung	411 074	5 x 5 cm	25 x 2 Stück	50	1651981
	411 072	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	40	1651998
	411 049	7,5 x 7,5 cm	100 x 2 Stück	24	3424321
	411 064	10 x 10 cm	25 x 2 Stück	40	1652006
	411 050	10 x 10 cm	100 x 2 Stück	12	3424338
	411 075	10 x 20 cm	25 x 2 Stück	15	1652012
Medicomp®; steril eingeschelt, 4fach, je 5 Stück in der Peelpackung	411 051	5 x 5 cm	40 x 5 Stück	24	3467336
	411 052	7,5 x 7,5 cm	40 x 5 Stück	24	3467359
	411 053	10 x 10 cm	40 x 5 Stück	12	3467388
Medicomp® extra; steril eingeschelt, 6fach, je 2 Stück in der Peelpackung	411 078	5 x 5 cm	25 x 2 Stück	30	1652064
	411 076	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	30	1435622
	411 077	10 x 10 cm	25 x 2 Stück	24	1648855
	411 079	10 x 20 cm	25 x 2 Stück	9	1652070



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Medicomp® Drain; steril eingeschelt, 6fach, je 2 Stück in der Peelpackung	421 533	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	12	1652124
	421 535	10 x 10 cm	25 x 2 Stück	8	1652130



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Medicomp® – unsteril

Die Vliesstoffkomresse mit der Mullstruktur



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Medicomp®; unsteril im Papierbeutel 4fach	421 821	5 x 5 cm	100 Stück	24	1652029
	421 823	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	12	1652035
	421 825	10 x 10 cm	100 Stück	12	1652041
	421 827	10 x 20 cm	100 Stück	6	1652058
Medicomp® extra; unsteril im Papierbeutel 6fach	421 831	5 x 5 cm	100 Stück	24	1652087
	421 833	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	12	1652093
	421 835	10 x 10 cm	100 Stück	12	1652101
	421 837	10 x 20 cm	100 Stück	6	1652118



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



Zetuvit®

Die Saugkomresse mit Polsterwirkung



Zetuvit ist zur Behandlung akuter und chronischer, exsudierender Wunden bestimmt bzw. wird auch als mechanische Barriere und zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten (z. B. Exsudat, Blut, Eiter) verwendet.

Produkteigenschaften

Zetuvit besteht aus vier aufeinander abgestimmten Materialschichten: Der Saugkörper besteht aus Zellstoff-Flocken; die Rückseite weist eine hydrophobe Vlieschicht auf, die wasserabweisend und luftdurchlässig ist, umhüllt von einer Zellstofflage zur Sekretverteilung. Das gesamte Produkt ist von einem nicht verklebenden, hydrophilen Vlies umgeben. Die wundabgewandte Seite ist durch einen blauen Streifen gekennzeichnet.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Zetuvit®; steril, einzeln eingesiegelt	413 701	10 x 10 cm	25 Stück	9	1039642
	413 702	10 x 20 cm	25 Stück	9	1166487
	413 703	20 x 20 cm	15 Stück	7	1166501
	413 704	20 x 40 cm	5 Stück	8	1166518
Zetuvit®; unsteril in der Faltschachtel	413 801	10 x 10 cm	30 Stück	18	1166524
	413 802	10 x 20 cm	30 Stück	4	1166530
	413 803	20 x 20 cm	30 Stück	4	1166553
	413 804	20 x 40 cm	30 Stück	4	1166576



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Eycopad®

Die Augenkomresse mit der guten Polsterwirkung



Für Augenverbände; zur Versorgung nässender oder trockener Wunden, zur Abdeckung bzw. als polsternder Schutz.

Produkteigenschaften

Augenkomresse aus Watte DIN 61640-A, mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügt über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Eycopad®; steril, einzeln eingeseigelt	415 540	56 x 70 mm	25 Stück	12	1164815
	417 540	70 x 85 mm	25 Stück	12	1164821
Eycopad®; unsteril	415 650	56 x 70 mm	50 Stück	15	1732515
	417 650	70 x 85 mm	50 Stück	15	1732521



Hydro-/Interaktive
Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-
schichten

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Kombinierte
Saugkompressen

Tupfer und
Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster
und -verbände

Fixierbinden
und -verbände

Fixierpflaster
und -vliese

Pagasling®

Der saugstarke Schlinggazetupfer



Pagasling werden zur Wundreinigung und großflächigen Hautdesinfektion, sowie zur Blutstillung eingesetzt.

Produkteigenschaften

Pagasling werden aus 100 % gebleichter Baumwolle (gemäß EN 14079), 20fädig, aus einem Stück gefertigt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Absorptionsvermögen aus.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Pagasling®, steril, im Weichblistert (mit praktischer Perforation), unterverpackt in der Faltschachtel					
2 Weichblistert getrennt verpackt à 2 Stück (2+2)	481 274	Gr. 3, pflaumengroß	20 x 4 Stück	8	4397224
2 Weichblistert getrennt verpackt 1 à 3 Stück; 1 à 2 Stück (2+3)	481 284	Gr. 3, pflaumengroß	20 x 5 Stück	8	4397230
2 Weichblistert getrennt verpackt à 10 Stück (10+10)	481 414	Gr. 3, pflaumengroß	18 x 20 Stück	3	4397247
2 Weichblistert getrennt verpackt à 5 Stück (5+5)	481 409	Gr. 4, eigroß	18 x 10 Stück	3	4397276
2 Weichblistert getrennt verpackt à 5 Stück (5+5)	481 400	Gr. 5, extragroß	18 x 10 Stück	3	4397282
Pagasling®, unsteril im PE-Beutel					
	481 290	Gr. 1, haselnussgroß	1000 Stück	6	1499881
	481 293	Gr. 2, walnussgroß	1000 Stück	6	1499898
	481 294	Gr. 3, pflaumengroß	2 x 500 Stück	1	1499906
	481 299	Gr. 4, eigroß	4 x 250 Stück	1	1499912
	400 131	Gr. 5, extragroß	4 x 250 Stück	1	1499929
	481 295	Gr. 6, faustgroß	4 x 125 Stück	1	1499935



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Pur-Zellin®

Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle



Unsteril als Saugpolster bei kleinen Verletzungen und für viele Arbeiten im Labor, z. B. zur Reinigung von Medizinprodukten.

Pur-Zellin keimreduziert kann zusätzlich zur Reinigung von intakter Haut vor Injektionen und Infusionen verwendet werden – Pur-Zellin keimreduziert entspricht den RKI-Empfehlungen für keimarme Tupfer.

Produkteigenschaften

Die Zellstofftupfer von der Rolle sind gebrauchsfertig vorgestanzt. Sie bestehen aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Die Pur-Zellin Box schützt die Rollen vor Verschmutzung und sichert eine einfache, schnelle und hygienische Entnahme.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Pur-Zellin®; keimreduziert, Rollen zu 500 Stück, doppelt verpackt	143 233	4 x 5 cm	1 Rolle	16	5759511
Pur-Zellin®; unsteril, Rollen zu 500 Stück	143 213	4 x 5 cm	1 Rolle	16	3796577
Pur-Zellin®-Box; Entnahmebehälter, leer	996 857	–	1 Stück	1	0626923



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Soft-Zellin-C®

Der Alkoholtupfer zur Hautreinigung



Soft-Zellin-C eignet sich zur Hautreinigung.

Produkteigenschaften

Soft-Zellin-C ist ein gebrauchsfertiger Alkoholtupfer aus Vliesstoff; getränkt mit Isopropylalkohol 70%.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Soft-Zellin-C®, einzeln eingeschiegelt	288 887	60 x 30 mm (aufgeklappt)	100 Stück	20	5340976

HARTMANN Tamponadebinden

Die Tamponade aus reiner Baumwolle



Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.

Produkteigenschaften

Aus reiner Baumwolle, 24fädig; mit gewebten Kanten; erhältlich in verschiedenen Breiten.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
HARTMANN Tamponadebinden; steril, einzeln in Dosen, 5 m lang	370 800	1 cm	1 Binde	36	1734649
	370 801	2 cm	1 Binde	36	1724579



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen





Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

HARTMANN Verbandmull

Der bewährte Verbandmull zum Selbstanfertigen von Verbandstücken



Zum Anfertigen individueller Verbandstücke und Wundauflagen.

Produkteigenschaften

Verbandmull EN 14079; 17- und 20fädig, 8fach, in Zickzack-Lagen 8fach auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Hartmann Verbandmull ZZ; 20fädig, in Zickzack-Lagen, 8fach auf 10 cm Breite gelegt	206 402	1 m	1 m	50	2221395
	206 405	5 m	5 m	15	2221426
	206 406	10 m	10 m	8	2221432
	206 407	40 m	40 m	4	–

Pehazell® Clean

Der Zellstoff mit hohem Absorptionsvermögen



Pehazell Clean hochgebleicht ist geeignet als Saug- und Polstermaterial. Pehazell Clean ungebleicht wird nur für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege genutzt.

Produkteigenschaften

Hochgebleichter und ungebleichter Zellstoff mit hoher Absorptionsfähigkeit, erhältlich in Rollen und in Lagen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Pehazell® Clean; hochgebleicht in Rollen im PE-Beutel	913 061	36 cm breit	1000 g	6	5305046
	913 062	36 cm breit	500 g	10	5305023
Pehazell® Clean; hochgebleicht in Lagen im PE-Beutel	913 065	18,5 x 19 cm	5 kg	1	5305081
	913 066	18,5 x 28,5 cm	5 kg	1	5305098
	913 064	37 x 57 cm	3 x 5 kg	1	5305075
Pehazell® Clean; ungebleicht in Lagen im PE-Beutel	913 075	18,5 x 19 cm	5 kg	1	5305129
	913 076	37 x 57 cm	15 kg	1	5305135



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



DermaPlast® Professional

Das Wundpflaster für jeden Hauttyp



Zur Versorgung von Bagatellverletzungen bei Patienten mit empfindlicher Haut bzw. an besonders sensiblen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Produkteigenschaften

Hypoallergenes Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv.

DermaPlast Professional classic

Aus textilem Gewebe, wasserabstoßend imprägniert, in Spenderkartons, 5 m gerollt.

DermaPlast Professional soft

Aus weichem, querelastischem, Vliesstoff mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Insbesondere zur Versorgung an besonders empfindlichen Körperpartien, in Spenderkartons, 5 m gerollt.

DermaPlast Professional injection soft

Injektionspflaster aus weichem, hochelastischem Vliesstoff mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Zur Versorgung der Einstichstelle nach Injektionen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
DermaPlast® Professional classic; Rollen zu 5 m	535 051	4 cm	1 Rolle	32	2993933
	535 061	6 cm	1 Rolle	32	2993979
	535 071	8 cm	1 Rolle	24	2993985
DermaPlast® Professional soft; Rollen zu 5 m	535 351	4 cm	1 Rolle	32	2994134
	535 361	6 cm	1 Rolle	32	2994140
	535 371	8 cm	1 Rolle	24	2994157
DermaPlast® Professional injection soft	535 381	4 cm x 1,6 cm	250 Stück	60	2994163



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundpflüßlösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Cosmopor® steril

Das Komfortpflaster



Cosmopor steril wird angewendet zum Schutz von postoperativen/primär heilenden Wunden und zur Aufnahme von Exsudat (für normal nässende Wunden); auch bei Bagatellverletzungen z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe.

Produkteigenschaften

Der selbstklebende, hautfreundliche Wundverband aus weichem Trägervlies ist ausgestattet mit einem hautfreundlichen, hypoallergenen Polyacrylatkleber und einem absorbierenden Wundkissen mit einem nicht verklebenden Netz als Wundkontaktschicht. Die abgerundeten Ecken verhindern das Aufrollen des Kleberandes, das Wundkissen saugt Wundexsudat auf und verklebt nicht mit der Wunde.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Cosmopor® steril, einzeln eingeschiegelt	900 800	7,2 x 5 cm (4 x 2,7cm)	50 Stück	20	1526052
	900 802	10 x 6 cm (6,5 x 2,7 cm)	25 Stück	27	1526069
	900 804	15 x 6 cm (11 x 2,7 cm)	25 Stück	18	1526075
	900 806	10 x 8 cm (6,5 x 4 cm)	25 Stück	22	1526081
	900 808	15 x 8 cm (11 x 4 cm)	25 Stück	14	1526098
	900 810	20 x 8 cm (16 x 4 cm)	25 Stück	12	1526106
	900 812	20 x 10 cm (16 x 5,5 cm)	25 Stück	12	1526112
	900 814	25 x 10 cm (20,5 x 5,5 cm)	25 Stück	8	1526129
	900 816	35 x 10 cm (30,5 x 5,5 cm)	25 Stück	8	1526135



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Cosmopor® advance

Das Super-Polster-Pflaster



Cosmopor advance eignet sich zum Schutz von postoperativen/primär heilenden Wunden und zur Aufnahme von Exsudat (insbesondere für stark nässende Wunden); auch bei Bagatellverletzungen z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe.

Produkteigenschaften

Der selbstklebende, hautfreundliche Wundverband aus weichem Trägervlies ist ausgestattet mit einem hautfreundlichen, hypoallergenen Polyacrylatkleber und einem hoch absorbierenden Wundkissen mit DryBarrier® Technologie: dies ermöglicht, dass das Wundexsudat in das Wundkissen aufgenommen, aber nicht wieder abgegeben wird, sodass die Wunde trocken bleibt. Die nicht verklebende Wundkontaktschicht verhindert das Verkleben mit der Wunde und die abgerundete Ecken das Aufrollen des Kleberandes.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Cosmopor® advance; steril, einzeln eingeschiegelt	901 010	7,2 cm x 5 cm (4 x 2,5 cm)	25 Stück	20	3796755
	901 011	10 cm x 6 cm (6,5 x 2,5 cm)	25 Stück	24	3796761
	901 013	10 cm x 8 cm (6,5 x 3,8 cm)	25 Stück	18	3796784
	901 014	15 cm x 8 cm (11 x 3,8 cm)	25 Stück	12	3796790
	901 015	20 cm x 10 cm (16 x 5,5 cm)	25 Stück	10	3796809



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Cosmopor® I.V.

Der zuverlässige Kanülenfixierverband mit Wundkissen



Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle.

Produkteigenschaften

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch einen hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Cosmopor® I.V.; steril, einzeln eingeseigelt	900 805	8 cm x 6 m	50 Stück	8	2790963



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Cosmopor® I.V. transparent

Der Kanülenfixierverband mit Kontrollfenster



Cosmopor I.V. transparent wird zum Abdecken und Fixieren von Venenverweilkanülen und Kathetern verwendet.

Produkteigenschaften

Der selbstklebende Kanülenfixierverband ist aus einem hautfreundlichen, atmungsaktiven und weichen Trägervlies gefertigt. Das Sichtfenster, aus einer keim- und wasserdichten Folie, bietet jederzeit eine zuverlässige Kontrolle der Einstichstelle; zusätzliche Klebestreifen unterstützen einen sicheren Halt ohne zu Verrutschen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Cosmopor® I.V. transparent; steril, einzeln eingeseigelt	900 818	9 x 7 cm	100	12	5339418
	900 819	12 x 10 cm	50	12	5339424
	900 817	6 x 5 cm (Kids-Design)	100	12	5339430



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Hydrofilm®

Der Transparentverband für sicheren Wundschutz



Hydrofilm eignet sich besonders als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen. Ideal auch als Sekundärverband, z. B. zur Abdeckung von gelbildenden Kalziumalginat-Verbänden.

Produkteigenschaften

Hydrofilm ist ein selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie mit hypoallergenem Kleber. Er ist ohne Wundirritation zu entfernen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Hydrofilm®; steril, einzeln eingeschelt	685 755	6 x 7 cm	10 Stück	20	3697065
	685 756	6 x 7 cm	100 Stück	10	3697071
	685 757	10 x 12,5 cm	10 Stück	20	3697088
	685 758	10 x 12,5 cm	100 Stück	10	3697094
	685 759	10 x 15 cm	10 Stück	10	1657765
	685 760	10 x 15 cm	50 Stück	10	1661212
	685 761	15 x 20 cm	10 Stück	10	3697125
	685 762	15 x 20 cm	50 Stück	10	3697131
	685 763	10 x 25 cm	25 Stück	10	3697148
	685 764	12 x 25 cm	25 Stück	10	3697154
	685 765	20 x 30 cm	10 Stück	10	3697160
Hydrofilm® roll; unsteril, auf der Rolle	685 790	5 cm x 10 m	1 Rolle	24	3289432
	685 791	10 cm x 2 m	1 Rolle	24	3289455
	685 792	10 cm x 10 m	1 Rolle	32	3289461
	685 793	15 cm x 10 m	1 Rolle	20	3289449



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Hydrofilm® plus

Der Transparentverband mit dem Wundkissen



Hydrofilm plus ist besonders geeignet für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen.

Produkteigenschaften

Hydrofilm plus ist ein selbsthaftender, transparenter Wundverband mit einer gut saugenden Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt. Durch die transparente, hauchdünne Folie kann die Wundumgebung und die Sekretaufnahme der Wundaufgabe jederzeit beobachtet werden. Unnötige Verbandwechsel werden so vermieden, die Wundruhe ist gewährleistet. Da Hydrofilm plus keim- und wasserdicht ist, wird die Gefahr einer Sekundärinfektion verringert und dem Patienten das Duschen und Baden ermöglicht. Die semipermeable Folie aus Polyurethan ermöglicht einen ungestörten Wasserdampf- und Gasaustausch. Die hypoallergene Klebeschicht sorgt für eine gute Haftung auch an konischen Körperstellen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (ohne Kleberand)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Hydrofilm® plus; steril, einzeln eingeschiegelt	685 770	5 x 7,2 cm (2,5 x 4 cm)	5 Stück	20	3697177
	685 771	5 x 7,2 cm (2,5 x 4 cm)	50 Stück	10	3697183
	685 772	9 x 10 cm (4 x 6 cm)	5 Stück	20	3697208
	685 773	9 x 10 cm (4 x 6 cm)	50 Stück	10	3697214
	685 774	9 x 15 cm (4 x 11 cm)	5 Stück	20	3697220
	685 775	9 x 15 cm (4 x 11 cm)	25 Stück	10	3697237
	685 776	10 x 12 cm (5 x 8 cm)	25 Stück	10	3697243
	685 777	10 x 20 cm (5 x 16 cm)	5 Stück	10	3697266
	685 778	10 x 20 cm (5 x 16 cm)	25 Stück	10	3697272
	685 779	10 x 25 cm (5 x 20 cm)	25 Stück	10	3697289
	685 780	10 x 30 cm (5 x 25 cm)	25 Stück	10	3697295



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



Peha-haft®

Die kohäsive, elastische Fixierbinde



Peha-haft ist geeignet zur kurz- und langfristigen Versorgung von akuten oder chronischen Wunden sowie zur leichten Immobilisation in Kombination mit anderen Medizinprodukten; insbesondere zum Fixieren aller Arten von Primär- und Sekundärverbänden, Schienen, Gipsverbänden, Kathetern und Kanülen etc., speziell an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen.



Produkteigenschaften

Die kohäsive, elastische Fixierbinde ist sehr angenehm zu tragen – sie haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut, Haaren und Kleidung; das Material ist luftdurchlässig und besteht zu 37 % aus Baumwolle. Bereits wenige Touren bieten einen sicheren Halt ohne zu verrutschen. Peha-haft ist in weiß, rot und blau erhältlich.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Farbe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Peha-haft®; gedehnt 4 m lang, einzeln in der Faltschachtel	932 441	4 cm	weiß	1 Binde	140	3328215
	932 442	6 cm	weiß	1 Binde	140	3328221
	932 443	8 cm	weiß	1 Binde	140	3328238
	932 444	10 cm	weiß	1 Binde	140	3328244
	932 445	12 cm	weiß	1 Binde	140	3328250
Peha-haft®; gedehnt 20 m lang, einzeln in der Faltschachtel	932 446	4 cm	weiß	1 Rolle	24	3328273
	932 447	6 cm	weiß	1 Rolle	24	3328296
	932 448	8 cm	weiß	1 Rolle	24	3328304
	932 449	10 cm	weiß	1 Rolle	24	3328310
	932 450	12 cm	weiß	1 Rolle	24	3328327
Peha-haft®; gedehnt 20 m lang, Rollen lose in der Faltschachtel	932 437	6 cm	weiß	6 Rollen	12	3328356
	932 438	8 cm	weiß	6 Rollen	12	3328362
	932 439	10 cm	weiß	6 Rollen	8	3328385
Peha-haft® Color; gedehnt 20 m lang, einzeln in der Faltschachtel	932 460	6 cm	rot	1 Rolle	24	3879783
	932 461	8 cm	rot	1 Rolle	24	3879808
	932 462	10 cm	rot	1 Rolle	24	3879814
	932 473	6 cm	blau	1 Rolle	24	3879820
	932 474	8 cm	blau	1 Rolle	24	3879837
	932 475	10 cm	blau	1 Rolle	24	3879843



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspüllösung

Wundkontaktschichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Peha®-Mullbinden

Die traditionelle und universelle Fixierbinde



Peha-Mullbinden sind geeignet für Fixierungen aller Art, z. B. von Wundauflagen.

Produkteigenschaften

Die starre Fixierbinde besteht zu 40 % aus Baumwolle und zu 60 % aus Viskose. Das Bindengewebe ist luftdurchlässig und besteht aus gewebten Kanten.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Peha®-Mullbinde; 4 m lang, einzeln in Cellophan verpackt; 20 Binden unterverpackt in der Faltschachtel	304 040	4 cm	20 Binden	36 (x 20)	4174429
	304 041	6 cm	20 Binden	24 (x 20)	4174435
	304 042	8 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174441
	304 043	10 cm	20 Binden	8 (x 20)	4174458
	304 044	12 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174464
Peha®-Mullbinde; 4 m lang, lose in der Faltschachtel	304 050	4 cm	20 Binden	36 (x 20)	4174470
	304 051	6 cm	20 Binden	24 (x 20)	4174487
	304 052	8 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174493
	304 053	10 cm	20 Binden	8 (x 20)	4174501
	304 054	12 cm	20 Binden	20 (x 20)	4174518
	304 055	15 cm	20 Binden	10 (x 20)	4174524



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Peha-fix®

Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil



Die hochelastische Fixierbinde ist geeignet für Fixierungen aller Art, besonders an Gelenken, sowie an konischen und runden Körperteilen.

Produkteigenschaften

Das weiche Spezialgewebe von Peha-fix besteht zu 70 % aus Viskose und 30 % Polyamid; es ist leicht, luftdurchlässig und angenehm zu tragen. Peha-fix ist schnell und einfach anzulegen; sie bietet einen zuverlässigen und rutschfesten Sitz.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Peha-fix®; gedehnt 4 m lang, einzeln in Cellophan verpackt; 20 Binden in der Faltschachtel unterverpackt	303 070	4 cm	20 Binden	8 (x 20)	4902797
	303 071	6 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902805
	303 072	8 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902811
	303 073	10 cm	20 Binden	6 (x 20)	4902828
	303 074	12 cm	20 Binden	4 (x 20)	4902834
Peha-fix®; gedehnt 4 m lang, lose in der Faltschachtel	303 075	4 cm	20 Binden	8 (x 20)	4902840
	303 076	6 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902857
	303 077	8 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902863
	303 078	10 cm	20 Binden	6 (x 20)	4902886
	303 079	12 cm	20 Binden	4 (x 20)	4902892



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Stülpa®

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz



Stülpa Schlauchverbände können als Unterzug zum Schutz der Haut bei Zinkleim-, Gips-, Pflaster- und Klebeverbänden oder als Überzug zum Schutz und zur Fixierung von Verbänden eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband besteht zu 30 % aus Baumwolle und 70 % aus Viskose. Stülpa ist leicht anzulegen und kann an jeder beliebigen Stelle geschnitten werden, ohne dass Laufmaschen entstehen. Stülpa ist erhältlich auf der Rolle oder als Fertigverband gebrauchsfertig abgemessen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Stülpa® Rollen; Rollen zu 15 m, im Entnahmekarton	427 110	Gr. 0 R	1 Rolle	33	0823813
	427 111	Gr. 1 R	1 Rolle	27	0823836
	427 112	Gr. 2 R	1 Rolle	12	0711942
	427 113	Gr. 3 R	1 Rolle	9	0711959
	427 114	Gr. 4 R	1 Rolle	17	0823842
	427 115	Gr. 5 R	1 Rolle	6	0711965
	427 146	Gr. 6 R	1 Rolle	4	5229078
	427 147	Gr. 7 R	1 Rolle	6	5229084
	427 148	Gr. 8 R	1 Rolle	6	5229090
Stülpa® Fertigverbände; einzeln in Cellophan verpackt und unterverpackt in der Faltschachtel	427 211	Gr. 1	20 Stück	20 (x 20)	0823747
	427 213	Gr. 3	10 Stück	30 (x10)	0823776
	427 214	Gr. 4	10 Stück	25 (x 10)	0823799
Stülpa® Fertigverbände; lose in der Faltschachtel	427 261	Gr. 1	50 Stück	20 (x50)	0823753
	427 253	Gr. 3	10 Stück	33 (x10)	0823782
	427 254	Gr. 4	10 Stück	16 (x10)	0823807

Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- **Gr. 0 (1,5 cm breit)** = Kinderfinger- & Zehenverbände
- **Gr. 1 (2,5 cm breit)** = Fingerverbände
- **Gr. 2 (6,0 cm breit)** = Arm-, Kinderfuß- & Kinderbeinverbände
- **Gr. 3 (8,0 cm breit)** = Hand-, Fuß- & Beinverbände, Kinderkopf- & Achselhöhlenverbände
- **Gr. 4 (10 cm breit)** = Kopf-, Bein- & Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- **Gr. 5 (12 cm breit)** = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel & Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- **Gr. 6 (15 cm breit)** = Kinderrumpf- & Oberschenkelverbände
- **Gr. 7 (21 cm breit)** = Desault-, Rumpf- & übergroße Oberschenkelverbände
- **Gr. 8 (24 cm breit)** = Desault- & Rumpfverbände



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Stülpa-fix®

Der hochelastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil



Für Fixierverbände aller Art und Größe.

Produkteigenschaften

Hochelastischer Netzschlauchverband mit 68 % Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandstechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; aus 68 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elastan



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Stülpa-fix®; Rollen zu 25 m, im Entnahmekarton	932 541	Gr. 1	1 Rolle	19	1734566
	932 542	Gr. 2	1 Rolle	16	1734572
	932 543	Gr. 3	1 Rolle	12	1734589
	932 544	Gr. 4	1 Rolle	8	1734595
	932 545	Gr. 5	1 Rolle	6	1734603
	932 546	Gr. 6	1 Rolle	4	1734626
	932 547	Gr. 7	1 Rolle	4	4792570

Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- Gr. 1 (ca. 1 cm breit) = Einfingerverbände
- Gr. 2 (ca. 2 cm breit) = Mehrfingerverbände
- Gr. 3 (ca. 3 cm breit) = Hand- und Armverbände, Kinderkopfverbände
- Gr. 4 (ca. 4 cm breit) = Bein- und Fußverbände, Kinderrumpfverbände
- Gr. 5 (ca. 6,5 cm breit) = Kopf- und Kinderrumpfverbände
- Gr. 6 (ca. 8,5 cm breit) = Rumpfverbände
- Gr. 7 (ca. 11 cm breit) = große Rumpfverbände



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Coverflex® fast

Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie



Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim und Gipsverbänden; zur Fixierung von Primärverbänden bei der Behandlung von akuten und chronischen Wunden.

Produkteigenschaften

Coverflex fast ist ein dauerelastischer Schlauchverband, nahtlos rundgestrickt und besteht zu 91 % aus Viskose, die elastischen Fäden aus Polyurethan sind mit Polyamid-Garn überzogen. Coverflex fast ist einfach anzulegen und schützt die Haut und Wundauflage vor Schmutz und Feuchtigkeit von außen; in Kombination mit Salben wird das Durchsickern auf Wäsche und Kleider verhindert. Coverflex fast ist in mehreren Größen erhältlich – eingewebte Farbstreifen geben die entsprechende Größe an.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Coverflex® fast; Rollen zu 10 m im Entnahmekarton	931 025	Gr. 1 (3,5 cm)	1 Rolle	81	4902900
	931 026	Gr. 2 (5 cm)	1 Rolle	54	4902917
	931 027	Gr. 3 (7,5 cm)	1 Rolle	36	4902923
	931 028	Gr. 4 (10,75 cm)	1 Rolle	27	4902946
	931 029	Gr. 5 (17,5 cm)	1 Rolle	18	4902952

Größentabelle

- **Gr. 1 Farbcode rot;** für Umfang 8-15 cm bei Kinderarm, -fuß
- **Gr. 2 Farbcode grün;** für Umfang 10-25 cm bei Kinderbein, Arm
- **Gr. 3 Farbcode blau;** für Umfang 20-45 cm bei Kinderkopf, Arm, Unterschenkel
- **Gr. 4 Farbcode gelb;** für Umfang 35-65 cm bei Kinderrumpf, Kopf, Bein
- **Gr. 5 Farbcode beige;** für Umfang 50-120 cm bei Rumpf



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Coverflex® grip

Die dauerelastische Schlauchbandage zum Stützen und Fixieren



Die elastische Schlauchbandage wird zur stärker komprimierenden Fixierung von Verbänden, als Hautschutz unter Gipsverbänden und zur Unterstützung und Entlastung von Gelenken und Bändern verwendet. Das Produkt ist nicht zur Kompressionstherapie vorgesehen.

Produkteigenschaften

Coverflex grip ist schnell und einfach anzulegen – durch den hohen Anteil an Baumwolle (82 % ungebleichte Baumwolle) ist die Schlauchbandage sehr angenehm zu tragen und hautfreundlich. Coverflex grip ist in mehreren Größen erhältlich.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Coverflex® grip; Rollen zu 10 m im Entnahmekarton	931 065	Gr. A	1 Rolle	36	4902969
	931 066	Gr. B	1 Rolle	24	4902975
	931 067	Gr. C	1 Rolle	24	4902981
	931 068	Gr. D	1 Rolle	20	4902998
	931 069	Gr. E	1 Rolle	18	4903006
	931 070	Gr. F	1 Rolle	14	4903012
	931 071	Gr. G	1 Rolle	14	4903029
	931 072	Gr. J	1 Rolle	8	4903035
	931 073	Gr. K	1 Rolle	8	4903041
	931 074	Gr. L	1 Rolle	6	4903058
	931 075	Gr. M	1 Rolle	6	4903064

Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- **Gr. A (ca. 4,2 cm breit)** = Kinderhand- & Kinderarmverbände
- **Gr. B (ca. 6,25 cm breit)** = kleine Hand-, Arm- & Fußverbände
- **Gr. C (ca. 6,75 cm breit)** = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- & Unterschenkelverbände
- **Gr. D (ca. 7,5 cm breit)** = große Hand-, Arm-, Fuß- & Unterschenkelverbände
- **Gr. E (ca. 8,75 cm breit)** = für Beinverbände, große Arm- & kleine Oberschenkelverbände
- **Gr. F (ca. 10 cm breit)** = Bein- & Oberschenkelverbände
- **Gr. G (ca. 12 cm breit)** = große Oberschenkelverbände
- **Gr. J (ca. 17,5 cm breit)** = kleine Rumpfverbände
- **Gr. K (ca. 21,5 cm breit)** = mittelgroße Rumpfverbände
- **Gr. L (ca. 32,5 cm breit)** = große Rumpfverbände
- **Gr. M (ca. 37,5 cm breit)** = sehr große Rumpfverbände



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese



Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen



Omni® Fixierpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster



Omni Spulenpflaster sind geeignet zur Fixierung von Verbänden aller Art und zur Befestigung von Kanülen, Kathetern, Sonden und Bandagen.

Produkteigenschaften

Die Fixierpflaster auf der Rolle sind mit verschiedenen Trägermaterialien erhältlich; sie sind leicht abrollbar, luft- und wasserdampfdurchlässig, sie sind leicht reißbar in Längs- und Querrichtung (ohne Schere). Omni Spulenpflaster haften sicher, lassen sich gut an die Körperform anpassen und sind angenehm zu tragen.

Omniplast aus hautfarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag.

Omnisilk aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Omniplast®; auf der Kunststoffspule und in der Faltschachtel; zusätzlich unterverpackt zu 10 oder 20 Spulen					
5 m lang	900 440	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	1565980
	900 441	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	1565997
	900 442	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	1566005
9,2 m lang	900 573	1,25 cm	1 Spule (20)	5 (100)	4582306
	900 574	2,5 cm	1 Spule (20)	4 (80)	4853702
	900 575	5 cm	1 Spule (10)	4 (40)	4582312
Omnisilk®; auf der Kunststoffspule und in der Faltschachtel; zusätzlich unterverpackt zu 10 oder 20 Spulen					
5 m lang	900 430	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	1566100
	900 431	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	1566117
	900 432	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	1566123
9,2 m lang	900 418	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	4582329
	900 419	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	4582335
	900 420	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	4582341

Omni® Fixierpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster



Omniplor aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber.

Omnifilm aus transparenter Polyethylenfolie mit Polyacrylatkleber.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Omniplor®; auf der Kunststoffspule und in der Faltschachtel; zusätzlich unterverpackt zu 10 oder 20 Spulen					
5 m lang	900 436	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	1566040
	900 437	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	0874472
	900 438	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	1566057
9,2 m lang	900 424	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	1566063
	900 425	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	4582358
	900 426	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	4582364
Omnifilm®; auf der Kunststoffspule und in der Faltschachtel; zusätzlich unterverpackt zu 10 oder 20 Spulen					
5 m lang	900 433	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	1883792
	900 434	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	1999098
	900 435	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	2020840
9,2 m lang	900 421	1,25 cm	1 Spule (20)	15 (300)	4582370
	900 422	2,5 cm	1 Spule (20)	12 (240)	4582387
	900 423	5 cm	1 Spule (10)	12 (120)	4582393



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundpflösung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Omnifix® elastic

Das hautfreundliche Fixiervlies für eine vollflächige Verbandfixierung



Omnifix elastic eignet sich zur Fixierung jeglicher Form von Wundauflagen (z. B. Wundtupfer, herkömmlicher Mull, usw.), Kanülen, Sonden, Kathetern, usw., insbesondere bei großen Flächen.

Produkteigenschaften

Omnifix elastic ist ein selbstklebendes, hautfreundliches Fixiervlies aus Vliesstoff mit einem synthetischen Kleber auf der Rolle. Es ist besonders weich und anschmiegsam, in Querrichtung dehnbar sowie äußerst luft- und wasserdampfdurchlässig. Es haftet sicher, ist dabei aber schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Omnifix® Elastic; in der Faltschachtel, 2 m lang	900 601	10 cm	1 Rolle	64	1493890
Omnifix® Elastic; in der Faltschachtel, 10 m lang	900 606	2,5 cm	2 Rollen	63	3094444
	900 602	5 cm	1 Rolle	63	2254839
	900 603	10 cm	1 Rolle	36	2250008
	900 604	15 cm	1 Rolle	24	2254845
	900 605	20 cm	1 Rolle	18	2254851
	900 607	30 cm	1 Rolle	12	2790986



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vlies-stoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Omnistrip®

Der Wundnahtstreifen aus Vliesstoff mit ausgezeichneter Haftkraft



Omnistrip eignet sich besonders zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden und chirurgischer Inzisionen bei primär heilenden Wunden, aber auch zur Zugentlastung der Wundränder und Stabilisierung frischer Narben.

Produkteigenschaften

Der hypoallergene Wundnahtstreifen besteht aus einem hautfarbenen Polyester/Polyamid-Vliesstoff beschichtet mit einem Polyacrylatklebern; die Enden sind abgerundet. Omnistrip sind sehr luft- und wasserdampfdurchlässig und haften sicher auf der Haut.



Artikel	Art.-Nr.	Größe (eingesiegelt zu)	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Omnistrip®, steril, eingesiegelt	540 681	3 x 76 mm (5 Streifen)	50 x 5 Streifen	6	2983136
	540 682	6 x 38 mm (6 Streifen)	50 x 6 Streifen	6	2368626
	540 683	6 x 76 mm (3 Streifen)	50 x 3 Streifen	6	2983159
	540 684	6 x 101 mm (2 x 5 Streifen)	50 x 10 Streifen	6	2368649
	540 685	12 x 101 mm (2 x 3 Streifen)	50 x 6 Streifen	6	2368589
	540 686	25 x 127 mm (2 x 2 Streifen)	50 x 4 Streifen	6	2983142



Hydro-/Interaktive Wundauflagen

Wundspülung

Wundkontakt-schichten

Mull- und Vliesstoffkompressen

Kombinierte Saugkompressen

Tupfer und Tamponaden

Mull und Zellstoff

Wundpflaster und -verbände

Fixierbinden und -verbände

Fixierpflaster und -vliese

Allgemeine Geschäftsbedingungen

HARTMANN Österreich

Für die Lieferungen der PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. sind die folgenden Geschäftsbedingungen verbindlich: Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

Preise und Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen zu den Preisen der jeweils gültigen Preisliste. Die Preise schließen die Verpackungskosten ein und verstehen sich exkl. MWSt. Die Lieferung ab einem Wert von EURO 150,- erfolgt frachtfrei Bestimmungsort. Unter einem Auftragswert von EURO 150,- wird eine Versandpauschale von EURO 15,- verrechnet. Wir behalten uns vor, den Versand jeweils auf die für uns günstigste Frachtart durchzuführen.
2. Verlangt der Käufer eine von der gewöhnlichen Versandart abweichende Beförderung, zum Beispiel als Eilgut, so gehen die Mehrkosten zu seinen Lasten.
3. Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Kunden. Versicherungen aller Art erfolgen nur auf Anordnung und Kosten des Bestellers.
4. Unvorhergesehene Ereignisse wie höhere Gewalt, Brandschaden, Maschinenschaden, Betriebsstörung, unverschuldeter Mangel an Rohstoffen usw. entbinden uns von jeder Lieferpflicht.

Mängelansprüche

5. Die von uns gelieferte Ware ist nach Möglichkeit zeitnah auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu kontrollieren. Eine diesbezügliche Reklamation wird von uns nur bis 3 Tage nach der Lieferung anerkannt.
6. Rücksendungen, die nicht auf Mängeln beruhen, werden ohne unsere vorherige Zustimmung nicht angenommen. Für die Bearbeitung dieser Rücksendungen werden die Fracht- und Handlingkosten allenfalls in Rechnung gestellt.
7. Sonderanfertigungen, Anbruchpackungen und nicht mehr verkaufsfähige Ware sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen

8. Der Kaufpreis ist innerhalb der vereinbarten Fristen zur Zahlung fällig. Ein Skontoabzug ist nur nach Maßgabe der einschlägigen Angaben auf der Rechnung zulässig. Als Zahlung für den Skontoabzug gilt der Tag des Geldeinganges bei uns bzw. der Tag der Gutschrift auf einem unserer Bankkonten.
9. Bei Zielüberschreitungen werden die gesetzlichen Verzugszinsen (<https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991716.html>) berechnet.
10. Der Kunde verpflichtet sich, die Kosten einer etwaigen Eintreibung voll zu ersetzen.
11. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.

Allgemeines

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wiener Neustadt.
13. Landesgericht Wiener Neustadt F.Nr. 108-527-Z
14. DVR Nr. 052-1159
15. UID Nr. ATU 1944 7506
16. Durch diese Bestimmungen werden alle früheren Ausgaben außer Kraft gesetzt

Elektronische Werbung

17. Wir senden unseren Kunden elektronische Post (per E-Mail, SMS, Messenger etc.) zur Bewerbung unserer Produkte oder Dienstleistungen („werbliche Nachrichten“) zu.
18. Der Kunde kann der Zusendung werblicher Nachrichten jederzeit widersprechen, indem dieser eine E-Mail mit dem Widerspruch an uns sendet. Wir werden Ihnen auch mit jeder werblichen Nachricht die Möglichkeit eröffnen, die Zusendung weiterer werblicher Nachrichten abzulehnen.
19. Rechtsgrundlage für die Zusendung werblicher Nachrichten ist § 174 Abs 4 TKG 2021.

Allgemeine Regulatorische Bedingungen (Persönliche Schutzausrüstung)

Diese Allgemeinen Regulatorischen Bedingungen („ARB/PSA“) beziehen sich auf Produkte, die als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) i.S.v. Art. 3 Nr. 1 der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 klassifiziert sind und deren Hersteller die Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist („Produkte“).

Die ARB/PSA werden gestellt von der Paul Hartmann AG, wenn diese selbst Produkte an den Händler verkauft, oder von einer ihrer Konzerngesellschaften, wenn diese Produkte an den Händler verkaufen (gemeinsam „HARTMANN“).

Die ARB/PSA gelten für „Händler“, d.h. solche natürlichen oder juristischen Personen in der Lieferkette, die Produkte bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellen, ohne dabei selbst Hersteller oder Importeure solcher Produkte zu sein.





Die ARB/PSA erfassen die Tätigkeiten von Händlern bezüglich des Erwerbs, Besitzes und der Lieferung von Produkten.

Die ARB/PSA gelten unbeschadet der Liefer- und Zahlungsbedingungen von HARTMANN. Der Händler erkennt die Geltung dieser ARB/PSA durch die Erteilung des Auftrages für die Produkte oder die Entgegennahme der Produkte an. Diese ARB/PSA gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte über Produkte mit dem Händler.

1. Wenn dem Händler bezüglich von ihm auf dem Markt bereit gestellter Produkte irgendwelche Beschwerden, Berichte über mutmaßliche Risiken und/oder Fälle nicht-konformer Produkte, insbesondere Verfehlung grundlegender Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen (gemeinsam „besondere Vorfälle“) bekannt werden, so unterrichtet der Händler HARTMANN hierüber unverzüglich und leitet dabei - mit Schwärzung personenbezogener Daten - mindestens folgende Informationen an HARTMANN weiter: [a] Betroffenes Produkt (nach Artikel-/ Chargen-Nr., Anzahl), [b] Art und Hintergründe des besonderen Vorfalles, [c] aktueller bekannter Aufenthaltsort des betroffenen Produkts, [d] Art und Umfang etwaig berichteter Gesundheitsschäden. Die unverzügliche Unterrichtung muss spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden des besonderen Vorfalles erfolgen; bei Bedarf sind ausführliche Berichte an HARTMANN nachzureichen.
2. Das Begriffsverständnis von „Beschwerden“, „Risiken“, „nicht-konformen Produkt“, „grundlegender Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen“ richtet sich nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
3. Der Händler führt systematische Aufzeichnungen, welche die Rückverfolgbarkeit der an den Händler gelieferten und von ihm auf dem Markt bereit gestellten Produkte gewährleisten („Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen“). Hierbei dokumentiert der Händler mindestens: [a] Art des Produkts (nach Artikel-/ Chargen-Nr.), [b] Empfänger, [c] Menge, [d] Versanddatum, [e] eigener Lagerort, falls noch nicht versandt.
4. Sofern der Händler von Behörden Ersuchen um Unterlagen oder Informationen zum Nachweis der Konformität von Produkten erhält, leitet er diese Ersuchen unverzüglich an HARTMANN weiter; der Händler wird sich bei Beantwortung des behördlichen Ersuchens vorab mit HARTMANN abstimmen. Der Händler informiert HARTMANN ebenso unverzüglich, falls er von Behörden dahingehende Ankündigungen oder Aufforderungen erhält, dass korrektive Maßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen) vorzunehmen sind.
5. Ist der Händler der Auffassung oder hat Grund zur Annahme, dass mit einem von ihm auf dem Markt bereitgestellten Produkt ein Risiko verbunden ist oder dass es sich um ein nicht-konformes handelt und er deshalb dafür sorgen muss, dass Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, so informiert der Händler HARTMANN unverzüglich über den betreffenden Vorgang; hierbei legt der Händler gegenüber HARTMANN konkret dar, welche konkreten Umstände ihn zu der Auffassung bzw. Annahme bewegen. Dasselbe gilt, wenn der Händler aus vorgenannten Gründen beabsichtigt, Behörden über den Vorgang zu informieren. Der Händler führt Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen von Produkten) nur in Abstimmung mit dem Hersteller durch.
6. Sofern der Hersteller von Produkten eine Präventiv- oder Korrekturmaßnahme trifft oder im Zusammenwirken mit Behörden eine solche durchführt (einschließlich Rücknahmen, Rückrufen, Versendung von sog. Field Safety Notices), wird der Händler hierbei HARTMANN (in dessen Eigenschaft als Hersteller oder als Wirtschaftsakteur im Lager des Herstellers) die gebotene Unterstützung leisten; dies geschieht insbesondere dadurch, dass der Händler unverzüglich mittels seiner Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen die Lieferwege betroffener Produkte identifiziert und vom Hersteller vorbereitete Benachrichtigungen (wie Field Safety Notices) an Stellen bzw. eigene Kunden, denen er die Produkte geliefert hat, weiterleitet.
7. Während sich Produkte in der Sachherrschaft des Händlers befinden, stellt der Händler sicher, dass die Lagerungs- und Transportbedingungen die Konformität der Produkte mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen nicht beeinträchtigen und mitgeteilten Vorgaben des Herstellers entsprechen; HARTMANN kann ggfs. vom Hersteller beauftragt werden, solche Vorgaben zu konkretisieren.
8. Bei Bereitstellung von Produkten auf dem Markt muss der Händler stets die geltende regulatorische Anforderung (insbes. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425) beachten und mit der erforderlichen Sorgfalt agieren.
9. Bevor der Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, überprüft er die Erfüllung folgender Anforderungen: Die/Den Produkte/n [a] tragen CE-Kennzeichnungen, [b] korrespondieren mit vom Hersteller beigefügten oder online bereitgestellten Konformitätserklärungen, [c] sind mit Identifikations-Kennzeichnungen (z.B. Chargen-Nr.) versehen, [d] sind Anleitungen und Informationen des Herstellers in (den) Landessprache(n) beigefügt, [e] sind im Falle von importierten Produkten mit den Angaben der Importeurs versehen (Name/Firma, Anschrift). HARTMANN trägt Sorge, dass dem Händler Kopien der Konformitätserklärungen gemäß obiger Anforderung [b] zur Verfügung gestellt werden, soweit diese nicht online gestellt wurden.
10. Dem Händler steht es frei, den für die Produkte zuständigen Wirtschaftsakteuren gesetzlich vorgesehene Informationen zu geben, Mitteilungen zu machen bzw. Berichte an diese weiterzuleiten und/oder mit diesen zusammenzuarbeiten, etwa für den Fall, dass - aufgrund Verschiedenheit von HARTMANN mit solchen Wirtschaftsakteuren - derartige Aktivitäten des Händlers nicht schon durch diese ARB/PSA dargestellt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

HARTMANN Österreich

Allgemeine Regulatorische Bedingungen (Medizinprodukte)

Diese Allgemeinen Regulatorischen Bedingungen („ARB/MP“) beziehen sich auf Medizinprodukte (i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745) einschl. Zubehör, deren Hersteller die Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist („Produkte“).

Die ARB/MP werden gestellt von der Paul Hartmann AG, wenn diese selbst Produkte an den Händler verkauft, oder von einer ihrer Konzerngesellschaften, wenn diese Produkte an den Händler verkaufen (gemeinsam „Hartmann“).

Die ARB/MP gelten für „Händler“, d.h. solche natürliche oder juristische Personen in der Lieferkette, die Produkte bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellen, ohne dabei selbst Hersteller oder Importeure solcher Produkte zu sein.

Die ARB/MP erfassen die Tätigkeiten von Händlern bezüglich des Erwerbs, Besitzes und der Lieferung bzw. der Bereitstellung auf dem Markt von Produkten.

Die ARB/MP gelten unbeschadet der Liefer- und Zahlungsbedingungen von Hartmann und sind für alle Produkte, die der Händler ab dem 26. Mai 2021 auf dem Markt bereitstellt, anwendbar. Der Händler erkennt die Geltung dieser ARB/MP durch die Erteilung des Auftrages für die Produkte oder die Entgegennahme der Produkte an. Diese ARB/MP gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte über Produkte mit dem Händler.

1. Wenn dem Händler bezüglich von ihm auf dem Markt bereit gestellter Produkte irgendwelche Beschwerden, mutmaßliche Vorkommnisse und/oder Fälle nicht-konformer Produkte (gemeinsam „besondere Vorfälle“) bekannt werden, so unterrichtet der Händler Hartmann hierüber unverzüglich und leitet dabei - mit Schwärzung personenbezogener Daten - mindestens folgende Informationen an Hartmann weiter: [a] Betroffenes Produkt (nach Artikel-/ Lot-Nr., ggfs. UDI, Anzahl), [b] Art und Hintergründe des besonderen Vorfalles, [c] aktueller bekannter Aufenthaltsort des betroffenen Produkts, [d] Art und Umfang etwaig berichteter Gesundheitsschäden. Die unverzügliche Unterrichtung muss spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden des besonderen Vorfalles erfolgen; bei Bedarf sind ausführliche Berichte an Hartmann nachzureichen.
2. Dieselbe Pflicht zur Unterrichtung wie nach Ziffer 1 gilt, und zwar gleichgültig, ob der Händler betreffende Produkte schon auf dem Markt bereit gestellt hat oder nicht, wenn der Händler der Auffassung ist oder Grund zur Annahme hat, dass es sich bei einem an ihn gelieferten Produkt um ein nicht-konformes Produkt handelt und/oder von einem Produkt eine schwerwiegende Gefahr ausgeht und/oder ein gefälschtes Produkt vorliegt.
3. Das Begriffsverständnis von „Beschwerden“, „Vorkommnissen“, „Konformität“, „nicht-konformen Produkt“, „schwerwiegender Gefahr“ und „gefälschtem Produkt“ richtet sich nach der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.
4. Der Händler führt systematische Aufzeichnungen (sog. „Register“), worin mindestens alle aus dem Markt eingegangenen Beschwerden und alle Fälle nicht-konformer Produkte registriert werden. Das Register soll dabei die Informationen nach Ziffer 1 [a], [b], [c], [d] beinhalten. Der Händler gewährt Hartmann Einsicht in das Register und stellt Hartmann aus gegebenem Anlass und auf Verlangen Kopien davon zur Verfügung.
5. Der Händler führt neben dem Register auch systematische Aufzeichnungen, welche die Rückverfolgbarkeit der an den Händler gelieferten und von ihm auf dem Markt bereit gestellten Produkte gewährleisten („Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen“). Hierbei dokumentiert der Händler mindestens: [a] Art des Produkts (nach Artikel-/ Lot-Nr., ggfs. UDI), [b] Empfänger, [c] Menge, [d] Versanddatum, [e] eigener Lagerort, falls noch nicht versandt. Der Händler bewahrt die Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen für zehn Jahre auf, nachdem er das letzte Produkt auf dem Markt bereit gestellt hat.
6. Sofern der Händler von Behörden Ersuchen um Unterlagen oder Informationen zum Nachweis der Konformität von Produkten erhält, leitet er diese Ersuchen unverzüglich an Hartmann weiter; Hartmann darf die Beantwortung des behördlichen Ersuchens an sich ziehen. Der Händler informiert Hartmann ebenso unverzüglich und stimmt sich mit Hartmann ab, falls er von Behörden dahingehende Ankündigungen oder Aufforderungen erhält, dass korrektive Maßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen) vorzunehmen oder unentgeltliche Produkt-Proben abzuliefern sind.
7. Ist der Händler der Auffassung oder hat Grund zur Annahme, dass von einem Produkt eine schwerwiegende Gefahr ausgeht oder dass es sich um ein nicht-konformes oder gefälschtes Produkt handelt und er deshalb das Produkt nicht auf dem Markt bereitstellen darf, so informiert der Händler Hartmann unverzüglich über den betreffenden Vorgang; hierbei legt der Händler gegenüber Hartmann konkret dar, welche konkreten Umstände ihn zu der Auffassung bzw. Annahme bewegen. Dasselbe gilt, wenn der Händler aus vorgenannten Gründen beabsichtigt, Behörden über den Vorgang zu informieren. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Aussetzung der Bereitstellung von Produkten auf dem Markt und/oder einer Information an Behörden wird der Händler sich mit Hartmann vorab über die Aussetzung bzw. Information abstimmen.
8. Sofern der Hersteller von Produkten eine Präventiv- oder Korrekturmaßnahme trifft oder im Zusammenwirken mit Behörden eine solche durchführt (einschließlich Rücknahmen, Rückrufen, Versendung von sog. Field Safety Notices), wird der Händler hierbei dem Hartmann (in dessen Eigenschaft als Hersteller oder als Wirtschaftsakteur im Konzern des Herstellers) die gebotene Unterstützung leisten; dies geschieht insbesondere dadurch, dass der Händler unverzüglich mittels seiner Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen die Lieferwege betroffener Produkte identifiziert und vom Hersteller vorbereitete Benachrichtigungen (wie Field



Safety Notices) an Stellen bzw. eigene Kunden, denen er die Produkte geliefert hat, weiterleitet. Dessen unbeschadet ist der Händler bereit, dem Hersteller der Produkte Informationen (wie z.B. Feedback von Produkt-Anwendern) bereit zu stellen, die im PMS (Post-Market-Surveillance) Plan des Herstellers vorgesehen sind.

9. Während sich Produkte in der Sachherrschaft des Händlers befinden, stellt der Händler sicher, dass die Lagerungs- und Transportbedingungen den Vorgaben des Herstellers entsprechen; Hartmann kann ggfs. vom Hersteller beauftragt werden, solche Vorgaben zu konkretisieren.
10. Bei Bereitstellung von Produkten auf dem Markt muss der Händler stets die geltenden regulatorischen Anforderungen (insbes. der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745) beachten und mit der erforderlichen Sorgfalt agieren.
11. Bevor der Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, überprüft er die Erfüllung folgender Anforderungen: Die/Den Produkte/n [a] tragen CE-Kennzeichnungen, [b] korrespondieren mit vom Hersteller ausgestellten Konformitätserklärungen, [c] sind mit Kennzeichnungen bzw. Etiketten (i.S.v. Abschn. 23.1 der Medizinprodukte-Verordnung) versehen, [d] sind Gebrauchsanweisungen in (den) Landessprache(n) beigefügt, [e] sind im Falle von importierten Produkten mit den Angaben der Importeurs versehen (Name/Firma, Anschrift). Für die Prüfung vorgenannter Anforderungen [a] bis [d] kann der Händler ein repräsentatives Probenahmeverfahren anwenden. Hartmann trägt Sorge, dass dem Händler Kopien der Konformitätserklärungen gemäß obiger Anforderung [b] zur Verfügung gestellt werden.
12. Dem Händler steht es frei, den für die Produkte zuständigen Wirtschaftsakteuren gesetzlich vorgesehene Informationen zu geben, Einsicht in Register zu gewähren, Mitteilungen zu machen bzw. Berichte an diese weiterzuleiten und/oder mit diesen zusammenzuarbeiten, etwa für den Fall, dass - aufgrund Verschiedenheit von Hartmann mit solchen Wirtschaftsakteuren - derartige Aktivitäten des Händlers nicht schon durch diese ARB/MP dargestellt werden.





Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info



NF (05/23) 084826/8

Fixierpflaster
und -vliese

Fixierbinden
und -verbände

Wundpflaster
und -verbände

Mull und Zellstoff

Tupfer und
Tamponaden

Kombinierte
Saugkompressen

Mull- und Vlies-
stoffkompressen

Wundkontakt-
schichten

Wundspülösung

Hydro-/Interaktive
Wundauflagen

