


**HARTMANN**



Hilft. Pflegt. Schützt.

# Wundversorgung. Einfach. Wirksam.



Das ambulante  
**HARTMANN**  
Sortiment im  
Überblick



## Wundversorgung vom Experten – nur einen Klick entfernt

**Unsere App Simply Wound Care bietet wertvolle Unterstützung für Ihre Wundversorgung:**

- ✚ In wenigen Schritten zur passenden HARTMANN Wundaufgabe
- ✚ Hilfreiche Produktinformationen und Anwendungstipps
- ✚ Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder suchen Sie nach **Simply Wound Care** im Google Play Store oder im Apple App Store.



[hartmann.de/simply-app](https://hartmann.de/simply-app)

# Inhaltsverzeichnis

Produkt	Seite
<b>Reinigen</b>	<b>6</b>
HydroClean® Solution	7
HydroClean®	8
Sorbalgon® Classic	9
Hydrosorb® Gel	10
<b>Versorgen</b>	<b>12</b>
<b>Feucht</b>	<b>13</b>
Zetuvit® Plus	13
Zetuvit® Plus Silicone Border	14
Zetuvit® Plus Silicone	16
HydroTac® transparent	17
HydroTac®	18
PermaFoam® classic	20
Hydrocoll®	22
<b>Wunddistanzgitter</b>	<b>23</b>
Atrauman®	23
Atrauman® Ag	24
Atrauman® Silicone	25
Grassolind®	26
<b>Saugkompressen</b>	<b>27</b>
Zetuvit®	27
<b>Wundschnellverbände</b>	<b>29</b>
Cosmopor® steril	29
Cosmopor® advance	30
Cosmopor® silicone	31
Cosmopor® waterproof	32
Hydrofilm® Plus	33
Hydrofilm®	34
DermaPlast® Wundpflaster	35
Cosmos® Wundpflaster	36
Cosmos® Spezialpflaster	37
HARTMANN Nature Care® Bambus-Pflasterstrips	38
DermaPlast® Quick Aid	39
<b>Mull steril</b>	<b>40</b>
ES-Kompressen	40
HARTMANN Nature Care® Mullkomresse	41
Peha® Schlitzkompressen	42
Eycopad®	43
Tamponadebinde®	44

Produkt	Seite
<b>Mull unsteril</b>	45
ES-Kompressen	45
Eycopad®	46
Verbandmull ZZ	47
Mullro®	48
<b>Vlies steril</b>	49
Medicomp®	49
Medicomp® drain	50
<b>Vlies unsteril</b>	51
Medicomp®	51
<b>Tupfer steril</b>	52
Pagasling®	52
<b>Tupfer unsteril</b>	53
Pagasling®	53
Pur-Zellin®	54
Soft-Zellin®	55
<b>Watte und Zellstoff</b>	56
HARTMANN Watte	56
Pehazell® Clean	57
<b>Fixieren</b>	<b>58</b>
<b>Klebende Fixierung</b>	59
Omnifix® Elastic	59
Omnifix® Silicone	60
Hydrofilm® roll	61
Cosmopor® I.V.	62
Hydrofilm®	63
Omnistrip®	64
Omniplast®	65
Omnisilk®	66
Omnipor®	67
Omnifilm®	68
HARTMANN Nature Care® Fixierpflaster	69
Omnitape®	70
<b>Fixierbinden</b>	71
Peha-haft®	71
Peha-haft® Color	72
Peha-crepp®	73
Peha®-Lastotel	74
Peha®-Mullbinden	75

Produkt	Seite
<b>Netz- und Schlauchverbände</b>	76
Stülpa-fix®	76
Stülpa®	77
Coverflex® fast	78
Coverflex® grip	79
<b>Komprimieren</b>	80
<b>Kurzzugbinden</b>	81
Pütter®binde	81
Pütter®Flex	82
Pütter®-haft	83
<b>Mehrkomponenten-Systeme</b>	84
Pütter®Pro 2	84
Pütter®Pro 2 Lite	85
<b>MAK</b>	86
Compreflex® Standard Calf	86
Compreboot® Standard Foot	87
Unterziehstrumpf Transition/Complete	88
<b>Langzugbinden</b>	89
Lastodur®	89
<b>Zinkleim</b>	90
Varolast® Plus	90
<b>Polsterbinden</b>	91
Rolta® soft	91
<b>Stützverbände</b>	92
Verba®	92
<b>Fixieren &amp; komprimieren</b>	94
<b>Universalbinden</b>	95
Idealflex® Universal	95
Idealflex®	96
Idealast®	97
Idealast®-haft	98
Idealast®-haft Color	99
HARTMANN Idealbinden	100
HARTMANN Nature Care® Idealbinde	101
<b>Sportsortiment</b>	102
DermaPlast® Active Kühlen	103
DermaPlast® Active Wärmen	104
DermaPlast® Active Stabilisieren	105

# Reinigen

HydroClean® Solution .....	7
HydroClean® .....	8
Sorbalgon® Classic .....	9
Hydrosorb® Gel .....	10



# HydroClean® Solution



Konservierte Wundspüllösung zur antiseptischen Spülung und atraumatischen Reinigung und Pflege von Wunden. Effizient durch die synergistische Kombination aus Polyhexanid und Poloxamer. Entfernt Schmutz, Beläge, nekrotisches Gewebe und Biofilm, wirkt effektiv gegen multiresistente Keime (MRSA, VRE) und mykotische Pathogene (*C. albicans*).



Haltbarkeit



Bis zu 8  
Wochen

Exsudataufkommen

Bei jedem Exsudat-  
aufkommen

HydroClean® Solution	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
350 ml	16790091	531999	1 Flasche	6



Anwendungstipps

# HydroClean®

steril



Die hydroaktive Superabsorber-Wundauflage für eine wirksame Wundreinigung und die effektive Wundbettvorbereitung. Gibt sterile Ringerlösung ab und nimmt Exsudat, Bakterien und abgestorbenes Gewebe auf.

Bakterien-/  
MMP-Bindung

Anlegedauer

Bis zu  
Tage **3**

Exsudataufkommen

 Gering bis  
mittel

HydroClean®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm rund	00127404	609220	10 Stück	6
4 x 8 cm oval	11692975	609222	10 Stück	6
5,5 cm rund	00127410	609224	10 Stück	6
7,5 x 7,5 cm	00127433	609226	10 Stück	6
10 x 10 cm	00127456	609228	10 Stück	6
8 x 14 cm oval	13649363	609230	10 Stück	6
10 x 17 cm	13649386	609232	10 Stück	6

HydroClean® Mini	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
3 cm rund	12440721	609001	10 Stück	6

HydroClean® Cavity	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm rund	00127462	609002	10 Stück	6
4 x 8 cm oval	11693182	609004	10 Stück	6
7,5 x 7,5 cm	00127491	609008	10 Stück	6



# Sorbalgon® Classic

steril



Die Calciumalginat-Kompresse aus natürlichen, aus Seetang gewonnenen Fasern mit ausgezeichneter Tamponierbarkeit.



Zuschneidbar

Anlegedauer

Bis zu  
Tage

7

Exsudataufkommen

Mittel bis  
stark

Sorbalgon® Classic	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	17834376	999011	10 Stück	28
10 x 10 cm	17834399	999013	10 Stück	18
10 x 20 cm	17834413	999014	5 Stück	12

Sorbalgon® T Classic	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1 g/30 cm	17834442	999016	3 Stück	16
2 g/30 cm	17834459	999017	5 Stück	15

# Hydrosorb® Gel

steril



Das feuchtigkeitsspendende Hydrogel zur Befeuchtung von trockenen oder gering exsudierenden Wunden.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage

3

Exsudataufkommen

Kein bis  
gering

Hydrosorb® Gel	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 g	04084784	900843	5 Spritzen	10
15 g	03694836	900844	10 Spritzen	10

# Versorgen

<b>Feucht</b> .....	<b>13</b>	<b>Mull steril</b> .....	<b>40</b>
Zetuvit® Plus.....	13	ES-Kompressen .....	40
Zetuvit® Plus Silicone Border .....	14	HARTMANN Nature Care® Mullkomresse.....	41
Zetuvit® Plus Silicone .....	16	Peha® Schlitzkompressen.....	42
HydroTac® transparent.....	17	Eycopad® .....	43
HydroTac® .....	18	Tamponadebinde®.....	44
PermaFoam® classic.....	20	<b>Mull unsteril</b> .....	<b>45</b>
Hydrocoll® .....	22	ES-Kompressen .....	45
<b>Wunddistanzgitter</b> .....	<b>23</b>	Eycopad® .....	46
Atrauman® .....	23	Verbandmull ZZ.....	47
Atrauman® Ag .....	24	Mullro® .....	48
Atrauman® Silicone.....	25	<b>Vlies steril</b> .....	<b>49</b>
Grassolind® .....	26	Medicomp® .....	49
<b>Saugkompressen</b> .....	<b>27</b>	Medicomp® drain .....	50
Zetuvit® .....	27	<b>Vlies unsteril</b> .....	<b>51</b>
<b>Wundschnellverbände</b> .....	<b>29</b>	Medicomp® .....	51
Cosmopor® steril.....	29	<b>Tupfer steril</b> .....	<b>52</b>
Cosmopor® advance .....	30	Pagasling® .....	52
Cosmopor® silicone .....	31	<b>Tupfer unsteril</b> .....	<b>53</b>
Cosmopor® waterproof .....	32	Pagasling® .....	53
Hydrofilm® Plus .....	33	Pur-Zellin®.....	54
Hydrofilm® .....	34	Soft-Zellin®.....	55
DermaPlast® Wundpflaster .....	35	<b>Watte und Zellstoff</b> .....	<b>56</b>
Cosmos® Wundpflaster.....	36	HARTMANN Watte.....	56
Cosmos® Spezialpflaster ...	37	Pehazell® Clean .....	57
HARTMANN Nature Care® Bambus-Pflasterstrips .....	38		
DermaPlast® Quick Aid.....	39		

## COSMO PRO

Der Schutzexperte



# Zetuvit® Plus

steril



Die besonders leistungsstarke Saugkomresse mit hoch speicherfähigem Superabsorber für stark exsudierende Wunden.



Bakterien-/  
MMP-Bindung

Anlegedauer

Abhängig vom  
Exsudataufkommen

Exsudataufkommen

☹☹ Mittel bis  
☹☹☹ stark

Zetuvit® Plus	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 x 10 cm	02536259	413710	10 Stück	6
10 x 20 cm	02536265	413711	10 Stück	6
15 x 20 cm	11554730	413712	10 Stück	6
20 x 25 cm	02536644	413713	10 Stück	6
20 x 40 cm	11874914	413715	10 Stück	5



Anwendungstipps

# Zetuvit® Plus Silicone Border

steril



Die atraumatische Superabsorber-Wundauflage mit Silikon-Haftrand zur Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden bei Beibehaltung eines optimalen Wundmilieus.



Anlegedauer

Abhängig vom  
Exsudataufkommen

Exsudataufkommen

 Mittel bis  
 stark


Haftrand

Bakterien-/  
MMP-Bindung

Silikon-Haftschrift

Zetuvit® Plus Silicone Border	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	17278656	413900	10 Stück	6
10 x 10 cm	5 x 5 cm	17278662	413901	10 Stück	6
12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	17278679	413902	10 Stück	6
15 x 15 cm	9,5 x 9,5 cm	17278685	413903	10 Stück	6
16 x 26 cm	10,5 x 20,5 cm	17278691	413904	10 Stück	6
17,5 x 17,5 cm	12,1 x 12,1 cm	18203519	413924	10 Stück	6
20 x 20 cm	14,5 x 14,5 cm	17278716	413905	10 Stück	6



Anwendungstipps



Anlegedauer ————— Exsudataufkommen

Abhängig vom  
Exsudataufkommen

☹☹ Mittel bis  
☹☹☹ stark



Haftrand



Bakterien-/  
MMP-Bindung



Silikon-Haftschrift

Zetuvit® Plus Silicone Border Oval	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
13 x 15,5 cm	7,5 x 10 cm	17278745	413908	10 Stück	6
12 x 23 cm	6,5 x 17,5 cm	17278774	413909	10 Stück	6
Zetuvit® Plus Silicone Border Sacrum	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
18 x 18 cm	12,6 x 12,6 cm	17278722	413906	10 Stück	6
23 x 23 cm	17,6 x 17,6 cm	17278739	413907	10 Stück	6
Zetuvit® Plus Silicone Border Heel	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
25 x 25 cm	18,6 x 17,2 cm	17278780	413911	10 Stück	6

# Zetuvit® Plus Silicone

steril



Die Superabsorber-Wundauflage mit Silikonwundkontaktschicht zur Versorgung von mittel bis stark exsudierenden Wunden.



Bakterien-/  
MMP-Bindung

Anlegedauer

Abhängig vom  
Exsudataufkommen

Exsudataufkommen



Mittel bis  
stark

Zetuvit® Plus Silicone	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 8 cm	13231830	413810	10 Stück	12
12,5 x 12,5 cm	13231853	413820	10 Stück	6
10 x 20 cm	13231994	413830	10 Stück	6
20 x 20 cm	13232002	413840	10 Stück	6
20 x 25 cm	13232019	413850	10 Stück	6

Ab April  
2024 neue  
Bestellinfos

Zetuvit® Plus Silicone	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 8 cm	18222014	413811	10 Stück	6
12,5 x 12,5 cm	18222020	413812	10 Stück	6
10 x 20 cm	18222037	413813	10 Stück	6
20 x 20 cm	18222066	413814	10 Stück	6
20 x 25 cm	18222072	413815	10 Stück	6



Anwendungstipps

# HydroTac® transparent

steril



Die transparente Gel-Wundauflage, die die Granulation und Epithelisierung unterstützt.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage **7**

Exsudataufkommen

Kein bis  
gering

HydroTac® transparent	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 7,5 cm	12801685	685905	10 Stück	12
10 x 10 cm	12801691	685906	10 Stück	12
10 x 20 cm	12801716	685907	10 Stück	6
20 x 20 cm	12801722	685908	10 Stück	3



Zuschneidbar

HydroTac® transparent Comfort	Innenmaß	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 8 cm	4 x 4 cm	12801739	685925	10 Stück	8
6,5 x 10 cm	2,5 x 6 cm	12801768	685928	10 Stück	8
12,5 x 12,5 cm	8 x 8 cm	12801745	685926	10 Stück	4
10 x 20 cm	5,5 x 15,5 cm	12801751	685927	10 Stück	4



Haftrand



Wasserfest



Polyacrylat-Kleber



# HydroTac®

steril



Die hydroaktive Schaumstoff-Wundauflage mit der einzigartigen AquaClear Gel Technologie für einen beschleunigten Wundverschluss.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage

7

Exsudataufkommen

 Gering bis  
mittel

HydroTac®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm rund	03451128	685849	10 Stück	4
10 x 10 cm	03451312	685832	10 Stück	4
10 x 20 cm	11584961	685841	10 Stück	4
20 x 20 cm	11584978	685842	10 Stück	3



Zuschneidbar

HydroTac® Comfort	Innenmaß	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	03452636	685810	10 Stück	6
12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	03452688	685815	10 Stück	6
15 x 20 cm	9 x 14 cm	11691786	685821	10 Stück	6
20 x 20 cm	14 x 14 cm	11584984	685812	10 Stück	4



Hafrand



Wasserfest



Polyacrylat-Kleber



Anlegedauer

 Bis zu  
Tage **7**

Exsudataufkommen

 Gering bis  
mittel

HydroTac® Sacral	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	11691800	685827	10 Stück	6



Haftrand



Wasserfest


 Polyacrylat-  
Kleber

HydroTac® Concave	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
18 x 18,5 cm	11691823	685825	10 Stück	6



Zuschneidbar

HydroTac® Border Multisite	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
11,5 cm rund	Ø 6 cm	16129486	685823	10 Stück	12
13 x 16 cm oval	8 x 11 cm	16129463	685829	10 Stück	6



Haftrand



Wasserfest


 Polyacrylat-  
Kleber

# PermaFoam® classic

steril



Der sterile, unbeschichtete Polyurethan-Schaumverband für eine effiziente Wundversorgung.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage

7

Exsudataufkommen

 Mittel bis  
 stark

PermaFoam® classic	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm rund	15744539	882004	10 Stück	24
10 x 10 cm	15744545	882000	10 Stück	6
20 x 10 cm	15744568	882002	10 Stück	6
15 x 15 cm	15744551	882001	10 Stück	6
20 x 20 cm	15744574	882003	10 Stück	6



Zuschneidbar

PermaFoam® classic Border	Innenmaß	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 x 10 cm	5 x 5 cm	15744597	882006	10 Stück	6
15 x 15 cm	10 x 10 cm	15744611	882007	10 Stück	6
30 x 10 cm	24 x 5 cm	15744491	882008	10 Stück	6



Haftrand

Polyacrylat-  
Kleber



Anlegedauer

 Bis zu  
Tage **7**

Exsudataufkommen

 Mittel bis  
 stark

PermaFoam® classic Sacral	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
18 x 18 cm	11,5 x 9,5 cm	15744516	882011	10 Stück	6
22,5 x 22,5 cm	13,5 x 11,5 cm	15744522	882012	10 Stück	10



PermaFoam® classic Concave	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	15744605	882009	10 Stück	6




PermaFoam® classic Tracheostomy	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
8 x 8 cm	15744580	882005	10 Stück	24




# Hydrocoll®

steril



Der Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung, der die Wundheilung durch die Schaffung eines feuchten Wundmilieus unterstützt.



Hydrocoll®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	01690633	900740	10 Stück	20
7,5 x 7,5 cm	01690656	900742	10 Stück	20
10 x 10 cm	04419865	900746	10 Stück	20
15 x 15 cm	04419871	900748	5 Stück	16
20 x 20 cm	07547658	900749	5 Stück	16


Hydrocoll® Concave	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 12 cm	01690745	900756	10 Stück	20

Hydrocoll® Sacral	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
12 x 18 cm	07547664	900755	5 Stück	16

Hydrocoll® Thin	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
7,5 x 7,5 cm	01690751	900757	10 Stück	20
10 x 10 cm	07547670	900758	10 Stück	20
15 x 15 cm	07547687	900760	5 Stück	16

# Atrauman®

steril



Die wirkstofffreie, mit auf natürlichen Fetten basierender Salbenmasse imprägnierte Komresse zur atraumatischen Wundbehandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden.



Zuschneidbar

Anlegedauer – Exsudataufkommen


Bis zu  
Tage **7**

Bei jedem Exsudataufkommen mit entsprechender sekundärer Wundauflage

Atrauman®	PZN	Artikel-Nr.	Packungsinhalt	VE
5 x 5 cm	04889826	499510	10 Stück	40
	04889832	499550	50 Stück	16
7,5 x 10 cm	03829302	499513	10 Stück	20
	04889849	499553	50 Stück	8
10 x 20 cm	03829331	499536	30 Stück	5

# Atrauman® Ag

steril



Das silberhaltige, nicht anhaftende Wunddistanzgitter zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden sowie akuten Verbrennungen bis zweiten Grades.



Zuschneidbar

Anlegedauer — Exsudataufkommen

Bis zu  
Tage **7**

Bei jedem Exsudataufkommen mit entsprechender sekundärer Wundaufgabe

Atrauman® Ag	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	02813842	499571	10 Stück	12
10 x 10 cm	02813807	499573	10 Stück	12
10 x 20 cm	02813150	499575	10 Stück	6

# Atrauman® Silicone

steril



Die Silikon-Wundkontaktschicht für eine sanfte Wundbehandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden.



Zuschneidbar

Anlegedauer

Bis zu  
Tage

7

Exsudataufkommen


Bei jedem Exsudataufkommen mit entsprechender sekundärer Wundauflage

Atrauman® Silicone	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 7 cm	11666067	499568	10 Stück	10
7,5 x 10 cm	11666096	499562	10 Stück	4
10 x 20 cm	11666104	499564	10 Stück	8
20 x 30 cm	10554308	499565	5 Stück	4



# Grassolind®

steril



Die wirkstofffreie, mit Vaseline-basierter Salbenmasse imprägnierte Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe zur effizienten Wundbehandlung.



Zuschneidbar

Anlegedauer  
Abhängig vom  
Exsudatauf-  
kommen

Exsudataufkommen  
Bei jedem Exsudataufkommen  
mit entsprechender sekundärer  
Wundauflage

Grassolind®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	03245618	499310	10 Stück	40
	03245647	499350	50 Stück	12
7,5 x 10 cm	03245624	499313	10 Stück	20
	03245653	499353	50 Stück	6
10 x 10 cm	03245630	499314	10 Stück	20
	03245699	499354	50 Stück	6
10 x 20 cm	03245676	499336	30 Stück	5
20 x 20 cm	02918831	499315	10 Stück	8

# Zetuvit®

steril



Die sterile Saugkomresse mit der atmungsaktiven Vliesumhüllung zur Versorgung von exsudierenden akuten und chronischen Wunden.



Anlegedauer  
Abhängig vom  
Exsudataufkommen

Exsudataufkommen



Mittel

Zetuvit®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 x 10 cm	02724334	413708	25 Stück	9
10 x 20 cm	02724340	413709	25 Stück	9
13,5 x 25 cm	02724357	413705	10 Stück	10
20 x 20 cm	02724363	413703	15 Stück	7
20 x 40 cm	03242689	413704	5 Stück	8

## Zetuvit®

unsteril



Die unsterile Saugkomresse mit der atmungsaktiven Vliesumhüllung zur sekundären Wundabdeckung und Polsterung von akuten und chronischen Wunden.



Anlegedauer

Abhängig vom  
Exsudataufkommen

Exsudataufkommen

Mittel

Zetuvit®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 x 10 cm	01905507	413801	30 Stück	18
10 x 20 cm	01905513	413802	30 Stück	4
13,5 x 25 cm	01905536	413805	30 Stück	8
20 x 20 cm	01981661	413803	30 Stück	4
20 x 40 cm	03242695	413804	30 Stück	4

# Cosmopor® steril

steril



Der selbstklebende Wundschnellverband zum Schutz von akuten und postoperativen Wunden.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage **5**

Exsudataufkommen

 Gering



Polyacrylat-  
Kleber

Cosmopor® steril	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	16875918	901040	5 Stück	10
		04960553	900833	10 Stück	20
		04302005	900800	50 Stück	20
10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm	10324784	901092	5 Stück	20
		04302011	900802	25 Stück	27
10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	16875924	901041	5 Stück	10
		04302034	900806	25 Stück	22
10 x 10 cm	5,5 x 5,5 cm	10102150	900820	25 Stück	8
15 x 6 cm	11 x 2,5 cm	04302028	900804	25 Stück	18
15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	10324815	901093	5 Stück	20
		04302040	900808	25 Stück	14
15 x 15 cm	10 x 10 cm	10102167	900823	25 Stück	8
20 x 8 cm	16 x 3,8 cm	04302057	900810	25 Stück	12
20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	10324821	901094	5 Stück	36
		04302063	900812	25 Stück	12
25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm	04302086	900814	25 Stück	8
35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	04302092	900816	25 Stück	8



Anwendungstipps

# Cosmopor<sup>®</sup> advance

steril



Der besonders saugfähige Rundumschutz für akute und postoperative Wunden.



Anlegedauer

Bis zu **5** Tage

Exsudataufkommen



Mittel



Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

Cosmopor <sup>®</sup> advance	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	03546490	901018	10 Stück	20
		03546509	901010	25 Stück	20
10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm	03546515	901011	25 Stück	24
10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	03546538	901013	25 Stück	18
15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	03546544	901014	25 Stück	12
20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	03546550	901015	25 Stück	10
25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm	03546478	901016	10 Stück	8
35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	03546484	901017	10 Stück	8

# Cosmopor® silicone

steril



Der sterile Wundschnellverband mit Silikon-Haftschrift zur sanften und zugleich sicheren Wundabdeckung bei empfindlicher und geschädigter Haut.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage **3\***

Exsudataufkommen

 Gering bis  
mittel
Silikon-  
Haftschrift

Cosmopor® silicone	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	17417810	901111	5 Stück	20
		17417750	901106	10 Stück	20
		17417690	901101	25 Stück	20
		17417684	901100	50 Stück	16
10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	17417827	901112	5 Stück	24
		17417767	901107	10 Stück	22
		17417715	901102	25 Stück	20
15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	17417833	901113	5 Stück	20
		17417773	901108	10 Stück	20
		17417721	901103	25 Stück	18
20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	17417796	901109	10 Stück	20
		17417738	901104	25 Stück	12
35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	17417862	901115	5 Stück	12
		17417804	901110	10 Stück	12



Anwendungstipps

\* Abhängig vom Wundzustand

# Cosmopor® waterproof

steril



Der sterile und wasserdichte Wundschnellverband zur Behandlung von akuten und postoperativen Wunden.



Wasser-  
fest

Anlegedauer

Bis zu  
Tage

5

Exsudataufkommen

Kein bis  
gering



Polyacrylat-  
Kleber

Cosmopor® waterproof	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	16875930	901980	5 Stück	10

# Hydrofilm® Plus

steril



Der diskrete und wasserdichte Transparentverband mit Wundkissen für einen sicheren Wundschutz.



Wasser-  
fest

Anlegedauer

Bis zu  
Tage

5

Exsudataufkommen

Kein bis  
gering



Polyacrylat-  
Kleber

Hydrofilm® Plus	Innenmaß	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	04605705	685770	5 Stück	20
		04605711	685771	50 Stück	10
10 x 9 cm	6 x 4 cm	04609005	685772	5 Stück	20
		04609063	685773	50 Stück	10
15 x 9 cm	11 x 4 cm	04609092	685774	5 Stück	20
		04609117	685775	25 Stück	10
12 x 10 cm	8 x 5 cm	04609293	685776	25 Stück	10
20 x 10 cm	16 x 5 cm	04609407	685777	5 Stück	10
		04610310	685778	25 Stück	10
25 x 10 cm	20 x 5 cm	04609413	685779	25 Stück	10
30 x 10 cm	25 x 5 cm	04610445	685780	25 Stück	10



## Hydrofilm®

steril



Der sterile und transparente Folienverband für einen sicheren Wundschutz.



Wasserfest

Anlegedauer — Exsudataufkommen

Bis zu

5

Tage

Kein bis gering




Polyacrylat-Kleber

Hydrofilm®	PZN	Artikel-Nr.	Packungsinhalt	VE
6 x 7 cm	17206036	970000	10 Stück	20
	17206042	970001	100 Stück	10
10 x 12,5 cm	17206059	970002	10 Stück	20
	17206065	970003	100 Stück	10
10 x 15 cm	17206071	970004	10 Stück	10
	17206088	970005	50 Stück	10
15 x 20 cm	17206094	970006	10 Stück	10
	17206102	970007	50 Stück	10
10 x 25 cm	17206119	970008	25 Stück	10
12 x 25 cm	17206125	970009	25 Stück	10
20 x 30 cm	17206131	970010	10 Stück	10

# DermaPlast® Wundpflaster

unsteril



Die Wundpflaster zum Schutz kleiner Verletzungen und Stichwunden durch Injektionen.



Exsudataufkommen

Kein bis  
gering

Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

DermaPlast® Classic	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 5 m	03645861	535051	1 Rolle	32
6 cm x 5 m	03645878	535061	1 Rolle	32
8 cm x 5 m	03645884	535071	1 Rolle	24

Zuschneidbar

DermaPlast® Soft	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 5 m	16600050	535351	1 Rolle	32
6 cm x 5 m	16600067	535361	1 Rolle	32
8 cm x 5 m	16600073	535371	1 Rolle	24

Zuschneidbar

Injection 16 x 40 mm	16600110	535381	250 Stück	60
Rund 22 mm	16600104	535382	200 Stück	36

DermaPlast® Water Resistant	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
19 x 72 mm	16600127	535151	100 Stück	36
25 x 72 mm	16600156	535152	100 Stück	36

Wasserfest

# Cosmos® Wundpflaster

unsteril



Pflasterstrips und Wundpflaster für verschiedene Anforderungen.



Exsudataufkommen

- ⊘ Kein bis
- ⊘ gering

Cosmos® Flexible	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 1 m	16823152	530243	1 Stück	160



Zuschneidbar



Synthetischer Kautschuk-Kleber

Cosmos® Soft Silicone	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
2 Größen	16823206	530313	8 Stück	200



Silikon-Haftschrift

Cosmos® Aqua	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
3 Größen	16823175	530540	20 Stück	200



Polyacrylat-Kleber



Wasserfest

Cosmos® Kids	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
2 Größen	16823169	530640	20 Stück	200



Polyacrylat-Kleber

# Cosmos® Spezialpflaster



Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen.



Wasserfest

Cosmos® Blasenpflaster Mix	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
3 Größen	16823057	532026	6 Stück	60



Hydrokolloid-Kleber

Cosmos® Schürfwundenpflaster	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
45 x 65 mm	16823063	532028	4 Stück	160



Hydrokolloid-Kleber

Cosmos® Brandwundenpflaster	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
68 x 43 mm	16823092	532030	8 Stück	80



Hydrogel-Kleber

+



Haftrand mit  
Polyacrylat-Kleber

# HARTMANN Nature Care® Bambus- Pflasterstrips



unsteril

Die Pflasterstrips mit dem Obermaterial und dem Wundkissen aus 100 % Bambusfasern.



Exsudataufkommen

Kein bis  
gering



Polyacrylat-  
Kleber

HARTMANN Nature Care® Bambus-Pflasterstrips	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
3 Größen	18188889	500601	20 Stück	60

# DermaPlast® Quick Aid

unsteril



Der elastische, selbstklebende Schaumverband zur Wundabdeckung und Aufnahme von Blut bei kleinen Verletzungen.



## Exsudataufkommen

∅ Kein bis  
∅ gering



Wasserabweisend



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
180 %



Kohäsiv  
(Beschichtung  
enthält Naturlatex)

DermaPlast® Quick Aid	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 2 m blau	15389908	550010	1 Stück	20
6 cm x 2 m beige	15389914	550011	1 Stück	20

# ES-Kompressen

steril



Die klassischen, sterilen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten zur Erstversorgung von Wunden.



ES-Kompressen 8-fach	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	01407100	401621	5 x 2 Stück	360
7,5 x 7,5 cm	16875893	205003	5 x 2 Stück	60
10 x 10 cm	16875901	205004	5 x 2 Stück	60
10 x 20 cm	01407146	401645	5 x 2 Stück	100
5 x 5 cm	01407057	401721	25 x 2 Stück	60
7,5 x 7,5 cm	01407063	401723	25 x 2 Stück	45
10 x 10 cm	01407086	401725	25 x 2 Stück	30
10 x 20 cm	01407092	205012	25 x 2 Stück	15

ES-Kompressen 12-fach	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	06453760	475500	20 x 5 Stück	9
7,5 x 7,5 cm	06453932	205014	20 x 5 Stück	10
10 x 10 cm	06454110	205015	20 x 5 Stück	12
10 x 20 cm	06454239	475509	20 x 5 Stück	12
5 x 5 cm	06453783	475501	10 x 10 Stück	9
7,5 x 7,5 cm	06453984	475504	10 x 10 Stück	10
10 x 10 cm	06454127	475507	10 x 10 Stück	12
5 x 5 cm	06453872	475502	5 x 20 Stück	9
7,5 x 7,5 cm	06454096	475505	5 x 20 Stück	12
10 x 10 cm	06454133	475508	5 x 20 Stück	12



Anwendungstipps

# HARTMANN Nature Care® Mullkomresse

steril



Die sterile Komresse aus 100 % Baumwolle und der FSC® zertifizierten Verpackung.



HARTMANN Nature Care® Mullkomresse	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
7,5 x 7,5 cm	18264018	205026	5 x 2 Stück	60



# Peha® Schlitz- kompressen

steril



Die sterilen Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt.



Peha® Schlitz- kompressen 12-fach	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
7,5 x 7,5 cm	02725032	401503	25 x 2 Stück	12
10 x 10 cm	02343744	401505	20 x 2 Stück	18

# Eycopad®

steril



Die sterile, einzeln eingeschaltete Augenkompressen mit der guten Polsterwirkung.



Eycopad®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
56 x 70 mm	02733304	415540	25 Stück	12
70 x 85 mm	02733310	417540	25 Stück	12

# Tamponade- binde

steril



Die sterile Tamponade aus reiner Baumwolle zum Tamponieren kleiner Wund- und Körperhöhlen.



Zuschneidbar

Tamponadebinde	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1 cm x 5 m	01002981	370800	1 Binde	36
2 cm x 5 m	01002998	288019	1 Binde	36

# ES-Kompressen

unsteril



Die klassischen, unsterilen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten zur Reinigung von intakter Haut.




ES-Kompressen 8-fach	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
5 x 5 cm	01447157	401821	100 Stück	35
7,5 x 7,5 cm	01447192	401823	100 Stück	10
10 x 10 cm	01447223	401825	100 Stück	10

ES-Kompressen 12-fach	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
5 x 5 cm	01447163	401831	100 Stück	30
7,5 x 7,5 cm	01447200	401833	100 Stück	10
10 x 10 cm	01447246	401835	100 Stück	10
10 x 12,5 cm	01808974	401836	100 Stück	10
10 x 20 cm	01808997	401837	100 Stück	10

ES-Kompressen 16-fach	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
5 x 5 cm	01447186	401841	100 Stück	30
7,5 x 7,5 cm	01447217	401843	100 Stück	10
10 x 10 cm	01447252	401845	100 Stück	10
10 x 12,5 cm	01808980	401846	100 Stück	10

# Eycopad®

unsteril



Die unsterile Augenkomresse mit der guten Polsterwirkung.



Eycopad®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
56 x 70 mm	02733327	415620	5 Stück	105
	02733356	415650	50 Stück	15
70 x 85 mm	02733333	417620	5 Stück	60
	02733362	417650	50 Stück	15

# Verbandmull ZZ

unsteril



Der saugfähige Verbandmull in Zickzack-Lagen zum Anfertigen individueller Verbandstücke.



Zuschneidbar

Verbandmull ZZ	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
80 cm breit, auf 10 cm gelegt	01083703	206402	1 m	50
	01083726	206403	2 m	30
	01083732	206405	5 m	15
	01083749	206406	10 m	8
	01902302	206407	40 m	4

Mullro®

unsteril



Der klassische Verbandmull in praktischer Rollenform.



Zuschneidbar

Mullro®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
80 cm breit, auf 10 cm gelegt	02700919	209405	5 m	12
	02700925	209406	10 m	12
	02708186	209409	2 x 20 m	4

# Medicomp®

steril



Vlies steril

Die sterile, saugfähige Kompressen aus Vliesstoff zur Erstversorgung von Wunden.




Medicomp®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	16585391	411074	25 x 2 Stück	50
7,5 x 7,5 cm	16585439	411072	25 x 2 Stück	40
10 x 10 cm	16585445	411064	25 x 2 Stück	40
10 x 20 cm	16585468	411075	25 x 2 Stück	15

Medicomp® extra	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	16585422	411078	25 x 2 Stück	30
10 x 10 cm	16585451	411077	25 x 2 Stück	24
10 x 20 cm	16585474	411079	25 x 2 Stück	9



# Medicomp<sup>®</sup> drain

steril



Die sterile Komresse aus Vliesstoff mit dem Y-Schnitt.



Medicomp <sup>®</sup> drain	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
7,5 x 7,5 cm	16585497	421533	25 x 2 Stück	12
10 x 10 cm	16585505	421535	25 x 2 Stück	8

# Medicomp®

unsteril



Vlies unsteril

Die unsterile, saugfähige Komresse aus Vliesstoff zur Reinigung von intakter Haut.



Medicomp®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	04783832	421821	100 Stück	24
7,5 x 7,5 cm	04783849	421823	100 Stück	12
10 x 10 cm	04783855	421825	100 Stück	12
10 x 20 cm	04783861	421827	100 Stück	6

Medicomp® extra	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
5 x 5 cm	04783915	421831	100 Stück	24
7,5 x 7,5 cm	04783921	421833	100 Stück	12
10 x 10 cm	04783938	421835	100 Stück	12
10 x 20 cm	04783944	421837	100 Stück	6

# Pagasling®

steril



Der sterile, saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull zur Wundreinigung und großflächigen Hautdesinfektion.



Pagasling®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 3 pflaumengroß	11113397	481274	20 x 4 Stück	8
Gr. 3 pflaumengroß	11113405	481284	20 x 5 Stück	8
Gr. 3 pflaumengroß	11113411	481414	18 x 20 Stück	3
Gr. 4 eigroß	11113428	481409	18 x 10 Stück	3
Gr. 5 extragroß	11113434	481400	18 x 10 Stück	3

# Pagasling®

unsteril



Der unsterile, saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull zur Blutstillung oder als Trägermaterial für z. B. Salben.



Pagasling®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 1 haselnussgroß	03509282	481290	1000 Stück	6
Gr. 2 walnussgroß	03509299	481293	1000 Stück	6
Gr. 3 pflaumengroß	03509307	481294	2 x 500 Stück	1
Gr. 4 eigroß	03509313	481299	4 x 250 Stück	1
Gr. 5 extragroß	03509336	400131	4 x 250 Stück	1
Gr. 6 faustgroß	03509342	481295	4 x 125 Stück	1

# Pur-Zellin®




Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle.



Pur-Zellin® keimreduziert	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
4 x 5 cm	18036694	143233	1 Rolle	16
Pur-Zellin® unsteril	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
4 x 5 cm	03548129	143213	1 Rolle	16
Pur-Zellin® Box	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
Box leer	01479306	996857	1 Stück	1

# Soft-Zellin®

unsteril



Der gebrauchsfertige Alkoholtupfer zur Hautreinigung vor subkutanen Injektionen und vor der Entnahme von Kapillarblutproben.



Soft-Zellin®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
60 x 30 mm	17862125	411002	100 Stück	70

# HARTMANN Watte

unsteril



Die klassische Watte aus 100 % Baumwolle in Zickzack-Lagen.



Zuschneidbar

HARTMANN Watte	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
50 g	01084915	110122	1 Beutel	20
100 g	01084921	110123	1 Beutel	12
200 g	03478529	110128	1 Beutel	12
400 g	03478535	110129	1 Beutel	18

# Pehazell® Clean

unsteril



Die Zellstoffwatte mit hoher Saugfähigkeit.



 Zuschneidbar

Pehazell® Clean hochgebleicht (Rolle)	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
36 cm	16382802	913062	500 g	10
	16382771	913061	1000 g	6

Pehazell® Clean hochgebleicht (in Lagen)	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
28,5 x 37 cm	16382908	913068	1000 g	6
37 x 57 cm	16382883	913067	5 kg	1
	16382825	913064	15 kg	1

Pehazell® Clean ungebleicht (in Lagen)	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
18,5 x 19 cm	16382966	913073	15 kg	6
37 x 57 cm	16382995	913076	15 kg	1



# Fixieren

<b>Klebende Fixierung.....</b>	<b>59</b>	<b>Fixierbinden.....</b>	<b>71</b>
Omnifix® Elastic.....	59	Peha-haft®.....	71
Omnifix® Silicone.....	60	Peha-haft® color.....	72
Hydrofilm® roll.....	61	Peha-crepp®.....	73
Cosmopor® I.V.....	62	Peha®-Lastotel.....	74
Hydrofilm®.....	63	Peha®-Mullbinden.....	75
Omnistrip®.....	64	<b>Netz- und</b>	
Omniplast®.....	65	<b>Schlauchverbände.....</b>	<b>76</b>
Omnisilk®.....	66	Stülpa-fix®.....	76
Omnipor®.....	67	Stülpa® (Rolle und	
Omnifilm®.....	68	Fertigverband).....	77
HARTMANN Nature Care®		Coverflex® fast.....	78
Fixierpflaster.....	69	Coverflex® grip.....	79
Omnitape®.....	70		

## FRIDA FIX

### Die Elastische



# Omnifix® Elastic

unsteril



Das selbstklebende und hautfreundliche Fixiervlies für eine vollflächige Fixierung von primären Wundauflagen und zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern etc.



Zuschneidbar



Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

Omnifix® Elastic	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 cm x 2 m	04377374	900601	1 Rolle	64
10 cm x 5 m	16885839	900660	1 Rolle	12
2,5 cm x 10 m	01316515	900606	2 Rollen	63
5 cm x 10 m	00255579	900602	1 Rolle	63
10 cm x 10 m	00255585	900603	1 Rolle	36
15 cm x 10 m	00255616	900604	1 Rolle	24
20 cm x 10 m	00255622	900605	1 Rolle	18
30 cm x 10 m	01316509	900607	1 Rolle	12



Anwendungstipps

# Omnifix® Silicone

unsteril



Das silikonbeschichtete Fixiervlies zur sanften und zugleich sicheren Fixierung von Wundauflagen.



Wasserabweisend



Zuschneidbar



Silikon-Haftschrift

Omnifix® Silicone	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 cm x 2 m	16830956	900002	1 Rolle	64
10 cm x 5 m	16830933	900001	1 Rolle	12

# Hydrofilm® roll

unsteril



Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen.



Wasserfest



Zuschneidbar



Polyacrylat-  
Kleber

Hydrofilm® roll	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 cm x 2 m	03536356	685791	1 Rolle	24
5 cm x 10 m	03535925	685790	1 Rolle	24
10 cm x 10 m	03536563	685792	1 Rolle	32
15 cm x 10 m	03537522	685793	1 Rolle	20

# Cosmopor® I.V.

steril



Der zuverlässige Kanülenfixierverband für die sterile Abdeckung und Fixierung von Kanülen und Kathetern.



Cosmopor® I.V.	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 x 6 cm	01798968	900805	50 Stück	8



Synthetischer Kautschuk-Kleber

Cosmopor® I.V. transparent	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 x 5 cm	15622090	900817	100 Stück	12
9 x 7 cm	15622109	900818	100 Stück	12
12 x 10 cm	15622115	900819	50 Stück	12



Synthetischer Kautschuk-Kleber

+



Polyacrylat-Kleber



Anwendungstipps

# Hydrofilm®

steril



Der sterile und transparente Folienverband für einen sicheren Wundschutz.



## Exsudataufkommen

Bei jedem Exsudataufkommen mit entsprechender primärer Wundauflage



Wasserfest




Polyacrylat-Kleber

Hydrofilm®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 x 7 cm	17206036	970000	10 Stück	20
	17206042	970001	100 Stück	10
10 x 12,5 cm	17206059	970002	10 Stück	20
	17206065	970003	100 Stück	10
10 x 15 cm	17206071	970004	10 Stück	10
	17206088	970005	50 Stück	10
15 x 20 cm	17206094	970006	10 Stück	10
	17206102	970007	50 Stück	10
10 x 25 cm	17206119	970008	25 Stück	10
12 x 25 cm	17206125	970009	25 Stück	10
20 x 30 cm	17206131	970010	10 Stück	10

# Omnistrip®

steril



Die Wundnahtstreifen aus Vliesstoff mit guter Haftkraft und abgerundeten Rändern.



Polyacrylat-  
Kleber

Omnistrip®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 x 38 mm	11126359	540010	2 x 6 Stück	120
6 x 76 mm	11126365	540020	2 x 3 Stück	160
3 x 76 mm	00761638	540681	50 x 5 Stück	6
6 x 38 mm	00761644	540682	50 x 6 Stück	6
6 x 76 mm	00761650	540683	50 x 3 Stück	6
6 x 101 mm	00761667	540684	50 x 10 Stück	6
12 x 101 mm	00761673	540685	50 x 6 Stück	6
25 x 127 mm	00761696	540686	50 x 4 Stück	6



Anwendungstipps

# Omniplast®

unsteril



Das strapazierfähige Spulenpflaster aus textilem Gewebe.



 Zuschneidbar

 Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

Omniplast®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1,25 cm x 5 m	11163308	900440	1 Spule	300
2,5 cm x 5 m	16885874	900467	1 Spule	120
5 cm x 5 m	12380769	900451	6 Spulen	16
1,25 cm x 9,2 m	11163389	900573	1 Spule	100
	12380775	900452	24 Spulen	12
2,5 cm x 9,2 m	11163395	900574	1 Spule	80
	12380781	900453	12 Spulen	16
5 cm x 9,2 m	11163403	900575	1 Spule	40
	12380798	900454	6 Spulen	12



Anwendungstipps



## Omnisilk®

unsteril



Das hautfreundliche Spulenpflaster aus weißer Kunstseide.



Zuschneidbar

Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

Omnisilk®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1,25 cm x 5 m	11163538	900430	1 Spule	300
2,5 cm x 5 m	11163544	900431	1 Spule	240
5 cm x 5 m	11163550	900432	1 Spule	120
1,25 cm x 9,2 m	11163509	900418	1 Spule	300
2,5 cm x 9,2 m	11163515	900419	1 Spule	240
5 cm x 9,2 m	11163521	900420	1 Spule	120



Anwendungstipps

# Omnipor®

unsteril



Das komfortable Spulenpflaster aus weißem Vliesstoff.



 Zuschneidbar

 Synthetischer  
Kautschuk-Kleber


Omnipor®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1,25 cm x 5 m	11163455	900436	1 Spule	300
2,5 cm x 5 m	11163461	900437	1 Spule	240
	12380812	900543	12 Spulen	20
1,25 cm x 9,2 m	11163426	900424	1 Spule	300
2,5 cm x 9,2 m	11163432	900425	1 Spule	240
5 cm x 9,2 m	11163449	900426	1 Spule	120



Anwendungstipps

## Omnifilm®

unsteril



Das wasserabweisende, transparente Spulenplaster.



Zuschneidbar



Wasserabweisend

Polyacrylat-  
Kleber

Omnifilm®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
1,25 cm x 5 m	11163248	900433	1 Spule	300
2,5 cm x 5 m	11163254	900434	1 Spule	240
5 cm x 5 m	11163260	900435	1 Spule	120
1,25 cm x 9,2 m	11163277	900421	1 Spule	300
2,5 cm x 9,2 m	12380717	900630	12 Spulen	12
5 cm x 9,2 m	11163231	900423	1 Spule	120



Anwendungstipps

# HARTMANN Nature Care® Fixierpflaster

unsteril



Das Spulenpflaster mit dem Obermaterial aus 100 % Baumwolle und der Spule aus Papier.



Zuschneidbar



Synthetischer  
Kautschuk-Kleber

**HARTMANN Nature  
Care® Fixierpflaster**

**PZN**

**Artikel-  
Nr.**

**Packungs-  
inhalt**

**VE**

2,5 cm x 5 m

18188895

536002

1 Spule

120

# Omnitape®

unsteril



Das stabilisierende und stützende Tape für professionelle Verbände.



Zuschneidbar



Zinkoxidhaltiger Kleber  
(enthält Naturkautschuklatex)


Omnitape®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
2 cm x 10 m	04318182	500058	1 Spule	96
3,75 cm x 10 m	04318199	500059	1 Spule	96
5 cm x 10 m	04318207	500060	1 Spule	48

# Peha-haft®

unsteril



Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit dem zweifachen Hafteffekt.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
80 %



Kohäsiv


Größe	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
2,5 cm x 4 m	03544893	932452	8 Binden	12
4 cm x 4 m	17862131	300030	1 Binde	20
6 cm x 4 m	16880569	928001	1 Binde	20
8 cm x 4 m	16880575	928004	1 Binde	20
10 cm x 4 m	03544485	932444	1 Binde	140
12 cm x 4 m	03544491	932445	1 Binde	140
4 cm x 20 m	03544203	932446	1 Binde	24
6 cm x 21 m	17304891	300028	1 Binde	24
8 cm x 21 m	17304916	300029	1 Binde	24
10 cm x 21 m	17304879	300026	1 Binde	24
12 cm x 21 m	17304885	300027	1 Binde	24
6 cm x 20 m	12550378	932476	8 Binden	9
8 cm x 20 m	12550384	932477	8 Binden	6
10 cm x 20 m	12550390	932478	8 Binden	6




Anwendungstipps

# Peha-haft® Color

unsteril



Die kohäsive, elastische Fixierbinde in Blau und Rot.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
105 %



Kohäsiv


Peha-haft® Color	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 4 m blau	11124892	932500	1 Binde	20
6 cm x 4 m blau	11124923	932501	1 Binde	20
8 cm x 4 m blau	11124946	932502	1 Binde	20
6 cm x 21 m blau	17304833	300024	1 Binde	24
8 cm x 21 m blau	17304862	300025	1 Binde	24
10 cm x 20 m blau	08886552	932475	1 Binde	24
6 cm x 20 m rot	08886492	932460	1 Binde	24
8 cm x 20 m rot	08886500	932461	1 Binde	24
10 cm x 20 m rot	08886517	932462	1 Binde	24

# Peha-crepp®

unsteril



Die elastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
125 %

Peha-crepp®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 4 m	03664545	303210	1 Binde	160
6 cm x 4 m	03664551	303211	1 Binde	200
8 cm x 4 m	03664568	303212	1 Binde	200
10 cm x 4 m	03664574	303213	1 Binde	120
12 cm x 4 m	03664580	303214	1 Binde	80
4 cm x 4 m	03664597	303310	20 Binden	8
6 cm x 4 m	03664605	303311	20 Binden	10
8 cm x 4 m	03664611	303312	20 Binden	10
10 cm x 4 m	03664628	303313	20 Binden	6
12 cm x 4 m	03664634	303314	20 Binden	4
6 cm x 4 m	03993556	303351	100 Binden	8
8 cm x 4 m	03993562	303352	100 Binden	6
10 cm x 4 m	03993579	303353	100 Binden	6




# Peha®-Lastotel

unsteril



Die elastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
135 %


Peha®-Lastotel	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 4 m	10069300	310100	1 Binde	160
6 cm x 4 m	10069317	310101	1 Binde	200
8 cm x 4 m	10069323	310102	1 Binde	200
10 cm x 4 m	10069346	310103	1 Binde	120
12 cm x 4 m	10069352	310104	1 Binde	80
4 cm x 4 m	10069369	310110	20 Binden	8
6 cm x 4 m	10069375	310111	20 Binden	10
8 cm x 4 m	10069464	310112	20 Binden	10
10 cm x 4 m	10069470	310113	20 Binden	6
12 cm x 4 m	10069487	310114	20 Binden	4
6 cm x 4 m	10074086	310121	100 Binden	8
8 cm x 4 m	10074241	310122	100 Binden	6
10 cm x 4 m	10074258	310123	100 Binden	5

# Peha<sup>®</sup>- Mullbinden

unsteril



Die starre Fixierbinde mit gewebten Kanten.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
unelastisch


Peha <sup>®</sup> -Mullbinden	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 4 m	10069180	304040	1 Binde	720
6 cm x 4 m	10069197	304041	1 Binde	480
8 cm x 4 m	10069205	304042	1 Binde	360
10 cm x 4 m	10069211	304043	1 Binde	160
12 cm x 4 m	10069228	304044	1 Binde	240
4 cm x 4 m	10069234	304050	20 Binden	36
6 cm x 4 m	10069240	304051	20 Binden	24
8 cm x 4 m	10069257	304052	20 Binden	18
10 cm x 4 m	10069263	304053	20 Binden	8
12 cm x 4 m	10069286	304054	20 Binden	18
15 cm x 4 m	10069292	304055	20 Binden	10

# Stülpa-fix®

unsteril



Der elastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil.



Zuschneidbar


Stülpa-fix®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 1: 1,5 cm x 25 m	02175399	932541	1 Rolle	24
Gr. 2: 2 cm x 25 m	02175407	932542	1 Rolle	16
Gr. 3: 3 cm x 25 m	02175413	932543	1 Rolle	12
Gr. 4: 5 cm x 25 m	02175436	932544	1 Rolle	8
Gr. 5: 6,5 cm x 25 m	02175442	932545	1 Rolle	6
Gr. 6: 8,5 cm x 25 m	03404850	932546	1 Rolle	4
Gr. 7: 11,5 cm x 25 m	01609708	932547	1 Rolle	4

# Stülpa®

unsteril



Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für Fixierverbände aller Art.



 Zuschneidbar

Stülpa® Fertigverband	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 1: 2,9 x 38 cm	00982919	427211	1 Stück	400
Gr. 3: 8 x 72 cm	00982983	427213	1 Stück	300
Gr. 4: 10 x 82 cm	00983043	427214	1 Stück	250
Gr. 1: 2,9 x 38 cm	00982925	427261	50 Stück	20
Gr. 3: 8 x 72 cm	00983014	427253	10 Stück	20
Gr. 4: 10 x 82 cm	00983072	427254	10 Stück	16


Stülpa® Rolle	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 0R: 1,5 cm x 15 m	00982894	427110	1 Rolle	33
Gr. 1R: 2,5 cm x 15 m	00982948	427111	1 Rolle	27
Gr. 2R: 6 cm x 15 m	00982960	427112	1 Rolle	12
Gr. 3R: 8 cm x 15 m	00983037	427113	1 Rolle	9
Gr. 4R: 10 cm x 15 m	00983095	427114	1 Rolle	17
Gr. 5R: 12 cm x 15 m	00983103	427115	1 Rolle	6
Gr. 6R: 15 cm x 15 m	16259993	427146	1 Rolle	4
Gr. 7R: 21 cm x 15 m	16260022	427147	1 Rolle	6
Gr. 8R: 24 cm x 15 m	16260039	427148	1 Rolle	6

# Coverflex® fast

unsteril



Der nahtlose rundgestrickte und dauerelastische Schlauchverband.



Zuschneidbar


Coverflex® fast	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 1: 3,5 cm x 10 m	13828290	931025	1 Rolle	81
Gr. 2: 5 cm x 10 m	13828315	931026	1 Rolle	54
Gr. 3: 7,5 cm x 10 m	13828321	931027	1 Rolle	36
Gr. 4: 10,75 cm x 10 m	13828338	931028	1 Rolle	27
Gr. 5: 17,5 cm x 10 m	13828344	931029	1 Rolle	18

# Coverflex® grip

unsteril



Die elastische Schlauchbandage.



 Zuschneidbar

Coverflex® grip	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. A: 4 cm x 10 m	13971283	931065	1 Rolle	36
Gr. B: 6,25 cm x 10 m	13971314	931066	1 Rolle	24
Gr. C: 6,75 cm x 10 m	13971320	931067	1 Rolle	24
Gr. D: 7,5 cm x 10 m	13971337	931068	1 Rolle	20
Gr. E: 8,75 cm x 10 m	13971343	931069	1 Rolle	18
Gr. F: 10 cm x 10 m	13971372	931070	1 Rolle	14
Gr. G: 12 cm x 10 m	13971389	931071	1 Rolle	14
Gr. J: 18 cm x 10 m	13971395	931072	1 Rolle	8
Gr. K: 22 cm x 10 m	13971426	931073	1 Rolle	8
Gr. L: 32,5 cm x 10 m	13971432	931074	1 Rolle	6
Gr. M: 37,5 cm x 10 m	13971449	931075	1 Rolle	6

# Komprimieren

<b>Kurzzugbinden</b> .....	<b>81</b>
Pütter®binde .....	81
Pütter®Flex .....	82
Pütter®-haft .....	83
<b>Mehrkomponenten-Systeme</b> .....	<b>84</b>
Pütter®Pro 2 .....	84
Pütter®Pro 2 Lite .....	85
<b>MAK</b> .....	<b>86</b>
Compreflex® Standard Calf .....	86
Compreboot® Standard Foot .....	87
Unterziehstrumpf Transition/Complete .....	88
<b>Langzugbinden</b> .....	<b>89</b>
Lastodur® .....	89
<b>Zinkleim</b> .....	<b>90</b>
Varolast® Plus .....	90
<b>Polsterbinden</b> .....	<b>91</b>
Rolta® soft .....	91
<b>Stützverbände</b> .....	<b>92</b>
Verba® .....	92



# Pütter®binde

unsteril



Das eng gewebte, textilelastische Original für eine starke Kompression.



100 %  
Baumwolle

Anlegedauer

Wird täglich  
gewechselt



Dehnbarkeit  
85 %



Waschbar  
15 x

Pütter®binde	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	01525532	931807	1 Binde	40
8 cm x 5 m	03469200	931808	1 Binde	40
10 cm x 5 m	03469217	931802	1 Binde	40
12 cm x 5 m	03469223	931812	1 Binde	60
6 cm x 5 m	00805554	931806	10 Binden	8
8 cm x 5 m	04940941	931814	10 Binden	8
10 cm x 5 m	04940958	931803	10 Binden	8
12 cm x 5 m	04940964	931816	10 Binden	8

Pütter®-Verband	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 cm x 5 m	00844815	931801	2 Binden	30
8 cm / 10 cm x 5 m	03535701	931796	2 Binden	30



Anwendungstipps



# Pütter®Flex

unsteril



Die dünne bi-elastische Kurzzugbinde für mehr Bewegung.



100 %  
Baumwolle

Anlegedauer  
Wird täglich  
gewechselt



Dehnbarkeit  
Längselastizität: 90 %  
Querelastizität: 40 %



Waschbar  
15 x

Pütter®Flex	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 cm x 5 m	03541251	931828	1 Binde	40
10 cm x 5 m	03541268	931829	1 Binde	40
12 cm x 5 m	03541274	931830	1 Binde	60
8 cm x 5 m	03542380	931832	10 Binden	8
10 cm x 5 m	03542397	931833	10 Binden	8

Pütter®Flex Duo	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 cm x 5 m	03541239	931826	2 Binden	30
8 cm / 10 cm x 5 m	06187011	931825	2 Binden	30



Anwendungstipps

# Pütter®-haft

unsteril



Die kohäsive Kurzzugbinde mit sicherer Haftkraft.



100 %  
Baumwolle

kohäsive  
Beschichtung

Anlegedauer —  
 Mehrere Tage    ✂️ Zuschneidbar    ↔ Dehnbarkeit 60 %    🌀 Kohäsiv



Pütter®-haft	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	10109318	931840	1 Binde	96
8 cm x 5 m	10109324	931841	1 Binde	72
10 cm x 5 m	10109330	931842	1 Binde	64
12 cm x 5 m	10109347	931843	1 Binde	48
20 cm x 7 m	10109353	931845	1 Binde	12

# Pütter®Pro 2

unsteril



Das kurzzügige 2-Komponenten-Kompressionssystem bei einem KADI von 0,9 bis 1,3.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage **7**



Zuschneidbar



Kohäsiv

Dehnbarkeit  
← → Polsterbinde: 55 %  
Kompressionsbinde: 150 %



Pütter®Pro 2	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Polsterbinde: 10 cm x 6,5 m	11482930	931685	2 Binden	12
Kompressionsbinde: 10 cm x 8,2 m	11661704	931686	6 x 2 Binden	3

# Pütter® Pro 2 Lite

unsteril



Das kurzzügige 2-Komponenten-Kompressionssystem bei einem KADI von 0,6 bis 0,8.



Anlegedauer

Bis zu 7 Tage

Zuschneidbar

Kohäsiv

Dehnbarkeit  
Polsterbinde: 55 %  
Kompressionsbinde: 150 %

Pütter® Pro 2 Lite	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Polsterbinde: 10 cm x 6,5 m	16881480	332017	2 Binden	12
Kompressionsbinde: 10 cm x 8,2 m	16881497	332019	6 x 2 Binden	3



Anwendungstipps

# Compreflex® Standard Calf



Die wiederverwendbare Kompressionsbandage mit der präzisen Druckjustierung in einem Bereich von 21–46 mmHg.



#### Anlegedauer

Wird einmal täglich zur Hautpflege abgenommen; 6 Monate nutzbar

 Waschbar

Compreflex® Standard Calf	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
S Regular	18652252	332088	1 Stück	6
S Tall	18652269	332089	1 Stück	6
M Regular	18652275	332090	1 Stück	6
M Tall	18652281	332091	1 Stück	6
L Regular	18652298	332092	1 Stück	6
L Tall	18652306	332093	1 Stück	6
XL Regular	18652312	332094	1 Stück	6
XL Tall	18652329	332095	1 Stück	6
XXL Regular	18652335	332096	1 Stück	6
XXL Tall	18652341	332097	1 Stück	6



Anwendungstipps

# Compreboot® Standard Foot



Das anschmiegsame Fuß-Segment aus weichem Neopren.



#### Anlegedauer

Wird einmal täglich zur Hautpflege  
abgenommen; 6 Monate nutzbar



Waschbar

Compreboot® Standard Foot	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
S Regular	18652602	332131	1 Stück	6
S Long	18652619	332132	1 Stück	6
M/L Regular	18652625	332133	1 Stück	6
M/L Long	18652631	332134	1 Stück	6
XL/XXL Regular	18652648	332135	1 Stück	6
XL/XXL Long	18652654	332136	1 Stück	6



Anwendungstipps

# Unterziehstrumpf Transition/ Complete



Die Unterziehstrümpfe mit einer Kompression von bis zu 15 mmHg, die das Tragen normaler Schuhe ermöglichen.



Unterziehstrumpf Transition	PZN	Artikel-Nr.	Packungs- inhalt	VE
Transition S	18652720	332137	2 Stück	15
Transition M	18652737	332138	2 Stück	15
Transition L	18652743	332139	2 Stück	15
Transition XL	18652766	332146	2 Stück	15
Transition XXL	18652795	332147	2 Stück	15

Anlegedauer  
Wird täglich gewaschen; 6 Monate nutzbar

Washbar  
90 – 100 x

Unterziehstrumpf Complete	PZN	Artikel-Nr.	Packungs- inhalt	VE
Complete S	18652660	332141	2 Stück	15
Complete M	18652677	332142	2 Stück	15
Complete L	18652683	332143	2 Stück	15
Complete XL	18652708	332144	2 Stück	15
Complete XXL	18652714	332145	2 Stück	15

Anlegedauer  
Wird täglich gewaschen; 6 Monate nutzbar

Washbar  
90 – 100 x



Klettverschluss- Verlängerung	PZN	Artikel-Nr.	Packungs- inhalt	VE
Klettverschluss- Verlängerung	18652803	332100	1 Stück	40

# Lastodur®

unsteril



Die dauerelastische Langzugbinde für eine leichte oder starke Kompression.



Anlegedauer

Muss über Nacht entfernt werden

↔ Dehnbarkeit 160 %

Washbar 15 x

Lastodur® weich/soft	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 7 m	00614280	931653	1 Binde	60
8 cm x 7 m	00614297	931654	1 Binde	60
10 cm x 7 m	00614305	931655	1 Binde	60
12 cm x 7 m	00614311	931656	1 Binde	30
6 cm x 7 m	01852604	931635	10 Binden	16
8 cm x 7 m	01852662	931636	10 Binden	8
10 cm x 7 m	01852685	931637	10 Binden	6
12 cm x 7 m	01852716	931638	10 Binden	8

Lastodur® straff/strong	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 7 m	00614245	931663	1 Binde	60
8 cm x 7 m	00614251	931664	1 Binde	60
10 cm x 7 m	00614268	931665	1 Binde	60
12 cm x 7 m	00614274	931666	1 Binde	30
20 cm x 7 m	01332649	931668	1 Binde	20
6 cm x 7 m	01852538	931631	10 Binden	12
8 cm x 7 m	01852509	931632	10 Binden	8
10 cm x 7 m	01852515	931633	10 Binden	8
12 cm x 7 m	01852521	931634	10 Binden	6
10 cm x 14 m	02459346	931629	1 Binde	18



# Varolast® Plus

unsteril



Die gebrauchsfertige, längselastische Zinkleimbinde für die Kompressionstherapie oder als Stützverband in der Orthopädie.



Anlegedauer

Bis zu  
Tage

7



Zuschneidbar

Varolast® Plus	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
8 cm x 5 m	02667234	931582	1 Binde	16
10 cm x 7 m	02667257	931583	1 Binde	20
10 cm x 10 m	02667286	931585	1 Binde	20
8 cm x 5 m	02667240	931589	16 Binden	2
10 cm x 7 m	02667263	931587	20 Binden	2
10 cm x 10 m	02667292	931588	20 Binden	2

# Rolta® soft

unsteril



Die synthetische Polsterwatte für ein weiches Polstern.



 Zuschneidbar

Rolta® soft	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 3 m	04456518	932043	6 Binden	8
	02757486	932048	50 Binden	1
10 cm x 3 m	04456524	932045	6 Binden	6
	02757457	932049	30 Binden	1
15 cm x 3 m	04456530	932047	4 Binden	6
	02757440	932050	20 Binden	1
25 cm x 3 m	02757434	932051	10 Binden	1

Verba®

unsteril



Der postoperative Stützverband mit Längselastizität und Querstabilität für eine flächenhafte Druckverteilung.



Verba®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
Gr. 1, 65 – 75 cm	01981690	932531	1 Stück	15
Gr. 2, 75 – 85 cm	01981709	932532	1 Stück	15
Gr. 3, 85 – 95 cm	01981715	932533	1 Stück	15
Gr. 4, 95 – 105 cm	01981721	932534	1 Stück	15
Gr. 5, 105 – 115 cm	01981738	932535	1 Stück	15

# Fixieren & komprimieren

<b>Universalbinden.....</b>	<b>95</b>
Idealflex® Universal.....	95
Idealflex®.....	96
Idealast®.....	97
Idealast®-haft.....	98
Idealast®-haft Color.....	99
HARTMANN Idealbinden.....	100
HARTMANN Nature Care® Idealbinde.....	101




# Idealflex® Universal

unsteril



Die leichte Universalbinde mit dem hohen Baumwollanteil.



↔ Dehnbarkeit  
95 %


Idealflex® Universal	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	06452654	931271	10 Binden	28
8 cm x 5 m	06452677	931272	10 Binden	18
10 cm x 5 m	06452708	931273	10 Binden	21
12 cm x 5 m	06452714	931274	10 Binden	23
15 cm x 5 m	06452720	931275	10 Binden	18
20 cm x 5 m	06452743	931276	10 Binden	8

# Idealflex®

unsteril



Die leichte Universalsbinde mit guter Dauerelastizität.



↔ Dehnbarkeit  
80 %

Waschbar  
15 x


Idealflex®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	07142683	931290	1 Binde	80
8 cm x 5 m	07142708	931291	1 Binde	60
10 cm x 5 m	07142714	931292	1 Binde	50
12 cm x 5 m	07142720	931293	1 Binde	40
15 cm x 5 m	07142737	931294	1 Binde	30
20 cm x 5 m	07142743	931295	1 Binde	20
6 cm x 5 m	03854263	931283	10 Binden	8
8 cm x 5 m	03854286	931284	10 Binden	6
10 cm x 5 m	03854292	931285	10 Binden	5
12 cm x 5 m	03854300	931286	10 Binden	4
15 cm x 5 m	03854317	931287	10 Binden	3
20 cm x 5 m	03854323	931288	10 Binden	2

# Idealast®

unsteril



Die dauerelastische Idealbinde, die nicht ausleiert.



↔ Dehnbarkeit  
75 %

Wäschbar  
15 x


Idealast®	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	02152352	931143	1 Binde	160
8 cm x 5 m	02152369	931144	1 Binde	120
10 cm x 5 m	02152375	931145	1 Binde	100
12 cm x 5 m	02152381	931146	1 Binde	80
15 cm x 5 m	02152398	931147	1 Binde	48
20 cm x 5 m	02152406	931148	1 Binde	36
6 cm x 5 m	02720968	931133	10 Binden	16
8 cm x 5 m	02720974	931134	10 Binden	12
10 cm x 5 m	02720980	931135	10 Binden	10

# Idealast®-haft

unsteril



Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
90 %



Kohäsiv

Idealast®-haft	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 4 m	03517413	931110	1 Binde	40
8 cm x 4 m	03517436	931111	1 Binde	40
10 cm x 4 m	03517442	931112	1 Binde	40
12 cm x 4 m	03517459	931113	1 Binde	40
6 cm x 10 m	03517465	931114	1 Binde	20
8 cm 10 m	03517471	931115	1 Binde	20
10 cm 10 m	03517488	931116	1 Binde	20
12 cm 10 m	03517494	931117	1 Binde	20




# Idealast®-haft Color

unsteril



Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde in Rot und Blau.



Zuschneidbar



Dehnbarkeit  
90%



Kohäsiv

Idealast®-haft Color	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
4 cm x 4 m blau	10109376	931090	1 Binde	70
6 cm x 4 m blau	10109382	931091	1 Binde	48
8 cm x 4 m blau	10109399	931092	1 Binde	27
10 cm x 4 m 4 blau	10109407	931093	1 Binde	30
4 cm x 4 m 4 rot	10109413	931095	1 Binde	70
6 cm x 4 m rot	10109436	931096	1 Binde	48
8 cm x 4 m rot	10109442	931097	1 Binde	27
10 cm x 4 m rot	10109459	931098	1 Binde	30
4 cm x 4 m sortiert	10109465	931100	10 Binden	15
6 cm x 4 m sortiert	10109494	931101	10 Binden	12
8 cm x 4 m sortiert	10109471	931102	10 Binden	9
10 cm x 4 m sortiert	10109488	931103	10 Binden	6

# HARTMANN Idealbinden

unsteril



Die textilelastische DIN-Idealbinde für den universellen Einsatz.



100 %  
Baumwolle

↔ Dehnbarkeit  
100 %

HARTMANN Idealbinden	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
6 cm x 5 m	00516086	931755	1 Binde	160
8 cm x 5 m	00516092	931756	1 Binde	120
10 cm x 5 m	00516100	931757	1 Binde	100
12 cm x 5 m	00516117	931758	1 Binde	80
15 cm x 5 m	00516123	931759	1 Binde	48
20 cm x 5 m	00516146	931760	1 Binde	36
30 cm x 5 m	00516169	931761	1 Binde	24
4 cm x 5 m	00234531	931859	10 Binden	22
6 cm x 5 m	01574329	931860	10 Binden	16
8 cm x 5 m	01574387	931861	10 Binden	12
10 cm x 5 m	01574393	931862	10 Binden	10
12 cm x 5 m	01574418	931754	10 Binden	8
15 cm x 5 m	00234560	931863	10 Binden	6
20 cm x 5 m	00234614	931865	10 Binden	5
30 cm x 5 m	00234643	931866	10 Binden	4

# HARTMANN Nature Care® Idealbinde

unsteril



Die Binde aus 100 % Baumwolle und mit der FSC® zertifizierten Verpackung.



← → Dehnbarkeit  
100 %

HARTMANN Nature Care® Idealbinde	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 5 m	18117317	332067	1 Binde	60

# Sportsortiment

DermaPlast® Active Kühlen.....	103
DermaPlast® Active Wärmen.....	104
DermaPlast® Active Stabilisieren....	105

# DermaPlast® Active

## Kühlen



Das kühlende Gel für Sport, Alltag und Therapie.

DermaPlast® Active Cool Gel	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
100 ml	12902920	522010	1 Geltube	8

Anwendungsdauer: Bis zu **30** Tage

Das selbstkühlende Schmerzpflaster – sofort einsatzbereit und kühlt bis zu 6 Stunden.

DermaPlast® Active Cool Patch	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
10 x 14 cm	15241235	522400	5 Stück	40

Anwendungsdauer: Bis zu **6** Stunden

Der Sofort-Kühlbeutel – kühlt sofort für bis zu 30 Minuten.

DermaPlast® Active Instant Ice	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
15 x 17 cm	12902995	522020	1 Stück	12
15 x 25 cm	12902966	522021	1 Stück	12

Anwendungsdauer: Max. **30** Minuten

Die selbstkühlende Stützbinde, die sofort für bis zu 2 Stunden kühlt.

DermaPlast® Active Cool Fix	PZN	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE
6 cm x 4 m	12903090	522013	1 Stück	234

Anwendungsdauer: Ca. **2** Stunden  Zuschneidbar  $\leftrightarrow$  Dehnbarkeit 90 %

# DermaPlast® Active

## Wärmen



Die wiederverwendbare Gel-Kompresse zum Einsatz in der Kälte- und Wärmetherapie.

DermaPlast® Active Hot/Cold	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
13 x 14 cm	12903026	522022	1 Stück	24
12 x 29 cm	12903003	522023	1 Stück	12

Anwendungsdauer: Max. 20 Minuten,  
30 Minuten Pause zwischen den Anwendungen



Wiederverwendbar

Die Wärmecreme mit dem intensiven und langanhaltenden Wärmegefühl.

DermaPlast® Active Warm Cream	PZN	Artikel- Nr.	Packungs- inhalt	VE
100 ml	12903109	522030	1 Tube	8



Haltbarkeit  
Bis zu 12 Monate nach Anbruch

# DermaPlast® Active

## Stabilisieren



Das elastische Tape zur prophylaktischen Schonung von Gelenken, Bändern und verspannten Muskeln.

DermaPlast® Active Kinesiology Tape	PZN	Artikel-Nr.	Packungsinhalt	VE
5 cm x 5 m blau	12903032	522440	1 Stück	8
5 cm x 5 m pink	12903049	522441	1 Stück	8
5 cm x 5 m beige	12903055	522442	1 Stück	8

Anwendungsdauer: Bis zu **10** Tage  Zuschneidbar  Polyacrylat-Kleber

Das zugfeste Tape zur Stabilisierung und Fixierung von beim Sport stark beanspruchten Gelenken.

DermaPlast® Active Sport Tape	PZN	Artikel-Nr.	Packungsinhalt	VE
3,75 cm x 7 m	12903084	522050	1 Stück	96

 Zuschneidbar

 Zinkoxidhaltiger Kleber  
(enthält Naturkautschuklatex)

# Register

<b>A</b>	
Atrauman® .....	23
Atrauman® Ag.....	24
Atrauman® Silicone .....	25
<b>C</b>	
Compreboot® Standard Foot .....	87
Compreflex® Standard Calf .....	86
Cosmopor® advance .....	30
Cosmopor® I.V. ....	62
Cosmopor® silicone .....	31
Cosmopor® steril.....	29
Cosmopor® waterproof.....	32
Cosmos® Spezialpflaster.....	37
Cosmos® Wundpflaster .....	36
Coverflex® fast .....	78
Coverflex® grip .....	79
<b>D</b>	
DermaPlast® Active Kühlen .....	103
DermaPlast® Active Stabilisieren .....	105
DermaPlast® Active Wärmen.....	104
DermaPlast® Quick Aid .....	39
DermaPlast® Wundpflaster.....	35
<b>E</b>	
ES-Kompressen steril.....	40
ES-Kompressen unsteril .....	45
Eycopad® steril .....	43
Eycopad® unsteril.....	46
<b>G</b>	
Grassolind® .....	26
<b>H</b>	
HARTMANN Idealbinden .....	100
HARTMANN Nature Care® Bambus-Pflasterstrips .....	38
HARTMANN Nature Care® Fixierpflaster .....	69
HARTMANN Nature Care® Idealbinde .....	101
HARTMANN Nature Care® Mullkomresse.....	41
HARTMANN Watte.....	56
HydroClean® .....	8
HydroClean® Solution .....	7
Hydrocoll® .....	22
Hydrofilm® .....	34, 63
Hydrofilm® Plus .....	33
Hydrofilm® roll .....	61
Hydrosorb® Gel.....	10
HydroTac®.....	18
HydroTac® transparent .....	17
<b>I</b>	
Idealast®.....	97
Idealast®-haft.....	98
Idealast®-haft Color.....	99
Idealflex®.....	96
Idealflex® Universal .....	95
<b>L</b>	
Lastodur® .....	89



<b>M</b> edicomp® steril .....	49
Medicomp® unsteril .....	51
Medicomp® drain .....	50
Mullro® .....	48
<b>O</b> mnifilm® .....	68
Omnifix® Elastic.....	59
Omnifix® Silicone.....	60
Omniplast®.....	65
Omnipor® .....	67
Omnisilk® .....	66
Omnistrip® .....	64
Omnitape® .....	70
<b>P</b> agasling® steril.....	52
Pagasling® unsteril.....	53
Peha®-Lastotel.....	74
Peha®-Mullbinden.....	75
Peha® Schlitzkompressen .....	42
Peha-crepp®.....	73
Peha-haft® .....	71
Peha-haft® Color.....	72
Pehazell® Clean .....	57
PermaFoam® classic .....	20
Pur-Zellin® .....	54
Pütter®binde .....	81
Pütter®Flex.....	82
Pütter®-haft.....	83
Pütter®Pro 2.....	84
Pütter®Pro 2 Lite .....	85
<b>R</b> olta® soft .....	91
<b>S</b> oft-Zellin®.....	55
Sorbalgon® Classic .....	9
Stülpa® .....	77
Stülpa-fix® .....	76
<b>T</b> amponadebinde .....	44
<b>U</b> nterziehstrumpf Transition/Complete .....	88
<b>V</b> arolast® Plus .....	90
Verba® .....	92
Verbandmull ZZ.....	47
<b>Z</b> etuvit® steril.....	27
Zetuvit® unsteril.....	28
Zetuvit® Plus.....	13
Zetuvit® Plus Silicone.....	16
Zetuvit® Plus Silicone Border.....	14

## Entdecken Sie das Service-Angebot von HARTMANN

**Immer aktuell und auf einen Blick – das HARTMANN SSB-Sortiment für Ihre Region**

Informieren Sie sich schnell und einfach über die in Ihrer KV verordnungsfähigen Produktvarianten. Mit nur wenigen Klicks finden Sie detaillierte Informationen wie beispielsweise die PZN für Ihre nächste Verordnung oder Bestellung.



[plhn.de/SSB-Katalog](https://plhn.de/SSB-Katalog)

**hartmanncampus.de – die Plattform für Wissen und Fortbildung**

Auf der Online-Plattform HARTMANNCAMPUS finden Sie alle Fortbildungsangebote von HARTMANN auf einen Blick: ganz gleich, ob es sich um Präsenzseminare oder E-Learnings handelt.



[plhn.de/Campus-Katalog](https://plhn.de/Campus-Katalog)